

ResMed

Astral™ series



Inhalt

Einleitung	1
Indikationen (nur Deutschland).....	1
Klinische Vorteile.....	1
Zielpatientenpopulation/Erkrankungen.....	2
Kontraindikationen.....	2
Nebenwirkungen.....	2
Allgemeine Warnungen und Vorsichtshinweise.....	3
Das Astral System	5
Das Astral Beatmungsgerät.....	6
Die Bedienoberfläche des Astral Beatmungsgeräts.....	7
Touchscreen.....	8
Obere Informationsleiste.....	9
Menüleiste.....	10
Untere Informationsleiste.....	10
Hauptbildschirm.....	10
Bargraph.....	11
Einstellungsleiste.....	12
Schlauchsysteme und Beatmungszugänge	13
Zubehör für das Patientenschlauchsystem	13
Stromversorgungszubehör	13
Stromversorgungsoptionen.....	14
Astral externer Akku.....	14
ResMed Power Station II (RPSII).....	14
Fernalarm II (Remote Alarm II).....	14
Pulsoximeter.....	14
Optionales Zubehör	14
Astral Mobility Bag.....	15
Astral SlimFit Mobility bag.....	15
ResMed Krankenhaus-Trolley.....	15
Astral Tischhalterung.....	15
Aerogen® Vernebler.....	15
ResMed Connectivity Module (RCM Verbindungsmodul Telemonitoring).....	15
ResMed Connectivity Module Hospital (RCMH).....	15
Halterung für die Mundstückbeatmung.....	15
Verwendung des Astral Beatmungsgeräts	16
Anschluss an das Stromnetz.....	16
Einschalten des Beatmungsgeräts.....	16
Ausschalten des Beatmungsgeräts.....	17
Zugriff auf den Klinischen Modus.....	17
Verwendung des Einstellungsassistenten.....	18

Funktion für bessere Bedienbarkeit.....	21
Starten/Stoppen der Beatmung.....	22
Touchscreen sperren und entsperren	23
Navigieren durch die Menüs	23
Menü „Überw.“	24
Menü „Installation“	25
Menü „Alarme“	25
Menü „Information“	26
Programme.....	26
Arbeiten mit Beatmungsprogrammen	26
Ein neues Beatmungsprogramm einrichten.....	28
Patienteneinstellungen anpassen	30
Überwachung der Beatmung	31
Geräteeinstellungen	33
Geräteeinstellungen anpassen.....	34
Kopieren der Geräteeinstellungen.....	35
Exportieren von Geräteeinstellungen auf einen USB-Stick	36
Importieren von Geräteeinstellungen vom USB-Stick.....	36
Serviceerinnerungen	37
Verwendung der Serviceerinnerungen.....	37
Schlauchsystemoptionen	39
Patientenschlauchsysteme konfigurieren	39
Anschließen des Schlauchsystemadapters.....	40
Anschließen eines Leckageschlauchsystems.....	41
Anschließen des Schlauchsystems für die invasive Anwendung	43
Anschließen eines Einschlauchsystems mit Expirationsventil	43
Anschließen eines Doppelschlauchsystems (nur Astral 150)	46
Anschließen eines Schlauchsystems für Mundstück	47
Eine andere Schlauchsystem-Option auswählen	48
Schlauchtest.....	48
Zubehör.....	53
Zubehör an das Patientenschlauchsystem anschließen.....	53
Anschließen eines Atemgasbefeuchters	53
Anschließen eines Wärme- und Feuchtigkeitsaustausch-Filters (HME).....	55
Anbringen eines Bakterien-/Virenfilters	55
Zusätzliche Sauerstoffgabe	56
Überwachung der Sauerstoffzufuhr	58
Anschließen eines Verneblers	58
Anschließen von zusätzlichem Zubehör	60
Anschließen eines Pulsoximeters	60
Anschließen eines Fernalarms	61
Astral Transport- und Schutztasche.....	61
Unterwegs mit dem Astral Beatmungsgerät.....	63
Stromversorgung	63
Anschluss an das Stromnetz	64
Anschließen des Astral externen Akkus.....	65
Verwendung des externen Akkus	65
Anschluss an eine ResMed Power Station (RPSII).....	66
Anschluss an eine externe Gleichstromquelle	66
Verwendung des internen Akkus	67

Laufzeit des Akkus	68
Lagerung und Aufladen	68
Stromversorgungsanzeigen des Geräts	69
Erstmaliger Gebrauch des Astral Beatmungsgeräts	71
Beatmungsmodi	72
V(A)C-Modus – assistierte volumenkontrollierte Beatmung	73
(A)PCV-Modus – assistierte druckkontrollierte Beatmung	74
P-SIMV – drucksynchronisierte intermittierende kontrollierte Beatmung (Pressure Synchronised Intermittent Mandatory Ventilation)	76
V-SIMV – volumensynchronisierte intermittierende kontrollierte Beatmung (Volume Synchronised Intermittent Mandatory Ventilation)	77
PSV-Modus – Druckunterstützung	80
(S)T-Modus – spontane Beatmung mit Backup-Rate	81
(A)PC-Modus	82
CPAP-Modus	84
iVAPS-Modus (intelligent Volume Assured Pressure Support [intelligente volumengesicherte Druckunterstützung])	85
Alveoläre Zielventilation	86
intelligente Backup-Frequenz (iBR)	87
Konfiguration von iVAPS	87
Verwendung des iVAPS-Diagnosemodus	87
Übernehmen der kürzlich im iVAPS Diagnosemodus erfassten Werte	88
Manuelle Eingabe der Zielwerte	90
AutoEPAP	92
Flowkurven-Einstellungen	93
Gegenseitige Beeinflussung von Parametereinstellungen	94
Dynamische Einstellungsgrenzen	94
Verwendung des Grenzwerts „Druck hoch“ des Astral	94
Inspiratorischer und expiratorischer Trigger	95
Inspiratorischer Trigger bei Leckageschlauchsystemen	96
Expiratorischer Trigger bei Leckageschlauchsystemen	97
Inspiratorischer Trigger bei Schlauchsystemen mit Expirationsventil	97
Den Triggertyp ändern	99
Expiratorischer Trigger bei Schlauchsystemen mit Expirationsventil	100
Zusätzliche Funktionen	102
Einstellungen für manuellen Atemzug	102
Seufzereinstellungen	104
Apnoe-Einstellungen	105
Einstellen der Apnoebeatmung	105
V(A)C-Atemmuster	106
(A)PCV-Atemmuster	107
Einstellungen für das Sicherheitsvolumen	108
Nicht-invasive Beatmung (NIV)	109
Nicht-invasive Maskenbeatmung	109
Nicht-invasive Mundstückbeatmung	109
Beatmung über Mundstück	109
Sicherheitsüberlegungen bei der Beatmung über Mundstück	110

Alarmer	111
Alarm-Prioritäten.....	112
Aktive Alarmer anzeigen lassen.....	114
Alarmer stummschalten	114
Alarmer zurücksetzen	115
Alarmerinstellungen anpassen	116
Einstellen der Alarmlautstärke.....	118
Testen der Alarmlautsprecher und -anzeigen.....	119
Fernalarm testen	120
Alarmer testen	120
Stromversorgungsalarmer testen	121
Druckalarmer testen	121
Alarmer der Beatmungsüberwachung testen.....	122
Oximetriealarmer testen.....	123
Sauerstoffalarmer testen.....	123
Schlauchsystemalarmer testen	123
Diskonnektionsalarm testen.....	124
Alarmerinstellungen und -bedingungen	125
Tidalvolumen-Alarmer.....	125
Atemminutenvolumen-Alarmer	125
Atemfrequenzalarmer	126
Druckalarmer/Grenzwerte	126
Druck hoch	126
Obstruktion	126
Druck tief.....	127
PEEP	128
Schlauchsystemalarmer	128
Hohe Leckage	128
Maske o. LA/Rückatm.....	129
Flow-Sensor nicht kalibriert.....	129
Alarmer für die Konfiguration des Schlauchsystems.....	129
Diskonnektionsalarm.....	130
Sauerstoffalarmer	130
Oximetriealarmer	131
SpO ₂	131
Pulsfrequenz	131
Apnoealarm	131
Alarm „Beatm. angehalten“	131
Stromversorgungsalarmer	132
Systemalarmer	132
Feststellen einer Diskonnektion des Schlauchsystems und Dekanülierung	133
Astral Diskonnektionsalarm	135
Einstellen des Diskonnektionsalarms	135
Einstellen und Testen der Diskonnektionstoleranz.....	136
Einstellung der Aktivierungszeit.....	138
Deaktivieren bzw. Aktivieren des Diskonnektionsalarms	138

Datenverwaltung	140
Datenmanagement im Überblick	142
Löschen von Patientendaten	143
Reinigung und Instandhaltung	143
Gebrauch bei einem einzigen Patienten.....	144
Wöchentlich	144
Monatlich.....	144
Maßnahmen zum Wiedereinsatz	145
Austausch von Komponenten	145
Wechseln des Luftfilters	145
Den Expirationsflow-Sensor und den Bakterien-/Virenfilter austauschen (nur Astral 150).....	146
Austauschen des Adapters des Doppelschlauchs-systems (Expirationsventil).....	148
Den Sauerstoffsensord austauschen	148
Den internen Akku austauschen	149
Wartung	150
Instandhaltungsplan	150
Interner Akku.....	151
Informationen zum Gerät	151
Software-Upgrades	151
Sicherheitstechnische Kontrolle – STK (nur Deutschland).....	151
Reinigungs- und Austauschvorgänge für Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen	152
Technische Daten	152
Daten	159
Zeitparameter.....	159
Volumen- und Flowparameter	159
Druckparameter	160
Andere Parameter.....	160
Genauigkeit der Beatmungsparameter	161
Messsystem und -genauigkeit	164
Funktionsunterschiede	165
Symbole	166
Einhaltung von Normen	167
Schulung und Support	167
Fehlerbehebung	168
Fehlerbehebung bei Alarmen	168
Fehlerbehebung anhand des Schlauchttests	174
Allgemeine Fehlerbehebung	178
Empfehlungen für die Absaugung	179
Eingeschränkte Gewährleistung	180
Anhang A: Definitionen	181
Definitionen der Beatmungseinstellungen.....	181
Definitionen der gemessenen und berechneten Parameter	183

Anhang B: Beatmungsparameter	186
Tabellarische Zusammenfassung der Beatmungsparameter	186
Während der Beatmung angezeigte Parameter	191
Zusätzliche Funktionen	192
Angezeigte Parameter für zusätzliche Funktionen	194
Anhang C: Alarmparameter	196

Einleitung

Das Astral Beatmungsgerät dient zur mechanischen Beatmung von sowohl beatmungsabhängigen Patienten als auch -unabhängigen Patienten. Es kann eine Druck- oder Volumenbeatmung über ein Schlauchsystem mit Expirationsventil oder ein Leckageschlauchsystem bereitstellen und ist mit zahlreichem Zubehör für die jeweiligen Einsatzsituationen kompatibel.

Die Angaben in dieser Gebrauchsanweisung gelten sowohl für das Astral 100 als auch das Astral 150. Falls bestimmte Informationen nur für eines der Geräte gelten, wird das Gerät ausdrücklich genannt.

Hinweis: Möglicherweise sind einige Funktionen für Ihr Gerät nicht verfügbar.

WARNUNG

- Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch des Astral Beatmungsgeräts das gesamte Handbuch aufmerksam durch.
- Verwenden Sie das Astral Beatmungsgerät nur laut Anweisung Ihres Arztes oder medizinischen Betreuers.
- Verwenden Sie das Astral Beatmungsgerät nur für den in diesem Handbuch beschriebenen Verwendungszweck. Ratschläge in diesem Handbuch ersetzen Anweisungen durch den behandelnden Arzt nicht.
- Befolgen Sie bei der Einstellung und Konfiguration des Astral Beatmungsgeräts die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen.

VORSICHT

Das Astral Beatmungsgerät ist nicht für den Gebrauch als Beatmungsgerät bei Notfalltransporten bestimmt.

Indikationen (nur Deutschland)

Das Beatmungsgerät Astral 100 SC ist für die Verwendung mit einem Einschlauchsystem mit integriertem Expirationsventil geeignet und stellt eine intermittierende Beatmungsunterstützung für Patienten mit einem Körpergewicht über 5 kg bereit, die eine mechanische Beatmung benötigen.

Das Astral 100/150 stellt eine kontinuierliche oder intermittierende Beatmungsunterstützung für Patienten mit einem Körpergewicht über 5 kg bereit, die eine mechanische Beatmung benötigen.

Astral Beatmungsgeräte sind für den Einsatz in der häuslichen Umgebung, in Einrichtungen bzw. Krankenhäusern sowie bei mobiler Anwendung für sowohl invasive als auch nicht-invasive Beatmung bestimmt.

Klinische Vorteile

Zu den klinischen Vorteilen der nicht-invasiven mechanischen Beatmung im Bereich der Akutbeatmung gehören unter anderem eine Verringerung der Krankenhaussterblichkeit, der endotrachealen Intubationen, der Verweildauer auf der Intensivstation, des Weaning-Versagens und der beatmungsassoziierten Pneumonie sowie die Verbesserung der physiologischen Parameter (z. B. Blutgase und Atemarbeit).

Zu den klinischen Vorteilen der nicht-invasiven mechanischen Beatmung im Bereich der Langzeitbeatmung gehören unter anderem eine Verbesserung des Gesamtüberlebens, der Tagessymptome (z. B. Somnolenz und Müdigkeit), der physiologischen Parameter (z. B. Blutgase und Lungenfunktion), der gesundheitsbezogenen Lebensqualität und der Schlafqualität sowie eine Verringerung der Krankenhausaufenthalte und der Dyspnoe.

Der klinische Vorteil der invasiven mechanischen Beatmung besteht in der Erhaltung des Lebens oder dem Einsatz als Alternative zur nicht-invasiven mechanischen Beatmung, wenn die nicht-invasive mechanische Beatmung kontraindiziert ist.

Zielpatientenpopulation/Erkrankungen

Die Zielpatientenpopulation der Astral Beatmungsgeräte umfasst Patienten, die mechanisch beatmet werden müssen. Eine mechanische Beatmung ist indiziert, wenn die Atmung des Patienten nicht ausreicht, um einen ausreichenden Gasaustausch und das Säure-Basen-Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Sie kann im Bereich der Akutbeatmung oder Langzeitbeatmung und entweder als invasive oder nicht-invasive Beatmung bei nicht-beatmungsabhängigen oder beatmungsabhängigen Patienten verwendet werden.

Zu den Erkrankungen, bei denen eine akute mechanische Beatmung erforderlich ist, gehören unter anderem:

- Akute respiratorische Insuffizienz
- Exazerbation chronischer Atemwegserkrankungen
- Koma
- Neuromuskuläre Erkrankungen

Zu den Erkrankungen, bei denen eine mechanische Langzeitbeatmung erforderlich ist, gehören unter anderem:

- Chronische respiratorische Insuffizienz
- Patienten, die sich von akuten Erkrankungen und einer akuten respiratorischen Insuffizienz erholen und nicht auf wiederholte Versuche der Beatmungsentwöhnung (Weaning) ansprechen.
- Patienten mit chronischen Erkrankungen, die nur für einen gewissen Zeitraum am Tag mechanisch beatmet werden müssen und mehrere Stunden am Tag selbständig die Spontanatmung aufrechterhalten können.
- Patienten, die eine kontinuierliche Beatmungsunterstützung zum Überleben benötigen.

Kontraindikationen

Das Astral Beatmungsgerät ist bei Patienten mit den folgenden vorbestehenden Erkrankungen oder Zuständen kontraindiziert:

- Pneumothorax oder Pneumomediastinum
- pathologisch niedriger Blutdruck, insbesondere in Verbindung mit intravaskulärer Volumendepletion
- Liquorausfluss, rezente Schädeloperation oder Trauma
- schwere bullöse Lungenerkrankung
- Dehydrierung.



AutoEPAP ist bei Verwendung eines invasiven Zugangs kontraindiziert.

Nebenwirkungen

Melden Sie ungewöhnliche Schmerzen in der Brust, starke Kopfschmerzen oder verstärkte Atemlosigkeit Ihrem Arzt. Folgende Nebenwirkungen können bei Behandlung mit dem Beatmungsgerät auftreten:

- Trockenheit von Nase, Mund oder Hals
- Nasenbluten
- Völlegefühl
- Ohren- oder Nasennebenhöhlenbeschwerden
- Augenreizungen
- Hautausschläge.

Allgemeine Warnungen und Vorsichtshinweise

Die folgenden Warnungen und Vorsichtshinweise sind allgemeiner Natur. Weitere spezielle Warnungen, Vorsichtshinweise und Hinweise erscheinen neben der jeweiligen Anweisung in der Gebrauchsanweisung.

Warnung weist auf eine mögliche Verletzungsgefahr hin.

WARNUNG

-
- Wenn sich das Betriebsverhalten des Geräts auf unerklärliche Weise ändert, wenn es ungewöhnliche oder unangenehme Geräusche verursacht, wenn Sie das Gerät oder das Netzteil fallen lassen oder wenn diese unsachgemäß behandelt werden, stellen Sie die Verwendung ein und wenden Sie sich an Ihren Gerätelieferanten.
 - Bei beatmungsabhängigen Patienten muss jederzeit eine alternative Beatmungsmöglichkeit (z. B. Ersatz-Beatmungsgerät, manueller Beatmungsbeutel o. ä.) zur Verfügung stehen. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder zum Tod des Patienten kommen.
 - Das Astral Beatmungsgerät ist ein zweckgebundenes Medizinprodukt, das zur Verwendung durch qualifiziertes und ausgebildetes Personal nach Anweisung eines Arztes bestimmt ist. Im Bereich der Intensivpflege ist eine klinische Aufsicht erforderlich.
 - Beatmungsabhängige Patienten müssen kontinuierlich von qualifiziertem Personal oder entsprechend geschulten Pflegepersonen überwacht werden. Das Personal bzw. die Pflegeperson muss in der Lage sein, die erforderlichen Gegenmaßnahmen zu ergreifen, falls es zu einem Alarm oder einer Fehlfunktion des Beatmungsgeräts kommt.
 - Der interne Akku soll nicht als primäre Stromquelle dienen. Er sollte nur verwendet werden, wenn andere Quellen nicht verfügbar sind bzw. ein kurzfristiger Bedarf besteht (z. B. beim Wechseln von Stromquellen).
 - Das Astral Beatmungsgerät ist nicht für die Bedienung durch Personen (einschließlich Kindern) mit beeinträchtigten körperlichen oder geistigen Funktionen oder beeinträchtigter Wahrnehmung bestimmt, sofern keine adäquate Aufsicht durch eine für die Sicherheit des Patienten verantwortliche Person erfolgt.
 - Das Astral Beatmungsgerät ist nicht für die Bedienung durch Patienten bestimmt, sofern sie keine adäquate Einweisung in die Funktion des Geräts durch eine für die Sicherheit des Patienten verantwortliche Person erhalten haben.
 - Das Astral Gerät darf nicht in der Nähe von MRT- oder Diathermiegeräten benutzt werden.
 - Die Wirksamkeit der Beatmung und der Alarme muss nach allen Änderungen der Beatmungs- oder Alarmeinstellungen, allen Änderungen an der Konfiguration des Schlauchsystems sowie allen Änderungen der Nebentherapien (z. B. Verneblung, Sauerstoffgabe) überprüft werden.
 - Das Astral Beatmungsgerät und das Netzteil können während des Betriebs heiß werden. Um Hautschäden zu vermeiden, das Astral Beatmungsgerät und das Netzteil nicht über einen längeren Zeitraum in direktem Kontakt mit dem Patienten belassen.
 - Das Beatmungsgerät bietet Therapien, die typischerweise sowohl mit beatmungsabhängigen als auch mit nicht beatmungsabhängigen Patienten assoziiert sind. Beatmungsmodus, Schlauchsystemtyp und Alarmstrategien müssen nach einer klinischen Beurteilung der Bedürfnisse des jeweiligen Patienten ausgewählt werden.
 - Das Beatmungsgerät darf nicht in Höhenlagen über 3000 m oder außerhalb des Temperaturbereichs von 0–40 °C betrieben werden. Der Betrieb des Beatmungsgeräts außerhalb dieser Bedingungen kann die Geräteleistung beeinträchtigen, was zu Verletzungen oder zum Tod des Patienten führen kann.
-

Einleitung

- Das Gerät sollte nicht neben, auf oder unter anderen Therapiegeräten in Betrieb genommen werden. Falls der Betrieb auf, unter oder neben anderen Geräten unvermeidbar ist, sollte das Gerät überwacht werden, um den normalen Betrieb in der verwendeten Konfiguration zu überprüfen.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht für das Gerät vorgegeben wurde, wird nicht empfohlen. Diese können zu erhöhten Emissionen oder verminderter Störfestigkeit des Geräts führen.
- Zusatzgeräte, die an medizinische elektrische Geräte angeschlossen werden, müssen die jeweilige IEC- bzw. ISO-Norm erfüllen. Außerdem müssen alle Konfigurationen den Anforderungen für medizinische elektrische Systeme entsprechen (siehe IEC 60601-1). Jede Person, die Zusatzgeräte an medizinische elektrische Geräte anschließt, konfiguriert ein medizinisches System und ist daher dafür verantwortlich, dass das System die Anforderungen für medizinische elektrische Systeme erfüllt. Es wird darauf verwiesen, dass die am Standort geltenden Gesetze Vorrang vor den o. g. Anforderungen haben. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die zuständige Vertretung oder den technischen Kundendienst.
- Tragbare HF-Kommunikationsgeräte (einschließlich Peripheriegeräte wie Antennenkabel und externe Antennen) sollten mit einem Mindestabstand von 30 cm zu einem beliebigen Teil des Geräts, einschließlich der vom Hersteller spezifizierten Kabel, verwendet werden. Andernfalls kann es bei diesen Geräten zu Leistungseinbußen kommen.

Hinweis: Schwerwiegende Vorfälle, die im Zusammenhang mit diesem Zubehör auftreten, müssen ResMed und der zuständigen Behörde in Ihrem Land gemeldet werden.

Vorsicht erklärt spezielle Maßnahmen für eine sichere und effektive Benutzung des Beatmungsgeräts.

VORSICHT

-
- Reparaturen und Wartungsarbeiten am Gerät müssen von einer von ResMed autorisierten Fachkraft durchgeführt werden.
 - Die Temperatur des vom Gerät erzeugten Atemluftstroms kann bis zu 6 °C über der Raumtemperatur liegen. Vorsicht ist geboten, wenn die Raumtemperatur über 35 °C beträgt.
 - Das Gerät darf keiner übermäßigen Gewalteinwirkung ausgesetzt, fallen gelassen oder geschüttelt werden.
 - Eine staubige Umgebung kann die Leistung des Beatmungsgeräts beeinträchtigen.
 - In der Nähe von elektronischen Warensicherungsetiketten kann es beim Astral Beatmungsgerät zu Störungen kommen. Der Abstand zwischen Astral Beatmungsgerät und elektronischem Warensicherungsetikett muss mindestens 20 cm betragen
-

Ein **Hinweis** macht Sie auf besondere Produktmerkmale aufmerksam.

Hinweise:

- Wenn das Astral Beatmungsgerät für die invasive außerklinische Langzeitbeatmung eingesetzt wird, sind die einschlägigen Praxisrichtlinien wie z. B. die AARC-Richtlinie für die klinische Praxis bei der invasiven mechanischen Langzeitbeatmung in der häuslichen Umgebung & Revidierte und aktualisierte Fassung von 2007 (www.rcjournal.com/cpgs/pdf/08.07.1056.pdf) zu beachten.
- Wenn Sie Hilfestellung benötigen oder ein Problem im Zusammenhang mit dem Astral Beatmungsgerät melden möchten, wenden Sie sich bitte an das medizinische Fachpersonal oder eine autorisierte ResMed Vertretung.

Das Astral System

Das Astral Beatmungssystem besteht aus einer Reihe von Komponenten:

- Astral Beatmungsgerät mit:
 - hypoallergenem Lufteinlassfilter
 - internem Akku
- Netzteil
- Netzkabel
- Astral Transport- und Schutztasche
- Adapter für Einschlauchventilsystem
- Adapter für Leckageschlauchsystem
- Adapter für Doppelschlauchsystem (Astral 150)
- ResMed USB-Stick
- Astral Gebrauchsanweisung
- Astral klinisches Handbuch auf CD

Darüber hinaus ist weiteres Zubehör für das Astral Beatmungsgerät erhältlich:

- Fernalarm II
- Astral externer Akku
- ResMed Power Station II (RPS II)
- Astral Mobility Bag
- Astral SlimFit Mobility Bag
- ResMed Halterung für die häusliche Pflege
- Astral Tischhalterung
- Pulsoximeter
- Aerogen® Vernebler
- ResMed Connectivity Module (Verbindungsmodul, RCM)
- ResMed Connectivity Module Hospital (RCMH).
- Halterung für die Mundstückbeatmung

Hinweis: Manche Zubehörteile sind eventuell nicht in allen Regionen erhältlich.

Eine vollständige Auflistung des Zubehörs finden Sie unter www.resmed.com auf der Seite „Products“ (Produkte). Wenn Sie keinen Internetanschluss haben, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Service-Techniker.

WARNUNG

Lesen Sie immer die beiliegende Gebrauchsanweisung durch, bevor Sie ein Zubehör verwenden.

Das Astral Beatmungsgerät

Die nachstehenden Abbildungen stellen die Komponenten des Astral Beatmungsgeräts dar.



Beschreibung

- 1 Adapteranschluss
Hier kann der Adapter für das Einschlauchsystem, Adapter für das Leckageschlauchsystem oder Adapter für das Doppelschlauchsystem (nur Astral 150) angebracht werden.
- 2 Tragegriff
- 3 Inspirationsanschluss (zum Patienten)
Ausgang für die über das Patientenschlauchsystem an den Patienten abgegebene Inspirationsluft. Beim Astral 150 mit einem FiO_2 -Sensor ausgestattet. Beim Astral 100 ist der FiO_2 -Sensor als optionales Zubehör erhältlich.
- 4 Netzwerk-Anschlussbuchse (nur für Servicetechniker)
- 5 USB-Anschluss (für den Download in ResScan und den Anschluss von freigegebenem Zubehör)

Beschreibung

- | | |
|----|--|
| 6 | Mini-USB-Anschluss (für den Anschluss an RCM oder RCMH) |
| 7 | Gleichstromanschluss |
| 8 | Drucktaste zum Ein- und Ausschalten des Geräts |
| 9 | Anschluss für den SpO ₂ -Sensor |
| 10 | 5-poliger Fernalarmanschluss |
| 11 | Sauerstoffeinlass für niedrigen Flow (bis zu 30 l/min) |
| 12 | Lufteinlassöffnung mit integriertem hypoallergenem Lufteinlassfilter |

Die Bedienoberfläche des Astral Beatmungsgeräts

Die Bedienoberfläche des Astral Beatmungsgeräts umfasst mehrere verschiedene Komponenten, die in der nachstehenden Abbildung beschrieben werden.



Beschreibung

- | | |
|---|--|
| 1 | Touchscreen |
| 2 | Stromversorgungsanzeigen <ul style="list-style-type: none"> ● Wechselstrom (Netzstrom) ● Gleichstrom (externer Akku oder separater Autoadapter oder RPSII) ● Interner Akku |

Beschreibung


- 3 Ein/Aus-Anzeige für die Therapie
 -  **Gerät betriebsbereit**
Gleichbleibende grüne Anzeige, wenn das Gerät eingeschaltet ist, jedoch keine Beatmung ausführt.
 -  **Beatmung läuft**
Blinkt in blau, wenn vom Gerät eine Beatmung bereitgestellt wird und die Einstellung „Beatmungs-LED“ auf „EIN“ steht. Andernfalls steht sie auf „AUS“.

- 4 Alarmstumm-/Zurücksetzen-Taste
Leuchtet auf, wenn ein Alarm ausgelöst wird, und blinkt, wenn der Ton stummgeschaltet wird.

- 5 Alarmleiste
 -  Rotes Blinklicht Alarm hoher Priorität
 -  Gelbes Blinklicht Alarm mittlerer Priorität
 -  Gelbes Dauerlicht Alarm niedriger Priorität

Touchscreen

Die Interaktion mit dem Astral Beatmungsgerät erfolgt hauptsächlich über den Touchscreen. Die Anzeige auf dem Touchscreen ändert sich je nach angewendeter Funktion.



Beschreibung

- 1 Schaltfläche für Klinischen Modus
 -  Gesperrt
 -  Entsperrt

- 2 Taste für manuellen Atemzug
 -  wird nur angezeigt, wenn die entsprechende Funktion aktiviert ist

Beschreibung	
3	Obere Informationsleiste
4	Anzeigeleuchte für internen Akku
	
5	Schaltfläche zum Sperren des Touchscreen
6	Menüleiste
7	Untere Informationsleiste
8	Schaltfläche zum Starten/Stoppen der Beatmung
9	Hauptbildschirm
10	Untermenüs
11	Bargraph

Obere Informationsleiste

Die Informationsleiste wird am oberen Rand des Touchscreen angezeigt. Die obere Informationsleiste enthält Anzeigen für den Betriebszustand des Geräts einschließlich Patiententyp, aktueller Schlauchsystemkonfiguration, Beatmungsprogramm, Informationsmitteilungen, Beatmungsstatus, Alarmen und Stromversorgungsstatus.



Beschreibung	
	Patiententyp – Erwachsene
	Patiententyp – Kinder
	Schlauchsystemtyp – Leckageschlauchsystem
	Schlauchsystemtyp – Einschlauchsystem mit Expirationsventil
	Schlauchsystemtyp – Doppelschlauchsystem
	Schlauchsystemtyp – Mundstück
P1:TAG	Nummer und Name des Beatmungsprogramms
V(A)C	Beatmungsmodus
	Mehrere Alarme sind gleichzeitig aktiv. Der Alarm mit der höchsten Priorität wird zuerst angezeigt.

Beschreibung

Info-Fenster	<p>Zeigt Alarme oder Informationen an. Die obige Abbildung zeigt das Gerät im Bereitschaftsmodus. (Wird angezeigt, wenn das Gerät eingeschaltet ist, jedoch keine Beatmung ausführt.) Während aktiver Beatmung und wenn keine aktiven Alarme vorliegen, werden Datum und Zeit angezeigt.</p> <p>Informative Meldungen werden in blauer Schrift angezeigt. Wenn die Geräteeinstellung „Hinweiston“ auf „Ein“ gestellt ist, werden Sie durch einen einzelnen Signalton auf neue informative Meldungen aufmerksam gemacht.</p>
--------------	---

Menüleiste

Die Menüleiste bietet Zugriff auf die vier Hauptmenüs des Astral Beatmungsgeräts.



Menü „Überw.“

Anzeige von Patientendaten in Echtzeit, entweder als Kurve oder im Monitorformat: Druck, Flow, Leckage, Tidalvolumen, Synchronisation und Oximetrie.



Menü „Installation“

Konfiguration und Anzeige der Beatmung oder Geräteeinstellungen sowie Im- und Export von Daten.



Menü „Alarme“

Konfiguration und Anzeige von Alarmen einschließlich der Alarmlautstärke.



Zusammenfassendes Informationsmenü

Anzeige von Therapiestatistiken, Nutzungsdauer in Stunden, Ereignissen, Erinnerungsmeldungen und Geräteinformationen.

Untere Informationsleiste

Die untere Informationsleiste ändert sich je nach der Funktion des Geräts.

Hier können Schaltflächen zum Stoppen und Starten der Beatmung sowie Übernehmen und Abbrechen von Funktionen angezeigt werden. Hier können auch Messwerte in Echtzeit angezeigt werden.

The screenshot shows a control bar with the following elements from top to bottom:

- A button labeled "Beatmung starten" with a green diamond icon.
- Two buttons: "Übernehmen" with a green checkmark icon and "Abbrechen" with a red X icon.
- A row of vital signs and a "Beatmung anhalten" button:

Vte ml	480	MVe l/min	5.6	Atemfrequenz pro Min.	10		Beatmung anhalten	Ti Sek.	1.48	% spont. insp. Trig.	90	Leckage %	4
-----------	-----	--------------	-----	--------------------------	----	--	----------------------	------------	------	----------------------------	----	--------------	---

Hauptbildschirm

Auf dem Hauptbildschirm werden die Überwachungsdaten und die Beatmungs- und Gerätesteuerung angezeigt. Funktionen werden jeweils über die verschiedenen Menüs und Registerkarten aufgerufen.


Bargraph

Der Bargraph zeigt Therapiedaten in Echtzeit an, wenn das Astral Beatmungsgerät eine Beatmung ausführt.

Der Patientendruck wird als Balkenanzeige dargestellt. Der inspiratorische Spitzendruck wird als numerischer Wert und mit einem Wasserzeichen dargestellt. Der spontane inspiratorische bzw.

expiratorische Trigger wird durch die Symbole  bzw.  dargestellt.


Das nachstehende Beispiel zeigt den Bargraph bei spontaner Atmung des Patienten.



Beschreibung	
1	Wert des inspiratorischen Spitzendrucks (PIP)
2	 Anzeige des spontanen expiratorischen Triggers – bedeutet, dass der Patient den expiratorischen Trigger für den Atemzug ausgelöst hat
3	Anzeige für den inspiratorischen Spitzendruck
4	Anzeige des aktuellen Druckverlaufs
5	Indikator für den eingestellten PEEP
6	 Anzeige des spontanen inspiratorischen Triggers – bedeutet, dass der Patient den inspiratorischen Trigger für den Atemzug ausgelöst hat

Einstellungsleiste

Die Einstellungsleiste wird auf der rechten Seite des Touchscreens angezeigt, wenn eine Therapie- oder Alarmeinstellung zum Verstellen ausgewählt wurde. Mit dem Auf- und Abwärtspfeil und den Schaltflächen für Minimal- und Maximalwert auf der Einstellungsleiste kann die jeweilige Einstellung verstellt werden. Das nachstehende Beispiel zeigt die Einstellungsleiste, nachdem eine Einstellung zum Verstellen ausgewählt wurde.



Beschreibung

- | | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Maximalwert-Taste – Stellt die Einstellung auf den oberen Grenzwert ein. |
| 2 | Aufwärtspfeil-Taste – Erhöht die Einstellung um einen Einzelschritt. |
| 3 | Abwärtspfeil-Taste – Senkt die Einstellung um einen Einzelschritt. |
| 4 | Minimalwert-Taste – Stellt die Einstellung auf den unteren Grenzwert ein. |



Schlauchsysteme und Beatmungszugänge

Die folgenden Schlauchsysteme stehen zum Gebrauch mit dem Astral Beatmungsgerät zur Verfügung:

- Leckageschlauchsystem (leckagekompensierter berechneter Wert für Flow und Tidalvolumen beim Patienten)
- Einschlauchsystem mit Expirationsventil
- Doppelschlauchsystem (ausgeatmetes Gas wird zur Überwachung wieder zum Gerät geführt) (nur Astral 150)
- Schlauchsystem für Mundstück (nur aus einem Schlauch bestehendes System zur Verwendung mit einem Mundstück)

Das Astral Beatmungsgerät ist mit den folgenden invasiven und nicht-invasiven Beatmungszugängen kompatibel:

Invasiv

- Endotrachealtuben
- Trachealkanülen

Nicht-invasiv

- Masken mit und ohne Luftauslassöffnungen
- Mundstück.

WARNUNG

Die Messung des vom Patienten ausgeatmeten Gasvolumens kann durch Leckage beeinflusst werden.

Zubehör für das Patientenschlauchsystem

Das folgende Zubehör für das Patientenschlauchsystem steht zum Gebrauch mit dem Astral Beatmungsgerät zur Verfügung:

- Atemgasbefeuchter
- Wärme- und Feuchtigkeitsaustausch-Filter (Heat Moisture Exchange, HME)
- Bakterien-/Virenfilter

Informationen zum Anschluss und Gebrauch des Zubehörs für das Patientenschlauchsystem finden Sie unter Zubehör an das Patientenschlauchsystem anschließen (siehe Seite 53).

Stromversorgungszubehör

WARNUNG

-
- Das Astral Beatmungsgerät sollte nur zusammen mit dem von ResMed empfohlenem Zubehör verwendet werden. Das Anschließen von anderem Zubehör kann zu Verletzungen des Patienten bzw. Geräteschäden führen.
 - Wenn das Astral Beatmungsgerät an den Akku eines elektrischen Rollstuhls angeschlossen wird, können die Leistung des Beatmungsgeräts beeinträchtigt werden und der Patient zu Schaden kommen.
-

Optionales Zubehör

Das Astral Beatmungsgerät kann an folgende Zubehörteile angeschlossen werden:

- Astral externer Akku
- ResMed Power Station II
- Astral Gleichstromadapter
- ResMed Fernalarm II
- Pulsoximeter.

Stromversorgungsoptionen

Zusätzlich zum Betrieb am internen Akku und am Stromnetz kann das Astral Beatmungsgerät über die folgenden Optionen mit Strom versorgt werden:

- Astral externer Akku
- ResMed Power Station II
- Astral Gleichstromadapter.

Astral externer Akku

Der Astral externe Akku wurde speziell für die Verwendung mit der Astral Serie von Beatmungsgeräten konzipiert. Er ist dafür vorgesehen, Astral Beatmungsgeräte unter typischen Gebrauchsbedingungen acht Stunden lang mit Strom zu versorgen, wenn kein Netzstrom zur Verfügung steht.

ResMed Power Station II (RPSII)

Die RPSII ist ein externer Lithium-Ionen-Akku, der die Stromversorgung übernehmen kann, wenn kein Netzstrom zur Verfügung steht.

Fernalarm II (Remote Alarm II)

Der Fernalarm II (Remote Alarm II) ist ein Gerät mit eigener Stromversorgung (über einen Akku), das mit einem Kabel an das Astral Beatmungsgerät angeschlossen wird. Bei Bedarf kann an den ersten Fernalarm (Remote Alarm) ein zweiter Fernalarm angeschlossen werden. Damit ist es möglich, Fernalarm (Remote Alarm)Geräte an zwei verschiedenen Orten aufzustellen. Der Fernalarm II (Remote Alarm II) kann darüber hinaus an ein Alarmmeldesystem im Krankenhaus angeschlossen werden. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Fernalarms II (Remote Alarm II).

Pulsoximeter

Wenn das Pulsoximeter an das Astral Beatmungsgerät angeschlossen wird, können Echtzeit-Messwerte für SpO₂ und Puls vom Menü „Daten“ aus angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Anschließen eines Pulsoximeters (siehe Seite 60).

Optionales Zubehör

Das Astral Beatmungsgerät kann mit den folgenden optionalen Zubehörteilen verwendet werden:

- Astral Mobility Bag
- Astral SlimFit Mobility Bag
- ResMed Halterung für die häusliche Pflege
- Astral Tischhalterung
- Aerogen® Vernebler
- ResMed Connectivity Module (Verbindungsmodul, RCM)
- ResMed Connectivity Module Hospital (RCMH).
- Halterung für die Mundstückbeatmung

Hinweis: Manche Zubehörteile sind eventuell nicht in allen Regionen erhältlich.

Astral Mobility Bag

Die Astral Mobility Bag bietet zusätzlichen Schutz für das Astral Beatmungsgerät und ermöglicht dem Patienten, das Gerät im Beatmungsbetrieb problemlos zu transportieren. Die Tasche kann in der Hand oder wie ein Rucksack getragen oder an einem Rollstuhl angebracht werden.

Die Tasche bietet Platz für das Astral Beatmungsgerät, den optionalen Akku und das Astral Netzteil.

Astral SlimFit Mobility bag

Die Astral SlimFit Mobility Bag ist eine schmale, leichte Tasche, die den diskreten, mobilen Einsatz des Astral Geräts ermöglicht. Die Tasche kann in der Hand oder wie ein Rucksack getragen oder an einem Rollstuhl angebracht werden.

Die Tasche ist für das Astral Gerät vorgesehen und verfügt über eine optional abnehmbare Nebentasche zur Aufbewahrung eines externen Akkus oder Netzteils.

ResMed Krankenhaus-Trolley

Der Homecare-Trolley von ResMed ist dafür vorgesehen, kompatible Beatmungsgeräte und Zubehör von ResMed zu verstauen und auf den Wegen zur und von der Therapie in einer Klinik sowie in Einrichtungen mit begrenzten Pflegemöglichkeiten zu transportieren. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung für den Homecare-Trolley.

Astral Tischhalterung

Die Astral Tischhalterung bietet eine ergonomische und praktische Lösung für die Aufstellung des Astral Beatmungsgeräts auf dem Nachttisch. Die Halterung hält das Astral Beatmungsgerät leicht geneigt, sodass es für die Pflegeperson und den Patienten gleichermaßen leicht zu bedienen ist. Die Halterung nimmt sowohl das Astral Beatmungsgerät als auch das externe Netzteil auf.

Aerogen[®] Vernebler

Bei Bedarf kann ein Vernebler zusammen mit dem Astral Beatmungsgerät verwendet werden. ResMed empfiehlt Verneblerprodukte von Aerogen[®]. Weitere Informationen finden Sie unter Anschließen eines Verneblers (siehe Seite 58).

ResMed Connectivity Module (RCM Verbindungsmodul Telemonitoring)

Das RCM ermöglicht eine Funkverbindung zwischen einem kompatiblen ResMed-Beatmungsgerät und dem ResMed AirView[™]-System. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung für das RCM.

ResMed Connectivity Module Hospital (RCMH)

Das RCMH ermöglicht eine Verbindung zwischen kompatiblen ResMed-Beatmungsgeräten und dem elektronischen Krankenaktensystem (EKA-System) des Krankenhauses. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung für das RCMH.

Halterung für die Mundstückbeatmung

Die Halterung für die Mundstückbeatmung hält das Mundstück nahe am Mund des Patienten und fixiert den Beatmungsschlauch. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung der Halterung für die Mundstückbeatmung.

Verwendung des Astral Beatmungsgeräts

WARNUNG

Vergewissern Sie sich, dass die Umgebung des Geräts trocken und sauber ist und sich in diesem Bereich kein Bettzeug, keine Kleidungsstücke oder andere Gegenstände befinden, die die Lufteinlassöffnung blockieren können. Ein Blockieren der Kühlöffnungen kann zur Überhitzung des Geräts führen. Ein Blockieren der Lufteinlassöffnung kann zu Verletzungen des Patienten führen.

VORSICHT

- Um potenzielle Schäden am Beatmungsgerät zu vermeiden, muss es immer an der zugehörigen Tischhalterung befestigt oder auf einer flachen, stabilen Unterlage abgestellt werden. Sorgen Sie bei mobilen Anwendungen dafür, dass sich das Astral Gerät in der zugehörigen Mobility Bag befindet.
- Bei Verwendung im Freien ist dafür zu sorgen, dass das Gerät gegen Wasser geschützt ist.

Anschluss an das Stromnetz

So schließen Sie das Beatmungsgerät an das Stromnetz an:

1. Schließen Sie den Gleichstromstecker des mitgelieferten externen ResMed Netzteils auf der Rückseite des Astral Beatmungsgeräts an.
2. Schließen Sie das Netzkabel an das ResMed Netzteil an.
3. Stecken Sie das freie Ende des Netzkabels in die Steckdose.

Weitere Informationen zur Stromversorgung des Astral Beatmungsgeräts siehe Stromversorgung (siehe Seite 63).

Einschalten des Beatmungsgeräts

Um das Astral Beatmungsgerät einzuschalten, drücken Sie einfach den grünen Hauptschalter (Ein/Aus) auf der Rückseite des Geräts. Das Gerät führt einen Systemtest durch, was auf dem Hauptbildschirm angezeigt wird.

Nach erfolgreichem Systemtest wird der Patientenstartbildschirm mit dem aktiven Beatmungsprogramm angezeigt.

Das Astral Beatmungsgerät ist werksseitig mit einem aktiven Beatmungsprogramm eingerichtet.

Wenn auf dem Patientenstartbildschirm mehr als ein Beatmungsprogramm angezeigt wird, wird das aktive Beatmungsprogramm orange hervorgehoben. Weitere Informationen finden Sie unter Programme (siehe Seite 26).

Hinweis: Im aktiven Beatmungsprogramm konfigurierte Einstellungen werden angewendet, sobald die Beatmung beginnt.



Ausschalten des Beatmungsgeräts

Das Astral Beatmungsgerät lässt sich nur ausschalten, nachdem die Beatmung gestoppt wurde.

Durch Trennung von der Netzversorgung wird das Gerät nicht ausgeschaltet. Das Gerät erhält seinen Strom durch den internen Akku.

Die Ausschaltung des Geräts hat manuell zu erfolgen und ist durchzuführen, bevor das Gerät über einen längeren Zeitraum hinweg von der Netzversorgung getrennt wird. Wird diese Anweisung nicht befolgt, kann es zu einer Akkuentleerung und der Aktivierung von Alarmen kommen.

Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie den grünen Hauptschalter (Ein/Aus) auf der Rückseite des Geräts und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen. Um sicherzustellen, dass das Gerät vollständig heruntergefahren ist, berühren Sie den Bildschirm.

Hinweis: Der interne Akku wird weiterhin aufgeladen, solange das Gerät mit dem Stromnetz verbunden bleibt.


Zugriff auf den Klinischen Modus

Das geschlossene Vorhängeschloss  zeigt an, dass sich das Gerät im Patientenmodus befindet. Um auf klinische Funktionen wie den Einstellungsassistenten und die Konfiguration von Beatmungsprogrammen zugreifen zu können, müssen Sie den klinischen Modus aktivieren.

In den klinischen Modus können Sie von jedem beliebigen Bildschirm aus wechseln, egal ob das Astral Beatmungsgerät im Beatmungsbetrieb ist oder nicht.

Zugriff auf den Klinischen Modus:

1. Halten Sie auf dem Patientenstartbildschirm  3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie dann los.
2. Wählen Sie:
 - 20 Minuten** – das Gerät kehrt nach 20 Minuten Inaktivität in den Patientenmodus zurück, oder
 - Unbegrenzt** – das Gerät bleibt entsperrt, bis es ausgeschaltet oder manuell gesperrt wird.




VORSICHT

Wählen Sie die Option „Unbegrenzt“ nur, wenn das Gerät unter der kontinuierlichen Aufsicht durch befugtes, geschultes Personal unter Anleitung durch einen Arzt steht. Wenn der klinische Zugriff nicht mehr benötigt wird, beenden Sie den klinischen Modus, sodass das Gerät wieder in den Patientenmodus übergeht.

Verwendung des Astral Beatmungsgeräts

Das Vorhängeschloss ist geöffnet und der Bildschirm „Haupteinstellungen“ wird angezeigt.



So verlassen Sie den klinischen Modus:

1. Drücken Sie auf . Der Bildschirm "Klinischen Modus verlassen" wird angezeigt.
2. Drücken Sie auf **Bestätigen**. Das Vorhängeschloss-Symbol wird geschlossen dargestellt und der Patientensartbildschirm wird angezeigt.

Hinweis: Falls Sie innerhalb von 7 Sekunden keine Auswahl treffen, kehrt das Gerät zum vorhergehenden Bildschirm zurück.

Verwendung des Einstellungsassistenten

Verwenden Sie den Einstellungsassistenten, um das Astral Beatmungsgerät zügig einzustellen und die Beatmung zu starten.

Der Einstellungsassistent führt Sie durch alle für den Gebrauch des Geräts bei einem **neuen Patienten erforderlichen Vorgänge**. Der Einstellungsassistent fordert Sie auf, die Komponenten zusammenzusetzen, und testet das Schlauchsystem automatisch. Ausführliche Anweisungen dazu, wie Sie Schlauchsysteme sowie andere Komponenten und Zubehör konfigurieren, finden Sie in Patientenschlauchsysteme konfigurieren (siehe Seite 39).

Der Einstellungsassistent ist nur im Klinischen Modus des AstralBeatmungsgeräts zugänglich.


Hinweis: Durch die Verwendung des Einstellungsassistenten werden die aktuellen Einstellungen des aktiven Beatmungsprogramms gelöscht.

So verwenden Sie den Einstellungsassistenten:


1. Rufen Sie den Klinischen Modus auf.
2. Drücken Sie im Hauptmenü auf „Installation“  . Daraufhin wird das Menü „Installation“ angezeigt.
3. Wählen Sie **Einstellungsassistent** und drücken Sie auf **Start**.




4. Es wird eine Warnmeldung angezeigt. Wählen Sie **Fortfahren**.




5. Wählen Sie den Patiententyp. Damit werden Standard-Alarmer und -Einstellungsbereiche automatisch konfiguriert.



6. Der Bildschirm „Auswahl Schlauchsystemtyp“ wird angezeigt. Wählen Sie den Schlauchsystemtyp, der am Gerät angeschlossen werden soll.



7. Der Bildschirm „Schlauchtest“ wird angezeigt. Drücken Sie auf **Start**.




Verwendung des Astral Beatmungsgeräts

8. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Anschließen und Testen des Schlauchsystems. Ausführliche Anweisungen zum Anschließen des Schlauchsystems finden Sie in Patientenschlauchsysteme konfigurieren (siehe Seite 39). Wenn der Schlauchtest abgeschlossen ist, werden Sie aufgefordert, den erforderlichen Beatmungszugang auszuwählen. Die Auswahl des Beatmungszugangs dient der Bestimmung, ob der Diskonnektionsalarm ausgeschaltet werden kann und gibt auch eine Einstellung für den Diskonnektionsalarm vor.




Hinweis: Wird bei einem Leckageschlauchsystem die Maske als Beatmungszugang ausgewählt, erscheint der Bildschirm „Maskentyp auswählen“.

9. Wählen Sie den gewünschten Beatmungsmodus aus.



Die Voreinstellungen für den betreffenden Modus werden angezeigt.



10. Prüfen Sie die Einstellungen und Alarmer und passen Sie sie ggf. an. Weitere Informationen zur Anpassung von einstellbaren Parametern und Alarmerinstellungen finden Sie in Patienteneinstellungen anpassen (siehe Seite 30) und Alarmerinstellungen anpassen (siehe Seite 116).

11. Drücken Sie auf , um die Beatmung zu starten.

Funktion für bessere Bedienbarkeit

Das Astral Beatmungsgerät verfügt über eine Funktion für bessere Bedienbarkeit (Modus „Große Tasten“), um Start/Stopp der Beatmung und Alarmstummgeschaltung leichter erreichbar und bedienbar zu machen.

Der Modus „Große Tasten“ kann sowohl im klinischen als auch im Patientenmodus nach Bedarf ein- und ausgeschaltet werden.

WARNUNG

Um zu verhindern, dass Alarme versehentlich stummgeschaltet oder zurückgesetzt werden, darf der Patient nicht in Kontakt mit der Anzeige zurückgelassen werden.

So wird der Modus „Große Tasten“ aktiviert:

1. Drücken Sie im Hauptmenü auf „Installation“ . Daraufhin wird das Menü „Installation“ angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Patientenzugriff** im Menü **Gerätekonfig.**.



3. Stellen Sie den Schieberegler „Große Tasten“ auf **Ein**.



Verwendung des Astral Beatmungsgeräts

Damit ist die Funktion für bessere Bedienbarkeit aktiviert.



Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann zwischen dem Modus „Große Tasten“ und dem Standardmodus umgeschaltet werden. Betätigen Sie einfach die Startschaltfläche in der linken Ecke der unteren Leiste.

Der Bildschirm kehrt wieder zur normalen Tastengröße zurück und anstelle des Startsymbols wird das

Symbol für große Tasten  angezeigt.

Um wieder in den Modus „Große Tasten“ zu gelangen, betätigen Sie einfach das Symbol für große Tasten in der unteren Leiste.



Hinweis: Wenn die Funktion für bessere Bedienbarkeit aktiviert ist, kehrt der Bildschirm in den Modus „Große Tasten“ zurück, sobald er sich verriegelt (nach zwei Minuten Inaktivität).

Starten/Stoppen der Beatmung

WARNUNG

Vergewissern Sie sich vor dem Behandlungsbeginn stets, dass die Therapie- und Alarmeinrichtungen für den Patienten geeignet sind.

Hinweis: Falls das Gerät zum ersten Mal verwendet wird, empfiehlt ResMed einen Funktionstest vor Beginn der Beatmung. Siehe Erstmöglicher Gebrauch des Astral Beatmungsgeräts (siehe Seite 71).

So starten Sie die Beatmung:

1. Drücken Sie den grünen Hauptschalter auf der Rückseite des Geräts (sofern es nicht bereits eingeschaltet ist).


2. Drücken Sie auf . Die Beatmung wird gestartet.


3. Leiten Sie bei Bedarf die zusätzliche Sauerstoffgabe ein.

So stoppen Sie die Beatmung:

Die Beatmung kann jederzeit und von jedem beliebigen Bildschirm aus beendet werden.

1. Falls eine Sauerstoffzufuhr erfolgt, stellen Sie diese ab.

2. Drücken und halten Sie die Taste  .

3. Lassen Sie die Taste  los, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

4. Drücken Sie auf **Bestätigen**. Die Beatmung wird beendet.

Touchscreen sperren und entsperren

Der Touchscreen kann jederzeit entsperrt werden, sowohl im Patientenmodus als auch im Klinischen Modus.

Um den Touchscreen manuell zu sperren, drücken Sie in der oberen Informationsleiste die Taste



. Bei gesperrtem Touchscreen wird die Schaltfläche orange unterlegt.

Touchscreen entsperren

Berühren Sie den Bildschirm an einer beliebigen Stelle und befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Aufforderungen.

Navigieren durch die Menüs

Das Astral Beatmungsgerät verfügt über vier Menüs, die über die Hauptmenüleiste zugänglich sind. Jedes der Menüs ist seinerseits in verschiedene Untermenüs aufgeteilt.

Dieses Kapitel befasst sich mit der Funktion und Struktur der Menüs. Informationen zur Anpassung und Konfiguration von Funktionen finden Sie unter Verwendung des Astral Beatmungsgeräts (siehe Seite 16).

 Überw.	Kurven	
	Daten	
	Trends	
  Install.	Beatmungsprogramme*	
	Installationsassistent*	
	Schlauchsystem	
	Einstellungen	Haupteinstellungen Manueller Atemzug Seufzeraemzug
	USB	Patientendaten Einstellungen Upgrade
	Gerätekonfig.	Gerät Datum/Zeit Einheiten Patientenzugriff

 Alarmer	Alarmer 1 und 2	Tidalvolumen (Vt) Atemminutenvolumen (MV) Atemfrequenz Druck PEEP tief Beatmungsstopp Leckage Maske ohne Luftauslassöffnung (Maske o. LA) / Rückatmung
	Alarm 3	FiO ₂ SpO ₂ Puls
	Apnoe-Reaktion	Apnoe-Reaktion Apnoe-Detektion
	Alarmlautstärke	Alarmstufe Minimale Alarmlautstärke Alarmtest
	Diskonnektionsalarm	Diskonnektionsalarm
 Information	Ereignisse	Alarmer Einstellungen System Löschen
	Gerät	Einfach Erweitert
	Akku	Laden Wartung

* Nur im klinischen Modus verfügbar.

Menü „Überw.“

Über das Menü „Überw.“ können Sie Beatmungsdaten in Echtzeit anzeigen lassen. Es besteht aus drei Untermenüs:

- Kurven
- Daten
- Trends



Menü „Installation“

Im Menü „Installation“ werden sechs verschiedene Untermenüs angezeigt:

- Programme – zur Konfiguration von Beatmungsprogrammen
- Einstellungsassistent – führt Sie durch die Installation des Geräts
- Schlauchsystem – Installation des Schlauchsystems
- Einstellungen – zum Ändern des Beatmungsmodus und der zugehörigen Einstellungen
- USB – zum Speichern von Patientendaten und Importieren/Exportieren von Einstellungen
- Gerätekonfig. – für Änderungen an der Konfiguration des Geräts.



Menü „Alarmer“

Anzeige des Menüs „Alarmer“, um die Alarmgrenzwerte für jeden einzelnen Alarm anzusehen bzw. anzupassen. Zwischen dem oberen und unteren Grenzwert werden Echtzeitwerte angezeigt. Je nach der Konfiguration des Schlauchsystems ändern sich die verfügbaren Optionen für die Anpassung von Werten.



Menü „Information“

Das Menü „Information“ besteht aus drei Untermenüs:

- Ereignisse – alle protokollierten Ereignisaktivitäten, die stattgefunden haben, werden angezeigt. Es ist außerdem möglich, sich Ereignisse nach bestimmten Alarmen, Einstellungen oder Systemereignissen getrennt anzeigen zu lassen.
- Gerät – Informationen zum Gerät selbst werden angezeigt, z. B. die Modell- und Seriennummer, Softwareversion und das Datum „Nächster Service fällig“
- Akku – Informationen zum Ladezustand des internen und externen Akkus, sofern angeschlossen, einschließlich des summierten Gesamtladezustands.



Programme



Die Sicherheit und die Wirksamkeit der Beatmungstherapie und der Alarmeinstellungen müssen für jedes aktivierte Beatmungsprogramm überprüft werden.

Arbeiten mit Beatmungsprogrammen

Das Astral Beatmungsgerät ist werksseitig mit einem aktiven Beatmungsprogramm eingerichtet. Zusätzlich können weitere Beatmungsprogramme aktiviert werden. Beim Astral 100 sind maximal zwei Beatmungsprogramme möglich. Beim Astral 150 sind maximal vier Beatmungsprogramme möglich.

Mit „Programme“ lassen sich verschiedene Schlauchsystem-, Beatmungs- und Alarmeinstellungen vornehmen. Beatmungsprogramme bieten einen praktischen Patientenzugriff auf verschiedene Gerätekonfigurationen je nach dem aktuellen Bedarf, z. B. Schlaf, Verwendung tagsüber, anstrengende Aktivitäten oder Physiotherapie. Es steht eine Liste mit Optionen zur Verfügung, um die einzelnen Beatmungsprogramme entsprechend zu benennen. Sobald sie konfiguriert wurden, können aktivierte Beatmungsprogramme auf dem Patientenstartbildschirm ausgewählt werden.


Schließen Sie bei der Konfigurierung eines jeden neuen Beatmungsprogramms das geeignete Schlauchsystem an und führen Sie einen Schlauchtest durch.

Um zusätzliche Beatmungsprogramme zu aktivieren / deaktivieren:

1. Rufen Sie den Klinischen Modus auf.
2. Wählen Sie **Programme im Hauptmenü „Install.“**.
3. Betätigen Sie den Schieberegler, um zusätzliche Beatmungsprogramme zu aktivieren.

Hinweis: Das aktuell aktive Beatmungsprogramm ist orange unterlegt und kann nicht deaktiviert werden.

Im nachstehenden Bildschirm ist P1: V(A)C ist das aktuell aktive Beatmungsprogramm. P2 wurde aktiviert und zeigt den werksseitig voreingestellten Modus an.



- Benennen Sie das Beatmungsprogramm um, indem Sie die Schaltfläche „Umbenennen“ drücken. Im Fenster „Umbenennen“ kann ein Name für das derzeit aktive Beatmungsprogramm aus der Liste ausgewählt werden. Im nachstehenden Bildschirm ist der ausgewählte Name DAY (TAG) markiert.

Hinweis: Ein ausgewählter Name kann durch Druck auf die Schaltfläche „Löschen“ () gelöscht werden.




- Nach der Auswahl wird der Name des Beatmungsprogramms in der Programmbezeichnung und in der Informationsleiste angezeigt, wenn das Beatmungsprogramm aktiv ist.




So wechseln Sie das Beatmungsprogramm:

1. P2 auswählen: V(A)C. P2 wird zum aktiven Beatmungsprogramm.



2. Wählen und starten Sie den Einstellungsassistenten. Siehe Verwendung des Einstellungsassistenten (siehe Seite 18).

Sobald der Einstellungsassistent abgeschlossen ist, ist P2 mit den von Ihnen ausgewählten Einstellungen konfiguriert und bereit zum Start der Beatmung. Im nachstehenden Beispiel wurde P2 vom V(A)C-Modus zum (A)PCV-Modus geändert.



Hinweis: Jedes Programm behält seine eigene Schlauchsystemkonfiguration bei. Stellen Sie beim Umschalten zwischen Programmen sicher, dass sie das korrekte Schlauchsystem verwenden, wie es für dieses Programm getestet wurde.

Ein neues Beatmungsprogramm einrichten

Änderungen an Programmeinstellungen können nur am aktuell aktiven Beatmungsprogramm vorgenommen werden. Um Einstellungen in einem anderen Beatmungsprogramm zu ändern, muss das betreffende Programm zuerst aktiviert werden.

Patienteneinstellungen können angepasst werden, während das Gerät im Beatmungsbetrieb oder im Bereitschaftsmodus ist.


Die Programmeinstellungen bleiben auch dann erhalten, wenn das Gerät ausgeschaltet wird oder es zu einem Stromausfall kommt.

WARNUNG


Überprüfen und passen Sie stets die Alarmeinstellungen bei der Einstellung eines neuen Beatmungsprogramms an. Weitere Informationen finden Sie unter Alarmeinstellungen anpassen (siehe Seite 116).

So passen Sie den Beatmungsmodus des aktuellen aktiven Beatmungsprogramms an:


1. Rufen Sie den Klinischen Modus auf. Der Bildschirm „Haupteinstellungen“ wird automatisch angezeigt.
2. Der aktuell aktive Beatmungsmodus und die Einstellungen werden angezeigt.



3. Drücken Sie die Schaltfläche **Beatmungsmodus**. Der Bildschirm **Beatmungsmodus auswählen** wird angezeigt, auf dem der aktuell aktive Beatmungsmodus orange unterlegt ist. Wählen Sie den gewünschten Beatmungsmodus aus.




4. Sie gelangen wieder zum Bildschirm „Haupteinstellungen“. Alle vorgenommenen Änderungen sind orange umrandet, um anzuzeigen, dass sie vorläufig sind, bis Sie auf **Übernehmen drücken**. Falls die Änderung des Modus abgebrochen wird, gelangen Sie wieder zur Seite mit den primären Einstellungen für den aktuell aktiven Modus. Eventuelle Änderungen werden verworfen.



5. Sobald die Einstellungen übernommen wurden, wird das Beatmungsprogramm mit dem neu ausgewählten Modus aktualisiert. Führen Sie einen Schlauchtest durch.

Verwendung des Astral Beatmungsgeräts

6. Anweisungen für Änderungen an den Patienteneinstellungen in diesem Modus finden Sie unter Patienteneinstellungen anpassen (siehe Seite 30).




Hinweis: Falls die Änderung des Modus abgebrochen wird, gelangen Sie wieder zur Seite mit den primären Einstellungen für den aktuell aktiven Modus. Alle Änderungen werden verworfen.


Patienteneinstellungen anpassen

So stellen Sie die Patienteneinstellungen für das aktuell aktive Beatmungsprogramm ein:

1. Rufen Sie den Klinischen Modus auf.
Der Bildschirm „Haupteinstellungen“ wird angezeigt.



2. Wählen Sie die Einstellung, die Sie anpassen möchten. Die ausgewählte Einstellung wird orange markiert und die Einstellungsleiste wird auf der rechten Bildschirmseite angezeigt.



3. Stellen Sie den ausgewählten Wert wie gewünscht höher oder niedriger ein.
4. Falls andere Einstellungen angepasst werden sollen, wählen Sie diese aus und wiederholen Sie den Vorgang. Alle geänderten Einstellungen werden mit einem orangefarbenen Rand dargestellt.
5. Wenn keine weiteren Anpassungen mehr erforderlich sind, wählen Sie **Übernehmen**.

Prüfen Sie die Alarmeinstellungen und passen Sie sie ggf. an. Weitere Informationen finden Sie unter Alarmeinstellungen anpassen (siehe Seite 116).

Hinweise:

- Die Schaltfläche „Übernehmen“ ist nicht aktiv, wenn eine oder mehrere Einstellungen nicht übernommen werden können. Siehe Gegenseitige Beeinflussung von Parametereinstellungen (siehe Seite 94). Eine Meldung wird angezeigt und gibt den Grund dafür an.
- Falls die Änderung des Modus abgebrochen wird, gelangen Sie wieder zur Seite mit den primären Einstellungen für den aktuell aktiven Modus. Alle Änderungen werden verworfen.


Überwachung der Beatmung

Während der Beatmung werden die Beatmungsparameter kontinuierlich überwacht und in Echtzeit angezeigt. Die Messwerte werden wie folgt angezeigt:

- Numerische Werte auf dem Bildschirm „Daten“ und eine Zusammenfassung der kritischen Werte in der unteren Informationsleiste.
- Grafische Darstellung auf den Bildschirmen „Kurven“, „Trends“ und im Bargraph.

Bildschirm „Daten“

Auf dem Bildschirm „Daten“ werden alle gemessenen Parameter numerisch angezeigt.




Einzelheiten zu den verfügbaren Überwachungsparametern finden Sie in der tabellarischen Zusammenfassung der Beatmungsparameter (siehe Seite 186).

Verwendung des Astral Beatmungsgeräts

Kurven

Auf dem Bildschirm „Kurven“ werden der Atemwegsdruck und der Flow des Patienten für die vorangegangenen 15 Sekunden grafisch dargestellt. Die Kurve wird in Echtzeit aktualisiert und bei Bedarf wird der Maßstab der vertikalen Achse automatisch an Amplitudenänderungen angepasst.



Beschreibung

-  Anzeige für Atemzug mit spontanem inspiratorischem Trigger – bedeutet, dass der Patient den inspiratorischen Trigger für den Atemzug ausgelöst hat.
- Absatz in der Kurve – gibt die aktuelle Position an und bewegt sich von links nach rechts.

Kontinuierlich angezeigte Überwachungsparameter

Während der Beatmung werden in der unteren Informationsleiste die aktuellen Messwerte für VT, MV, AF, Ti, % spont. insp. Trigger und Leckage angezeigt. Einzelheiten zur unteren Informationsleiste finden Sie im Abschnitt Zugang des Astral Beatmungsgeräts (siehe Seite 7).

Während der Beatmung werden im Bargraph die Werte für Atemwegsdruck, PEEP und PIP in Echtzeit angezeigt. Einzelheiten zum Bargraph finden Sie im Abschnitt Zugang des Astral Beatmungsgeräts (siehe Seite 7).

Sowohl die untere Informationsleiste als auch der Bargraph bleiben auch auf anderen Bildschirmen sichtbar. So können kritische Beatmungsparameter kontinuierlich überwacht werden, während andere Aufgaben am Astral Beatmungsgerät ausgeführt werden.


Hinweis: Die Beatmungsmesswerte in der unteren Informationsleiste werden ausgeblendet, während eine Aktionsanfrage angezeigt wird. Ein Beispiel dafür ist „Übernehmen/Abbrechen“.

Bildschirm „Trends“

Der Bildschirm „Trends“ zeigt das 5. und das 95. Perzentil sowie den Median für die vergangenen 30 Tage für jeden der folgenden Parameter an:

- Leckage
- Atemminutenvolumen
- Inspiratorischer Spitzendruck
- Tidalvolumen
- Atemfrequenz
- Inspiratorische Zeit
- SpO₂
- Pulsfrequenz
- FiO₂

- Alveoläre Ventilation.



Die Informationen werden als Balkendiagramm mit zwei Diagrammen pro Bildschirmseite angezeigt. Nutzen Sie die „Nach oben“- und „Nach unten“-Scrollpfeile, um durch die Diagramme zu navigieren.

Geräteeinstellungen

Alle die Gerätekonfiguration betreffenden Einstellungen werden unabhängig von den Patientenbeatmungsprogrammen gespeichert. Die konfigurierbaren Einstellungen werden in der nachstehenden Tabelle beschrieben.


Geräteeinstellung	Vom Patienten einstellbar	Beschreibung
Optionen für die Dauer der Inspirationsphase	N	Zur Festlegung der Inspirationsphase bei volumenkontrollierten Atemzügen. Die Einstellungsoptionen Ti und PIF stehen zur Verfügung. Standard: Option Ti
Hinweistön	Ja	Zum Ein- und Ausschalten der Hinweistöne. Standard: Ein Hinweis: Wenn „Ein“ eingestellt ist, werden Sie durch einen einzelnen Signalton auf die Anzeige neuer Informationen hingewiesen.
Minimale Alarmlautstärke	N	Zur Einstellung der minimalen Lautstärke für das Gerät. Einstellungen, die niedriger sind als die minimale Lautstärke, sind sichtbar, können aber nicht ausgewählt werden. Standard: 3
Alarmlautstärke	Ja	Zur Einstellung der Lautstärke des Alarmsystems. Einstellbar auf 1, 2, 3, 4 oder 5. Standard: 3
Autom. Ausschalten	Ja	Schaltet das Gerät nach 15 Minuten Inaktivität automatisch aus. Bedingungen: Das Gerät ist im Standby-Beatmungsmodus (beatmet nicht), wird durch den internen Akku oder einen externen Akku betrieben Standard: Ein
Anzeige-Helligkeit	Ja	Zur Einstellung der Bildschirmhelligkeit auf Auto oder fünf verschiedene Helligkeitsstufen. Standard: Auto

Verwendung des Astral Beatmungsgeräts

Geräteeinstellung	Vom Patienten einstellbar	Beschreibung
Beleuchtungsdauer	Ja	Zum Ausschalten der Bildschirmbeleuchtung (Bildschirm wird schwarz), wenn der Bildschirm für zwei Minuten oder länger nicht berührt wurde und wenn es keine aktiven Alarme gibt. Wenn die Einstellung „Aus“ gewählt wurde, bleibt die Bildschirmbeleuchtung ständig an. Standard: Ein
Anzeige drehen	Ja	Kehrt die aktuelle Ausrichtung der Anzeige um.
Beatmungs-LED am Gerät	Ja	Zur Einstellung der Beatmungs-LED, d. h. ob sie während der Beatmung an- oder ausgeschaltet ist. Standard: Ein
Datum	Ja	Zur Einstellung des aktuellen Datums (Tag, Monat und Jahr).
Zeit	Ja	Zur Einstellung der aktuellen Uhrzeit (Stunden und Minuten).
Sprache	Ja	Zur Auswahl der Anzeigesprache aus der Liste der verfügbaren Sprachen.
Druckeinheit	N	Zur Festlegung der Anzeigeeinheiten für alle Druckdaten und -einstellungen; die Optionen sind cmH ₂ O, mbar oder hPa. Hinweis: Die Bezugseinheit für alle Anforderungen an Genauigkeit und Überwachung ist hPa. Der Umrechnungsfaktor zwischen den Einheiten ist gemäß der gängigen Industriepraxis Eins.
Höheneinheit	N	Zur Festlegung der Anzeigeeinheiten für die Körpergröße des Patienten; die Optionen sind Zoll oder cm.
Große Tasten	Ja	Zum Ein- und Ausschalten der Funktion „Große Tasten“.

Geräteeinstellungen anpassen

Um zu den veränderbaren Geräteeinstellungen zu gelangen, wählen Sie im Menü **Installation** die Option **Gerätekonfig.**



Die aktuell aktiven Auswahloptionen sind orange unterlegt.

Um eine Einstellung zu ändern, wählen Sie einfach eine andere verfügbare Option. Die neue Einstellung wird orange unterlegt.

Hinweis: Im Patientenmodus sind nur die Einstellungen, die vom Patienten angepasst werden können, aktiviert.




Kopieren der Geräteeinstellungen

Beim Astral Beatmungsgerät können sämtliche Einstellungen über einen USB-Stick von einem Gerät auf ein anderes kopiert werden. Die Beatmungseinstellungen für alle Patientenprogramme und die Gerätekonfigurationseinstellungen können kopiert werden.

Einstellungen können nur zwischen kompatiblen Astral Beatmungsgeräten kopiert werden. Um miteinander kompatibel zu sein, müssen die beiden Geräte:

- die gleiche Variante sein (z. B. beide Astral 150 oder beide Astral 100)
- den gleichen Produktcode aufweisen
- die gleiche Softwareversion aufweisen*

*Neuere Versionen sind abwärtskompatibel.



Exportieren von Geräteeinstellungen auf einen USB-Stick

Der Export von Geräteeinstellungen kann jederzeit durchgeführt werden.

So werden Geräteeinstellungen exportiert:

1. Stecken Sie einen USB-Stick in den USB-Anschluss an der Rückseite des Geräts. Siehe Datenverwaltung (siehe Seite 140).
2. Drücken Sie im Hauptmenü auf „Installation“ . Daraufhin wird das Menü „Installation“ angezeigt.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Einstellungen** im Untermenü **USB**.
Wenn der USB-Stick erkannt wurde, wird die Schaltfläche **Export >** aktiv.
4. Drücken Sie auf **Export >**.
Eventuell bereits auf dem USB-Stick vorhandene Astral-Einstellungen werden gelöscht und durch die Einstellungen des aktuellen Geräts ersetzt.
5. Drücken Sie auf **Bestätigen**, um mit dem Export fortzufahren.
Wenn der Export abgeschlossen ist, wird eine Statusmeldung angezeigt.

Importieren von Geräteeinstellungen vom USB-Stick

Einstellungen können nur importiert werden, wenn das Beatmungsgerät sich im Klinischen Modus befindet und keine Beatmung stattfindet.

Hinweise:

- Alle Einstellungen müssen daraufhin geprüft werden, ob sie für den Patienten angemessen sind, bevor mit der Beatmung begonnen wird.
- Für jedes aktivierte Beatmungsprogramm muss einmalig ein Schlauchtest durchgeführt werden, bevor mit der Beatmung begonnen wird.

So werden Geräteeinstellungen importiert:

1. Stecken Sie einen USB-Stick in den USB-Anschluss an der Rückseite des Geräts. Siehe Datenverwaltung (siehe Seite 140).
2. Rufen Sie den **Klinischen Modus** auf.
3. Drücken Sie im Hauptmenü auf „Installation“ . Daraufhin wird das Menü „Installation“ angezeigt.
4. Wählen Sie die Registerkarte **Einstellungen** im Untermenü **USB**.
Die Schaltfläche **Import >** wird aktiv, wenn Einstellungen von einem kompatiblen Gerät auf dem USB-Stick vorhanden sind und die Beatmung gestoppt ist.
5. Drücken Sie auf **Import >**.
Es wird eine Warnung angezeigt, aus der hervorgeht, dass alle Geräte- und Patientenprogramm-Einstellungen ersetzt werden.
6. Drücken Sie auf **Bestätigen**, um mit dem Import fortzufahren.
Während die Einstellungen importiert und angewendet werden, erscheint eine Statusanzeige.
Nach Abschluss des Imports werden eine Statusmeldung sowie eine Erinnerung angezeigt, die auf das Überprüfen aller Einstellungen hinweist.
Anschließend werden die Schlauchtest-Ergebnisse für alle aktivierten Beatmungsprogramme auf die jeweiligen Standardparameter zurückgesetzt. Für jedes aktivierte Beatmungsprogramm muss ein Schlauchtest mit dem entsprechenden Patienten-Schlauchsystem durchgeführt werden.
Vor dem Start der Beatmung sollten alle Gerätekonfigurations- und Patientenprogramm-Einstellungen daraufhin überprüft werden, ob sie für den Patienten angemessen sind.

Serviceerinnerungen

Die Serviceerinnerungen informieren darüber, dass das Gerät demnächst Service benötigt.

Es gibt zwei Arten von Serviceerinnerungen:

- Erinnerung an die Wartung – das zweijährige Serviceintervall wird demnächst erreicht.
Hinweis: Diese Erinnerung ist mit dem Datum „Nächster Service fällig“ verknüpft, das auf der Seite „Informationen zum Gerät“ angezeigt wird.
- Erinnerung an den Akkuaustausch – der interne Akku erreicht demnächst das Ende seiner Nutzungsdauer.


Verwendung der Serviceerinnerungen

Wenn die Erinnerung an die Wartung oder die Erinnerung an den Akkuaustausch vorliegt, wird in der rechten Ecke der unteren Leiste eine Erinnerungsschaltfläche angezeigt.

Hinweis: Serviceerinnerungen sind nur im Patientenmodus sichtbar.



Wählen Sie die Erinnerungstaste, um die Erinnerungsaufforderung anzeigen zu lassen. Durch Quittieren der Aufforderung werden Erinnerungsaufforderung und Erinnerungstaste gelöscht. Die Erinnerungstaste bleibt bestehen, wenn die Benutzeraufforderung nicht bestätigt wurde oder das Datum **Nächster Service fällig** verstrichen ist.



Hinweis: Es können jeweils mehr als eine Serviceerinnerung gleichzeitig aktiv sein. In diesem Fall werden die Serviceerinnerungen nach jeder Bestätigung nacheinander angezeigt.

Verwendung des Astral Beatmungsgeräts

So aktivieren Sie eine Serviceerinnerung:

Die Serviceerinnerungen können nur im Klinischen Modus aktiviert bzw. deaktiviert werden.

1. Rufen Sie den Klinischen Modus auf.

2. Drücken Sie im Hauptmenü auf „Installation“  . Daraufhin wird das Menü „Installation“ angezeigt.

3. Wählen Sie die Registerkarte **Erinnerungen** im Untermenü **Gerätekonfig.**



4. Stellen Sie die Erinnerung an die Wartung bzw. an den Akkuaustausch auf **EIN**.

5. Rufen Sie den Patientenmodus auf.

Die Serviceerinnerung ist nun aktiviert.

Schlauchsystemoptionen

Das Astral Beatmungsgerät unterstützt verschiedene Schlauchsysteme (Beatmungsgerät mit montierten Zubehörteilen), mit denen es an die Bedürfnisse des jeweiligen Patienten angepasst werden kann. Das Beatmungsgerät verwendet austauschbare Schlauchsystemadapter.

Die nachstehende Tabelle kann zur Auswahl der geeigneten Schlauchsysteme und Einstellungen für die unterschiedlichen Patiententypen hinzugezogen werden:

Tidalvolumenbereich	Empfohlene Patiententypeinstellung	Geeignete Schlauchsystemdurchmesser
50 ml bis 300 ml	Kinder	10 mm, 15 mm oder 22 mm
> 300 ml	Erwachsene	15 mm oder 22 mm

Patientenschlauchsysteme konfigurieren

WARNUNG


- Zur direkten Messung des ausgeatmeten Volumens verwenden Sie bitte ein Doppelschlauchsystem. Bei dieser Konfiguration wird das ausgeatmete Volumen zur unabhängigen Messung zurück zum Beatmungsgerät geleitet. (nur Astral 150)
- Das Astral Beatmungsgerät kann keine Überwachung der ausgeatmeten Luft bieten, wenn es zusammen mit einem Einschlauchsystem mit Expirationsventil eingesetzt wird.
- Das Patientenschlauchsystem muss so gelegt werden, dass es weder Bewegungen behindert noch ein Strangulationsrisiko darstellt.
- Verwenden Sie nur Schlauchsystemkomponenten, die die relevanten Sicherheitsnormen einschließlich ISO 5356-1 und ISO 5367 erfüllen.

VORSICHT

Beim Einsatz des Geräts bei Kindern muss darauf geachtet werden, dass das Patientenschlauchsystem für das Kind passend und geeignet ist. Stellen Sie den Patiententyp auf „Kinder“ ein, wenn der Patient weniger als 23 kg wiegt und für gewöhnlich ein Tidalvolumen von 300 ml oder weniger benötigt.

Schlauchsystemoptionen

Es stehen drei Schlauchsystemadapter zur Verfügung:



Adapter	Zur Verwendung mit
1 Einschlauchsystem, Leckage	 Leckageschlauchsystem oder Schlauchsystem für Mundstück
2 Einschlauchsystem	 Einschlauchsystem mit Expirationsventil (in das Schlauchsystem integriertes Expirationsventil)
3 Doppelschlauchsystem (nur Astral 150)	 Doppelschlauchsystem (Expirationsventil im Adapter integriert) ODER Leckageschlauchsystem oder Schlauchsystem für Mundstück

Der Schlauchtest sollte nach jeder Änderung am Schlauchsystem durchgeführt werden. Vorausgesetzt, dass der Schlauchtest abgeschlossen wird, stellt das Astral Beatmungsgerät eine korrekte Therapie bereit. Weitere Informationen finden Sie unter Schlauchtest (siehe Seite 48).

Anschließen des Schlauchsystemadapters

Bevor das Patientenschlauchsystem verbunden werden kann, muss der passende Schlauchsystemadapter installiert werden.

Montage:

1. Drehen Sie das Gerät um und legen Sie es (zum Schutz des Touchscreens) auf einer weichen Unterlage ab.
2. Drücken und halten Sie die Auswurf-taste. Ziehen Sie die Abdeckung auf Sie zu.
3. Heben Sie den Schlauchsystemadapter aus der blauen Silikondichtung.
4. Setzen Sie stattdessen den neuen Schlauchsystemadapter ein und achten Sie darauf, dass er fest in der blauen Silikondichtung sitzt.
5. Setzen Sie die Adapterabdeckung auf das Gehäuse, sodass die Kanten in die Schienen am Gerät gleiten. Schieben Sie die Abdeckung wieder in die geschlossene Stellung, bis sie einrastet.

**Anschließen eines Leckageschlauchsystems**

Ein Leckageschlauchsystem kann unter Anwendung des ResMed Leckageventils oder einer Maske mit eingebauter Luftauslassöffnung eingesetzt werden.

Wenn ein Leckageschlauchsystem eingesetzt wird, verbessert die automatische Leckagemanagement-Funktion Vsync von ResMed die Berechnung des Atemflusses beim Patienten. Mithilfe der Vsync-Technologie kann das Gerät den Atemfluss und das Tidalvolumen beim Patienten berechnen, wenn ungewollte Leckagen vorliegen.

⚠️ WARNUNG

- Bei niedrigen Druckwerten kann der Luftstrom durch die Luftauslassöffnungen der Maske für das Auswaschen aller ausgeatmeten Luft ungenügend sein, sodass es zur Rückatmung kommen kann, wenn ein Leckageschlauchsystem verwendet wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Luftauslassöffnungen an der Maske bzw. am ResMed Leckageventil nicht blockiert sind. Stellen Sie sicher, dass sich im Bereich der Luftauslassöffnungen kein Bettzeug, keine Kleidungsstücke oder andere Gegenstände befinden und dass die Luftauslassöffnungen nicht in Richtung des Patienten zeigen.

Schlauchsystemoptionen

So schließen Sie ein Leckageschlauchsystem an:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Adapter für das Leckageschlauchsystem am Gerät angebracht ist. Wechseln Sie andernfalls den Adapter.
Hinweis: Das Astral 150 kann ein Leckageschlauchsystem auch mithilfe eines Adapters für das Doppelschlauchsystem unterstützen.
2. Schließen Sie den Inspirationschlauch am Inspirationsanschluss an.
3. Schließen Sie ggf. erforderliches Zubehör für das Schlauchsystem (z. B. Atemgasbefeuchter oder Filter) an.

4. Wählen Sie den Schlauchsystemtyp aus und führen Sie einen Schlauchtest durch.
5. Falls eine Maske ohne Luftauslassöffnungen oder ein Tracheostomie-Anschluss verwendet wird, schließen Sie ein ResMed Leckageventil am freien Ende des Patientenschlauchsystems an und achten Sie darauf, dass das Leckageventil so nahe wie möglich am Patienten liegt.
6. Schließen Sie den Beatmungszugang (z. B. eine Maske) je nach Konfiguration am Leckageventil bzw. am freien Ende des Patientenschlauchsystems an und stellen Sie den Maskentyp am Astral Beatmungsgerät entsprechend ein.

Hinweis: Bei Verwendung des ResMed Leckageventils wählen Sie „Leckageventil“ in der Einstellung „Maskentyp“.



Anschließen des Schlauchsystems für die invasive Anwendung



Installieren Sie das ResMed-Leckageventil im Patientenschlauchsystem stets mit den Pfeilen und dem Symbol mit dem Luftstrom aus dem Astral Beatmungsgerät in Richtung Patient zeigend.



Bei der invasiven Beatmung ist die Befeuchtung der Atemgase zwingend erforderlich, um Schädigungen der Lunge zu vermeiden, da die oberen Luftwege des Patienten mit einem künstlichen Atemweg (z. B. Endotrachealtubus oder Trachealkanüle) umgangen werden.

Anschließen eines Einschlauchsystems mit Expirationsventil

Bei einem Einschlauchsystem mit Expirationsventil wird der Druck am Patientenende mithilfe des proximalen Druckmessschlauchs überwacht.

Eine schnelle und genaue Verbindung wird mit dem Astral QuickConnect™-Einschlauchsystem erzielt. Dieses spezifische Zubehör mit seinem integrierten proximalen Drucksensor und der Expirationsventil-Kontrolllinie wurde speziell für die Verwendung mit Astral Beatmungsgeräten entwickelt.

Schlauchsystemoptionen

So schließen Sie ein Astral „QuickConnect“-Einschlauchsystem mit Expirationsventil an:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Adapter für das Einschlauchsystem am Gerät angebracht ist (wechseln Sie andernfalls den Schlauchsystemadapter).
2. Schließen Sie das Schlauchsystem am Inspirationsanschluss des Geräts an.
3. Bringen Sie das Astral QuickConnect-Einschlauchsystem am Adapter für das Einschlauchsystem am Gerät an (siehe Abbildung unten).
4. Schließen Sie ggf. erforderliches Zubehör für das Schlauchsystem (z. B. Atemgasbefeuchter oder Bakterien-/Virenfilter) an.
5. Wählen Sie den Schlauchsystemtyp aus und führen Sie einen Schlauchtest durch.
6. Schließen Sie einen Beatmungszugang (z. B. eine Maske) am Anschluss am Expirationsventil an.



So schließen Sie ein Standard-Einschlauchsystem mit Expirationsventil am Astral an:

1. Verbinden Sie den proximalen Druckmessschlauch mit dem oberen Anschluss des Adapters für das Einschlauchsystem mit Expirationsventil am Astral Beatmungsgerät.
2. Verbinden Sie den PEEP-Steuerschlauch mit dem unteren Anschluss des Adapters für das Einschlauchsystem am Astral Beatmungsgerät.
3. Schließen Sie das Schlauchsystem am Inspirationsanschluss des Geräts an.
4. Schließen Sie ggf. erforderliches Zubehör für das Schlauchsystem (z. B. Atemgasbefeuchter oder Filter) an.
5. Wählen Sie den Schlauchsystemtyp aus und führen Sie einen Schlauchtest durch.
6. Schließen Sie einen Beatmungszugang (z. B. eine Maske) am Anschluss am Expirationsventil an.




Anschließen eines Doppelschlauchsystems (nur Astral 150)

Ein Flowsensor im Astral Beatmungsgerät misst die ausgeatmete Luft, die durch das im Adapter für das Doppelschlauchsystem eingebaute Expirationsventil strömt. (Diese Konfiguration ermöglicht die genaue Messung und Überwachung des vom Patienten ausgeatmeten Tidalvolumens.)

So schließen Sie ein Doppelschlauchsystem an:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Adapter für das Doppelschlauchsystem am Gerät angebracht ist (wechseln Sie andernfalls den Schlauchsystemadapter).
2. Schließen Sie die Enden der Schlauchsysteme am Inspirations- und am Schlauchsystemadapteranschluss des Geräts an.
3. Schließen Sie ggf. erforderliches Zubehör für das Schlauchsystem (z. B. Atemgasbefeuchter oder Filter) an.
4. Wählen Sie den Schlauchsystemtyp aus und führen Sie einen Schlauchtest durch.
5. Schließen Sie einen Beatmungszugang (z. B. eine Maske) am Ende des Schlauchsystems an.



Anschließen eines Schlauchsystems für Mundstück

Das Schlauchsystem für Mundstück ist ein Einschlauchsystem ohne Expirationsventil oder Soll-Leckage. Das Schlauchsystem ist nicht für die dauerhafte Ausatmung in das Schlauchsystem vorgesehen. Wenn der Patient eine Ausatmung in das Schlauchsystem wünscht, sollte ein Schlauchsystem mit Expirationsventil oder ein Leckageschlauchsystem in Betracht gezogen werden.

So schließen Sie ein Schlauchsystem für Mundstück an:

1. Vergewissern Sie sich, dass ein Adapter für das Leckageschlauchsystem am Gerät angebracht ist. Wechseln Sie andernfalls den Adapter.

Hinweis: Das Astral 150 unterstützt auch ein Schlauchsystem für Mundstück mit einem Adapter für das Doppelschlauchsystem.


2. Schließen Sie den Inspirationsschlauch am Inspirationsanschluss an.
3. Schließen Sie ggf. erforderliches Zubehör für das Schlauchsystem (z. B. Filter) an.
4. Wählen Sie den Schlauchsystemtyp aus und führen Sie einen Schlauchtest durch.
5. Schließen Sie den Beatmungszugang (z. B. Mundstück) an das freie Ende des Beatmungsschlauchs an.



Eine andere Schlauchsystem-Option auswählen

So ändern Sie das ausgewählte Schlauchsystem am Astral Beatmungsgerät:

1. Wählen Sie **Schlauchsystem** im Hauptmenü „Installation“.
2. Wählen Sie **Schlauchsystemtyp**. (Der aktuelle Schlauchsystemtyp ist orange markiert.)



3. Wählen Sie das Schlauchsystem, zu dem Sie wechseln möchten. Es wird daraufhin orange markiert. Sie gelangen zum Bildschirm „Schlauchtest“.
4. Drücken Sie auf **Start**, um den Schlauchtest durchzuführen, und befolgen Sie die Aufforderungen auf dem Bildschirm.



Schlauchtest

Um ein breites Spektrum an Schlauchsystem-Konfigurationen und Zubehör unterstützen zu können, verfügt das Astral Beatmungsgerät über eine Schlauchtestfunktion, mit der die Eigenschaften des Schlauchsystems ermittelt werden. Im Rahmen des Schlauchtests führt das Astral einen Selbsttest des Geräts und eine Kalibrierung des FiO₂-Sensors (sofern installiert) durch.



VORSICHT

Um die optimale und genaue Funktion zu gewährleisten, wird empfohlen, nach jeder Änderung am Schlauchsystem sowie in regelmäßigen Abständen (mindestens einmal alle drei Monate) einen Schlauchtest durchzuführen.


Schließen Sie den Beatmungszugang erst an, nachdem der Schlauchtest durchgeführt wurde. Zu den Beatmungszugängen gehören u. a. sämtliche Komponenten, die nach dem Expirationsventil oder Expirationsanschluss des Einschlauchsystems bzw. dem ‚Y‘-Stück des Doppelschlauchsystems platziert werden (z. B. HME, Tubusverlängerung, Maske, Trachealkanüle).

Die nachstehende Tabelle kann zur Auswahl der geeigneten Schlauchsysteme und Einstellungen für die unterschiedlichen Patiententypen hinzugezogen werden:

Tidalvolumenbereich	Empfohlene Patiententypeinstellung	Geeignete Schlauchsystemdurchmesser
50 ml bis 300 ml	Kinder	10 mm, 15 mm oder 22 mm
> 300 ml	Erwachsene	15 mm oder 22 mm

So führen Sie einen Schlauchtest durch:

1. Wählen Sie im Hauptmenü **Install.** das Untermenü **Schlauchsystem**.
2. Drücken Sie auf **Start** und befolgen Sie die Aufforderungen auf dem Bildschirm.




Hinweis: Der Triggertyp legt fest, ob ein druckbasierter Trigger-Schwellenwert oder ein flowbasierter Trigger-Schwellenwert verwendet wird, wenn ein Doppelschlauchsystem ausgewählt ist.

Der Schlauchtest wird in einer Reihe von Schritten durchgeführt, einschließlich wenn:

- das Astral Beatmungsgerät bei vom Patientenanschluss getrenntem Beatmungszugang den Widerstand des Inspirationsschenkels ermittelt.
- das Astral Beatmungsgerät bei verschlossenem Patientenanschluss die Gesamt-Compliance des Schlauchsystems sowie anschließend den Widerstand des Expirationsschenkels ermittelt.

Nach Abschluss dieser Schritte wird ein Bildschirm mit Testergebnissen angezeigt. Sie können mit der Schaltfläche „Ergebnisse“ auf dem Schlauchsystem-Bildschirm später wieder zu diesen Testergebnissen gelangen.



Schlauchsystemoptionen

Die folgenden Icons dienen der Meldung der Schlauchtestergebnisse:

Ergebnisse des Schlauchtests

Icon	Beschreibung
	Schlauchtest abgeschlossen
	Schlauchsystem nicht getestet. Es werden Standardwerte für das Schlauchsystem angewendet. Eine präzise Kontrolle und Überwachung ist möglicherweise nicht gegeben. Stellen Sie sicher, dass Beatmung und Alarmer funktionieren, bevor Sie fortfahren.
	<p>Schlauchtest abgeschlossen. Hoher Widerstand des Schlauchsystems. * Das Beatmungsgerät wendet die durch den Schlauchtest ermittelten Werte an. Eine präzise Kontrolle und Überwachung ist möglicherweise nicht gegeben. Stellen Sie sicher, dass Beatmung und Alarmer funktionieren, bevor Sie fortfahren.</p> <p>*Die Internationale Organisation für Normung (ISO) hat festgelegt, dass Patienten, die mit einem Tidalvolumen über 300 ml (Bereich für Erwachsene) beatmet werden, ein Atemschlauchsystem verwenden sollten, das einen Widerstand mit einer Drucksenkung von höchstens 6 cmH₂O bei einer Flowrate von 30 l/min bzw. 6 cmH₂O bei 15 l/min für ein Tidalvolumen unter 300 ml (Bereich für Kinder) aufweist.</p> <p>Diese Schlauchsystemkonfiguration kann bei bestimmten Patienten angemessen sein und sollte nach klinischem Ermessen eingesetzt werden. Falls die Beatmung aus irgendeinem Grund ausfällt, muss der Patient diesen Widerstand überwinden, um zu atmen.</p> <p>Hinweis: Der Patient bzw. die Pflegeperson sollte darauf hingewiesen werden, dass dieses Symbol bei jedem Schlauchtest mit dieser Konfiguration angezeigt wird.</p>
	<p>Schlauchtest ist fehlgeschlagen. Es werden Standardwerte für das Schlauchsystem angewendet.</p> <p>Nachstehend sind allgemeine Schritte zur Behebung von Problemen beim Schlauchtest aufgeführt. Vorgeschlagene Maßnahmen anhand des Fehlercodes finden Sie unter Fehlerbehebung anhand des Schlauchtests (siehe Seite 174).</p> <ol style="list-style-type: none">1. Überprüfen Sie das Schlauchsystem und die proximalen Schläuche auf Diskonnektion und übermäßige Leckagen.2. Überprüfen Sie, ob das Schlauchsystem korrekt angeschlossen ist und mit dem eingestellten Schlauchsystemtyp übereinstimmt.3. Vergewissern Sie sich, dass der korrekte Schlauchsystemadapter für den ausgewählten Schlauchsystemtyp installiert ist.4. Vergewissern Sie sich, dass der Adapter, die blaue Membran und der Sensor ganz eingedrückt wurden und bündig im Gehäuse sitzen. <p>Die Genauigkeit der Steuerung und Überwachung ist herabgesetzt. Stellen Sie sicher, dass Beatmung und Alarmer funktionieren, bevor Sie fortfahren.</p>

Ergebnisse des Gerätetests

Icon	Beschreibung
	Gerätetest war erfolgreich.
	Gerätetest nicht durchgeführt. Dies kommt nur bei der Einstellung eines neuen Therapieprogramms vor.
	<p>Gerätetest fehlgeschlagen. Schlauchtest kann nicht durchgeführt werden.</p> <p>Nachstehend sind allgemeine Schritte zur Behebung von Problemen beim Schlauchtest aufgeführt. Vorgeschlagene Maßnahmen anhand des Fehlercodes finden Sie unter Fehlerbehebung anhand des Schlauchtests (siehe Seite 174).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie den Lufteinlass auf Fremdkörper. 2. Überprüfen Sie den Lufteinlassfilter und tauschen Sie ihn ggf. aus. Weitere Anweisungen finden Sie unter Reinigung und Wartung (siehe Seite 145). 3. Entfernen Sie den Expirationsadapter und untersuchen Sie den Adapter und die blaue Membran auf Fremdkörper. 4. Installieren Sie Adapter wieder und achten Sie dabei auf festen Sitz. 5. Wiederholen Sie den Schlauchtest. Falls das Problem weiterhin besteht, finden Sie vorgeschlagene Maßnahmen anhand des Fehlercodes unter Fehlerbehebung anhand des Schlauchtests (siehe Seite 174). <p>Wenn Sie sich für die Fortsetzung der Beatmung entscheiden, ist die Genauigkeit der Steuerung und Überwachung herabgesetzt. Stellen Sie sicher, dass Beatmung und Alarmer funktionieren, bevor Sie fortfahren.</p>

Ergebnisse für den Sauerstoffsensoren (FiO₂-Sensor)

Icon	Beschreibung
	Kalibrierung des Sauerstoffsensors war erfolgreich.
	<p>Sauerstoffsensoren nicht getestet oder nicht installiert.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Falls Ihr Beatmungsgerät ohne Sauerstoffsensoren geliefert wurde, ignorieren Sie diese Meldung und fahren Sie mit der Therapie fort. 2. Vergewissern Sie sich nach Möglichkeit davon, dass der Sensor wie unter Den Sauerstoffsensoren austauschen (siehe Seite 148) beschrieben sicher befestigt ist. 3. Wiederholen Sie den Schlauchtest. Falls der Sauerstoffsensoren weiterhin nicht erkannt wird, schicken Sie das Gerät zum Service an ein autorisiertes ResMed-Servicezentrum ein.
	<p>Kalibrierung des Sauerstoffsensors fehlgeschlagen.</p> <p>Nachstehend sind allgemeine Schritte zur Behebung von Problemen bei der Kalibrierung des Sauerstoffsensors aufgeführt. Vorgeschlagene Maßnahmen je nach Fehlercode finden Sie unter Fehlerbehebung anhand des Schlauchtests (siehe Seite 174).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tauschen Sie nach Möglichkeit den Sauerstoffsensoren wie unter Den Sauerstoffsensoren austauschen (siehe Seite 148) beschrieben aus. 2. Wiederholen Sie den Schlauchtest. Falls das Problem weiterhin besteht, schicken Sie das Gerät zum Service an ein autorisiertes ResMed-Servicezentrum ein. <p>Wenn Sie sich für die Fortsetzung der Beatmung entscheiden, sind FiO₂-Alarmer deaktiviert. Eine alternative Methode für die FiO₂-Überwachung ist erforderlich.</p>

Ergebnisse für den Expirationsflow-Sensor

Icon	Beschreibung
	Kalibrierung des Expirationsflow-Sensors war erfolgreich.
	Expirationsflow-Sensor nicht getestet oder nicht installiert.
	<p>Kalibrierung des Expirationsflow-Sensors fehlgeschlagen.</p> <p>Nachstehend sind allgemeine Schritte zur Behebung von Problemen bei der Kalibrierung des Expirationsflow-Sensors aufgeführt. Vorgeschlagene Maßnahmen anhand des Fehlercodes finden Sie unter Fehlerbehebung anhand des Schlauchtests (siehe Seite 174).</p> <ol style="list-style-type: none">1. Entfernen Sie den Adapter, die Dichtung und den Expirationsflow-Sensor.2. Untersuchen Sie das Modul, die Dichtung und den Flow-Sensor auf Fremdkörper.3. Installieren Sie den Adapter und den Flow-Sensor wieder und achten Sie dabei auf festen Sitz.4. Tauschen Sie nach Möglichkeit den Expirationsflow-Sensor wie unter Den Expirationsflow-Sensor austauschen (siehe Seite 146) beschrieben aus.5. Wiederholen Sie den Schlauchtest. Falls das Problem weiterhin besteht, schicken Sie das Gerät zum Service an ein autorisiertes ResMed-Servicezentrum ein. <p>Wenn Sie sich für die Fortsetzung der Beatmung entscheiden, überprüfen Sie, dass die Alarmer für Vte und MVe wirksam sind.</p>

Zubehör

Eine vollständige Auflistung des Zubehörs finden Sie unter www.resmed.com. Wenn Sie keinen Internetanschluss haben, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Service-Techniker.

Zubehör an das Patientenschlauchsystem anschließen

WARNUNG

- Wenn Komponenten in das Schlauchsystem eingefügt bzw. daraus entfernt werden, kann die Beatmungsleistung beeinträchtigt werden. ResMed empfiehlt, jedes Mal einen Schlauchtest durchzuführen, wenn ein Zubehör oder eine Komponente in das Schlauchsystem eingefügt bzw. daraus entfernt wird. Wird die Schlauchsystemkonfiguration verändert, muss geprüft werden, ob der Diskonnektionsalarm richtig funktioniert.
- Verwenden Sie keine elektrisch leitenden oder antistatischen Schlauchsysteme.

Anschließen eines Atemgasbefeuchters

Es wird empfohlen, einen Atemgasbefeuchter oder HME zusammen mit dem Astral Beatmungsgerät einzusetzen.

WARNUNG

- Bei der invasiven Beatmung ist die Befeuchtung der Atemgase zwingend erforderlich, um Schädigungen der Lunge zu vermeiden, da die oberen Luftwege des Patienten mit einem künstlichen Atemweg (z. B. Endotrachealtubus oder Trachealkanüle) umgangen werden.
- Der Atemgasbefeuchter muss immer auf einer ebenen Fläche unterhalb des Geräts und des Patienten aufgestellt werden, damit sich Maske und Schlauchsystem nicht mit Wasser füllen können.
- Verwenden Sie nur Atemgasbefeuchter, die den geltenden Sicherheitsnormen, u. a. ISO 8185, entsprechen und richten Sie den Atemgasbefeuchter gemäß den Herstelleranweisungen ein.
- Überwachen Sie das Schlauchsystem auf Kondensation und/oder Austritt von Wasser aus dem Atemgasbefeuchter. Treffen Sie geeignete Vorsichtsmaßnahmen, um das Übergehen von Wasser im Schlauchsystem in den Patienten zu vermeiden (z.B. eine Wasserfalle).

Bei der nicht-invasiven Beatmung bei Patienten, die zu Trockenheit in der Nase, dem Rachen oder dem Mund neigen, verhindert die Befeuchtung der Atemgase dadurch bedingte Reizungen und Beschwerden.

VORSICHT

Stellen Sie vor dem Transport des Atemgasbefeuchters sicher, dass die Wasserkammer leer und völlig trocken ist.

Anschließen eines Atemgasbefeuchters ins Patientenschlauchsystem:

1. Verbinden Sie den kurzen Beatmungsschlauch mit dem Inspirationsanschluss am Gerät.
2. Verbinden Sie das andere Ende des Beatmungsschlauchs mit dem Lufteinlass des Atemgasbefeuchters.
3. Verbinden Sie den längeren Beatmungsschlauch mit dem Luftauslass des Atemgasbefeuchters.

In der nachstehenden Abbildung ist der korrekte Gebrauch eines Atemgasbefeuchters in Kombination mit einem Doppelschlauchsystem dargestellt.



Bei Befeuchtung mit erwärmtem Wasser und einem Doppelschlauchsystem kann sich im Expirationsflow-Sensor Kondensat bilden, wenn die Luft unterhalb ihrer Kondensationstemperatur abgekühlt wird. Kondensat kann sich auch im Patientenschlauchsystem bilden; dies geschieht meistens bei Einstellungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und niedriger Umgebungstemperatur.

Kondensat, das sich im Expirationsflow-Sensor bildet, führt u. U. zum Verlust der Expirationsflussmessung und einer Beeinträchtigung der Therapie (d. h. automatischer Trigger, erhöhter PEEP und Auslösung des Leckagealarms).

Um die Bildung von Kondensat am Expirationsflow-Sensor zu verhindern, befolgen Sie stets die Anweisungen des Herstellers des Befeuchters bezüglich der Verhinderung der Kondensatbildung prüfen Sie stets das Schlauchsystem auf Kondensat.

Um eine genaue Therapie zu gewährleisten, sollte die Schlauchtest-Funktion des Astral ausgeführt werden, bevor die Wasserkammer gefüllt wird.

Anschließen eines Wärme- und Feuchtigkeitsaustausch-Filters (HME)

Ein HME ist ein passives Befeuchtungssystem, das mithilfe einer inneren Membran Wärme und Feuchtigkeit aus der vom Patienten ausgeatmeten Luft zurückhält. Ein HME darf nicht bei aktiver Befeuchtung verwendet werden. Ein HME kann am Astral Beatmungsgerät mit einem Doppelschlauchsystem oder mit einem Einschlauchsystem mit integriertem Expirationsventil verwendet werden.

WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich HMEs, die die relevanten Sicherheitsnormen, einschließlich ISO 9360-1 und ISO 9360-2, erfüllen.

Integrieren Sie den HME-Filter zwischen dem Patientenanschluss des Schlauchsystems und dem Beatmungszugang.



Schließen Sie den Beatmungszugang erst an, nachdem der Schlauchtest durchgeführt wurde. Zu den Beatmungszugängen gehören u. a. sämtliche Komponenten, die nach dem Expirationsventil oder Expirationsanschluss des Einschlauchsystems bzw. dem ‚Y‘-Stück des Doppelschlauchsystems platziert werden (z. B. HME, Tubusverlängerung, Maske, Trachealkanüle).

Anbringen eines Bakterien-/Virenfilters

WARNUNG

- Überprüfen Sie den Bakterien-/Virenfilter und das Expirationsventil regelmäßig auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder anderen kontaminierenden Stoffen, insbesondere bei der Verneblung oder Befeuchtung. Erfolgt diese regelmäßige Überprüfung nicht, kann es zu einem erhöhten Widerstand im Beatmungssystem und/oder Ungenauigkeiten bei der Messung der ausgeatmeten Luft kommen.
- Verwenden Sie ausschließlich Bakterien-/Virenfilter, die den relevanten Sicherheitsnormen, einschließlich ISO 23328 1 und ISO 23328 2, entsprechen.

VORSICHT

Der Bakterien-/Virenfilter muss den Angaben des Herstellers entsprechend verwendet und ausgewechselt werden.

So bringen Sie einen Bakterien-/Virenfilter an:

1. Schließen Sie den Bakterien-/Virenfilter am Inspirationsanschluss des Geräts an.
2. Schließen Sie den Beatmungsschlauch auf der anderen Seite des Filters an.
3. Führen Sie den Schlauchtest durch.
4. Schließen Sie den Beatmungszugang an das freie Ende des Beatmungsschlauchs an.



WARNUNG

- Wenn das Beatmungsgerät bei mehreren Patienten zum Einsatz kommt, ist die Verwendung eines Bakterien-/Virenfilters obligatorisch, um Kreuzkontaminationen zu verhindern
- Das Expirationsmodul, der interne Bakterien-/Virenfilter, der Expirationsflow-Sensor und die blaue Membran kommen mit ausgeatmeter Luft in Kontakt, sind jedoch nicht Teil des inspiratorischen Pfades.

Zusätzliche Sauerstoffgabe

Mit dem Astral Beatmungsgerät ist eine zusätzliche Niederdruck-Sauerstoffgabe von bis zu 30 l/min möglich.

Wird eine konstante Menge an zusätzlichem Sauerstoff eingeleitet, ist die Konzentration des eingeatmeten Sauerstoffs je nach Beatmungsmodus und -einstellungen, Atemmuster des Patienten, ausgewähltem Maskentyp und Leckagerate unterschiedlich.




WARNUNG

- Es darf nur medizinischer, unbefeuchteter trockener Sauerstoff verwendet werden.
- Vergewissern Sie sich immer, dass das Gerät eingeschaltet ist und ein Luftfluss zustande kommt, bevor die Sauerstoffzufuhr eingeschaltet wird.
- Wenn das Gerät außer Betrieb ist, muss die Sauerstoffzufuhr abgeschaltet werden, sodass sich kein Sauerstoff im Gehäuse des Geräts ansammelt. Erklärung: Eine Sauerstoffansammlung stellt ein Brandrisiko dar. Dies gilt für die meisten Beatmungsgeräte.
- Sauerstoff erhöht das Brandrisiko. Rauchen und offenes Feuer während der Verwendung von Sauerstoff müssen daher unbedingt vermieden werden. Die Sauerstoffzufuhr darf nur in gut durchlüfteten Räumen erfolgen.
- Die Sauerstoffzufuhr muss am Sauerstoffeinlass des Astral an der Rückseite des Geräts erfolgen. Ein Sauerstoffanschluss an anderer Stelle im Schlauchsystem, d. h. über einen Nebenanschluss oder die Maske, kann inspiratorische Trigger, die Genauigkeit der Therapie bzw. Überwachung sowie die Alarme (z. B. Alarm für hohe Leckage oder Maske ohne Luftauslassöffnung) beeinträchtigen.
- Das Schlauchsystem und die Sauerstoffquelle müssen mindestens 2 m von allen Zündquellen entfernt sein.
- Die zusätzliche Sauerstoffgabe ist mit dem eingebauten FiO_2 -Sensor und den Alarmfunktionen oder über ein externes O_2 -Überwachungsgerät gemäß ISO 80601-2-55 zu überwachen.
- Beim Betrieb des Astral in seiner Mobility Bag fügen Sie nicht mehr als 6 l/min zusätzlichen Sauerstoff hinzu.
- Das Astral ist nicht für den Einsatz mit Heliox, Stickstoffmonoxid oder Anästhesiegas konzipiert.
- Das Astral Beatmungsgerät nicht auf dessen Seite stellen, da dies die FiO_2 -Überwachungsgenauigkeit beeinflussen könnte.

Zusätzliche Sauerstoffgabe:

1. Entriegeln Sie den Sauerstoffeinlass für niedrigen Flow auf der Rückseite des Geräts, indem Sie den Verschlussclip nach oben drücken.
2. Schieben Sie ein Ende des Sauerstoffschlauches in den Sauerstoffadapteranschluss. Der Schlauch wird automatisch arretiert.
3. Schließen Sie das andere Ende des Sauerstoffschlauches an die Sauerstoffquelle an.
4. Starten Sie die Beatmung.
5. Drehen Sie die Sauerstoffzufuhr auf und stellen Sie sie (an der Sauerstoffzufuhr) auf die verschriebene Flussrate bzw. FiO_2 -Konzentration ein.




Zusätzlicher Sauerstoff kann ebenfalls aus einer Sauerstoffflasche hinzugefügt werden. Jedoch muss ein Flowregler angebracht werden, um sicherzustellen, dass der abgegebene Sauerstoff bei 30 l/min oder darunter liegt.

Zubehör

Bevor Sie den zusätzlichen Sauerstoff vom Gerät trennen, stellen Sie sicher, dass die Sauerstoffzufuhr abgestellt ist.

So trennen Sie die Komponenten für den zusätzlichen Sauerstoff vom Gerät:

1. Entriegeln Sie den Sauerstoffeinlass für niedrigen Flow auf der Rückseite des Geräts, indem Sie den Verschlussclip nach oben drücken.
2. Den Sauerstoffadapter mit dem Schlauch aus dem Sauerstoffeinlass für niedrigen Flow herausziehen.



Überwachung der Sauerstoffzufuhr

Der FiO_2 -Sensor ist beim Astral Beatmungsgerät als optionales Zubehör erhältlich. Der Sensor misst den durchschnittlichen Sauerstoffanteil in Prozent, der durch den Inspirationsschenkel in das Schlauchsystem abgegeben wird.

Bevor der FiO_2 -Monitor verwendet werden kann, muss ein Schlauchtest durchgeführt werden, um den Sensor zu kalibrieren. Wiederholen Sie die Kalibrierung in regelmäßigen Abständen (mindestens alle drei Monate).

Hinweis: Beim Einschalten des Geräts aus dem ausgeschalteten Zustand bzw. nach dem Erlöschen aller Stromquellenanzeigen kann es bis zu 30 Minuten dauern, bis die Messwerte des FiO_2 -Sensors die in den technischen Daten angegebene Genauigkeit erreichen.

Die Leistung des FiO_2 -Sensors kann durch die relative Luftfeuchtigkeit, Kondensat auf dem Sensor oder unbekannte Gasgemische beeinträchtigt werden.

WARNUNG

Stellen Sie das Astral Beatmungsgerät nicht auf die Seite, da dies die FiO_2 -Überwachungsgenauigkeit beeinflussen könnte.

Anschließen eines Verneblers

Bei Bedarf kann ein Vernebler zusammen mit dem Astral Beatmungsgerät verwendet werden. ResMed empfiehlt Verneblerprodukte von der Firma Aerogen®. Diese sind darauf ausgelegt, in übliche Beatmungsschlauchsysteme und mechanische Beatmungsgeräte integriert zu werden, ohne die Parameter des Beatmungsgeräts zu ändern oder die Beatmung zu unterbrechen.

WARNUNG

- Bringen Sie zum Schutz des Geräts stets Bakterien-/Virenfilter am Inspirationsanschluss und am Expirationseinlass des Astral-Geräts an.
- Überprüfen Sie den Bakterien-/Virenfilter und das Expirationsventil regelmäßig auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder anderen kontaminierenden Stoffen, insbesondere bei der Verneblung oder Befeuchtung. Wird dies nicht gemacht, kann es zu einem erhöhten Widerstand im Beatmungssystem und/oder Ungenauigkeiten bei der Messung der ausgeatmeten Luft kommen.
- Schalten Sie den Vernebler nur ein, wenn das Gerät beatmet. Falls die Beatmung unterbrochen wird, schalten Sie den Vernebler aus.
- Die Verwendung eines Düsen-Verneblers kann die Genauigkeit des Beatmungsgeräts beeinträchtigen. Der Patient muss überwacht und das durch den Düsen-Vernebler zugeführte Gasvolumen entsprechend kompensiert werden.
- Vollständige Einzelheiten zum Gebrauch des Verneblers entnehmen Sie bitte der im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Gebrauchsanweisung.

Schließen Sie den Vernebler über ein T-Stück vor dem Beatmungszugang an den Inspirationsschenkel des Schlauchsystems an. Wenn eines der Aerogen Verneblermodelle verwendet wird (also Aerogen Solo oder Aerogen Pro), kann der Vernebler über den USB-Anschluss an der Rückseite des Astral Beatmungsgeräts oder das Aerogen USB-Netzteil mit Strom versorgt werden.



Oben abgebildet: Aerogen® Solo im Schlauchsystem.

Vollständige Anweisungen zum Gebrauch finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Aerogen Solo-Systems.

Anschließen von zusätzlichem Zubehör

Anschließen eines Pulsoximeters

WARNUNG

- Verwenden Sie nur kompatible NONIN™ Fingersensoren.*
- Pulsoximetersensoren dürfen nicht längere Zeit mit starkem Druck angelegt bleiben, da dies zu Druckverletzungen des Patienten führen kann.
- Pulsoximetersensoren und -kabel müssen auf ihre Kompatibilität mit dem Astral Beatmungsgerät geprüft werden. Andernfalls kann es zu Verletzungen des Patienten kommen.

VORSICHT

Faktoren, die die Funktion bzw. Messgenauigkeit des Pulsoximeters beeinträchtigen können, sind z. B. übermäßiges Umgebungslicht, übermäßige Bewegung, elektromagnetische Interferenz, gedrosselte Durchblutung (arterieller Katheter, Blutdruckmanschette, Infusionsanschlüsse usw.), Feuchtigkeit im Sensor, nicht richtig angebrachter Sensor, falscher Sensortyp, schlechte Pulsqualität, venöser Puls, Anämie oder niedrige Hämoglobinkonzentration, Cardiogreen und andere intravaskuläre Farbstoffe, Carboxyhämoglobin, Methämoglobin, dysfunktionelles Hämoglobin, künstliche Nägel oder Nagellack oder ein Sensor, der sich nicht auf Herzebene befindet.

Anschließen eines Pulsoximeters:

1. Schließen Sie den Stecker des Fingersensors an den Stecker des XPOD-Kabels an.
2. Schließen Sie den Stecker des XPOD-Kabels an die Buchse SPO₂ (Pulsoximeter) hinten am Gerät an.



*Teilenummern von Zubehöerteilen für Oximeter mit bestätigter Kompatibilität finden auf der Produktseite von www.resmed.com. Informationen zur Verwendung dieser Zubehöerteile enthält die jeweils mitgelieferte Gebrauchsanweisung.

Nach dem Anschließen des Pulsoximeters erscheint kurz eine Meldung in der oberen Informationsleiste. Die Echtzeit-Messwerte für SpO₂ und Puls können vom Menü „Daten“ aus angezeigt werden.

Hinweise:

- Die Werte des SpO₂-Sensors werden über 4 Herzschläge gemittelt.
- Der beiliegende SpO₂-Sensor ist für die Anzeige der funktionellen Sauerstoffsättigung kalibriert.
- Der Alarm „Keine SpO₂-Überwachung“ wird ausgelöst, wenn das Pulsoximeter mehr als 10 Sekunden lang deaktiviert wurde oder ein schwaches Signal aufwies oder wenn es getrennt wurde.

**Anschließen eines Fernalarms**

Der ResMed Remote Alarm II (Fernalarm) ist für die Verwendung zusammen mit Astral Beatmungsgeräten konzipiert. Der Remote Alarm II macht Sie auf einen Alarm aufmerksam, der sofortige Maßnahmen erfordert. Er löst einen akustischen und optischen Alarm aus, wenn am Astral Beatmungsgerät ein Alarm ausgelöst wird. Vollständige Einzelheiten zur Verwendung des Remote Alarm II entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung, die dem Beatmungsgerät beiliegt.

So schließen Sie den Remote Alarm II (Fernalarm) am Astral Beatmungsgerät an:

1. Schließen Sie ein Ende des Alarmkabels an die Eingangsbuchse (mit 3 Stiften) am Fernalarm an.
2. Schließen Sie das andere Ende an die Ausgangsbuchse (mit 5 Stiften) hinten am Astral Beatmungsgerät an.

**⚠ VORSICHT**

Um das Kabel abzunehmen, ziehen Sie fest am Stecker. Drehen Sie den Stecker nicht.

Astral Transport- und Schutztasche

Das Astral Beatmungsgerät sollte bei Nichtgebrauch stets in der zugehörigen Transport- und Schutztasche verstaut werden, um Schäden am Gerät zu verhindern.

WARNUNG

Das Astral Beatmungsgerät sollte nicht betrieben werden, wenn es sich in der Transport- und Schutztasche befindet. Um unterwegs eine Beatmung durchzuführen, sollte die Astral Mobility Bag oder Astral SlimFit Mobility Bag verwendet werden.

Verwendung der Transport- und Schutztasche

1. Nehmen Sie die folgenden Teile ab, bevor Sie das Gerät in die Transport- und Schutztasche schieben:
 - Netzteil an der Rückseite des Geräts
 - alle Komponenten des Schlauchsystems
 - alle Zubehörteile einschließlich des Fernalarms und des Oximeters
 - USB-Stick
2. Schieben Sie das Astral Beatmungsgerät vorsichtig in die Transport- und Schutztasche. Achten Sie darauf, dass der Griff oben liegt und der Bildschirm zum Aufdruck auf der Tasche zeigt.
3. Befestigen Sie das Astral Beatmungsgerät mit dem Klettband. (Die sicherste Position wird erreicht, wenn das Klettband durch den Griff geführt und dann befestigt wird.)
4. Legen Sie das Netzteil und ggf. schwere Komponenten in die seitliche Tasche mit Reißverschluss.
5. Achten Sie darauf, dass alle Reißverschlüsse vollständig geschlossen sind und das Gerät gesichert ist, bevor Sie die Transport- und Schutztasche anheben.

VORSICHT

Verstauen Sie keine schweren oder sperrigen Gegenstände in der Reißverschlusstasche im Innenraum in der Vorderseite der Tasche. Dadurch könnte der Touchscreen beschädigt werden.



Unterwegs mit dem Astral Beatmungsgerät

WARNUNG

Betreiben Sie das Astral Beatmungsgerät nicht in der Transport- und Schutztasche. Verwenden Sie die Mobility Bag oder SlimFit Mobility Bag, wenn unterwegs beatmet werden soll.

Reisen mit dem Astral Beatmungsgerät:

- Zur Vermeidung von Schäden sollte das Astral Beatmungsgerät bei Nichtgebrauch stets in der zugehörigen Transport- und Schutztasche verstaut werden.
- Die Transport- und Schutztasche ist nur für das Bordgepäck bestimmt. Die Transport- und Schutztasche bietet keinen ausreichenden Schutz für das Astral Beatmungsgerät, wenn sie als Gepäckstück aufgegeben wird.
- Bei der Gepäckkontrolle kann es eventuell nützlich sein, einen Ausdruck der Gebrauchsanweisung in der Transport- und Schutztasche des Astral Beatmungsgeräts mitzuführen, damit Sie dem Sicherheitspersonal das Beatmungsgerät erklären und die nachstehende Bescheinigung zeigen können.
- ResMed bestätigt, dass das Astral Beatmungsgerät die Anforderungen der Federal Aviation Administration (FAA) (RTCA/DO-160, Abschnitt 21, Kategorie M) für alle Flugphasen erfüllt.
- Tipps zur Stromversorgung siehe unter Stromversorgung (siehe Seite 63).

Stromversorgung

Tipps

- Schließen Sie das Beatmungsgerät nach Möglichkeit immer an das Stromnetz an. Schließen Sie es bei einem Ausfall des Akkus sofort an das Stromnetz an, um die Beatmung wieder aufzunehmen.
- Für beatmungsabhängige Patienten muss stets eine externe Stromquelle (Astral externer Akku oder RPSII) zur Verfügung stehen.
- Bei mobilem Einsatz, d. h. wenn kein Netzstrom zur Verfügung steht oder dieser ausgefallen ist, muss eine externe Stromquelle (Astral externer Akku oder RPSII) verwendet werden. Sie dürfen sich bei mobilem Einsatz nicht ausschließlich auf den internen Akku verlassen.
- Stellen Sie sicher, dass der externe Akku ausreichend geladen ist, bevor Sie ihn bei mobilem Einsatz verwenden.

WARNUNG

- **Vorsicht vor Stromschlaggefahr.** Tauchen Sie das Gerät, das Netzteil bzw. das Netzkabel nie in Wasser.
- Vergewissern Sie sich, dass Netzkabel und Netzstecker in gutem Zustand sind und das Gerät keine Schäden aufweist.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Explosionsgefahr — nicht in der Nähe entflammbarer Anästhetika verwenden.

Das Astral Beatmungsgerät kann mit vier verschiedenen Stromversorgungen betrieben werden:

- Netzstrom
- Astral externer Akku
- Externe Gleichstromquelle (z. B. 12-V-Steckdose im Kfz)
- ResMed Power Station II
- Interner Akku

Weitere Informationen zur Stromversorgung finden Sie in den Technischen Daten (siehe Seite 152).

Anschluss an das Stromnetz



WARNUNG

Achten Sie darauf, dass das Netzkabel kein Stolper- oder Strangulationsrisiko darstellt.

So schließen Sie das Beatmungsgerät an das Stromnetz an:

1. Schließen Sie das Netzteilverbindungskabel des mitgelieferten externen ResMed Netzteils auf der Rückseite des Astral Beatmungsgeräts an.
2. Achten Sie darauf, dass der Stecker am Netzkabel richtig auf die Eingangsbuchse am ResMed Netzteil ausgerichtet ist, und schließen Sie das Netzkabel dann am Netzteil an.
3. Stecken Sie das freie Ende des Netzkabels in die Steckdose.



Hinweis: Das Netzkabel ist mit einem arretierenden Stecker zum Drücken und Ziehen ausgestattet. Um das Netzkabel abzunehmen, fassen Sie es am Gehäuse und ziehen Sie den Stecker vorsichtig aus dem Gerät. Sie sollten weder das Außengehäuse verdrehen noch am Kabel ziehen.



Anschließen des Astral externen Akkus

Der Astral externe Akku wurde speziell für die Verwendung mit der Astral Serie von Beatmungsgeräten konzipiert. Er ist dafür vorgesehen, Astral Beatmungsgeräte unter typischen Gebrauchsbedingungen acht Stunden lang mit Strom zu versorgen.

Vollständige Angaben zur Verwendung des Astral externen Akkus finden Sie in der Gebrauchsanweisung, die dem externen Akku beiliegt.



Verwendung des externen Akkus

Durch den Anschluss eines komplett geladenen externen Akkus an das Astral Beatmungsgerät ist es bei normalem Gebrauch möglich, die Stromzufuhr über einen Zeitraum von 8 Stunden zu erhalten. Um bei normalem Gebrauch die Stromzufuhr über einen Zeitraum weiteren 8 Stunden zu erhalten, kann ein zweiter vollständig geladener externer Akku an das Astral Gerät angeschlossen werden. An das Astral Beatmungsgerät können höchstens zwei externe Akkus angeschlossen werden.

Wenn der externe Akku mit dem Astral Beatmungsgerät verbunden ist, leuchtet die Anzeige für den Gleichstrom auf der Bedienoberfläche auf.

WARNUNG

- Versuchen Sie nicht, mehr als zwei externe Akkus anzuschließen. Für eventuelle zusätzliche Akkus funktionieren die akkuspezifischen Meldungen und Alarme des Astral Beatmungsgeräts nicht.
- Im unwahrscheinlichen Fall eines Problems am externen Akku löst Astral einen Alarm aus und weist den Benutzer darauf hin, dass das Gerät mit Strom aus dem internen Akku versorgt wird. Die Beatmung läuft weiter, der Benutzer sollte jedoch so bald wie möglich eine alternative externe Stromquelle (z. B. Netzstrom oder einen anderen externen Akku) anschließen.

Gelegentlich können Alarme und Meldungen bezüglich des externen Akkus auftreten. Alle Meldungsinformationen werden auf der Astral Bedienoberfläche angezeigt. Gleichzeitig erklingt ein Signalton. Weitere Informationen finden Sie in den Alarmmeldungen im Abschnitt Fehlerbehebung (siehe Seite 168).

Anschluss an eine ResMed Power Station (RPSII)

Mit der RPSII kann das Astral Beatmungsgerät unter typischen Gebrauchsbedingungen acht Stunden lang mit Strom versorgt werden. Zur Verwendung das Netzkabel der RPSII an den Gleichstromeingang am Beatmungsgerät anschließen.

VORSICHT

-
- Wenn das Astral Beatmungsgerät mit einer RPSII betrieben wird, erfolgt keine Aufladung des internen Akkus.
 - Verwenden Sie die RPSII und den externen Akku nicht zusammen.
-



Anschluss an eine externe Gleichstromquelle

VORSICHT

-
- Wenn Sie den als Zubehör erhältlichen Autoadapter verwenden, lassen Sie den Motor an, bevor Sie den Gleichstromadapter des Geräts anschließen.
 - Wenn die externe Gleichstromzufuhr unter 11 V fällt, schaltet das Astral auf den internen Akku um.
 - Wenn das Gerät abgeschaltet wird, während es mit dem Gleichstromadapter verbunden ist, bezieht es weiterhin Strom aus der externen Gleichstromzufuhr.
-

So schließen Sie das Gerät an eine Gleichstromversorgung an:

1. Schließen Sie das Verbindungskabel des Autoadapters auf der Rückseite des Beatmungsgeräts an.
2. Stecken Sie das freie Ende mit dem Kfz-Stecker in die Steckdose.



Verwendung des internen Akkus

Ein interner Akku gehört zum Lieferumfang des Astral Beatmungsgeräts. Er sorgt für die kontinuierliche Stromversorgung bei einem Ausfall der Netzspannung, wenn kein externer Akku am Gerät angeschlossen ist. Bei Aktivierung des internen Akkus durch das Astral erscheint der Hinweis **Interner Akku wird benutzt** und die Stromversorgungsanzeige macht ebenfalls auf die neue Betriebsart aufmerksam.

Der interne Akku kann den Betrieb unter normalen Umständen ca. acht Stunden lang aufrechterhalten. Während der Beatmung wird der Benutzer über Alarmfunktionen („Akkustand niedrig“) darauf aufmerksam gemacht, dass die Akkukapazität zur Neige geht. Im Bereitschaftsmodus erfolgen keine Alarme. Der Benutzer sollte den Ladezustand des Akkus regelmäßig überprüfen.

WARNUNG

- Wenn das Astral Beatmungsgerät als Ersatz-Beatmungsgerät benutzt wird, muss der Ladezustand des internen Akkus regelmäßig überprüft werden.
- Mit zunehmendem Alter des Akkus nimmt die verfügbare Kapazität ab. Wenn die verbleibende Akkukapazität niedrig ist, dürfen Sie sich nicht auf den internen Akku als primäre Stromversorgung verlassen.
- Der interne Akku soll nicht als primäre Stromquelle dienen. Er sollte nur verwendet werden, wenn andere Quellen nicht verfügbar sind bzw. ein kurzfristiger Bedarf besteht (z. B. beim Wechseln von Stromquellen).

VORSICHT

- Schließen Sie das Gerät wieder an das Stromnetz an, wenn die verbleibende Akkukapazität zur Neige geht.
- Der interne Akku wird bei einer Umgebungstemperatur von 35 °C oder darüber möglicherweise nicht weiter aufgeladen. Dies wird mit der Alarmmeldung „Stromausfall/Akku lädt nicht“ angezeigt.
- Der interne Akku entlädt sich, wenn das Gerät über längere Zeit eingelagert wird. Wenn das Gerät eingelagert wird, muss der interne Akku mindestens einmal alle sechs Monate aufgeladen werden.
- Die Lagerung des Astral Beatmungsgeräts über einen längeren Zeitraum bei Temperaturen über 50 °C beschleunigt die Alterung des Akkus. Dadurch wird die Sicherheit des Akkus oder des Geräts nicht beeinträchtigt.
- Der interne Akku muss nach zwei Jahren ausgetauscht werden, bzw. früher, wenn eine merklich geringere Laufzeit nach der vollständigen Aufladung festgestellt wird.

Solange das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist, wird der interne Akku im Betrieb und im Bereitschaftsmodus aufgeladen.

Weitere Informationen zur erwarteten Betriebsdauer des internen Akkus finden Sie in den Technischen Daten.

Laufzeit des Akkus

Die Kapazität des internen Akkus reicht aus, um das Astral Beatmungsgerät unter den typischen Bedingungen bei einem dauerhaft auf das Beatmungsgerät angewiesenen Patienten im häuslichen Bereich acht Stunden lang zu betreiben.

Die Laufzeit im Akkubetrieb hängt von den folgenden Faktoren ab:

- Prozentuale Aufladung
- Umgebungsbedingungen (z. B. Temperatur und Höhenlage)
- Zustand und Alter des Akkus
- Geräteeinstellungen
- Konfiguration des Patientenschlauchsystems und ungewollte Leckage.

Der interne Akku muss nach zwei Jahren ausgetauscht werden, bzw. früher, wenn eine deutlich geringere Standzeit nach kompletter Ladung festgestellt wird.

Lagerung und Aufladen

Falls der interne Akku nicht benutzt wird, muss er alle sechs Monate entladen und wieder aufgeladen werden.

Das vollständige Wiederaufladen des internen Akkus dauert ca. vier Stunden. Die genaue Dauer hängt von den Umgebungsbedingungen sowie vom Betriebsmodus des Geräts ab.

So bereiten Sie den internen Akku auf eine längere Einlagerung vor:

1. Überprüfen Sie, dass der Ladezustand des Akkus zwischen 50 und 100 % liegt. Ist dies nicht der Fall, laden Sie das Gerät vor dem Einlagern auf mindestens 50 % auf.
2. Nehmen Sie das Netzkabel vom Astral ab.
3. Schalten Sie das Gerät ab.

So laden Sie den internen Akku auf:

1. Schließen Sie das Gerät an die Netzversorgung an.
2. Der Ladevorgang beginnt, was durch ein blinkendes Symbol für die Akkuladung in der oberen Informationsleiste angezeigt wird.

Hinweise:

- Wenn ein vollständig entladener Akku aufgeladen wird, dauert es normalerweise 30 Minuten, um die Akkukapazität von 0% auf 1% zu bringen.
- Wenn das Beatmungsgerät außerhalb des Betriebstemperaturbereichs gelagert wurde, wird eventuell die Alarmmeldung (**Stromversorgungsfehler / Keine Aufladung**) angezeigt. Sie können das Beatmungsgerät weiter verwenden; falls der Alarm jedoch länger als 2 Stunden andauert, muss eventuell der Akku ausgetauscht werden.

Stromversorgungsanzeigen des Geräts

Informationen zum Ladezustand von System und Akku sind auf zwei verschiedenen Wegen zugänglich:

1. Akkuanzeige

Die Summe der Kapazitäten aller angeschlossenen Akkus wird bei der Laufzeit-Anzeige in der oberen Informationsleiste auf der Astral Bedienoberfläche angezeigt (dies kann mehrere Minuten dauern). Die Gesamtkapazität ist die Summe aus dem internen Akku des Astral Gerätes und einem oder zwei externen Akkus.

Unter normalen Betriebsbedingungen zeigt das Beatmungsgerät folgende Angaben an:

- Gesamtladezustand in Prozent (im Standby-Beatmungsmodus und bei bestehender Netzverbindung)
- Geschätzte Restlaufzeit (bei laufender Therapie)

Anzeige	Beschreibung
 100%	Wenn bei nicht aktivierter Beatmung der externe oder interne Akku verwendet wird, wird der Ladezustand des Akkus angezeigt. Die Akkuanzeige stellt den Durchschnitt aller mit dem System verbundenen Akkus dar. Vollständige Angaben zu den Kapazitäten der einzelnen Akkus finden Sie auf der Akku-Informationseite.
 8h00	Wenn bei laufender Beatmung der externe oder interne Akku verwendet wird, wird ein berechneter Wert für die verbleibende Laufzeit angezeigt, der auf den aktuellen Betriebsbedingungen beruht. Der Gesamtwert ist die Summe aller an das System angeschlossenen Akkus.
 70%	Wenn der externe oder interne Akku aufgeladen wird, erscheinen das Akkuladesymbol und eine Ladezustandsanzeige in Prozent.

Hinweis: In die Berechnungen für die Akkuanzeige gehen nur Astral externe und interne Akkus ein. Die Akkuladung der RPSII wird nicht angezeigt.

2. Akku-Informationen

Die Akku-Informationen sind über das Untermenü „Akku“ im Menü „Informationen“ zugänglich. Dieses Menü weist zwei Registerkarten auf:

- Laden – Auf dem Bildschirm werden der aktuelle Ladezustand (0–100 %) für alle derzeit vom System erkannten Akkus sowie der Gesamtladezustand des Systems angezeigt.
- Wartung – Auf dem Bildschirm werden die volle Ladekapazität und die Anzahl der Ladezyklen für alle derzeit vom System erkannten Akkus angezeigt.



Sie sollten den Ladezustand des internen Akkus sowie ggf. angeschlossener externer Akkus regelmäßig prüfen. Es wird empfohlen, Akkus grundsätzlich nach 400 Ladezyklen auszutauschen.

Erstmaliger Gebrauch des Astral Beatmungsgeräts

Beim erstmaligen Gebrauch des Astral Beatmungsgeräts empfiehlt ResMed zunächst einen Funktionstest vor dem Beginn der Beatmung. Der Funktionstest stellt vor Beginn der Beatmung sicher, dass das Gerät einwandfrei funktioniert. Hilfreiche Informationen zur Behebung etwaiger Probleme finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung (siehe Seite 168).

VORSICHT

Sollte eine der folgenden Prüfungen fehlschlagen, wenden Sie sich an das medizinische Fachpersonal oder an Ihren von ResMed autorisierten Ansprechpartner.

So führen Sie einen Funktionstest durch:

1. Schalten Sie das Gerät durch Drücken des Hauptschalters auf der Rückseite des Geräts aus.
2. Überprüfen Sie den Zustand von Gerät und Zubehör.
Überprüfen Sie das Gerät und das gesamte Zubehör. Beschädigte Komponenten dürfen nicht benutzt werden.
3. Prüfen Sie die Konfiguration des Patientenschlauchsystems.
Stellen Sie sicher, dass das Patientenschlauchsystem (Gerät und mitgeliefertes Zubehör) nicht beschädigt ist und dass alle Komponenten sicher angeschlossen sind.
4. Schalten Sie das Gerät ein und testen Sie die Alarme.

WARNUNG


Wenn kein akustischer Alarm ausgelöst wird, darf das Beatmungsgerät nicht verwendet werden.

- Schalten Sie das Gerät durch Drücken des Hauptschalters auf der Rückseite des Geräts ein. Vergewissern Sie sich, dass zwei Alarmtesttöne erklingen und die LEDs für das Alarmsignal und die Alarmstumm-/Zurücksetzen-Taste aufblinken. Das Gerät ist betriebsbereit, wenn der Patientenstartbildschirm angezeigt wird.
5. Trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung und vom externen Akku (falls verwendet) und stellen Sie somit das Gerät auf Betrieb mit internem Akku um. Stellen Sie sicher, dass der Akkuversorgungsalarm angezeigt wird und dass die Batterie-LED aufleuchtet.
Hinweis: Wenn der Ladezustand des internen Akkus zu niedrig ist, ertönt ein Alarm. Siehe Fehlerbehebung (siehe Seite 168).
 6. Schließen Sie den externen Akku wieder an (falls verwendet) und vergewissern Sie sich, dass die LED für die Gleichstromversorgung leuchtet. Der Alarm für die externe Gleichstromversorgung wird angezeigt und die Alarm-LED leuchtet.
 7. Schließen Sie das Gerät wieder an die Netzversorgung an.
 8. Überprüfen Sie den Pulsoximetersensor (falls verwendet).
Schließen Sie das Zubehör nach der Installationsbeschreibung an. Wechseln Sie vom Menü „Daten“ aus zum Bildschirm „Daten“. Vergewissern Sie sich, dass die Werte für SpO₂ und Puls angezeigt werden.
 9. Überprüfen Sie den Sauerstoffanschluss (falls verwendet). Prüfen Sie die Schläuche auf Schäden oder Leckagen. Prüfen Sie den verbleibenden Inhalt der Sauerstoffflaschen.
 10. Führen Sie einen Schlauchtest durch.

Beatmungsmodi

Das Astral Beatmungsgerät stellt je nach Schlauchsystemtyp verschiedene Beatmungsmodi zur Verfügung. Der Zugang zu den Moduseinstellungen erfolgt über die Registerkarte **Haupteinstellungen** im Menü **Einstellungen**.

Hinweis: Möglicherweise sind einige Funktionen für Ihr Gerät nicht verfügbar.



Modi	Schlauchsystemtyp			Zusätzliche Funktion			
	Leckage Schlauchsysteme	Ventil Schlauchsysteme	Schlauchsysteme für Mundstück	Apnoebeatmung	Sicherheits-Vt	Manueller Atemzug	Seufzeraatemzug
V(A)C		✓	✓	✓*		✓	✓*
(A)PCV		✓	✓	✓*	✓*	✓	✓*
P-SIMV		✓		✓		✓	
V-SIMV		✓		✓		✓	
PSV		✓	✓	✓*	✓*	✓	
CPAP	✓	✓		✓*			
(S)T	✓				✓		
(A)PCV	✓				✓		
iVAPS	✓						

* Nur bei Schlauchsystemen mit Expirationsventil

V(A)C-Modus – assistierte volumenkontrollierte Beatmung

V(A)C ist ein Beatmungsmodus mit Zielvolumen, bei dem volumenkontrollierte Atemzüge verabreicht werden:

- Die Inspiration wird entweder vom Beatmungsgerät mit einer festgelegten Atemfrequenz (Atemzug mit zeitgesteuertem inspiratorischem Trigger) oder durch den Patienten eingeleitet (Atemzug mit spontanem inspiratorischem Trigger). Bei einem spontanen Atemzug wird der nächste zeitgesteuert ausgelöste Atemzug neu berechnet. Sowohl Trigger als auch Atemfrequenz können auf „Aus“ eingestellt werden, jedoch nicht gleichzeitig. Ist der Trigger auf „Aus“ eingestellt, wird der Modusname in der Informationsleiste als CV angezeigt.
- Das Ende der Inspiration (d. h. das Umschalten von Inspiration auf Expiration) wird vom Beatmungsgerät gesteuert.

Parameter	Einstellung
Atemfrequenz (pro Min.)	Erwachsene: Aus, 2 bis 50 [15] Kinder: Aus, 5 bis 80 [15]
PEEP (cmH ₂ O)	Aus, 3,0 bis 20,0 [5,0]
Vt (ml)	Erwachsene: 100 bis 2500 [500] Kinder: 50 bis 300 [100]*
PIF (l/min)	Wenn die Volumen-Atemzug-Option „PIF“ eingestellt ist: Erwachsene: 10 bis 120 [50] Kinder: 5 bis 60 [10]
Ti (Sek.)	Wenn die Volumen-Atemzug-Option „Ti“ eingestellt ist: Erwachsene: 0,3 bis 3,0 [1,0] Kinder: 0,3 bis 3,0 [0,6]
Flowkurve (%)	100 (Konstantflow), 75, 50, 25 [100]
Triggertyp	Flow / Druck
Trigger	Wenn der Triggertyp auf Flow -Trigger eingestellt ist: (nur für Doppelschlauchsystem) Erwachsene: Aus, 0,5 bis 15 [1,0] (l/min) Kinder: Aus, 0,5 bis 15 [0,5] (l/min) Wenn der Triggertyp auf Druck -Trigger eingestellt ist: (für Doppel- und Einschlauchsystem) Aus, Sehr niedrig (5. Unempf) bis Sehr hoch (1. H-empf) [Mittel]

Hinweis: Manche Standardeinstellungen sind für Schlauchsysteme mit Mundstück anders.

*Die internationale Norm für Beatmungsgeräte gibt an, dass der Patiententyp „Kinder“ zur Verwendung bei Patienten vorgesehen ist, die weniger als 300 ml erhalten. Allerdings erlaubt das Astral die Anpassung des Einstellungsparameters „Vt“ bis auf 500 ml für den Fall, dass „Vt“ so eingestellt werden muss, dass Leckagen im Atemschlauchsystem kompensiert werden.


WARNUNG

ResMed spricht keine Empfehlung für einen oberen Grenzwert von 500 ml für das pädiatrische Tidalvolumen aus; der Arzt kann sich jedoch im eigenen klinischen Ermessen für diesen Grenzwert entscheiden.

Beatmungsmodi

Zusätzliche Funktionen:

- Apnoe-Reaktion
- Seufzeratemzug (nur Astral 150)
- Manueller Atemzug (nur Astral 150)



Atemzugmuster im VAC-Modus; erkennbar ist ein vom Patienten ausgelöster Atemzug zwischen zeitgesteuert ausgelösten Atemzügen, wobei die Inspirationsdauer durch T_i festgelegt ist. Der vom Patienten ausgelöste Atemzug führt zur Neuberechnung des nächsten zeitgesteuert ausgelösten Atemzugs.

(A)PCV-Modus – assistierte druckkontrollierte Beatmung

(A)PCV ist ein Beatmungsmodus mit Zieldruck, bei dem druckkontrollierte Atemzüge verabreicht werden:


- Die Inspiration wird entweder vom Beatmungsgerät mit einer festgelegten Atemfrequenz (Atemzug mit zeitgesteuertem inspiratorischem Trigger) oder durch den Patienten eingeleitet (Atemzug mit spontanem inspiratorischem Trigger). Bei einem spontanen Atemzug wird der nächste zeitgesteuert ausgelöste Atemzug neu berechnet. Sowohl Trigger als auch Atemfrequenz können auf „Aus“ eingestellt werden, jedoch nicht gleichzeitig. Ist der Trigger auf „Aus“ eingestellt, wird der Modusname in der Informationsleiste als PCV angezeigt.
- Das Ende der Inspiration (d. h. das Umschalten von Inspiration auf Expiration) wird vom Beatmungsgerät gesteuert.

Parameter	Einstellung
Atemfrequenz (pro Min.)	Erwachsene: Aus, 2 bis 50 [15] Kinder: Aus, 5 bis 80 [15]
PEEP (cmH ₂ O)	Aus, 3,0 bis 20,0 [5,0]
P insp. (cmH ₂ O)	Erwachsene: 2 bis 50 [7] Kinder: 2 bis 50 [7]
Ti (Sek.)	Erwachsene: 0,2 bis 5,0 [1,0] Kinder: 0,2 bis 5,0 [0,6]
Triggertyp	Flow / Druck Nur bei Doppelschlauchsystem verfügbar.
Trigger	Wenn der Triggertyp auf Flow -Trigger eingestellt ist: Erwachsene: Aus, 0,5 bis 15 [1,0] (l/min) Kinder: Aus, 0,5 bis 15 [0,5] (l/min) Wenn der Triggertyp auf Druck -Trigger eingestellt ist: Aus, Sehr niedrig (5. Unempf) bis Sehr hoch (1. H-empf) [Mittel]
Anstiegszeit (ms)	Min, 150 bis 900 [200]

Hinweis: Manche Standardeinstellungen sind für Schlauchsysteme mit Mundstück anders.

Zusätzliche Funktionen:

- Sicherheits-Vt (Tidalvolumen)
- Apnoe-Reaktion
- Seufzeratemzug (nur Astral 150)
- Manueller Atemzug (nur Astral 150)



Atemmuster im (A)PCV-Modus; erkennbar ist ein vom Patienten ausgelöster Atemzug zwischen zeitgesteuert ausgelösten Atemzügen. Die Funktion „Sicherheits-Vt“ ist abgeschaltet.

P-SIMV – drucksynchronisierte intermittierende kontrollierte Beatmung (Pressure Synchronised Intermittent Mandatory Ventilation)

P-SIMV ist ein gemischter Beatmungsmodus, bei dem druckkontrollierte Atemzüge sowie spontane Atemzüge mit Druckunterstützung verabreicht werden.

Kontrollierte Atemzüge werden mit einer festgelegten Frequenz verabreicht, wobei spontane Atemzüge zwischen den kontrollierten Atemzügen zulässig sind.

Für kontrollierte Atemzüge

Die inspiratorische Druckunterstützung wird mittels P insp. festgelegt und wird folgendermaßen eingeleitet:

- durch das Beatmungsgerät mit einer festgelegten Atemfrequenz
- durch den Patienten – sofern die Atemanstrengung des Patienten nahe genug am nächsten kontrollierten Atemzug erfolgt. Dieser Zeitraum beträgt 60 % der Atemperiode oder 10 Sekunden (der jeweils niedrigere Wert).

Das Ende der Inspiration von kontrollierten Atemzügen (d. h. das Umschalten von Inspiration auf Expiration) wird vom Beatmungsgerät gesteuert (Atemzug mit zeitgesteuertem expiratorischem Trigger).

Für spontane Atemzüge

Die inspiratorische Druckunterstützung wird mittels PS festgelegt. Die Inspiration wird entweder:

- durch den Patienten eingeleitet (Atemzug mit spontanem inspiratorischem Trigger)
- durch den Patienten beendet (Atemzug mit spontanem expiratorischem Trigger)


Der Patient kann zwischen den kontrollierten Atemzügen beliebig viele spontane Atemzüge machen.

Parameter	Einstellung
Atemfrequenz (pro Min.)	Kontrollierte Atemzüge: Erwachsene: 2 bis 50 [10] Kinder: 5 bis 80 [20]
PEEP (cmH ₂ O)	Aus, 3,0 bis 20,0 [5,0]
P insp. (cmH ₂ O)	Kontrollierte Atemzüge: Erwachsene: 2 bis 50 [7] Kinder: 2 bis 50 [7]
PSV (cmH ₂ O)	Spontane Atemzüge: Erwachsene: 2 bis 50 [7] Kinder: 2 bis 50 [7]
Ti (Sek.)	Kontrollierte Atemzüge Erwachsene: 0,2 bis 5,0 [1,0] Kinder: 0,2 bis 5,0 [0,6]
Exsp. Trigger (%)	Spontane Atemzüge: 5 bis 90, Auto [Auto]
Triggertyp	Flow / Druck
Trigger	Wenn der Triggertyp auf „Flow“-Trigger eingestellt ist: (nur für Doppelschlauchsystem) Erwachsene: 0,5 bis 15 [1,0] (l/min) Kinder: 0,5 bis 15 [0,5] (l/min)

Parameter	Einstellung
	Wenn der Triggertyp auf „Druck“-Trigger eingestellt ist: (für Doppel- und Einschlauchsystem)
	Sehr niedrig (5. Unempf) bis Sehr hoch (1. H-empf) [Mittel]
Anstiegszeit (ms)	Min, 150 bis 900 [200]

Zusätzliche Funktionen:

- Apnoe-Reaktion
- Manueller Atemzug



Zwischen den kontrollierten Atemzügen sind wie in der vorstehenden Abbildung dargestellt spontane Atemzüge zulässig. Um die Synchronisation mit den spontanen Atemanstrengungen des Patienten zu fördern, können kontrollierte Atemzüge vom Patienten ausgelöst werden. Dieser inspiratorische Trigger durch den Patienten führt zu einer gewissen Variabilität der Atemfrequenz der kontrollierten Beatmung.

V-SIMV – volumensynchronisierte intermittierende kontrollierte Beatmung (Volume Synchronised Intermittent Mandatory Ventilation)

V-SIMV ist ein gemischter Beatmungsmodus, bei dem volumensynchronisierte Atemzüge sowie spontane Atemzüge mit Druckunterstützung verabreicht werden.

Kontrollierte Atemzüge werden mit einer festgelegten Frequenz verabreicht, wobei spontane Atemzüge zwischen den kontrollierten Atemzügen zulässig sind.

Für kontrollierte Atemzüge

Das Inspirationsvolumen wird mittels V_t festgelegt und folgendermaßen eingeleitet:

- durch das Beatmungsgerät mit einer festgelegten Atemfrequenz

Beatmungsmodi

- durch den Patienten – sofern die Atemanstrengung des Patienten nahe genug am nächsten kontrollierten Atemzug erfolgt. Dieser Zeitraum beträgt 60 % der Atemperiode oder 10 Sekunden (der jeweils niedrigere Wert).

Das Ende der Inspiration von kontrollierten Atemzügen (d. h. das Umschalten von Inspiration auf Expiration) wird vom Beatmungsgerät gesteuert (Atemzug mit zeitgesteuertem expiratorischem Trigger).

Für spontane Atemzüge

Die inspiratorische Druckunterstützung wird mittels PS festgelegt. Die Inspiration geschieht folgendermaßen:

- durch den Patienten eingeleitet (Atemzug mit spontanem inspiratorischem Trigger) und
- durch den Patienten beendet (Atemzug mit spontanem expiratorischem Trigger)

Der Patient kann zwischen den kontrollierten Atemzügen beliebig viele spontane Atemzüge machen.

Parameter	Einstellung
Atemfrequenz (pro Min.)	Kontrollierte Atemzüge: Erwachsene: 2 bis 50 [15] Kinder: 5 bis 80 [15]
PEEP (cmH ₂ O)	Aus, 3,0 bis 20,0 [5,0]
PS (cmH ₂ O)	Spontane Atemzüge: Erwachsene: 2 bis 50 [7] Kinder: 2 bis 50 [7]
Vt (Tidalvolumen) (ml)	Kontrollierte Atemzüge: Erwachsene: 100 bis 2500 [500] Kinder: 50 bis 300 [100]*
PIF (l/min)	Wenn die Volumen-Atemzug-Option „PIF“ eingestellt ist Kontrollierte Atemzüge: Erwachsene: 10 bis 120 [50] Kinder: 5 bis 60 [10]
Ti (Inspirationszeit) (s)	Wenn die Volumen-Atemzug-Option „Ti“ eingestellt ist Kontrollierte Atemzüge: Erwachsene: 0,3 bis 3,0 [1,0] Kinder: 0,3 bis 3,0 [0,6]
Flowkurve (%)	Kontrollierte Atemzüge: 100 (Konstantflow), 75, 50, 25 [100]
Exsp. Trigger (%)	Spontane Atemzüge: 5 bis 90, Auto [Auto]
Triggertyp	Flow/Druck
Trigger	Wenn der Triggertyp auf „Flow“-Trigger eingestellt ist: (nur für Doppelschlauchsystem) Erwachsene: 0,5 bis 15 [1,0] (l/min) Kinder: 0,5 bis 15 [0,5] (l/min)

Parameter	Einstellung
	Wenn der Triggertyp auf „Druck“-Trigger eingestellt ist: (für Doppel- und Einschlauchsystem) Sehr niedrig (5. Unempfindlich) bis Sehr hoch (1. H-empfindlich) [Mittel]
Anstiegszeit (ms)	Spontane Atemzüge: Min, 150 bis 900 [200]


*Die internationale Norm für Beatmungsgeräte gibt an, dass der Patiententyp „Kinder“ zur Verwendung bei Patienten vorgesehen ist, die weniger als 300 ml erhalten. Allerdings erlaubt das Astral die Anpassung des Einstellungsparameters „Vt“ bis auf 500 ml für den Fall, dass „Vt“ so eingestellt werden muss, dass Leckagen im Atemschlauchsystem kompensiert werden.

⚠️ WARNUNG

ResMed spricht keine Empfehlung für einen oberen Grenzwert von 500 ml für das pädiatrische Tidalvolumen aus; der Arzt kann sich jedoch im eigenen klinischen Ermessen für diesen Grenzwert entscheiden.

Zusätzliche Funktionen:

- Apnoe-Reaktion
- Manueller Atemzug (nur Astral 150)



Zwischen den kontrollierten Atemzügen sind wie in der vorstehenden Abbildung dargestellt spontane Atemzüge zulässig. Um die Synchronisation mit den spontanen Atemanstrengungen des Patienten zu fördern, können kontrollierte Atemzüge vom Patienten ausgelöst werden. Dieser inspiratorische Trigger durch den Patienten führt zu einer gewissen Variabilität der Atemfrequenz der kontrollierten Beatmung.

PSV-Modus – Druckunterstützung

Der PSV-Modus ist ein Beatmungsmodus mit Zieldruck, bei dem druckunterstützte spontane Atemzüge verabreicht werden:


- Die Inspiration wird entweder vom Beatmungsgerät mit einer festgelegten Frequenz (Atemzug mit zeitgesteuertem inspiratorischem Trigger) oder durch den Patienten eingeleitet (Atemzug mit spontanem inspiratorischem Trigger). Bei einem spontanen Atemzug wird der nächste zeitgesteuert ausgelöste Atemzug neu berechnet. Die festgelegte Atemfrequenz kann deaktiviert werden.
- Das Ende der Inspiration (d. h. das Umschalten von Inspiration auf Expiration) wird vom Patienten gesteuert.

Parameter	Einstellung
Atemfrequenz (pro Min.)	Erwachsene: Aus, 2 bis 50 [15] Kinder: Aus, 5 bis 80 [15]
PEEP (cmH ₂ O)	Aus, 3 bis 20,0 [5,0]
PSV (cmH ₂ O)	Erwachsene: 2 bis 50 [7] Kinder: 2 bis 50 [7]
Exsp. Trigger (%)	5 bis 90, Auto [Auto]
Triggertyp	Doppelschlauchsystem: Flow/Druck Einschlauchsystem: Druck
Trigger	Doppelschlauchsystem: Wenn der Triggertyp auf „Flow“-Trigger eingestellt ist: Erwachsene: 0,5 bis 15 [1,0] (l/min) Kinder: 0,5 bis 15 [0,5] (l/min) Wenn der Triggertyp auf „Druck“-Trigger eingestellt ist: Sehr niedrig (5. Unempf) bis Sehr hoch (1. H-empf) [Mittel] Einschlauchsystem: Sehr niedrig (5. Unempf) bis Sehr hoch (1. H-empf) [Mittel]
Anstiegszeit (ms)	Min, 150 bis 900 [200]
Ti Min (Sek.)	0,2 bis 4,0 [0,2]
Ti Max (Sek.)	Erwachsene: 0,3 bis 4,0 [1,5] Kinder: 0,3 bis 4,0 [0,8]

Hinweis: Manche Standardeinstellungen sind für Schlauchsysteme mit Mundstück anders.

Zusätzliche Funktionen:

- Apnoe-Reaktion
- Sicherheits-Vt (Tidalvolumen)
- Manueller Atemzug (nur Astral 150)



- Dieses Diagramm zeigt den PSV-Modus bei aktivierter Atemfrequenz sowie einem Übergang von spontan ausgelösten zu zeitgesteuert ausgelösten Atemzügen. Der expiratorische Trigger muss zwischen den Grenzwerten Ti Min und Ti Max liegen.
- Um dem Patienten ausreichend Zeit zum Ausatmen zu geben, darf Ti zwei Drittel der Atemperiode nicht überschreiten. (Die Atemperiode ist gleich 60/Atemfrequenz.)
- Um ausreichend Zeit für das Erreichen des Ziel-Inspirationsdrucks zu geben, darf die Anstiegszeit zwei Drittel von Ti Max nicht überschreiten.

(S)T-Modus – spontane Beatmung mit Backup-Rate


Der (S)T-Modus ist ein Bilevel-Beatmungsmodus, bei dem druckunterstützte spontane Atemzüge verabreicht werden:

- Die Inspiration wird entweder vom Beatmungsgerät mit einer festgelegten Frequenz (Atemzug mit zeitgesteuertem inspiratorischem Trigger) oder durch den Patienten eingeleitet (Atemzug mit spontanem inspiratorischem Trigger). Bei einem spontanen Atemzug wird der nächste zeitgesteuert ausgelöste Atemzug neu berechnet. Sowohl Trigger als auch Atemfrequenz können auf „Aus“ eingestellt werden, jedoch nicht gleichzeitig. Ist der Trigger auf „Aus“ eingestellt, wird der Modusname in der Informationsleiste als T angezeigt. Ist der Trigger aktiv und die Atemfrequenz auf „Aus“ eingestellt, wird der Modusname in der Informationsleiste als S angezeigt.
- Das Ende der Inspiration (d. h. das Umschalten von Inspiration auf Expiration) wird zwischen Ti Min und Ti Max vom Patienten gesteuert.

Parameter	Einstellung
Atemfrequenz (pro Min.)	Erwachsene: Aus, 2 bis 50 [15] Kinder: Aus, 5 bis 80 [15]
EPAP (cmH ₂ O)	2 bis 25 [5]
IPAP (cmH ₂ O)	Erwachsene: 4 bis 50 [12] Kinder: 4 bis 50 [12]
Trigger	Aus, Sehr niedrig (5. Unempf) bis Sehr hoch (1. H-empf) [Mittel]

Beatmungsmodi

Parameter	Einstellung
Anstiegszeit (ms)	Min, 150 bis 900 [200]
Ti Min (Sek.)	0,1 bis 4,0 [0,2]
Ti Max (Sek.)	Erwachsene: 0,3 bis 4,0 [1,5] Kinder: 0,3 bis 4,0 [0,8]
Exsp. Trigger (%)	5 bis 90 [25]




(A)PC-Modus

Der (A)PCV-Modus ist ein Bilevel-Beatmungsmodus, bei dem druckkontrollierte Atemzüge verabreicht werden:

- Die Inspiration wird entweder vom Beatmungsgerät mit einer festgelegten Frequenz (Atemzug mit zeitgesteuertem inspiratorischem Trigger) oder durch den Patienten eingeleitet (Atemzug mit spontanem inspiratorischem Trigger). Bei einem spontanen Atemzug wird der nächste zeitgesteuert ausgelöste Atemzug neu berechnet. Sowohl Trigger als auch Atemfrequenz können auf „Aus“ eingestellt werden, jedoch nicht gleichzeitig. Ist der Trigger auf „Aus“ eingestellt, wird der Modusname in der Informationsleiste als PC angezeigt.
- Das Ende der Inspiration wird vom Beatmungsgerät gesteuert (Atemzug mit zeitgesteuertem expiratorischem Trigger).

Parameter	Einstellung
Atemfrequenz (pro Min.)	Erwachsene: Aus, 2 bis 50 [15] Kinder: Aus, 5 bis 80 [15]
EPAP (cmH ₂ O)	2 bis 25 [5]
IPAP (cmH ₂ O)	Erwachsene: 4 bis 50 [12] Kinder: 4 bis 50 [12]

Parameter	Einstellung
Ti (Sek.)	Erwachsene: 0,3 bis 4,0 [1,0] Kinder: 0,3 bis 4,0 [0,6]
Trigger	Aus, Sehr niedrig (5. Unempf) bis Sehr hoch (1. H-empf) [Mittel]
Anstiegszeit (ms)	Min, 150 bis 900 [200]



- Um dem Patienten ausreichend Zeit zum Ausatmen zu geben, darf T_i zwei Drittel des Werts $60/\text{Atemfrequenz}$ nicht überschreiten.
- Um ausreichend Zeit für das Erreichen des Ziel-Inspirationsdrucks zu geben, darf die Anstiegszeit zwei Drittel von T_i nicht überschreiten.

CPAP-Modus


Im CPAP-Modus wird während der Inspiration und Expiration ein konstantes Druckniveau beibehalten.

Bei dem Einsatz eines Schlauchsystems mit Expirationsventil lässt sich der inspiratorische Trigger einstellen, um die Steuerung des Expirationsventils zu optimieren und die Atemanstrengung des Patienten zu minimieren. Passen Sie die Trigger-Empfindlichkeit so an, dass die Atemfrequenz des Patienten genau wiedergegeben wird.

Bei einem Schlauchsystem mit Luftauslassöffnung lässt sich der inspiratorische Trigger einstellen, um die Überwachung und die Alarmfunktion zu optimieren.

Parameter	Einstellung
CPAP (cmH ₂ O)	Alle Schlauchsysteme: 3,0 bis 20,0 [5,0]
Triggertyp	Doppelschlauchsystem: Flow/Druck
Trigger	Doppelschlauchsystem: Wenn der Triggertyp auf „Flow“-Trigger eingestellt ist: Erwachsene: 0,5 bis 15 [1,0] (l/min) Kinder: 0,5 bis 15 [0,5] (l/min) Wenn der Triggertyp auf „Druck“-Trigger eingestellt ist: Unempfindlich bis H-empfindlich [Mittel]
	Einschlauchsystem: Unempfindlich bis H-empfindlich [Mittel]
	Leckageschlauchsystem: Unempfindlich bis H-empfindlich [Mittel]

Zusätzliche Funktionen: Apnoe-Reaktion (Nur Schlauchsysteme mit Ventil)



Gezeigt wird der CPAP-Betrieb mit einem Leckageschlauchsystem.

iVAPS-Modus (intelligent Volume Assured Pressure Support [intelligente volumengesicherte Druckunterstützung])

Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise für Ihr Gerät nicht verfügbar.

iVAPS dient der Beibehaltung eines voreingestellten alveolären Ziel-Atemminutenvolumens mittels Überwachung der verabreichten Beatmung, automatischer Anpassung der Druckunterstützung und stellt intelligente Backup-Atemzüge bereit. Der iVAPS-Modus ist für Patienten mit einem Gewicht von 30 kg und darüber indiziert.

iVAPS bietet den Komfort und die Synchronisation der Druckunterstützung mit der zusätzlichen Gewissheit eines Volumenziels.

Die Druckunterstützung wird bei jedem Atemzug kontinuierlich angepasst, wobei die Beibehaltung der alveolären Zielventilation angestrebt wird. Fällt die Ventilation ab, wird die Druckunterstützung erhöht, bis das Ziel erreicht ist. Im Gegenzug fällt die Druckunterstützung ab, wenn die alveoläre Ventilation über das Ziel hinaus ansteigt. Die Anpassung der Druckunterstützung ist auf den Bereich zwischen Min PSV und Max PSV beschränkt.

Der tatsächliche Maskendruck, der während einer iVAPS- bzw. iVAPS-AutoEPAP-Therapie erzielt wird, ist die Summe aus EPAP und Druckunterstützung, begrenzt auf 2 cmH₂O unterhalb des eingestellten Grenzwerts „Druck hoch“. Daher eignet sich der Grenzwert „Druck hoch“ für die Einschränkung des Gesamttherapiedrucks, z. B. während der nicht-invasiven Maskenbeatmung auf Seite 109.

Der Anstieg der kann bis zu 0,7 cm H₂O/Sekunde betragen. Die Änderung der Druckunterstützung von einem Atemzug zum nächsten hängt von der Atemfrequenz ab und davon, wie weit der Patient von der alveolären Zielventilation entfernt ist. Normalerweise beträgt die Änderung der Druckunterstützung nicht mehr als 3 cm H₂O pro Atemzug.


Parameter	Einstellung
Al. Zielvent (l/min)	1,0 bis 30,0 [5,2]
Ziel-Freq. (pro min)	Erwachsene: 8 bis 30 [15]
Körp.größe	cm: 110 bis 250 [175] Zoll: 44 bis 100 [70]
EPAP (cmH ₂ O)	2,0 bis 25,0 [5,0]
Min EPAP (cmH ₂ O)	2,0 bis 25,0 [5,0] bei AutoEPAP auf EIN
Max EPAP (cmH ₂ O)	2,0 bis 25,0 [15,0] bei AutoEPAP auf EIN
Min PS (cmH ₂ O)	0,0 bis 50,0 [2,0]
Max PS (cmH ₂ O)	0,0 bis 50,0 [20,0] bei AutoEPAP auf AUS 8,0 bis 50,0 [20,0] bei AutoEPAP auf EIN
Anstiegszeit (ms)	Min, 150 bis 900 [200]
Ti Min (Sek.)	0,1 bis 4,0 [0,5]
Ti Max (Sek.)	0,3 bis 4,0 [1,5]
Trigger	Sehr niedrig (5. Unempf) bis Sehr hoch (1. H-empf) [Mittel]
Exsp. Trigger (%)	5 bis 90 [25]

Alveoläre Zielventilation

iVAPS zielt auf die alveoläre Ventilation ab. Die alveoläre Ventilation wurde ausgewählt, da der Gasaustausch auf der Alveolen-Ebene stattfindet. Die Gesamtventilation umfasst die Beatmung der luftleitenden Atemwege, während die alveoläre Ventilation den nutzbringenden Anteil der die Alveolen erreichenden Beatmung am besten widerspiegelt.

Die alveoläre Ventilation kann nicht direkt gemessen werden; daher schätzt iVAPS sie anhand eines höhenapproximierten Werts des anatomischen Totraums, wie in der nachfolgenden Grafik dargestellt. Der anatomische Totraum ist die Menge an Atemzügen, die in den luftleitenden Atemwegen verbleibt, die Alveolen nicht erreicht und nicht zum Gasaustausch beiträgt. Sein Beitrag ist proportional zur Atemfrequenz. Durch Nutzung der alveolären Ventilation als Servoventilationsziel im Gegensatz zum Tidalvolumen oder Atemminutenvolumen wird die Wirkung einer Änderung der Atemfrequenz auf die effektive Beatmung kompensiert.

Hinweis: Bei der Beatmung im iVAPS-Modus wird der aktuelle Va-Wert auf dem Bildschirm „Daten“ angezeigt.




Übernommen von Hart MC et al. Journal Applied Physiology. 18 (3), Seiten 519-522. 1963

intelligente Backup-Frequenz (iBR)

Anstatt eine feste Backup-Rate zu verlangen, verlagert sich die intelligente Backup-Rate (iBR) automatisch zwischen zwei Grenzwerten.

Während einer andauernden Apnoe geht die iBR zu einer vorkonfigurierten Zielfrequenz über. Diese Zielfrequenz legt die Obergrenze für die iBR fest. Legen Sie die Zielfrequenz (anders als bei einer herkömmlichen Backup-Rate) auf die durchschnittliche spontane Atemfrequenz des Patienten fest.

1. Während der Spontanbeatmung stellt sich die iBR so ein, dass sie im Hintergrund bleibt (auf zwei Drittel der Zielfrequenz). Die „Hintergrund“-Backup-Rate ist niedriger als eine herkömmliche S(T)-Rate und gibt so dem Patienten die maximale Möglichkeit für einen spontanen inspiratorischen Trigger.
2. Wenn der spontane inspiratorische Trigger aussetzt (z. B. zu Beginn einer Apnoe/Hypopnoe), stellt sich die iBR von der Hintergrundfrequenz auf die Zielfrequenz im iVAPS-Modus um. Dies geschieht am schnellsten (typischerweise innerhalb von 4 bis 5 Atemzügen), wenn die Beatmung unterhalb der Zielventilation liegt.
3. Ein einzelner Atemzug mit spontanem inspiratorischem Trigger setzt die iBR wieder auf die Hintergrundfrequenz (zwei Drittel der Zielfrequenz) zurück.



Konfiguration von iVAPS

Sie können den iVAPS-Modus mittels zweier verschiedener Methoden konfigurieren:

- Übernehmen der kürzlich im iVAPS Diagnosemodus erfassten Zielwerte aus einem beliebigen Modus mit Luftauslass (CPAP, (S)T oder PC) – erlernt das Atemmuster des Patienten und berechnet die Zielwerte automatisch, oder
- Manuelle Eingabe der Zielwerte.

Verwendung des iVAPS-Diagnosemodus

Während der Patient im Modus mit Luftauslass (CPAP, (S)T oder PC) nach Ihrer Wahl beatmet wird, wird seine Ruheatmung überwacht, um seine alveoläre Zielventilation (Alv. Zielvent) und Zielfrequenz (Ziel-Freq.) als Vorbereitung auf den iVAPS-Modus zu lernen.

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, sobald die endgültige Schlauchsystemkonfiguration (einschließlich Körpergröße des Patienten, EPAP, geeigneten Maskeneinstellungen und ggf. zusätzlicher Sauerstoffgabe) eingerichtet ist.

Über die letzten fünf Minuten der Beatmung werden das Tidalvolumen und die Atemfrequenz für jeden Atemzug aufgezeichnet. Anschließend werden Alv. Zielvent. und Zielb.Freq. über diese letzten fünf Minuten berechnet. Stellen Sie sicher, dass sich der Patient wohlfühlt, seine Atmung stabil und Leckage minimiert ist.

Hinweis: iVAPS und AutoEPAP werden erst initiiert, wenn die Werte des iVAPS-Diagnosemodus akzeptiert wurden.

Übernehmen der kürzlich im iVAPS Diagnosemodus erfassten Werte

So übernehmen Sie die kürzlich im iVAPS Diagnosemodus erfassten Zielwerte:


1. Wählen Sie im Hauptmenü **Install.** die Option **Einstellung**.
2. Wählen Sie im Menü **Einstellung** die Registerkarte **Haupteinstellungen** aus.



3. Drücken Sie in den Auswahloptionen auf dem Bildschirm auf **Beatmungsmodus** und wählen Sie anschließend **iVAPS**.



4. Drücken Sie in den Auswahloptionen auf dem Bildschirm auf **Überprüfen**.



Hinweis: Die Option „Überprüfen“ steht nur zur Verfügung, wenn Patientendaten für mindestens fünf Minuten vorliegen.

- Überprüfen Sie den **iVAPS Diagnosemodus** und stellen Sie bei Bedarf die **Körp.größe** ein. Wählen Sie **Bestätigen**.



- Wählen Sie **Übernehmen**.



Damit ist die iVAPS-Konfiguration beendet.




Hinweis: Wenn AutoEPAP eingeschaltet ist, wird der Name des Informationsfensters zu „iVAPS.AutoEPAP“ aktualisiert.

Manuelle Eingabe der Zielwerte

Die Alv. Zielvent. kann ebenfalls für die Übernahme einer Zielbeatmungsfrequenz festgelegt werden; dazu werden ein einstellbarer alv. Zielvent.-Parameter und die Körpergröße verwendet. Die Zielb.Freq. muss der normalen Atemfrequenz des Patienten entsprechen.

So geben Sie die Zielwerte manuell ein


1. Wählen Sie im Hauptmenü **Install. Einstellungen**.
2. Wählen Sie im Menü **Einstellungen** die Registerkarte **Haupteinstellungen**



3. Drücken Sie in den Auswahloptionen auf dem Bildschirm auf **Beatmungsmodus** und wählen Sie anschließend **iVAPS**.



4. Wählen Sie **Überspringen**.



5. Wählen Sie auf dem Bildschirm iVAPS Haupteinstellungen **Übernehmen**.



iVAPS wurde erfolgreich übernommen.



AutoEPAP

Nur iVAPS-Modus.


Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise für Ihr Gerät nicht verfügbar.

Der Zweck von EPAP ist es, die oberen Atemwege durchgängig zu halten. AutoEPAP reguliert den Druck automatisch entsprechend der Flusslimitierung bzw. Obstruktion der oberen Atemwege. EPAP wird innerhalb der Einstellungen für Min EPAP und Max EPAP reguliert, wobei die Reaktion vom Grad der Obstruktion der oberen Atemwege abhängt.

WARNUNG

AutoEPAP ist bei Verwendung eines invasiven Zugangs kontraindiziert.

Die Druckunterstützung wird dem EPAP beaufschlagt. Der maximale abgegebene Druck, EPAP plus Druckunterstützung, ist auf 2 cmH₂O unterhalb des eingestellten Grenzwerts „Druck hoch“ begrenzt. Falls die Summe aus EPAP und Druckunterstützung den maximalen Druckgrenzwert übersteigt, wird die Druckunterstützung zurückgenommen, um die Atemwege durchgängig zu halten (EPAP). Die Druckunterstützung fällt jedoch nicht unter den eingestellten Mindestdruck (Min PS) ab.



(a) Bei einer Flusslimitierung steigt EPAP um höchstens 0,5 cmH₂O pro Atemzug an.

(b) Bei einer obstruktiven Apnoe steigt EPAP um zirka 1 cmH₂O pro Sekunde während der Inspiration an, sobald die Apnoe beendet ist.


(c) EPAP sinkt ab dem ersten Atemzug nach dem Ende der Obstruktion der oberen Atemwege. Dieser langsame Rückgang dauert an, bis es entweder zu einer weiteren Flusslimitierung/Obstruktion der oberen Atemwege kommt oder Min EPAP erreicht wird.

Der AutoEPAP-Algorithmus geht nicht auf andere Titrationsziele wie z. B. Lungenrekrutierung zur Verbesserung der Sauerstoffversorgung oder als Ausgleich für einen intrinsischen PEEP ein. Der Min EPAP sollte für die Behandlung von Erkrankungen der unteren Atemwege eingestellt werden. AutoEPAP steigert den Atemwegsdruck zur Behandlung von Erkrankungen der oberen Atemwege.

Flowkurven-Einstellungen

Das Astral Beatmungsgerät unterstützt vier Flowkurven-Einstellungen:

1. 100 % (Konstant)
2. 75 %
3. 50 %
4. 25 %



Die Abbildung zeigt die Auswirkung der Flowkurve auf die Atemzufuhr bei einem feststehenden Volumen. Ist die Volumenkontrollierte-Atemzugs-Option auf „PIF“ (Peak Inspiratory Flow, Maximaler Inspirationsflow) eingestellt, ändert sich durch Anpassung der Flowkurve die Inspirationsdauer. Ist die Volumenkontrollierte-Atemzugs-Option auf „Ti“ (Inspirationszeit) eingestellt, ändert sich durch Anpassung der Flowkurve der inspiratorische Spitzenflow.

Wenn die Flowkurve auf 100 % eingestellt wird, bleibt der Flow während der Inspiration im Wesentlichen konstant. Bei den kleineren Prozentwerten beginnt der Flow beim Spitzen-Flow-Wert und geht dann bis zum Ende der Inspiration ungefähr bis auf den eingestellten Prozentanteil dieses Werts zurück.

Um zwischen „Ti“ und „PIF“ auszuwählen:

1. wählen Sie „Gerätekonfig.“ im Menü „Install.“
2. wählen Sie „Einheiten“
3. wählen Sie „Ti“ oder „PIF“.

Gegenseitige Beeinflussung von Parametereinstellungen

Dynamische Einstellungsgrenzen

Der verfügbare Bereich für eine Einstellung wird eventuell durch den Wert einer anderen Einstellung limitiert. Wenn ein dynamischer Grenzwert dieser Art erreicht wird, erscheint in der oberen Informationsleiste eine Meldung mit einer Beschreibung der Limitierung (gegenseitigen Beeinflussung) und die Schaltfläche „Übernehmen“ wird deaktiviert.



Um die Schaltfläche „Übernehmen“ zu aktivieren, müssen Sie eine der miteinander in Konflikt stehenden Einstellungen ändern. Zum Beispiel muss im vorliegenden Fall entweder IPAP erhöht oder EPAP gesenkt werden, um fortzufahren.



Verwendung des Grenzwerts „Druck hoch“ des Astral

Der Grenzwert „Druck hoch“ des Astral fungiert bei Therapien mit Volumenziel und in Fehlersituationen wie ein herkömmlicher Alarm bei hohem Druck. Bei Druckmodi und Druckmodi mit gesichertem Volumen verhält sich der Grenzwert „Druck hoch“ wie ein Gesamtdruck-Grenzwert, der den maximalen abgegebenen Druck ungeachtet der Einstellungen der einzelnen Kontrollelemente auf 2 cmH₂O unterhalb des eingestellten Grenzwerts „Druck hoch“ begrenzt.

Zum Beispiel kann eine Senkung des Grenzwerts „Druck hoch“ die folgenden Parameter einschränken:

- P insp.
- PSV
- P insp. max
- Max PS
- PEEP
- IPAP
- EPAP
- CPAP

- Einstellungen für Apnoebeatmung
- Seufzergröße
- Größe manueller Atemzug

Wenn Sie den Alarmgrenzwert „Druck hoch“ ändern, werden Sie aufgefordert, die Änderungen der betroffenen Einstellungen zu bestätigen. Werden diese geänderten Einstellungen nicht angenommen, wird der geänderte Alarmgrenzwert „Druck hoch“ nicht übernommen.

The screenshot shows the ventilator control interface. At the top, there are tabs for 'Alarme 1', 'Alarme 2', 'Alarme 3', 'Apnoe-Reaktion', and 'Diskonnekt-Alarm'. Below these are five columns of settings: Vti (ml), Vte (ml), MVi (l/min), MVe (l/min), and Druck (cmH₂O). The 'Druck' value is highlighted in orange and set to 40. Below the settings are three rows of dashed lines representing other parameters. At the bottom of the settings are values 100, 100, 3.0, 3.0, and 5.

Below the settings is a confirmation dialog titled 'Vorsicht' with a question mark icon. The text reads: 'Durch die Vornahme dieser Änderungen werden die folgenden Einstellungen angepasst.' Below this is a table of settings to be adjusted:

Einstellungen:		
PSV	27.0	--> 18.0
PSV max	27.0	--> 18.0
Manueller Atemzug	120%	--> Aus

At the bottom of the dialog are two buttons: 'Bestätigen' (Confirm) with a green checkmark and 'Abbrechen' (Cancel) with a red X.

Inspiratorischer und expiratorischer Trigger

- Das Astral Beatmungsgerät verfügt über einstellbare Empfindlichkeitsschwellen für den inspiratorischen und expiratorischen Trigger, um die Synchronisation zwischen Patient und Gerät zu optimieren und die Atemanstrengung zu senken.
- Der inspiratorische Trigger ist die Reaktion des Geräts auf eine verstärkte Atemanstrengung des Patienten. Sobald der eingestellte Schwellenwert für den inspiratorischen Trigger erreicht wird, leitet das Gerät die Inspiration ein.
- Der expiratorische Trigger ist die Reaktion auf einen verminderten Inspirationsflow des Patienten. Sobald der eingestellte Schwellenwert für den expiratorischen Trigger erreicht wird, geht das Gerät von der Inspiration zur Expiration über.

Je höher die Empfindlichkeit eingestellt wird, desto weniger Atemanstrengung des Patienten ist erforderlich, um die Inspiration auszulösen bzw. desto geringer ist der Rückgang des Inspirationsflows des Patienten, der die Expiration einleitet.

Beatmungsmodi

Die Triggermethode hängt vom Schlauchsystemtyp ab.


Schlauchsystemtyp	Triggertyp	Trigger-Detektion
Leckageschlauchsystem	Flow 5. Unempf bis 1. H-empf	Vsync
Einschlauchsystem mit Expirationsventil	Druck 5. Unempf bis 1. H-empf	NIV+
Doppelschlauchsystem	Zur Auswahl stehen: Druck: 5. Unempf bis 1. H-empf Flow: 0,5–15 l/min	NIV+ Flow
Schlauchsystem für Mundstück	Flow Touch, Niedrig bis Hoch	Berührung

Inspiratorischer Trigger bei Leckageschlauchsystemen

Wenn ein Leckageschlauchsystem eingesetzt wird, verbessert die automatische Leckagemanagement-Funktion Vsync von ResMed die Kalkulierung des Atemflusses beim Patienten.

Mithilfe der Vsync Technologie kann das Gerät den Atemfluss beim Patienten bewerten, auch wenn ungewollte Leckagen vorliegen. Bei Verwendung des Atemflusssignals kann das Gerät Atemzüge (Inspiration und Expiration) triggern, die annähernd synchron mit dem Atemmuster des Patienten sind.

Das Astral Beatmungsgerät verfügt über fünf Empfindlichkeitsstufen für den inspiratorischen Trigger (5. Unempf bis 1. H-empf). Je höher die Empfindlichkeit eingestellt wird, desto weniger Atemanstrengung des Patienten ist erforderlich, um die Inspiration auszulösen.




Expiratorischer Trigger bei Leckageschlauchsystemen

Das Astral Beatmungsgerät kann eine Abnahme des Atemflusses beim Patienten während der Inspiration feststellen, die den optimalen Zeitpunkt für den Beginn der Expiration anzeigt.

Das Astral Beatmungsgerät bietet einen einstellbaren Sollwert der expiratorischen Triggerempfindlichkeit, dargestellt als Prozentsatz des maximalen Flows. Je höher die Empfindlichkeit eingestellt wird, desto geringer ist der Rückgang des Inspirationsflows, der die Expiration einleitet.

Einstellbare expiratorische Triggersensibilität




Hinweis: Der expiratorische Trigger muss zwischen den Grenzwerten T_i Min und T_i Max liegen. Das heißt, die Inspirationsdauer kann nicht kürzer als T_i Min bzw. länger als T_i Max sein.

Inspiratorischer Trigger bei Schlauchsystemen mit Expirationsventil

Wenn ein Ein- oder Doppelschlauchsystem mit Expirationsventil eingesetzt wird, verwendet das Astral Beatmungsgerät die Trigger-Empfindlichkeitstechnologie NIV+ von ResMed. Anders als einfache, konventionelle Triggermethoden, die nur die Größe der Druckänderung berücksichtigen, bezieht NIV+ auch den Verlauf der Druckkurve ein und verbessert so die Triggerempfindlichkeit ganz erheblich.

Drucktrigger bei Ein- und Doppelschlauchsystemen

Das Astral Beatmungsgerät kann eine negative Druckänderung relativ zur Ausgangsdrucklinie am Ende der Expiration erkennen, die den Beginn eines spontanen Atemzugs des Patienten anzeigt. Für die Triggerempfindlichkeit stehen fünf Empfindlichkeitsstufen von „5. Unempf.“ bis „1. H-empf.“ zur Verfügung.




Beatmungsmodi

Flowtrigger bei Doppelschlauchsystemen

Der Flowtrigger eignet sich für die Verwendung bei Doppelschlauchsystemen und invasiven Anwendungen, bei denen keine Leckage zu erwarten ist, z. B. bei geblockten Trachealkanülen. Durch die Überwachung der ausgeatmeten Luft kann das Astral Beatmungsgerät eine Verstärkung des

Atemflusses des Patienten zum Ende der Expiration erkennen, der den Beginn eines spontanen Atemzugs kennzeichnet. Der Flowtrigger-Schwellenwert steht für die Verstärkung des Atemflusses des Patienten zum Ende der Expiration. Wenn dieser Schwellenwert erreicht wird, leitet das Gerät die Inspirationsphase ein.



Flowtrigger-Bereich	l/min
Erwachsene:	0,5-15 [Voreinstellung = 1,0]
Kinder:	0,5-15 [Voreinstellung = 0,5]

Je kleiner die eingestellte Zahl, desto höher ist die Empfindlichkeit.

Den Triggertyp ändern

Bei Doppelschlauchsystemen kann der Triggertyp während der Beatmung oder im Bereitschaftsmodus geändert werden.

So wechseln Sie bei einem Doppelschlauchsystem zwischen Druck- und Flowtrigger:

1. Wählen Sie Schlauchsystem im Menü „Install.“.



2. Drücken Sie in der Option „Triggertyp“ auf **Ändern**. Der aktuelle Triggertyp wird markiert.



3. Wählen Sie „Flow“. Sie gelangen wieder zum Bildschirm „Schlauchsystem“, wo nun der geänderte Triggertyp angezeigt wird.




Expiratorischer Trigger bei Schlauchsystemen mit Expirationsventil

Der expiratorische Trigger beim Astral Beatmungsgerät basiert auf dem Flow und kann auf automatisch oder manuell eingestellt werden.

Automatische Anpassung des expiratorischen Triggers


Hierbei kann die Dauer der Inspirationsphase (T_i) je nach den Merkmalen der Spontanatmung des Patienten von einem Atemzug zum nächsten variieren. Das bedeutet also, dass T_i sich je nach der Flowkurve und dem maximalen Flowwert ändert.

In der nachstehenden Abbildung wurde zwischen den Beginn der Inspiration und dem markierten Punkt (A) beim maximalen Inspirationsflow (PIF) nach 2,3 Sekunden eine gepunktete Linie gezogen. Der expiratorische Trigger wird erreicht, wenn die abnehmende Flowkurve diese gepunktete Linie schneidet (B). Die beiden Atemzüge in der Abbildung haben unterschiedliche PIF-Werte und folglich unterschiedliche T_i -Zeiten.



Manuelle Anpassung des expiratorischen Triggers

Der manuelle Wert für den expiratorischen Trigger wird in Prozent des maximalen Flows angegeben. Der expiratorische Trigger wird ausgelöst, wenn der abnehmende Atemfluss des Patienten den eingestellten Schwellenwert für den expiratorischen Trigger erreicht. Je höher der Prozentwert, desto empfindlicher ist der expiratorische Trigger.



Hinweis: Der expiratorische Trigger muss zwischen den Grenzwerten T_i Min und T_i Max liegen. Das heißt, die Inspirationsdauer kann nicht kürzer als T_i Min bzw. länger als T_i Max sein.

So wechseln Sie zwischen automatischem und manuellem expiratorischem Trigger

1. Wählen Sie „Einstellungen“ im Hauptmenü „Install.“.
2. Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ die Registerkarte **Haupteinstellungen** aus.
3. Drücken Sie in den Auswahloptionen auf dem Bildschirm auf „Exsp. Trigger“.

Inspiratorischer Trigger bei Schlauchsystemen für Mundstück

Wenn ein Schlauchsystem für Mundstück verwendet wird, überwacht das Astral Beatmungsgerät den Flow während der Expirationsphase auf Änderungen von Größe und Form der Flowmessung, um die Empfindlichkeit des inspiratorischen Triggers zu verbessern.

Es stehen vier Empfindlichkeitsstufen zur Verfügung: Niedrig, Mittel, Hoch und Touch.

Die Empfindlichkeitsstufen Niedrig, Mittel und Hoch basieren darauf, dass eine Flowänderung während der Expiration festgestellt wird, die den Beginn eines spontanen Atemzugs anzeigt. Je höher die Empfindlichkeit eingestellt wird, desto weniger Atemanstrengung des Patienten ist erforderlich, um die Inspiration auszulösen.

Die Empfindlichkeitsstufe „Touch“ kombiniert den normalen inspiratorischen Trigger mit der Berührungstrigger-Technologie von ResMed und registriert, dass der Patient das Mundstück berührt bzw. blockiert, um die Inspiration auszulösen.

Zusätzliche Funktionen

Einstellungen für manuellen Atemzug

Mit der Funktion „Manueller Atemzug“  kann der Benutzer manuell einen Atemzug in das aktuell bereitgestellte Atemmuster einsetzen.

Die Funktion „Manueller Atemzug“ dient dazu, einen oder mehrere Atemzüge manuell auszulösen, und kann jederzeit gedrückt werden.

- Wenn die Taste während der **Expiration** gedrückt wird, wird der manuelle Atemzug sofort abgegeben.
- Wenn die Taste während der **Inspiration** gedrückt wird, wird der manuelle Atemzug 300 ms nach dem Ende der aktuellen Inspiration abgegeben.

Der manuelle Atemzug kann als vergrößerte Version des primären Atemzugs konfiguriert werden; der Vergrößerungsfaktor ist zwischen 100 und 250 % einstellbar.

Bei Atemzügen mit Druckziel werden Dauer und Druck der Inspiration proportional vergrößert.


Bei Atemzügen mit Volumenziel wird das abgegebene Volumen proportional vergrößert.

Einstellbare Parameter:


Parameter	Einstellung
Manueller Atemzug	Aus, Ein [Aus]
Seufzertiefe (%)	100 bis 250 [150]

Hinweis: Der Wert Seufzertiefe (%) ist auf 2500 ml (Erwachsene) bzw. 500 ml (Kinder) begrenzt.


Bei druckkontrollierten Atemzügen werden P_{insp} und Dauer des Atemzugs um den Vergrößerungsfaktor vergrößert. Dies gilt für kontrollierte Atemzüge im (A)PCV-Modus und in den Modi P-SIMV und V-SIMV.



Bei spontanen Atemzügen mit Druckunterstützung wird nur PS vergrößert.



Bei volumenkontrollierten Atemzügen wird das Volumen vergrößert, indem zunächst die Flowkurve abgeflacht, dann T_i verlängert und schließlich der PIF angehoben wird. Dies gilt für kontrollierte Atemzüge im V(A)C-Modus und in den V-SIMV-Modi.



Seufzereinstellungen

Mit der Funktion „Seufzerratemzug“ bestimmt der Benutzer, dass in einem regelmäßigen Intervall (Seufzerintervall) ein „Seufzerratemzug“ in das aktuell bereitgestellte Atemmuster abgegeben wird.

Der Seufzerratemzug ist eine vergrößerte Version des primären Atemzugs; der Vergrößerungsfaktor ist zwischen 120 und 250% einstellbar.


Bei Atemzügen mit Druckziel werden Dauer der Inspiration und P insp. proportional vergrößert.

Bei Atemzügen mit Volumenziel wird das Volumen vergrößert.

Einstellbare Parameter – Nur VAC & (A)PCV-Modi:

Parameter	Einstellung
Seufzerratemzug	Aus, Ein [Aus]
Seufzer-Anzeige	Aus, Ein [Aus]
Intervall (min)	3 bis 60 [10]
Seufzertiefe (%)	120 bis 250 [150]

Hinweis: Der Wert Seufzertiefe (%) ist auf 2500 ml (Erwachsene) bzw. 500 ml (Kinder) begrenzt.



Apnoe-Einstellungen

Beim Astral Beatmungsgerät kann der Kliniker festlegen, was geschehen soll, wenn das Gerät eine Apnoe feststellt.

Unter einer Apnoe versteht man das Ausbleiben eines Atemzugs innerhalb eines konfigurierbaren Zeitraums: T Apnoe (Apnoe-Intervall).

Apnoe kann definiert werden als das Ausbleiben der vom Patienten ausgelösten Atemzüge („Kein spont. AZ“) oder als das vollständige Ausbleiben von Atemzügen („Kein AZ“), unabhängig davon, ob es sich um vom Patienten ausgelöste, zeitgesteuerte oder manuell ausgelöste Atemzüge handelt.

Am Astral Beatmungsgerät lassen sich drei verschiedene Einstellungen für die „Apnoe-Reaktion“ auswählen.

1. Nur Alarm
2. Alarm + Apnoebeatmung (V(A)C-Atemmuster)
3. Alarm + Apnoebeatmung ((A)PCV-Atemmuster)
4. Aus.

Wenn Alarm + Apnoebeatmung (V(A)C oder (A)PCV) ausgewählt wird, erfolgt automatisch eine Apnoebeatmung, sobald ein Apnoe-Ereignis erkannt wird. Die Apnoebeatmung wird in der oberen Informationsleiste angezeigt.

Die Apnoe-Reaktion wird deaktiviert, wenn vom Patienten drei aufeinanderfolgende Atemzüge ausgelöst werden.

ResMed empfiehlt, immer die Apnoebeatmung zu aktivieren, wenn die Atemfrequenz auf „Aus“ eingestellt wird.

Einstellen der Apnoebeatmung

Parameter	Einstellung
Apnoe-Reaktion	
Alle Modi	Nur Alarm
Nur Beatmungsmodi mit Expirationsventil	V(A)C + Alarm (für VAC-Atemmuster)
Nur Beatmungsmodi mit Expirationsventil	(A)PCV + Alarm (für (A)PCV-Atemmuster)
Alle Modi (Erwachsene)	Aus
Apnoe-Detektion	
	Kein AZ, Kein spont. AZ [Kein AZ]* *Erwachsene: [Aus], wenn der Mundstück-Beatmungszugang ausgewählt wird.
T Apnoe (Min:Sek)	Erwachsene: 15 s bis 60 s [20 s]* Kinder: 5 s bis 30 s [10 s] *TApnoe für Erwachsene kann auf 15 min verlängert werden, wenn der Mundstück-Beatmungszugang ausgewählt wird.

WARNUNG

Durch Einstellen der Apnoe-Detektion auf „Kein AZ“ und der Apnoezeit auf einen Wert über 60 s werden der Apnoe-Alarm und die Apnoe-Reaktion deaktiviert.

V(A)C-Atemmuster

Parameter	Einstellung
Vt (ml)	Erwachsene: 100 bis 2500 [500] Kinder: 50 bis 300 [100]*
Ti (Sek.)	Wenn die Volumenkontrollierte-Atemzugs-Option „Ti“ eingestellt ist: Erwachsene: 0,3 bis 3,0 [1,0] Kinder: 0,3 bis 3,0 [0,6]
PIF (l/min)	Wenn die Volumenkontrollierte-Atemzugs-Option „PIF“ eingestellt ist: Erwachsene: 10 bis 120 [50] Kinder: 5 bis 60 [10]
Atemfrequenz (pro Min.)	Erwachsene: 4 bis 50 [15] Kinder: 12 bis 80 [15]



*Die internationale Norm für Beatmungsgeräte gibt an, dass der Patiententyp „Kinder“ zur Verwendung bei Patienten vorgesehen ist, die weniger als 300 ml erhalten. Allerdings erlaubt das Astral die Anpassung des Einstellungsparameters „Vt“ bis auf 500 ml für den Fall, dass „Vt“ so eingestellt werden muss, dass Leckagen im Atemschlauchsystem kompensiert werden.

WARNUNG

ResMed spricht keine Empfehlung für einen oberen Grenzwert von 500 ml für das pädiatrische Tidalvolumen aus; der Arzt kann sich jedoch im eigenen klinischen Ermessen für diesen Grenzwert entscheiden.

(A)PCV-Atemmuster

Parameter	Einstellung
P insp. (cmH ₂ O)	Erwachsene: 2 bis 50 [7] Kinder: 2 bis 50 [7]
Ti (Sek.)	Erwachsene: 0,2 bis 5,0 [1,0] Kinder: 0,2 bis 5,0 [0,6]
Atemfrequenz (pro Min.)	Erwachsene: 4 bis 50 [15] Kinder: 12 bis 80 [15]



Einstellungen für das Sicherheitsvolumen

Die Sicherheitsvolumen-Funktion von Astral ist ein optionaler, adaptiver Steuermechanismus, der in Druckmodi (nur (A)PCV, PSV, S(T) und PCV) ein gesichertes Volumen bereitstellt. Er vereint die Vorzüge einer Beatmung mit Druckziel mit der Sicherheit eines Zielvolumens.

Ein Ziel-Sicherheitsvolumen (Sicherheits-Vt) kann eingestellt werden; der jeweilige Druckwert (PSV, P insp. oder IPAP) wird dann automatisch angepasst, um dieses Ziel zu erreichen.

Die maximale Inspirationsunterstützung wird durch PSV max, P insp. max bzw. IPAP max begrenzt.

Die maximale Druckänderung von einem Atemzug zum nächsten ist auf +/- 2cm H₂O begrenzt.


Einstellbare Parameter:

Parameter	Einstellung
Sicherheits-Vt (ml)	Erwachsene: Aus, 100 bis 2500 [Aus] Kinder: Aus, 50 bis 300 [Aus]*
PSV max (PSV-Modus)	PS bis 50 [PS + 5]
P insp. max ((A)PCV)	P insp. bis 50 [P insp. + 5]
IPAP max (Modi S(T), PCV)	IPAP bis 50 [IPAP + 5]

*Die internationale Norm für Beatmungsgeräte gibt an, dass der Patiententyp „Kinder“ zur Verwendung bei Patienten vorgesehen ist, die weniger als 300 ml erhalten. Allerdings erlaubt das Astral die Anpassung des Einstellungsparameters „Vt“ bis auf 500 ml für den Fall, dass „Vt“ so eingestellt werden muss, dass Leckagen im Atemschlauchsystem kompensiert werden.

WARNUNG

ResMed spricht keine Empfehlung für einen oberen Grenzwert von 500 ml für das pädiatrische Tidalvolumen aus; der Arzt kann sich jedoch im eigenen klinischen Ermessen für diesen Grenzwert entscheiden.



Nicht-invasive Beatmung (NIV)

Nicht-invasive Maskenbeatmung

Astral unterstützt die Maskenbeatmung mit allen Schlauchsystemtypen und Modi. NIV geht üblicherweise mit einer Leckage einher. Die Minimierung von Leckagen fördert dabei eine optimale Therapie. Die Therapien des Astral mit Schlauchsystemen mit Luftauslassöffnung (Soll-Leckage) (Modi CPAP, S, ST, iVAPS und T) weisen moderne, für die Maskenbeatmung optimierte Methoden für das Leckagemanagement auf. Beachten Sie jedoch, dass Therapien mit Zieldruck (Modi CPAP, S, ST, T) in Situationen mit stark schwankender Leckage eventuell Vorzüge gegenüber Modi mit Zielvolumen bzw. gesichertem Volumen bieten.

Während der NIV-Therapie werden die abgegebenen Spitzendruckwerte entsprechend dem Beatmungsbedarf sowie der Verträglichkeit für den Patienten, der Maskenleckage und dem Potenzial einer Magendistension (der Druck des unteren Ösophagussphinkters eines Erwachsenen beträgt 25-30 cmH₂O) gewählt. Verschiedene Leitlinien empfehlen einen typischen Maximaldruck für die nicht-invasive Maskenbeatmung von 20-30 cmH₂O.

Astral weist einen einstellbaren Grenzwert „Druck hoch“ auf, über den sich während der Zieldruck-Therapien des Astral (einschließlich derjenigen mit gesichertem Volumen) ungeachtet des herrschenden PEEP und PS bequem ein Maximaldruck festlegen lässt. Dies wird in Druckalarmlen/Grenzwerte näher erläutert.

Nicht-invasive Mundstückbeatmung

Die Entscheidung für die Mundstückbeatmung wird im Allgemeinen im Rahmen eines Beratungsgesprächs zwischen Arzt und Patient getroffen, nachdem die Risiken und Vorzüge dieser Therapieform gegeneinander abgewogen wurden. So muss der Patient z. B. ein ausreichendes Verständnis, eine angemessene Kontrolle über Kopf/Hals/Mund und eine adäquate Oropharyngealfunktion besitzen. Zudem ist verglichen mit anderen Formen der Beatmung u. U. eine beträchtliche individualisierte Schulung erforderlich.

Um den Zustand des Patienten während der Mundstückbeatmung unabhängig zu beurteilen, kann SpO₂ mit einem Pulsoximeter überwacht werden. Falls sich der Oximetersensor vom Finger des Patienten lösen sollte, wird der Alarm **Keine SpO₂-Überwachung** ausgelöst.



VORSICHT

Die Beatmung über ein Mundstück ist bei bestimmten Patienten ggf. nicht angemessen. Der Arzt muss dies im eigenen Ermessen entscheiden.

Beatmung über Mundstück

Die nachfolgenden Einstellungen werden für die „offene“ oder „Einzelzug“-Beatmung über ein Mundstück empfohlen, bei der der Patient häufig oder dauerhaft an die Umgebungsluft ausatmet, z. B. bei der bedarfsgerechten Tagesbeatmung über ein 15-mm-Mundstück ohne Luftauslassöffnungen. Bei Bedarf stehen auch andere Schlauchsystemtypen, Modi und Einstellungen zur Verfügung.

Beatmungseinstellung	Auswahl	Detail/Erläuterung
Patiententyp	Erwachsene	
Schlauchsystem	Schlauchsystem für Mundstück (nur Schlauch)	15-mm- oder 22-mm-Schlauchsystem ohne Soll-Leckage oder Expirationsventil Hinweis: Nicht für die kontinuierlichen Ausatmung in das Schlauchsystem vorgesehen.
Beatmungszugang	Mundstück	

Nicht-invasive Beatmung (NIV)

Beatmungseinstellung	Auswahl	Detail/Erläuterung
Beatmungsmodus	V(A)C	Im V(A)C-Modus kann der Patient Atemzüge „ansammeln“, während mit jedem Atemzug ein festgelegtes Volumen abgegeben wird.
Patienteneinstellungen	Vt, Trigger, Flowkurve	Werden im Hinblick auf Komfort und Präferenz des Patienten eingestellt.
Atemfrequenz	Nach Bedarf	Atem Die Atemfrequenz wird passend für Patienten eingestellt, die u. U. auf die Hintergrund-Frequenz angewiesen sind. Andernfalls kann sie ausgeschaltet werden.
Trigger	Niedrig, Mittel, Hoch, Touch	Bei auf „Touch“ eingestelltem inspiratorischem Trigger wird ein Atemzug abgegeben, wenn das Mundstück berührt wird. Wenn der Patient über eine Fehltriggerung klagt, sollte eine geringere Empfindlichkeit eingestellt werden.

Nicht invasive Therapien (mit Soll-Leckage) werden nicht für eine häufig unterbrochene Beatmung wie der „Einzelzug“-Beatmung über ein Mundstück empfohlen.

Sicherheitsüberlegungen bei der Beatmung über Mundstück

Mit dem Diskonnektionsalarm kann eine Trennung des Schlauchsystems (wenn z. B. das Mundstück heruntergefallen ist und der Patient es nicht erreichen kann) festgestellt werden oder auch, ob der Patient die Beatmung zuverlässig auslösen kann.

Unabhängig davon, ob der Diskonnektionsalarm aktiv ist, müssen eventuell auch andere Vorbeugemaßnahmen ergriffen werden, um zu gewährleisten, dass die Patientensicherheit nicht beeinträchtigt ist. Dies sind z. B. Apnoealarm, externes Monitoring, SpO₂-Alarm oder Rund-um-die-Uhr-Überwachung.

Alarmeinrichtung	Auswahl	Detail/Erläuterung
Diskonnektionsalarm	Ein	Aktiviert den Diskonnektionsalarm
Diskonnektionstoleranz (%)	Nach Bedarf	Stellt für den Grad der Schlauchdiskonnektion, der erforderlich ist, um den Diskonnektionsalarm zu aktivieren, eine höhere oder niedrigere Toleranz ein. Siehe Einstellen und Testen der Diskonnektionstoleranz (siehe Seite 136).
Auslösezeit des Alarms	Nach Bedarf	Die Zeit, die der Alarm zum Auslösen braucht, wenn die Diskonnektionsschwelle erreicht ist. Sie kann für den Mundstückbeatmungszug je nach Abhängigkeit des Patienten vom Beatmungsgerät von 5 Sekunden bis 15 Minuten eingestellt werden. Siehe Einstellung der Auslösezeit (siehe Seite 138).
Apnoe-Reaktion	Aus	Möglicherweise ist es angemessen, die Apnoe-Reaktion auf AUS zu konfigurieren, wenn der Diskonnektionsalarm entsprechend konfiguriert ist.

Gelegentlich werden Alarmer für niedrigen Druck verwendet, um eine Diskonnektion des Schlauchsystems nahezulegen. Diese werden leicht aktiviert. Wenn dies lästig wird, z. B. wenn der Patient einen partiellen Atemzug erhält oder einen Atemzug verpasst, oder wenn es zu einem falschen getriggerten Atemzug kommt, kann der Kliniker ihn abschalten. Eventuell müssen andere Vorbeugemaßnahmen ergriffen werden, um zu gewährleisten, dass die Patientensicherheit nicht beeinträchtigt ist. Dies sind z. B. externes Monitoring, SpO₂-Alarm oder Rund-um-die-Uhr-Überwachung.

Die Mundstückbeatmung mit dem Astral 100 SC/100/150 Schlauchsystem für Mundstück ist nicht für die kontinuierliche Ausatmung in das Schlauchsystem vorgesehen. Der fest hinterlegte Alarm „Maske o. LA/Rückatm.“ wird ausgelöst, wenn das Gerät dauerhaft eine Ausatmung in das Schlauchsystem feststellt. Wenn der Patient eine Ausatmung in das Schlauchsystem wünscht, sollte ein Schlauchsystem mit Expirationsventil oder ein Leckageschlauchsystem in Betracht gezogen werden.

Alarmer

Das Astral Beatmungsgerät löst Alarmer aus, um Sie auf Bedingungen aufmerksam zu machen, die zur Wahrung der Patientensicherheit Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Wenn ein Alarm ausgelöst wird, gibt das Astral Beatmungsgerät sowohl akustische als auch optische Signale ab und zeigt eine Alarmmeldung in der Alarmanzeige in der oberen Informationsleiste an.

Im Rahmen des Alarmsystems (z. B. der Überdruckschutz und die Systemalarmer) führt Astral u. U. einen automatischen Neustart durch. Mit einem automatischen Neustart werden die Systeme geprüft und die ordnungsgemäÙe Funktion des Alarms sichergestellt.



Anzeige	Beschreibung
1 Alarmanzeige	<p>Zeigt entweder die Alarmmeldung für den aktiven Alarm mit der höchsten Priorität oder den letzten bisher nicht zurückgesetzten Alarm an.</p> <p>Drücken Sie auf die Alarmanzeige, um weitere Informationen zu den Alarmer zu erhalten.</p> <p>Bestimmte Bedingungen können zu mehreren Alarmer führen.  zeigt an, dass mehrere aktive Alarmer vorliegen. Drücken Sie , wenn das Symbol angezeigt wird, um alle Alarmer anzuzeigen und entsprechend zu reagieren. Die Alarmer werden nach Priorität angezeigt.</p>
2 Bildschirm „Aktive Alarmer“	<p>Zeigt die vollständige Liste der aktiven Alarmer an. Wird bei Aktivierung eines Alarms im Patientenmodus automatisch angezeigt.</p>
3 Menü „Information“	<p>Bestimmte Alarmer werden automatisch gelöscht. Um den Verlauf der Alarmer einzusehen, lassen Sie sich über das Menü „Information“ das Alarmprotokoll anzeigen.</p>

Alarmer

	Anzeige	Beschreibung
4	Alarmstumm-/Zurücksetzen-Taste	Zustand: <ul style="list-style-type: none">• leuchtet nicht – keine aktiven Alarmer• leuchtet dauernd – aktive(r) Alarm(e)• blinkt – Alarmstummschaltung aktiv. Mit dieser Schaltfläche können Sie darüber hinaus: <ul style="list-style-type: none">• den Hinweiston stummschalten• den aktuell angezeigten Alarm zurücksetzen (sofern zulässig).
5	Alarmleiste	Gibt die Priorität des Alarms auf der Alarmanzeige an.

Alarm-Prioritäten

Die Alarmer werden nach Schwere und Dringlichkeit des Alarmzustandes in relative Prioritäten (hoch, mittel und niedrig) eingestuft. Reagieren Sie auf alle Alarmer. Bei einem Alarm mit hoher Priorität ist ein sofortiges Eingreifen erforderlich.

Alarm-Prioritäten		Alarmleiste	Akustischer Alarm
Hoch		Rotes Blinklicht	10 Signaltöne alle 5 Sekunden
Mittel		Gelbes Blinklicht	3 Signaltöne alle 15 Sekunden
Niedrig		Gelbes Dauerlicht	2 Signaltöne alle 25 Sekunden

Die folgende Liste der Alarmer ist nach der relativen Bedeutung innerhalb der jeweiligen Priorität angeordnet. Einstellbare Alarmer können entsprechend den Therapie- und Pflegeanforderungen geändert werden.

Alarmer von hoher Priorität	Alarmer von mittlerer Priorität	Alarmer von niedriger Priorität
Vollständiger Stromausfall**	Druck hoch*	Interner Akku wird benutzt
Druck hoch Schutz	PEEP tief*	Fehler Akku 1
Diskonnektion des Schlauchsystems*	PEEP hoch	Fehler Akku 2
Druck tief*	Pulsfrequenz tief*	Stromausfall/Akku lädt nicht
Obstruktion*	Pulsfrequenz hoch*	PEEP-Turbinen-Fehler
Druck hoch*	Gerät wird zu heiß	
Apnoe*	Druckmessleitung getrennt	
MVe tief*	Letzter Selbsttest fehlgeschlagen	
MVi tief*	Flow-Sensor nicht kalibriert	
MVi hoch*	Keine SpO ₂ -Überwachung	
MVe hoch*	Keine FiO ₂ -Überwachung	
Vte tief*	Interner Akku schwach	
Vte hoch*	Interner Akkustand niedrig	
Vti tief*	Schlauchsystemfehler	
Vti hoch*		
AF tief*		
AF hoch*		
Hohe Leckage*		
Beatmung angehalten*		
SpO ₂ tief*		
SpO ₂ hoch*		
FiO ₂ tief*		
FiO ₂ hoch*		
Maske o. LA/Rückatm.		
Falscher Schlauchsystemadapter		
Akku fast entladen		
Falsches Schlauchsystem angeschlossen		
Sicherheitsreset fertig		
Akku nicht funktionsfähig		

* Der Alarm ist einstellbar.

** Bei einem Alarm zum vollständigen Stromausfall blinkt keine LED.

Aktive Alarmer anzeigen lassen

Das Symbol Δ^+ in der Alarmanzeige bedeutet, dass mehrere aktive Alarmer vorliegen. Obwohl mehrere Alarmer gleichzeitig aktiv sein können, wird in der Alarmanzeige nur jeweils der Alarm mit der höchsten Priorität angezeigt. Die vollständige Liste der aktiven Alarmer wird auf dem Bildschirm „Aktive Alarmer“ angezeigt.

Wenn der Alarm mit der höchsten Priorität gelöscht wird, erscheint in der Alarmanzeige der Alarm mit der nächsthöheren Priorität.



So können Sie die aktiven Alarmer anzeigen lassen:

1. Drücken Sie von einem beliebigen Bildschirm aus die Alarmanzeige auf der oberen Informationsleiste. Der Bildschirm „Aktive Alarmer“ wird angezeigt. Dieser Bildschirm enthält eine vollständige Liste der aktuell aktiven Alarmer, die nach ihrer relativen Priorität geordnet angezeigt werden.
2. Drücken Sie auf **OK**, um den Bildschirm „Aktive Alarmer“ zu verlassen und wieder zum vorherigen Bildschirm zu gelangen.

Alarmer stummschalten

Sie können den akustischen Alarm am Astral Beatmungsgerät für die Dauer von zwei Minuten vorübergehend stummschalten. In der Alarmanzeige und der Alarmleiste wird der Alarm weiterhin wie üblich angezeigt. Falls die Alarmbedingung nach Ablauf von zwei Minuten weiterhin besteht, ertönt der akustische Alarm erneut.

Sie können die Alarmstummschaltung auch vorab betätigen, um erwartete Alarmer „vorsorglich“ stummzuschalten. Dies kann zum Beispiel bei der Absaugung nützlich sein, oder wenn der Patient kurzzeitig vom Beatmungsgerät getrennt werden soll.

Sobald einer der folgenden Alarmer mit hoher Priorität aktiviert wird, endet die Alarmstummschaltung automatisch:

- Kompletter Stromausfall
- Akku fast entladen
- Falsches Schlauchsystem.

So können Sie den Hinweiston für einen aktiven Alarm stummschalten:

Drücken Sie auf .

Der Alarm wird zwei Minuten lang stummgeschaltet. In dieser Zeit wird  auf der oberen Informationsleiste angezeigt und  blinkt.

Hinweis: Wenn die Alarmstumm-/Zurücksetzen-Taste während der Dauer der Alarmstummschaltung erneut bestätigt wird, wird der angezeigte Alarm zurückgesetzt. Siehe Alarmer zurücksetzen (siehe Seite 115).

Sie können einen Alarm stummschalten, bevor er aktiviert wird:

1. Drücken Sie auf . Die Alarmstummschaltung ist zwei Minuten lang aktiv. In dieser Zeit wird  auf der oberen Informationsleiste angezeigt und  blinkt.
2. Um die Alarmstummschaltung aufzuheben, drücken Sie das blinkende Symbol  erneut.

Alarmer zurücksetzen

Die folgenden Alarmer lassen sich nicht manuell zurücksetzen. Bei diesen Alarmen müssen Sie die Ursache des Alarms beheben. Wenn der Alarm behoben wird, verschwindet er automatisch aus der Anzeige.

- Kompletter Stromausfall
- Akku fast entladen
- Druck tief
- Druckmessleitung getrennt
- Akku nicht funktionsfähig
- Diskonnektion des Schlauchsystems
- Falscher Schlauchsystemadapter.

Wenn ein Alarm zurückgesetzt wird, verschwindet er aus der Alarmanzeige und vom Bildschirm „Aktive Alarmer“ und das optische wie auch das akustische Alarmsignal werden abgestellt. Ein aktiver Alarm sollte erst zurückgesetzt werden, nachdem die Situation, durch die er entstanden ist, behoben wurde. Falls die Alarmbedingung nicht behoben wurde, wird der Alarm erneut aktiviert.

Eventuell löscht das Astral Beatmungsgerät einen Alarm automatisch, wenn die Bedingung behoben wird, durch die dieser aktiviert wurde. Wenn ein Alarm gelöscht wird, wird er nicht mehr auf dem Bildschirm „Aktive Alarmer“ angezeigt und das optische wie auch das akustische Alarmsignal werden abgestellt.

Wenn ein Alarm gelöscht oder manuell zurückgesetzt wird, erscheint automatisch der aktive Alarm mit der nächsthöheren Priorität in der Alarmanzeige.

Eine Anzeige des vollständigen Alarmverlaufs ist über das Ereignisprotokoll im Menü „Information“ möglich.

So können Sie den angezeigten aktiven Alarm zurücksetzen:

1. Drücken Sie auf , um den Alarm stummzuschalten. Die Taste leuchtet blinkend auf.
2. Drücken Sie erneut auf , um den Alarm zurückzusetzen. Die Alarmmeldung wird aus der Alarmanzeige entfernt. Außerdem wird sie vom Bildschirm „Aktive Alarmer“ entfernt.

Hinweis: Sie können diesen Vorgang ausführen, während der Bildschirm „Aktive Alarmer“ offen ist, wenn Sie beim Zurücksetzen alle aktiven Alarmer sehen möchten.

Alarmer

So können Sie alle aktiven Alarmer zurücksetzen:

1. Drücken Sie auf die Alarmanzeige in der oberen Informationsleiste. Der Bildschirm „Aktive Alarmer“ wird angezeigt.



2. Drücken Sie auf **Alle zurücks.**, um mehrere Alarmer zurückzusetzen. Es werden nur diejenigen Alarmer zurückgesetzt, für die dies zulässig ist. Eventuell verbleibende Alarmer bedeuten, dass der Benutzer korrigierend eingreifen muss.
3. Führen Sie ggf. die erforderlichen Maßnahmen zur Behebung der verbleibenden Alarmer durch.
4. Drücken Sie auf **OK**, um den Bildschirm „Aktive Alarmer“ zu verlassen und wieder zum vorherigen Bildschirm zu gelangen.

Alarmerinstellungen anpassen

VORSICHT

Das Einstellen der Alarmschwellen auf maximale oder minimale Werte kann dazu führen, dass der Alarm ineffektiv wird.

WARNUNG

Die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit der Alarmerinstellungen müssen für jedes aktivierte Beatmungsprogramm überprüft werden.

Hinweis: Zur Einstellung der Lautstärke des akustischen Alarms, siehe Geräteeinstellungen (siehe Seite 33).

So können Sie die Alarmerinstellungen für das aktuell aktive Beatmungsprogramm ändern:

1. Rufen Sie den Klinischen Modus auf. Der Bildschirm „Einstellungen“ wird angezeigt.




2. Drücken Sie auf .
3. Drücken Sie auf die Alarmerinstellung, die Sie ändern möchten. Die ausgewählte Einstellung wird orange unterlegt und die Pfeile für aufwärts und abwärts erscheinen. Zusammen mit den Pfeilen erscheinen der kleinste und der größte einstellbare Wert.



4. Stellen Sie die Alarmerinstellung wie gewünscht höher oder niedriger ein.
5. Falls andere Alarmer geändert werden sollen, wählen Sie diese aus und wiederholen Sie den Vorgang. Alle geänderten Einstellungen werden mit einem orangefarbenen Rand dargestellt.
6. Wenn keine weiteren Anpassungen mehr erforderlich sind, drücken Sie auf **Übernehmen**.

Hinweis: Falls eine Änderung der Alarmerinstellung „Druck hoch“ mit einem oder mehreren eingestellten Beatmungsparametern in Konflikt steht, wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt, auf dem die revidierten Beatmungsparameter-Einstellungen zusammengefasst werden. Um diese Einstellungen zu übernehmen, drücken Sie auf **Bestätigen**.



Einstellen der Alarmlautstärke


Die Lautstärke des Astral Geräts kann von eins bis fünf eingestellt werden (dabei ist fünf die lauteste Einstellung und drei die Werkseinstellung).

Es ist ebenfalls möglich, eine minimale Lautstärke einzustellen. Dabei sind Einstellungen unter der minimalen Lautstärke grau dargestellt und können nicht verwendet werden. Diese Einstellung kann nur im Klinischen Menü vorgenommen werden.

WARNUNG

- Die Alarmlautstärke lässt sich nicht separat für einen einzelnen Alarm einstellen. Die Einstellung der Alarmlautstärke wirkt sich ungeachtet der Prioritätsstufe auf alle Alarme aus.
- Stellen Sie bei der Einstellung der Alarmlautstärke sicher, dass der Alarm die Umgebungsgeräusche übertönt, die um den Patienten herum in verschiedenen Umgebungen vorherrschen könnten, einschließlich bei der Verwendung in sehr lauten Umgebungen oder in einer Tragetasche.

Im unten dargestellten Beispiel ist die aktuelle Alarmlautstärke „5“, die minimale Alarmlautstärke wurde jedoch auf „3“ eingestellt. Die Lautstärke-Möglichkeiten „1“ und „2“ wurden nun deaktiviert und können vom Patienten oder von der Pflegeperson nicht ausgewählt werden.




Testen der Alarmlautsprecher und -anzeigen

Um zu bestätigen, dass der Alarm wie vorgesehen ertönt, müssen Sie den Alarm regelmäßig testen.

Im Astral Beatmungsgerät sind zwei Alarmlautsprecher eingebaut. Im Alarmzustand werden beide Lautsprecher gleichzeitig ausgelöst. Um die korrekte Funktion beider Lautsprecher zu bestätigen, führen Sie die Alarmtestfunktion regelmäßig aus. Bei diesem Test werden die Lautsprecher separat und nacheinander ausgelöst.

Um die Alarmtongebener und -anzeigen zu testen:

1. Drücken Sie auf . Der Bildschirm „Alarmer“ wird angezeigt.
2. Drücken Sie auf . Der Bildschirm „Alarmlautstärke“ wird angezeigt.



3. Drücken Sie auf **Test**, um den Alarm zu testen. Der Signalton erklingt **zweimal** und die LED blinkt auf. Dies bedeutet, dass der Alarm korrekt funktioniert. Bestätigen Sie, dass der Alarm zwei Signaltöne abgibt. Bestätigen Sie, dass die Alarmleiste rot und dann gelb blinkt. Bestätigen Sie, dass die Stummschalttaste blinkt.

WARNUNG

Wenn kein akustischer Alarm ausgelöst wird, darf das Beatmungsgerät nicht verwendet werden.

VORSICHT

Falls nur ein Signalton ertönt oder die Alarmleiste nicht rot und dann gelb blinkt, wenden Sie sich an Ihren von ResMed autorisierten Ansprechpartner.

Fernalarm testen

Der Fernalarm erzeugt ein akustisches und ein optisches Signal, wenn ein Alarm am Beatmungsgerät ausgelöst wird.

VORSICHT

Vor der ersten Anwendung und nach jedem Akkuwechsel sollte ein Test des Fernalarms (Remote Alarm) durchgeführt werden. Testen Sie den Alarm regelmäßig gemäß den Vorschriften Ihrer Einrichtung. Bei beatmungsabhängigen Patienten führen Sie den Test jeden Tag durch.

Um den Fernalarm zu testen, drücken Sie  auf dem Fernalarm.

Es geschieht Folgendes:

- Die Alarm-LED leuchtet auf und der Alarm ertönt.
- Die der eingestellten Lautstärke entsprechende LED leuchtet auf.
- Die Anzeige für Trennungsalarm blinkt, wenn der Alarm nicht an das Gerät angeschlossen ist und leuchtet durchgehend, wenn er angeschlossen ist.
- Die dem Akkustand entsprechende Akkustand-LED leuchtet auf. Gelbe LED bei niedrigem Akkustand oder grüne LED bei ausreichendem Akkustand. (Bei niedrigem Akkustand tauschen Sie den Akku aus.)
- Falls ein zweiter Fernalarm angeschlossen ist, ertönt dieser ebenfalls.

Alarmer testen

WARNUNG

Führen Sie keine Alarmtests durch, wenn ein Patient an das Beatmungsgerät angeschlossen ist.

Dieser Abschnitt beschreibt die Funktionstests, um die korrekten technischen Funktionen der Alarmer des Astral Beatmungsgeräts zu überprüfen. Die Wirksamkeit der Therapiealarm-Grenzwerte muss klinisch beurteilt werden.

Es wird empfohlen, die Alarmer einzeln zu testen. Stellen Sie dazu alle Alarmer ab, bis auf den Alarm, der getestet werden soll. Falls das Beatmungsgerät einen der Alarmtests nicht besteht, siehe Fehlerbehebung.

Es ist nicht erforderlich, alle Alarmer für jeden Alarmzustand zu testen. Es gibt keine bestimmte Reihenfolge für die Alarmtests.

Für viele der folgenden Tests ist eine passive Testlunge erforderlich.

VORSICHT

Stellen Sie nach dem Abschluss der Alarmtests sicher, dass das Astral Beatmungsgerät wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt wird.

Stromversorgungsalarme testen

Alarm	Testvorgang
Interner Akku wird benutzt (Trennung der externen Stromversorgung)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vergewissern Sie sich, dass das Astral Beatmungsgerät an eine externe Stromversorgung angeschlossen ist. 2. Schalten Sie das Astral Beatmungsgerät ein. 3. Ziehen Sie das Netzkabel ab.
Interner Akku wird benutzt (Beim Einschalten des Geräts)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vergewissern Sie sich, dass das Astral Beatmungsgerät nicht an eine externe Stromversorgung angeschlossen ist. 2. Schalten Sie das Astral Beatmungsgerät ein.
Interner Akkustand niedrig Akku fast entladen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vergewissern Sie sich, dass das Astral Beatmungsgerät eingeschaltet ist und vom internen Akku mit Strom versorgt wird. 2. Setzen Sie die Beatmung mit einer angeschlossenen Testlunge so lange fort, bis der Akku sich entlädt und die Alarme ausgelöst werden.
Akku nicht funktionsfähig	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entfernen Sie den internen Akku. 2. Schließen Sie das Astral Beatmungsgerät an eine externe Stromversorgung an. 3. Schalten Sie das Astral Beatmungsgerät ein.
Kompletter Stromausfall	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entfernen Sie den internen Akku. 2. Schließen Sie das Astral Beatmungsgerät an eine externe Stromversorgung an. 3. Schalten Sie das Astral Beatmungsgerät ein. (Dadurch wird der Alarm „Akku nicht funktionsfähig“ aktiviert.) 4. Warten Sie fünf Minuten und nehmen Sie das Netzkabel von der externen Stromversorgung ab.

Druckalarme testen

Alle Tests von Druckalarmen werden mit einer Testlunge, einem Einschlauchsystem und im V(A)C-Modus durchgeführt.

Alarm	Testvorgang
Druck hoch	<ol style="list-style-type: none"> 1. Starten Sie die Beatmung. 2. Notieren Sie den inspiratorischen Spitzendruck (PIP). 3. Stellen Sie den Druckalarm-Grenzwert auf einen Wert unterhalb des PIP ein.
Obstruktion	<ol style="list-style-type: none"> 1. Starten Sie die Beatmung. 2. Blockieren Sie den Expirationsanschluss (dazu können Sie z. B. bei Verwendung eines proximalen Expirationsventils während der Inspiration den Steuerschlauch abklemmen).
PEEP tief	<ol style="list-style-type: none"> 1. Starten Sie die Beatmung. 2. Stellen Sie den PEEP auf 10 cm H₂O ein. 3. Warten Sie 30 Sekunden lang ab und trennen Sie dann die Testlunge.
Druck tief	<ol style="list-style-type: none"> 1. Starten Sie die Beatmung. 2. Notieren Sie den inspiratorischen Spitzendruck (PIP). 3. Stellen Sie den Alarmgrenzwert für „PIP tief“ auf einen Wert oberhalb des PIP ein.

Alarmer der Beatmungsüberwachung testen

Beim Astral 150 werden alle Tests von Alarmen der Beatmungsüberwachung mit einer Testlunge und einem Doppelschlauchsystem im V(A)C-Modus durchgeführt.

Beim Astral 100 werden alle Tests von Alarmen der Beatmungsüberwachung mit einer Testlunge und einem Einschlauchsystem im V(A)C-Modus durchgeführt.

Stellen Sie den V(A)C-Modus mit den Standardwerten ein und starten Sie die Beatmung.

Alarm	Testvorgang
Vte tief	Stellen Sie den Alarmgrenzwert auf einen Wert oberhalb des aktuellen Volumens ein.
Vte hoch	Stellen Sie den Alarmgrenzwert auf einen Wert unterhalb des aktuellen Volumens ein.
Vti tief	Stellen Sie den Alarmgrenzwert auf einen Wert oberhalb des aktuellen Volumens ein.
Vti hoch	Stellen Sie den Alarmgrenzwert auf einen Wert unterhalb des aktuellen Volumens ein.
MVe tief	Stellen Sie den Alarmgrenzwert auf einen Wert oberhalb des aktuellen Atemminutenvolumens ein.
MVe hoch	Stellen Sie den Alarmgrenzwert auf einen Wert unterhalb des aktuellen Atemminutenvolumens ein.
MVi tief	Stellen Sie den Alarmgrenzwert auf einen Wert oberhalb des aktuellen Atemminutenvolumens ein.
MVi hoch	Stellen Sie den Alarmgrenzwert auf einen Wert unterhalb des aktuellen Atemminutenvolumens ein.
AF tief	Stellen Sie den Alarmgrenzwert auf einen Wert oberhalb der eingestellten Atemfrequenz ein.
AF hoch	Stellen Sie den Alarmgrenzwert auf einen Wert unterhalb der eingestellten Atemfrequenz ein.
Apnoe	Stellen Sie die Atemfrequenz auf „Aus“.

Oximetriealarme testen

Um die Oximetriealarme zu testen, schließen Sie ein Pulsoximeter an das Astral Beatmungsgerät an und schließen Sie den Sensor an eine Person an.

Alarm	Testvorgang
SpO ₂ tief	Stellen Sie den Alarmgrenzwert auf 99% ein.
SpO ₂ hoch	Stellen Sie den Alarmgrenzwert auf einen Wert unterhalb des aktuellen SpO ₂ -Messwerts ein.
Pulsfrequenz tief	Stellen Sie den Alarmgrenzwert auf einen Wert oberhalb der aktuellen Pulsfrequenz ein.
Pulsfrequenz hoch	Stellen Sie den Alarmgrenzwert auf einen Wert unterhalb der aktuellen Pulsfrequenz ein.
Keine SpO ₂ -Überwachung	Trennen Sie das Oximetriekabel vom Gerät, wobei mindestens ein anderer Oximetriealarm aktiviert sein muss.

Sauerstoffalarme testen

Um diese Tests durchführen zu können, muss ein Sauerstoffsensor installiert sein. Die Tests werden ohne zusätzliche Sauerstoffgabe durchgeführt. Führen Sie vor dem Test einen Schlauchtest durch.

Alarmereignis	Testvorgang
FiO ₂ tief	Starten Sie die Beatmung. Stellen Sie den Alarmgrenzwert auf 24% ein.
FiO ₂ hoch	Starten Sie die Beatmung. Stellen Sie den Alarmgrenzwert auf 19% ein.

Schlauchsystemalarme testen

Alle Atemschlauchsystemalarmtests werden im (S)T-Modus mit den Standardeinstellungen und einem Leckageschlauchsystem durchgeführt.

Alarm	Testvorgang
Diskonnektion	Siehe Diskonnektionsalarme testen (siehe Seite 124).
Hohe Leckage	Lassen Sie das Schlauchsystem offen und starten Sie die Beatmung.
Maske o. LA/Rückatm.	Blockieren Sie das Schlauchsystem (ohne angeschlossene Maske) und starten Sie die Beatmung. Nur für Schlauchsysteme mit Mundstück: Das Schlauchsystem über einen 22-mm-auf-10-mm-Adapter an die Testlung anschließen.

Diskonnektionsalarm testen

Der Test des Diskonnektionsalarms sollte mit einer repräsentativen Atemschlauchsystem-Konfiguration, Sauerstoffzufuhr ins System (sofern zutreffend) und den endgültigen Beatmungseinstellungen durchgeführt werden.

Das für den Test des Alarms verwendete Schlauchsystem sollte den Beatmungszugang (z. B. Trachealkanüle, Endotrachealtubus, Maske, Mundstück) enthalten, um eine versehentliche Ablösung des Beatmungszugangs vom Patienten zu simulieren. Dieser Diskonnektionszustand ist für das Beatmungsgerät schwieriger zu erkennen als Diskonnektionen an anderen Stellen im Schlauchsystem.

Bei einem invasiven Beatmungszugang sollten Sie in Betracht ziehen, den Test mit einer Trachealkanüle durchzuführen, die eine Nummer kleiner ist als die des Patienten. Damit prüfen Sie, dass die Diskonnektion auch dann noch erkannt werden kann, wenn sich der Schlauchsystemwiderstand leicht erhöht, z. B. durch Sekret in der Kanüle.

Alarm	Testvorgang
Diskonnektion	<ol style="list-style-type: none">1. Vergewissern Sie sich, dass Patiententyp und Art des Beatmungszugangs korrekt konfiguriert wurden.2. Starten Sie die Beatmung und warten Sie einige Zyklen ab, bis sie sich stabilisiert.3. Nehmen Sie das gesamte Schlauchsystem (einschließlich Beatmungszugang, also Maske, Trachealkanüle, Mundstück) ab und prüfen Sie, ob der/die zur Feststellung der Diskonnektion des Schlauchsystems konfigurierte(n) Alarm(e) aktiviert wird/werden.4. Falls der Diskonnektionsalarm nicht ertönt, müssen die Alarmparameter u. U. angepasst werden. Siehe Einstellen des Diskonnektionsalarms (siehe Seite 116).

Alarminstellungen und -bedingungen

In diesem Abschnitt werden die Alarme und die jeweiligen Aktivierungsbedingungen im Einzelnen beschrieben. Bei Alarmen mit veränderbaren Einstellungen werden diese beschrieben. Soweit nichts anderes angegeben ist, gelten die Alarme für alle Modi. Die in [eckigen Klammern] angegebenen Werte sind die Standardeinstellungen.

Sobald die Aktivierungsbedingung gegeben ist, gibt das Astral Beatmungsgerät unverzüglich sowohl ein akustisches als auch ein optisches Alarmsignal ab.

Tidalvolumen-Alarme

Tidalvolumen-Alarme werden ausgelöst, wenn der überwachte Tidalvolumen-Parameter (Vti oder Vte) die Vt-Alarminstellung über- bzw. unterschreitet.

Tidalvolumen-Alarme können zur Feststellung folgender Situationen dienen:

- Veränderung des Lungenzustandes des Patienten
- Leckage oder Obstruktion im Schlauchsystem oder Expirationsventil.

Alarm	Aktivierungsbedingung	Alarminstellung (ml)
Vti tief	Das inspiratorische Tidalvolumen liegt für die Dauer von drei Atemzügen bei der aktuellen Durchschnittsatemfrequenz unter „Vt tief“.	Erwachsene: Aus, 50 bis 2990 [100] Kinder: Aus, 10 bis 995 [25]
Vti hoch	Das inspiratorische Tidalvolumen liegt während drei aufeinanderfolgenden Atemzügen über „Vt hoch“.	Erwachsene: Aus, 60 bis 3000 [2500] Kinder: Aus, 25 bis 1000 [500]
Vte tief	Das expiratorische Tidalvolumen liegt für die Dauer von drei Atemzügen bei der aktuellen Durchschnittsatemfrequenz unter „Vt tief“.	Erwachsene: Aus, 50 bis 2990 [100] Kinder: Aus, 10 bis 995 [25]
Vte hoch	Das expiratorische Tidalvolumen liegt während drei aufeinanderfolgenden Atemzügen über „Vt hoch“.	Erwachsene: Aus, 60 bis 3000 [2500] Kinder: Aus, 25 bis 1000 [500]

WARNUNG

Die Messung des Tidalvolumens kann durch Leckage beeinflusst werden.

Atemminutenvolumen-Alarme

Atemminutenvolumen-Alarme werden ausgelöst, wenn der überwachte Atemminutenvolumen-Parameter (MVi oder MVe) die MV-Alarminstellung über- bzw. unterschreitet (keine Verzögerung).

Atemminutenvolumen-Alarme werden während der ersten 60 Sekunden der Beatmung nicht ausgelöst.

Atemminutenvolumen-Alarme können zur Feststellung folgender Situationen dienen:

- Veränderung des Lungenzustands des Patienten
- Leckage oder Obstruktion im Patientenschlauchsystem oder Expirationsventil.

Alarmmeldung	Aktivierungsbedingung	Alarminstellung (l)
MVi tief	Das inspiratorische Atemminutenvolumen liegt unter „MV tief“	Erwachsene: Aus, 0,5 bis 59,9 [3] Kinder: Aus, 0,2 bis 59,9 [0,5]
MVi hoch	Das inspiratorische Atemminutenvolumen liegt über „MV hoch“	Erwachsene: Aus, 0,6 bis 60 [20] Kinder: Aus, 0,3 bis 60 [10]
MVe tief	Das expiratorische Atemminutenvolumen liegt unter „MV tief“	Erwachsene: Aus, 0,5 bis 59,9 [3] Kinder: Aus, 0,2 bis 59,9 [0,5]
MVe hoch	Das expiratorische Atemminutenvolumen liegt über „MV hoch“	Erwachsene: Aus, 0,6 bis 60 [20] Kinder: Aus, 0,3 bis 60 [10]

Atemfrequenzalarめ

Atemfrequenzalarめ werden ausgelöst, wenn die mittlere Atemfrequenz (AF) die zugehörige Alarめinstellung über- bzw. unterschreitet (keine Verzögerung).

Atemfrequenzalarめ werden während der ersten 60 Sekunden der Beatmung nicht ausgelöst.

Alarめmeldung	Aktivierungsbedingung	Alarめinstellung (pro Min.)
AF tief	Atemfrequenz liegt unter der Einstellung „AF tief“	Erwachsene: Aus, 2 bis 79 [4] Kinder: Aus, 5 bis 98 [12]
AF hoch	Atemfrequenz liegt über der Einstellung „AF hoch“	Erwachsene: Aus, 3 bis 80 [80] Kinder: Aus, 6 bis 99 [99]

Druckalarめ/Grenzwerte

Die Druckalarめ sind:

- Druck hoch
- Obstruktion
- Druck tief
- PEEP.

Druck hoch

Bei Zieldruck-Modi verhält sich der Grenzwert „Druck hoch“ wie ein Druckgrenzwert, der Zieldruck-Therapien auf 2 cmH₂O unterhalb des eingestellten Grenzwerts „Druck hoch“ begrenzt. Siehe Verwendung des Grenzwerts „Druck hoch“ des Astral auf Seite 94. Damit kann der Kliniker Drucktherapien bei Bedarf (z. B. bei der nicht-invasiven Maskenbeatmung) global begrenzen.

Der Grenzwert „Druck hoch“ des Astral fungiert bei Therapien mit Volumenziel und in Fehlersituationen wie ein herkömmlicher Alarm bei hohem Druck, wie nachstehend beschrieben.

Wenn in einem Volumenziel-Modus ein hoher inspiratorischer Druck festgestellt wird, geht das Astral Beatmungsgerät sofort zur Expirationsphase über und zeigt eine Mitteilung an. Anhaltender hoher Druck führt zu den folgenden Alarmen.

Ein hoher Druck kann durch eine Veränderung des Patientenzustandes verursacht werden.

Alarm	Aktivierungsbedingung	Alarめinstellung (cmH ₂ O)
Druck hoch insp. (Mittlere Priorität)	Bei 3 aufeinanderfolgenden Atemzügen übersteigt der überwachte Druck die Druckalarめinstellung oder der Druck am Inspirationsanschluss übersteigt 85* cmH ₂ O.	10 bis 80* [40]
Druck hoch insp. (Hohe Priorität)	Bei 10 aufeinanderfolgenden Atemzügen übersteigt der überwachte Druck die Druckalarめinstellung oder der Druck am Inspirationsanschluss übersteigt 85* cmH ₂ O.	10 bis 80* [40]

*Gilt nicht für alle Gerätevarianten.

Hinweis: Ein Alarm „Druck hoch“ wird zunächst als Alarm mittlerer Priorität ausgelöst und in einen Alarm hoher Priorität umgewandelt, wenn der Zustand anhält.

Obstruktion



Wenn eine Obstruktion festgestellt wird, wird die Beatmung unterbrochen. Die Beatmung kann nur fortgesetzt werden, wenn der überwachte Druck auf unter 3 cmH₂O sinkt und der überwachte Expirationsfluss auf unter 1 l/min sinkt.

Obstruktion kann durch eine Obstruktion des Schlauchsystems verursacht werden. Typische Ursachen für eine Obstruktion sind ein eingeklemmter Steuerschlauch für das PEEP-Ventil und eine blockierte Luftauslassöffnung am Expirationsventil.

Hinweis: Der Alarm „Obstruktion“ wird nicht ausgelöst, wenn eine Obstruktion hinter der Luftauslassöffnung, dem proximalen Expirationsventil bzw. dem Y-Adapter (je nach verwendetem Schlauchsystem) vorliegt. Um einen derartigen Zustand zu erkennen, können Sie die Alarmer „Apnoe“, „Vt tief“ und/oder „MV tief“ verwenden.

Alarm	Aktivierungsbedingung
Obstruktion	<p>Bei Verwendung eines Ein- oder Doppelschlauchsystems mit Expirationsventil liegt ein vollständiger Verschluss des Expirationsschlauchs oder Expirationsventils oder Inspirationsschlauchs über 5 Sekunden oder 2 Atemzüge (der jeweils längere Wert) vor.</p> <p>Bei Verwendung eines Schlauchsystems mit Luftauslassöffnung liegt ein vollständiger Verschluss des Inspirationsschlauchs (d. h. zwischen Beatmungsgerät und Luftauslassöffnung) über 10 Sekunden vor.</p> <p>Bei Verwendung eines Schlauchsystems für Mundstück liegt ein vollständiger Verschluss des Inspirationsschlauchs über 35 Sekunden oder 5 Atemzüge (der jeweils längere Wert) vor.</p>

Druck tief

Ein niedriger Druck kann durch eine starke Leckage verursacht werden.

Hinweis: Um eine Beatmung über ein Mundstück sowie andere Konfigurationen, in denen an die Umgebungsluft ausgeatmet wird, zu ermöglichen, kann dieser Alarm abgeschaltet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Mundstück-Einstellungen (siehe Seite 109).

Alarm	Aktivierungsbedingung	Alarminstellung (cmH ₂ O)
Druck tief	Der überwachte PIP ist über zwei aufeinanderfolgende Atemzüge kleiner als die oder gleich der Alarminstellung „PIP tief“.	<p>Volumenmodi (V(A)C, V SIMV)</p> <p>Aus, PEEP+2 bis 79 [5] (Min ist 2, wenn PEEP auf „Aus“ eingestellt ist)</p>
	Der überwachte Druck erreicht weniger als die Hälfte der eingestellten Druckunterstützung für zwei aufeinanderfolgende Atemzüge, wenn Ti größer oder gleich Anstiegszeit gemessen wird.	<p>Druckmodi (außer CPAP)</p> <p>Aus / Ein [Ein]</p>
	Der überwachte PIP ist kleiner als die oder gleich der Einstellung CPAP - 2 cmH ₂ O.	<p>CPAP-Modus</p> <p>Aus / Ein [Ein]</p>

Alarameinstellungen und -bedingungen

PEEP

PEEP-Alarme werden ausgelöst, wenn der überwachte Parameter des positiven endexpiratorischen Drucks (PEEP) die zugehörige Alarameinstellung überschreitet. Zu Beginn der Beatmung sowie nach einer Änderung der PEEP-Einstellung sind PEEP-Alarme vorübergehend deaktiviert, bis:

- der überwachte PEEP über drei aufeinander folgende Atemzüge nicht mehr als 2 cm H₂O von der PEEP-Einstellung abweicht oder
- 30 Sekunden vergangen sind.

PEEP-Alarme können durch folgende Umstände verursacht werden:

- Diskonnektion des Schlauchsystems
- hohe Leckage
- Gerätefehler
- Obstruktion.

Alarm	Aktivierungsbedingung	Alarameinstellung
PEEP tief	Der überwachte PEEP ist während 10 aufeinanderfolgenden Atemzügen kleiner oder gleich der Einstellung für die PEEP-Beatmung minus 2 cm H ₂ O.	PEEP tief Aus / Ein [Ein]
PEEP hoch	Der überwachte PEEP liegt während 10 aufeinanderfolgenden Atemzügen oberhalb der Einstellung für die PEEP-Beatmung plus 2 cm H ₂ O.	N. zutr.

Schlauchsystemalarme

Schlauchsystemalarme stellen unerwünschte Bedingungen am Schlauchsystem bzw. an seiner Konfiguration fest.

Schlauchsystemalarme können unter den folgenden Bedingungen ausgelöst werden:

- Hohe Leckage
- Maske o. LA/Rückatm.
- Flow-Sensor nicht kalibriert
- Falsch konfiguriertes Schlauchsystem
- Diskonnektion des Schlauchsystems.

Hohe Leckage

Alarm	Aktivierungsbedingung	Alarameinstellung
Hohe Leckage (Doppelschlauchsystem)	Die Differenz zwischen M _{Ve} und M _{Vi} ist über einen Zeitraum von 10 Sekunden größer als die Einstellung für den Leckagealarm.	Aus, 20 bis 80 [Aus] (%)
Hohe Leckage (Leckageschlauchsystem)	Die geschätzte ungewollte Leckage ist über einen Zeitraum von 20 Sekunden größer als die Einstellung für den Leckagealarm.	5 bis 80, Aus [40] (l/min)

Maske o. LA/Rückatm.

Alarm	Aktivierungsbedingung	Alarmeinrichtung
Maske o. LA/Rückatm.	<p>In einem Schlauchsystem mit Luftauslassöffnung/Leckage wird eine Maske ohne Luftauslassöffnung verwendet.</p> <p>Die Luftauslassöffnungen in einem Schlauchsystem mit Luftauslassöffnung sind blockiert, wodurch es zur Rückatmung kommt.</p> <p>Rückatmung an einem Schlauchsystem mit Luftauslassöffnung mit einer Maske ohne Luftauslassöffnung oder an einem Schlauchsystem für Mundstück während der kontinuierlichen Ausatmung in das Schlauchsystem.</p> <p>Die Rückatmung liegt bei über 20% bei einem Schlauchsystem mit Luftauslassöffnung bzw. 50% bei einem Schlauchsystem für Mundstück, und zwar während 10 aufeinanderfolgenden Atemzügen.</p>	<p>Aus / Ein [Ein]</p> <p>Hinweis: Nicht auswählbar im Mundstück-Modus.</p>

Flow-Sensor nicht kalibriert

Alarm	Aktivierungsbedingung	Alarmeinrichtung
Flow-Sensor nicht kalibriert	Der Expirationsflow-Sensor wurde nicht kalibriert. Ein Schlauchtest sollte durchgeführt werden.	Nicht anwendbar

(Doppelschlauchsystem)

Alarmer für die Konfiguration des Schlauchsystems

Alarm	Aktivierungsbedingung	Alarmeinrichtung
Falsches Schlauchsystem angeschlossen	Das an das Beatmungsgerät angeschlossene Schlauchsystem entspricht nicht dem eingestellten Schlauchsystemtyp.	N. zutr.
Falscher Schlauchsystemadapter	Ein Leckageschlauchsystem oder Schlauchsystem für Mundstück ist am Beatmungsgerät angeschlossen, jedoch mit falschem Schlauchsystemadapter.	N. zutr.
Druckmessleitung getrennt	Ein Einschlauchsystem mit Expirationsventil ist am Beatmungsgerät angeschlossen, aber der proximale Druckmessschlauch ist nicht angeschlossen.	N. zutr.

Diskonnektionsalarm

Der Diskonnektionsalarm überwacht mehrere Parameter, um zu beurteilen, ob sich das Schlauchsystem des Beatmungsgeräts vom Patienten gelöst hat.

Hinweis: Dieser Alarm sollte zusammen mit anderen Alarmen konfiguriert werden, die in der Lage sind, eine Diskonnektion des Schlauchsystems festzustellen. Siehe Abschnitt Feststellen einer Diskonnektion des Schlauchsystems und Dekanülierung (siehe Seite 133).

Alarm	Aktivierungsbedingung	Alarmeinrichtung
Diskonnektionsalarm	Das Ausmaß der Diskonnektion des Schlauchsystems überschreitet kontinuierlich über einen bestimmten Zeitraum einen einstellbaren Schwellenwert für die Diskonnektionstoleranz. Der Alarm wird automatisch deaktiviert, wenn die Diskonnektion des Schlauchsystems behoben wird. Der Alarm wird nicht aktiviert, wenn eine Ausatemanstrengung des Patienten festgestellt wird, was mit dem Symbol  unterhalb des gemessenen Diskonnektionswerts angezeigt wird.	5% (geringe Toleranz gegenüber Diskonnektion / Leckage des Schlauchsystems) bis 95% (hohe Toleranz gegenüber Diskonnektion / Leckage des Schlauchsystems)

Hinweis: Der Alarm kann abgeschaltet werden, wenn ein Mundstück-Beatmungszugang ausgewählt wird oder wenn ein Masken-Beatmungszugang ausgewählt wird, während ein Leckageschlauchsystem verwendet wird.



VORSICHT

Vergewissern Sie sich, dass alle Arten einer Diskonnektion des Patienten, einschließlich des Beatmungszugangs (Maske, Kanüle, Endotrachealtubus, Mundstück) vom Patienten, erfolgreich festgestellt werden können.

Siehe Diskonnektionsalarm testen auf Seite 124.

Sauerstoffalarme

Die Alarme für hohe und niedrige FiO_2 sind nur verfügbar, wenn ein Sauerstoffsensor installiert ist. Wenn beim Start der Beatmung keine Sauerstoffüberwachung vorhanden ist bzw. diese während der Beatmung verloren geht, wird dies durch den Alarm „Keine FiO_2 -Überwachung“ angezeigt.

Alarm	Aktivierungsbedingung	Alarmeinrichtung (FiO_2 %)
FiO_2 tief	Die gemessene Sauerstoffkonzentration liegt über einen kontinuierlichen Zeitraum von 30 Sekunden unter dem FiO_2 -Alarmwert.	Aus, 18 bis 99 [18]
FiO_2 hoch	Die gemessene Sauerstoffkonzentration liegt über einen kontinuierlichen Zeitraum von 30 Sekunden über dem FiO_2 -Alarmwert.	Aus, 19 bis 100 [70]
Keine FiO_2 -Überwachung	FiO_2 -Alarme sind eingeschaltet und der angeschlossene O_2 -Sensor funktioniert nicht oder ist nicht richtig kalibriert.	Nicht anwendbar

Oximetriealarme

Oximetriealarme stehen nur zur Verfügung, wenn das Pulsoximeter mit dem Astral Beatmungsgerät verbunden ist. Die Alarme sind auch dann aktiv, wenn sich das Beatmungsgerät im Bereitschaftsmodus befindet.

Die Alarme für SpO₂ und Pulsfrequenz werden automatisch deaktiviert, wenn das Oximetriekabel vom Astral Beatmungsgerät getrennt wird.

SpO₂

Sauerstoffsättigungsalarme werden ausgelöst, wenn der überwachte SpO₂-Parameter die zugehörige Alarminstellung über- bzw. unterschreitet (keine Verzögerung).

Alarm	Aktivierungsbedingung	Alarminstellung (SpO ₂ %)
SpO ₂ tief	Die periphere Sauerstoffsättigung liegt nach Messung durch das Pulsoximeter unter der Einstellung „SpO ₂ tief“.	Aus, 50 bis 99 [85]
SpO ₂ hoch	Die periphere Sauerstoffsättigung liegt nach Messung durch das Pulsoximeter über der Einstellung „SpO ₂ hoch“.	Aus, 51 bis 100 [Aus]
Keine SpO ₂ -Überwachung	SpO ₂ -Alarme sind eingeschaltet und das Pulsoximeter war mehr als 10 Sekunden lang deaktiviert, wurde getrennt oder wies ein schwaches Signal auf.	N. zutr.

Pulsfrequenz

Pulsfrequenzalarme werden ausgelöst, wenn die mittlere Pulsfrequenz (Puls) die zugehörige Alarminstellung über- bzw. unterschreitet (keine Verzögerung).

Alarm	Aktivierungsbedingung	Alarminstellung (pro Min.)
Pulsfrequenz tief	Die Pulsfrequenz liegt nach Messung durch das Pulsoximeter unter der Einstellung „Puls tief“.	Aus, 20 bis 249 [30]
Pulsfrequenz hoch	Die Pulsfrequenz liegt nach Messung durch das Pulsoximeter über der Einstellung „Puls hoch“.	Aus, 21 bis 250 [150]

Apnoealarm

Einzelheiten zur Konfiguration und zu den Aktivierungsbedingungen des Apnoealarms finden Sie unter Apnoeeinstellungen (siehe Seite 105).

Alarm „Beatm. angehalten“

Der Alarm „Beatm. angehalten“ macht die Pflegeperson darauf aufmerksam, dass ein Benutzer das Beatmungsgerät gestoppt hat.

Dieser Alarm sollte aktiviert werden, wenn ein unerwartetes Eingreifen des Benutzers möglich ist.

Alarm	Aktivierungsbedingung	Alarminstellung
Beatmung angehalten	Die Schaltfläche „Beatm. anhalten“ wird gedrückt und die anschließende Frage „Beatmung anhalten?“ wird bejaht.	Aus / Ein [Aus]

Stromversorgungsalarme

Stromversorgungsalarme lassen sich nicht einstellen.



Es können keine Daten gespeichert werden, wenn ein Alarm „Akku fast entladen“ oder „Akku nicht funktionsfähig“ vorliegt. Beatmungsprogrammauswahlen, die vorgenommen werden, während diese Alarmer aktiv sind, können beim Neustart des Geräts verloren gehen. Die Aufzeichnung von Beatmungsdaten und Alarmen ist unterbrochen.

Alarm	Aktivierungsbedingung
Interner Akkustand niedrig	Verbleibende Beatmungsdauer von ca. 20 Minuten bei Betrieb mit internem Akku.
Akku fast entladen	Verbleibende Beatmungsdauer von ca. 10 Minuten bei Betrieb mit internem Akku.
Kompletter Stromausfall	Vollständiger Stromausfall durch einen Fehler am internen Akku bzw. durch den Ausfall der externen Stromversorgung, wenn der interne Akku nicht vorhanden ist.
Stromversorgung unterbrochen	Die Stromversorgung wechselt von einer externen Quelle zum internen Akku.
Interner Akku wird benutzt	Das Astral Beatmungsgerät ist eingeschaltet und im Akkubetrieb.
Akku nicht funktionsfähig	Der interne Akku ist defekt oder nicht vorhanden.
Interner Akku schwach	Der interne Akku hat an Kapazität verloren und bietet eventuell keine zuverlässige Restlaufzeitanzeige mehr.

Systemalarmer

Systemalarmer lassen sich nicht einstellen.

Alarmermeldung	Aktivierungsbedingung
Sicherheitsreset fertig	Das Beatmungsgerät hat einen Neustart ausgelöst, um den normalen Betrieb wieder aufzunehmen.
Letzter Gerätetest fehlgeschlagen	Die Beatmung startet, nachdem der Selbsttest des Geräts fehlgeschlagen ist.
Gerät wird zu heiß	Interne Komponente(n) des Geräts wird/werden zu heiß.
Systemfehler	Wenn ein technischer Fehler im Astral Beatmungsgerät beim erstmaligen Einschalten oder während der Beatmung vorliegt.
Sicherheitssystemfehler	Wenn ein technischer Fehler im Astral Beatmungsgerät beim erstmaligen Einschalten oder während der Beatmung vorliegt.

Feststellen einer Diskonnektion des Schlauchsystems und Dekanülierung

Die versehentliche Diskonnektion einer Schlauchsystemkomponente oder die versehentliche Entfernung einer Kanüle stellt für einen beatmungsabhängigen Patienten eine Gefahr dar. Astral verfügt über zahlreiche Alarme, die bei Nutzung in Verbindung mit dem Diskonnektionsalarm eine Diskonnektion des Schlauchsystems (einschließlich Dekanülierung) zuverlässig erkennen können.

Der optimale Alarm hängt u. U. vom Therapieziel und Schlauchsystemtyp ab, wie in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

VORSICHT

Vergewissern Sie sich, dass alle Arten einer Diskonnektion des Patienten, einschließlich des Beatmungszugangs (Maske, Trachealkanüle, Mundstück) vom Patienten, erfolgreich festgestellt werden können.

Siehe Diskonnektionsalarm testen auf Seite 124.

Eventuell sind mehrere Alarme erforderlich. Alternativ kann eine unabhängige Überwachung erfolgen.

WARNUNG

Die Alarmeinstellungen reagieren eventuell auf alle Änderungen am Schlauchsystem, an den Beatmungseinstellungen oder an Zusatztherapien. Testen Sie daher nach allen derartigen Änderungen, ob der Alarm weiterhin wirksam ist.

Feststellen einer Diskonnektion des Schlauchsystems und Dekanülierung

Die nachfolgende Tabelle enthält die zur Feststellung einer Diskonnektion des Schlauchsystems geeigneten Alarme.

	Zieldruck-Modi	Zielvolumen-Modi
Leckageschlauchsystem	Diskonnektionsalarm Alarm „Druck tief“ Alarm „Vte tief“ Alarm „MVe tief“ Apnoealarm Leckagealarm SpO ₂ -Alarm	N. zutr.
Einschlauchsystem mit Ventil	Diskonnektionsalarm Alarm „Druck tief“ Alarm „PEEP tief“ Alarm „Vti hoch“ Alarm „MVi hoch“ Apnoealarm SpO ₂ -Alarm	Diskonnektionsalarm Alarm „Druck tief“ Alarm „PEEP tief“ Apnoealarm SpO ₂ -Alarm
Doppelschlauchsystem mit Ventil		Diskonnektionsalarm Alarm „Druck tief“ Alarm „Vte tief“ Alarm „MVe tief“ Apnoealarm Leckagealarm SpO ₂ -Alarm
Mundstück	Diskonnektionsalarm Alarm „Druck tief“ Alarm „Vti hoch“ Alarm „MVi hoch“ Apnoealarm SpO ₂ -Alarm	Diskonnektionsalarm Alarm „Druck tief“ Apnoealarm SpO ₂ -Alarm

Astral Diskonnektionsalarm

Der Astral Diskonnektionsalarm misst durchgehend den Widerstand im Schlauchsystem, um den Diskonnektionsgrad (dargestellt als Prozentsatz) zu berechnen. Der Diskonnektionsalarm mit hoher Priorität wird ausgelöst, wenn der gemessene Diskonnektionswert höher liegt als die eingestellte Toleranz für die Auslösezeit des Alarms.

Der Alarm wird nur ausgelöst, wenn der gemessene Diskonnektionswert dauerhaft über der Diskonnektionstoleranz für die Auslösezeit des Alarms liegt. Fällt der überwachte Wert während dieser Zeit unter die eingestellte Diskonnektionstoleranz, wird die Zeit bis zur Auslösung des Alarms zurückgesetzt.

Der Alarm wird nicht aktiviert, wenn eine Expirationsanstrengung des Patienten festgestellt wird; diese wird durch das Symbol unter dem gemessenen Diskonnektionswert angezeigt.



Jeder aktive Alarm wird gelöscht, wenn der überwachte Wert unter die eingestellte Diskonnektionstoleranz fällt.

Einstellen des Diskonnektionsalarms

Es sind drei Einstellungen vorhanden, mit denen der Diskonnektionsalarm an die Bedürfnisse des Patienten angepasst werden kann:

1. Diskonnektionstoleranz – Stellt eine höhere oder niedrigere Toleranz für die Aktivierung des Diskonnektionsalarms ein.
2. Alarmaktivierungszeit – die Dauer (in Sekunden) zwischen Diskonnektion und Alarmaktivierung
3. Diskonnektionsalarm ein / aus (nur bei bestimmten Beatmungszugängen)

VORSICHT

Vergewissern Sie sich, dass die Diskonnektion des Patienten, einschließlich der versehentlichen Ablösung des Beatmungszugangs (z. B. wenn Trachealkanüle, Endotrachealtubus, Maske, Mundstück am Schlauchsystem befestigt bleibt) vom Patienten, festgestellt werden kann. Um zum Beispiel zu prüfen, dass die versehentliche Dekanülierung eines Tracheostomiepatienten festgestellt werden kann, simulieren Sie eine Diskonnektion mit einer Trachealkanüle, die eine Nummer kleiner ist als die des Patienten.

Siehe Diskonnektionsalarm testen auf Seite 124.

Einstellen und Testen der Diskonnektionstoleranz

Der Schwellenwert für die Diskonnektionstoleranz legt fest, wie groß die Leckage im Schlauchsystem (bzw. das Ausmaß der Diskonnektion) sein darf, bevor der Diskonnektionsalarm ausgelöst wird. Die Diskonnektionstoleranz ist zwischen 5% (geringe Toleranz gegenüber Diskonnektion vor der Alarmauslösung) und 95% (ein großes Ausmaß der Diskonnektion wird ohne Alarm toleriert) einstellbar.

Um die Alarmeinstellung zu unterstützen, wird die Leckage aus dem Schlauchsystem kontinuierlich gemessen und nach jedem Atemzug angezeigt. Der gemessene Wert wird skaliert, um einen direkten Vergleich mit dem Einstellbereich für die Diskonnektionstoleranz zu ermöglichen. Ein Messwert größer oder gleich der konfigurierten Diskonnektionstoleranz wird in rot angezeigt, zusammen mit einem Symbol, das ein „diskonnektiertes“ Schlauchsystem darstellt. Wenn dieses Ausmaß der Leckage aus dem Schlauchsystem für die Aktivierungszeit andauert, wird der Alarm ausgelöst.

Bei einer simulierten Diskonnektion sollte also die gemessene Diskonnektion andauernd über der Diskonnektionstoleranz liegen (Diskonnektionssymbol). Im Gegenzug sollte die gemessene Diskonnektion in Prozent während der Beatmung des Patienten größtenteils unter der konfigurierten Diskonnektionstoleranz liegen.

Bei manchen Beatmungszugangstypen (Maske mit Luftauslassöffnung und Mundstück) lässt sich der Alarm abschalten.

Die Standard-Diskonnektionstoleranz ändert sich je nach der Einstellung Kinder/Erwachsene und dem ausgewählten Beatmungszugangstyp. Bei Beatmungszugängen mit einem sehr hohen Widerstand (z. B. kleinkalibrige Trachealkanülen) muss die Diskonnektionstoleranz eventuell auf einen Wert unter dem Standardwert eingestellt werden.

So greifen Sie auf den Diskonnektionsalarm zu:

1. Rufen Sie den Klinischen Modus auf. Der Bildschirm „Einstellungen“ wird angezeigt.

2. Wählen Sie  Der Bildschirm „Alarmer“ wird angezeigt.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Diskonnektionsalarm**.



Hinweis: Die Standardeinstellung des Diskonnektionsalarms ist „EIN“.

So stellen Sie die Diskonnektionstoleranz ein:

Vor Beginn der Beatmung des Patienten müssen diese Schritte durchgeführt werden.

1. Bringen Sie alle Komponenten des Patientenschlauchsystems, einschließlich Beatmungszugang (bei einer Tracheostomie ist eine Testkanüle zu verwenden) an.
2. Starten Sie die Beatmung mit den geeigneten Therapieeinstellungen, Schlauchsystemkonfiguration und zusätzlichem Sauerstoff (falls nötig).
3. Passen Sie den Wert der Diskonnektionstoleranz ggf. an, bis er von dem gemessenen Diskonnektionswert, der nach Rot wechselt, überschritten wird.

Hinweis: Der Wert der Diskonnektionstoleranz darf nicht über den gemessenen Diskonnektionswert eingestellt werden; andernfalls wird eine Diskonnektion oder Dekanülierung nicht festgestellt.



4. Bringen Sie das Beatmungsgerät am Patienten an und lassen Sie die Atmung sich stabilisieren.
5. Prüfen Sie, ob der gemessene Diskonnektionswert unter dem Wert der Diskonnektionstoleranz liegt.
6. Passen Sie den Wert der Diskonnektionstoleranz je nach Beatmungsabhängigkeit des Patienten an.
7. Drücken Sie zur Bestätigung der Einstellungen auf **Übernehmen**.

Hinweis: Wird die Diskonnektionstoleranz zu gering eingestellt, kann es zu Störalarmen kommen, wodurch der Alarm unwirksam wird.

So wird die Diskonnektionstoleranz getestet:

1. Sorgen Sie dafür, dass der Patient mit angemessen gewählten Therapieeinstellungen, Schlauchsystemkonfiguration, Beatmungszugang und ggf. zusätzlicher Sauerstoffgabe beatmet wird.
2. Simulieren Sie Diskonnektionen, sodass die eingestellte Diskonnektionstoleranz sicher überschritten wird. Der Wert und das Symbol werden in rot angezeigt.

Einstellung der Aktivierungszeit

Der Diskonnektionsalarm wird nur ausgelöst, wenn der gemessene Diskonnektionswert über die Alarmaktivierungszeit durchgängig größer als die oder gleich der Diskonnektionstoleranz ist. Falls der überwachte Wert während dieser Zeitspanne unter die eingestellte Diskonnektionstoleranz sinkt, wird die Zeit bis zur Alarmaktivierung zurückgesetzt.

So wird die Alarmaktivierungszeit eingestellt:

1. Drücken Sie auf „Aktivierungszeit“.
2. Stellen Sie je nach Beatmungsabhängigkeit des Patienten eine kürzere oder längere Zeit ein und berücksichtigen Sie dabei Aktivitäten wie z. B. Sprechen.



3. Drücken Sie auf „Übernehmen“.

Deaktivieren bzw. Aktivieren des Diskonnektionsalarms

Der Diskonnektionsalarm ist standardmäßig eingeschaltet. Um den Diskonnektionsalarm zu deaktivieren, muss die Einstellung „Beatmungszugang“ auf folgenden Wert geändert werden:

- Mundstück (für Schlauchsysteme mit Expirationsventil) oder
- Maske (für Leckageschlauchsysteme).

So deaktivieren oder aktivieren Sie die Diskonnektionsalarm-Funktion:

1. Wählen Sie die Registerkarte „Diskonnektionsalarm“.
2. Drücken Sie zum Ein-/Ausschalten den Schieberegler. Es wird eine Warnmeldung angezeigt. Der Schieberegler wird bei invasiven Beatmungszugängen oder einer Maske mit Ventil-Schlauchsystem nicht angezeigt.
3. Wählen Sie zum Fortfahren aus der unteren Informationsleiste „Übernehmen“. Es wird eine Alarmmeldung angezeigt.



4. Drücken Sie zum Fortfahren in der unteren Informationsleiste auf „Bestätigen“.



5. Nach der Bestätigung ist der Diskonnektionsalarm deaktiviert und das AUS-Symbol des Diskonnektionsalarms wird in der Informationsleiste neben „Bereitschaftsmodus“ angezeigt.



So testen Sie den Diskonnektionsalarm:

Vor Anschluss des Beatmungsgeräts am Patienten müssen diese Schritte durchgeführt werden.

1. Bringen Sie alle Komponenten des Patientenschlauchsystems, einschließlich Beatmungszugang (bei einer Tracheostomie ist eine Testkanüle zu verwenden) an.
2. Starten Sie die Beatmung mit den geeigneten Therapieeinstellungen, Schlauchsystemkonfiguration und zusätzlichem Sauerstoff (falls nötig).
3. Überprüfen Sie, ob der gemessene Diskonnektionswert rot wird und ob der Diskonnektionsalarm nach der Auslösezeit des Alarms ausgelöst wird.



Datenverwaltung

Vom Astral Beatmungsgerät stammende Überwachungsdaten können in der Patientenverwaltungssoftware ResScan™ betrachtet werden. Die Datenübertragung vom Beatmungsgerät an ResScan erfolgt über einen USB-Stick. Nach dem Download an ResScan können die Daten in verschiedenen Berichtsformaten angezeigt werden, die eine mühelose Überwachung der Therapieergebnisse und Compliance ermöglichen.

So schließen Sie den ResMed-USB-Stick am Astral Beatmungsgerät an:

Stecken Sie einen USB-Stick in den USB-Anschluss an der Rückseite des Geräts. In der oberen Informationsleiste wird das Symbol  angezeigt, was bedeutet, dass ein USB-Stick angeschlossen ist.



Um den USB-Stick zu entfernen, können Sie ihn nach dem Abschluss der Datenübertragung einfach aus dem USB-Anschluss ziehen. Falls zu diesem Zeitpunkt Daten übertragen werden, macht eine Meldung in der oberen Informationsleiste Sie darauf aufmerksam, dass die Datenübertragung fehlgeschlagen ist.

WARNUNG

An die Datenkommunikationsanschlüsse dürfen nur ausdrücklich dafür vorgesehene und von ResMed empfohlene Geräte angeschlossen werden. Werden andere Geräte angeschlossen, kann es zu Verletzungen des Patienten oder Schäden am Astral Beatmungsgerät kommen.

So können Sie Daten übertragen:

1. Wählen Sie im Menü **Einstellungen** die Option **Patientendaten** aus dem Untermenü **USB**.
2. Drücken Sie auf **Speichern>**. Wenn die Datenübertragung abgeschlossen ist, wird eine Statusmeldung angezeigt.



3. Entfernen Sie den USB-Stick aus dem Astral Beatmungsgerät.
4. Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss an dem Computer, auf dem ResScan installiert ist.
5. Befolgen Sie den Downloadvorgang entsprechend der ResScan Gebrauchsanweisung (ResScan User Guide).

Datenmanagement im Überblick

In der nachstehenden Tabelle sind die für ResScan zur Anwendung verfügbaren Daten zusammengefasst.

	Detaillierte Daten Protokolliert über die letzten 7 Tage	Übersichtsdaten ¹ (5., Median, 95.) Protokolliert über die letzten 365 Tage
Druck	25 Hz	
Fluss	25 Hz	
Volumen	25 Hz	
PIP	1 Hz	✓
PEEP	1 Hz	✓
P mean	1 Hz	✓
Maximaler inspiratorischer Flow	1 Hz	✓
Leckage	1 Hz	✓
SpO ₂	1 Hz	✓
Puls	1 Hz	✓
FiO ₂	1 Hz	✓
Vt	1 Hz	✓
MV	1 Hz	✓
Alv. Vent.	1 Hz	✓
Atemfrequenz	1 Hz	✓
I:E-Verhältnis	1 Hz	✓
Ti	1 Hz	✓
Te	1 Hz	✓
% spont. insp. Trigger	1 Hz	
% spont. exsp. Trigger	1 Hz	
RSBI	1 Hz	✓
AHI ²		Median
AI ²		Median


¹ Pro Tag wird für jedes benutzte Beatmungsprogramm ein Satz Übersichtsdaten angeboten.

² Apnoe-Index (AI) und Apnoe-Hypopnoe-Index (AHI) werden nur bei Verwendung eines Leckageschlauchsystems aufgezeichnet. Der AI gibt an, wie oft pro Stunde der Patientenflow über einen Zeitraum von mindestens 10 Sekunden mehr als 75 % unter den Nennwert absinkt. Der AHI gibt an, wie oft pro Stunde der Patientenflow über einen Zeitraum von mindestens 10 Sekunden mehr als 50 % unter den Flow-Nennwert absinkt.

Löschen von Patientendaten

Um Patientendaten zu löschen:

1. Rufen Sie den Klinischen Modus auf.
2. Wählen Sie im Hauptmenü .
3. Wählen Sie im Untermenü „Ereignisse“ die Registerkarte „Löschen“.
4. Wählen Sie „Löschen“. Alle Patientendaten, Ereignisprotokolle und Schlauchtestergebnisse werden gelöscht und die Therapiestunden werden auf Null zurückgesetzt.



Hinweis: Es wird empfohlen, bestehende Patientendaten zu löschen, bevor das Gerät bei einem neuen Patienten verwendet wird.

Reinigung und Instandhaltung

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Reinigungs- und Wartungsaufgaben sollten regelmäßig durchgeführt werden.

Ausführliche Pflege- und Wartungsanweisungen für den Beatmungszugang, den Atemgasbefeuchter und des anderen verwendeten Zubehörs finden Sie in der jeweiligen Gebrauchsanweisung.

WARNUNG

- Ein Patient, der mechanisch beatmet wird, ist sehr anfällig gegenüber Infektionsrisiken. Verschmutzte oder kontaminierte Geräte stellen eine Infektionsquelle dar. Reinigen Sie das Astral Beatmungsgerät und das Zubehör regelmäßig.
- Vor dem Reinigen muss das Gerät immer abgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden. Achten Sie darauf, dass es trocken ist, bevor Sie es wieder mit dem Stromnetz verbinden.
- Tauchen Sie das Gerät, das Oximetriekabel und das Netzkabel nie in Wasser.

Das Astral Beatmungsgerät kann mit einer antibakteriellen Lösung auf einem sauberen, ungefärbten Einwegtuch gereinigt werden. ResMed empfiehlt, immer einen Schlauchtest durchzuführen, wenn Zubehör im Schlauchsystem ausgetauscht wurde.

VORSICHT

Reinigen Sie nur die Außenflächen des Astral Beatmungsgeräts.

Reinigung und Instandhaltung

Die folgenden Reinigungslösungen eignen sich zur wöchentlichen Anwendung (außer wie angegeben) bei der Reinigung der Außenflächen des Astral Beatmungsgeräts:

- Actichlor Plus
- Bleichmittel (1 : 10) (verdünntes Natriumhypochlorit)
- Isopropanol
- CaviCide*
- Mikrocid*

* Nur für eine monatliche Reinigung geeignet.

Verdünnte Lösungen sind mit Wasser in Trinkwasserqualität vorzubereiten.

Informationen zur Anwendung, Konzentration und Einwirkzeit von Reinigungsmitteln finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Reinigungsmittelherstellers.

Gebrauch bei einem einzigen Patienten

Befolgen Sie für alle Komponenten des Schlauchsystems die Empfehlungen des Herstellers zur Reinigung und Instandhaltung.

Wöchentlich

1. Wischen Sie das Äußere des Geräts mit einem feuchten Tuch und einer milden Reinigungslösung ab.
2. Überprüfen Sie den Schlauchsystemadapter auf eingedrungene Feuchtigkeit oder Verunreinigungen. Tauschen Sie sie je nach Bedarf bzw. in regelmäßigen Abständen von mindestens einmal alle sechs Monate aus.
3. Testen Sie die Alarmlautsprecher. Siehe Testen der Alarmlautsprecher und -anzeigen.

Tipp!

Informationen zum Abnehmen und Austauschen des Schlauchsystemadapters finden Sie unter Anschließen des Schlauchsystemadapters.

Monatlich

1. Überprüfen Sie den Zustand des Lufteinlassfilters und überprüfen Sie, ob er durch Schmutz oder Staub blockiert ist. Bei normalem Gebrauch muss der Lufteinlassfilter alle sechs Monate ausgetauscht werden (in Umgebungen mit starker Staubbelastung häufiger).
2. Überprüfen Sie den Ladezustand des internen Akkus. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
 - Trennen Sie das Gerät von der externen Stromversorgung und betreiben Sie es mindestens 10 Minuten lang mit dem internen Akku.
 - Überprüfen Sie die verbleibende Akkukapazität. Siehe Verwendung des internen Akkus.
 - Schließen Sie das Gerät nach Abschluss des Tests wieder an die externe Stromversorgung an.

Maßnahmen zum Wiedereinsatz

WARNUNG

- Wenn das Gerät bei mehreren Patienten zum Einsatz kommt, ist die Verwendung eines am Inspirationsanschluss angebrachten Bakterien-/Virenfilters obligatorisch, um das Risiko von Kreuzkontaminationen zu verhindern. Bei bestimmten Fehlerzuständen kann ausgeatmete Luft durch den Inspirationsanschluss zurückgeleitet werden.
- Das Expirationsmodul, der interne Bakterien-/Virenfilter, der Expirationsflow-Sensor und die blaue Membran kommen mit exhalieren Gasen in Kontakt, sind jedoch nicht Teil des inspiratorischen Pfades.

Zusätzlich zu den Reinigungs- und Wartungsanweisungen für den Gebrauch bei einem einzigen Patienten müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, bevor das Gerät bei einem neuen Patienten eingesetzt wird.

Komponente	Reinigungs-/Wartungsmethode
Gerät	Siehe Reinigung und Instandhaltung (siehe Seite 143).
Adapter für Doppelschlauchsystem (wird mit Doppelschlauchsystemen verwendet)	Für die allgemeine Hygiene muss der Adapter für das Doppelschlauchsystem ausgetauscht oder mit einem Bakterien-/Virenfilter geschützt werden.
Maske	Masken, die bei mehreren Patienten verwendet werden sollen, müssen für jeden neuen Patienten aufbereitet werden. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung der jeweils verwendeten Maske.
Schlauchsysteme	Wechseln Sie diese aus oder bereiten Sie sie auf. Beachten Sie die Reinigungsempfehlungen des Herstellers.
Befeuchtung	Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des jeweils verwendeten Atemgasbefeuchters.
Interner Akku	Überprüfen Sie den Ladezustand des internen Akkus, indem Sie das Gerät von der externen Stromversorgung trennen und es mindestens zehn Minuten lang mit dem internen Akku betreiben. Überprüfen Sie die verbleibende Akkukapazität und schließen Sie das Gerät wieder an die externe Stromversorgung an.
Bakterien-/Virenfilter	Bakterien-/Virenfilter müssen vor dem Gebrauch bei einem neuen Patienten ausgetauscht werden.

Austausch von Komponenten

Wechseln des Luftfilters

Überprüfen Sie den Zustand des Lufteinlassfilters und überprüfen Sie, ob er durch Schmutz oder Staub blockiert ist. Bei normalem Gebrauch muss der Lufteinlassfilter alle sechs Monate ausgetauscht werden (in Umgebungen mit starker Staubbelastung häufiger).

VORSICHT

Den Lufteinlassfilter nicht auswaschen. Er ist weder waschbar noch wiederverwendbar.

So entfernen Sie den Lufteinlassfilter und tauschen ihn aus:

1. Entriegeln Sie die Lufteinlassfilterabdeckung durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
2. Nehmen Sie die Lufteinlassfilterabdeckung vom Gerät ab.
3. Ziehen Sie den Lufteinlassfilter aus der Abdeckung und entsorgen Sie ihn.
4. Setzen Sie einen neuen Filter in die Abdeckung ein.
5. Setzen Sie die Abdeckung mit dem Lufteinlassfilter wieder in das Gerät ein.
6. Befestigen Sie die Abdeckung durch Drehen im Uhrzeigersinn.



Den Expirationsflow-Sensor und den Bakterien-/Virenfilter austauschen (nur Astral 150)


VORSICHT

- Überprüfen Sie den Adapter für das Doppelschlauchsystem (Expirationsventil) regelmäßig auf Feuchtigkeit und Verunreinigungen. Wenn Vernebler oder Atemgasbefeuchter verwendet werden, ist besondere Vorsicht geboten.
- Wenn Sie den Expirationsflow-Sensor und den internen Bakterien-/Virenfilter austauschen, müssen Sie auch die blaue Membran und den Adapter austauschen.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Expirationsflow-Sensor und den internen Bakterien-/Virenfilter auszutauschen:

Bevor Sie den Expirationsflow-Sensor austauschen, schalten Sie das Gerät ab und trennen Sie es vom Stromnetz bzw. externen Akku.

1. Drehen Sie das Gerät um und legen Sie es (zum Schutz des Touchscreens) auf einer weichen Unterlage ab.
2. Drücken und halten Sie die Auswurfaste. Ziehen Sie die Abdeckung auf Sie zu.
3. Heben Sie den Schlauchsystemadapter heraus und entsorgen Sie ihn.
4. Entfernen Sie die blaue Membran (mit dem weißen internen Bakterien-/Virenfilter) und entsorgen Sie sie.
5. Entfernen Sie den Expirationsflow-Sensor und setzen Sie einen neuen ein.
6. Setzen Sie einen neuen Bakterien-/Virenfilter ein.
7. Setzen Sie eine neue blaue Membran ein. Achten Sie dabei darauf, dass die hintere Lasche und die Kanten bündig im Gehäuse sitzen.
8. Setzen Sie einen neuen Schlauchsystemadapter ein. Drücken Sie ihn vorsichtig nach unten, sodass er fest anliegt.
9. Setzen Sie die Adapterabdeckung auf das Gehäuse, sodass die Kanten in die Schienen am Gerät gleiten. Schieben Sie die Abdeckung wieder in die geschlossene Stellung, bis sie einrastet.



⚠ VORSICHT

Nach dem Austausch des Expirationsflow-Sensors müssen Sie einen Schlauchtest durchführen, um den neuen Sensor zu kalibrieren und eine präzise Therapie und Überwachung zu gewährleisten.

Schließen Sie zur Kalibration des Expirationsflow-Sensors ein Doppelschlauchsystem an. Stellen Sie vor der Durchführung des Schlauchtests sicher, dass im Untermenü „Schlauchsystem“ „Doppelschlauchsystem“ ausgewählt wurde.

Austauschen des Adapters des Doppelschlauchsystems (Expirationsventil)

Überprüfen Sie den Adapter des Doppelschlauchsystems regelmäßig auf Feuchtigkeit und Verunreinigungen. Tauschen Sie ihn nach Bedarf wie im Abschnitt Anschließen des Schlauchsystemadapters beschrieben aus.

Den Sauerstoffsensor austauschen

Gehen Sie wie folgt vor, um den Sauerstoffsensor (die O₂-Zelle) zu entfernen und auszutauschen:

Schalten Sie das Gerät vor dem Austausch des O₂-Sensors aus und trennen Sie es vom Stromnetz und/oder externen Akku.

1. Lösen Sie die Schrauben der Abdeckung am Fach für die O₂-Zelle.
2. Entfernen Sie die Abdeckung vom Fach für die O₂-Zelle.
3. Fassen Sie die Lasche der O₂-Zelle und ziehen Sie die Zelle vorsichtig nach oben aus dem Fach. **Lösen Sie mithilfe eines stumpfen Werkzeugs (z. B. einen Schlitzschraubendreher) die Metallverriegelungen auf beiden Seiten des O₂-Zellenanschlusses und ziehen Sie vorsichtig am Draht, um ihn aus dem Anschluss im Gerät zu entfernen.**
4. Schieben Sie den Stecker der neuen O₂-Zelle vorsichtig in die Buchse. Dieser Stecker passt nur in einer Ausrichtung, nämlich mit der flachen Seite zur Wand des Fachs. Drücken Sie ihn mit einem stumpfen Werkzeug (z. B. einem Schlitzschraubendreher) fest ein.
5. Fassen Sie die Lasche der O₂-Zelle und setzen Sie die O₂-Zelle vorsichtig in das Fach und achten Sie dabei darauf, dass die Kabel korrekt verlaufen.
6. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und schrauben Sie sie fest.



VORSICHT

Nach dem Austausch des Sauerstoffsensors müssen Sie einen Schlauchtest durchführen, um den neuen Sensor zu kalibrieren und eine präzise Therapie und Überwachung zu gewährleisten.

Den internen Akku austauschen

WARNUNG

Schalten Sie vor dem Austausch des internen Akkus die Sauerstoffversorgung aus und nehmen Sie sie ab.

VORSICHT

- Lithium-Ionen-Akkus verfügen über eingebaute Schutzschaltkreise zur Sicherheit, können aber bei unsachgemäßem Gebrauch dennoch gefährlich sein. Beschädigte Akkus können ausfallen oder Feuer fangen.
- Mit zunehmendem Alter des Akkus nimmt die verfügbare Kapazität ab. Wenn die verbleibende Akkukapazität niedrig ist, dürfen Sie sich nicht auf den internen Akku als primäre Stromversorgung verlassen.
- Laden Sie den internen Akku nur im Gerät oder mithilfe eines von ResMed genehmigten Ladegeräts auf. Vermeiden Sie Schlageinwirkungen auf das Gerät.
- Verwenden Sie den internen Akku gemäß dem in diesem Handbuch angegebenen Verwendungszweck. Modifizierte Geräte oder Arbeitsprozesse können Schäden an Geräten oder Verletzungen zur Folge haben.
- Der interne Akku muss nach zwei Jahren ausgetauscht werden, bzw. früher, wenn eine deutlich geringere Standzeit nach einer kompletten Ladung festgestellt wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um den internen Akku zu entfernen und auszutauschen:

Vor dem Ersetzen des internen Akkus schalten Sie das Astral Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz.

1. Drehen Sie das Gerät um und lösen Sie die Schrauben der Akkuabdeckung.
2. Nehmen Sie die Akkuabdeckung vom Gerät ab.
3. Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät.
4. Legen Sie einen neuen Akku in das Akkufach. Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse am Akku nach unten in das Fach zeigen und die Akkukontakte des Geräts berühren.
5. Setzen Sie die Akkuabdeckung wieder auf.
6. Schrauben Sie die Akkuabdeckung fest.



Wartung

WARNUNG

Inspektionen und Reparaturen sind autorisierten Vertretungen vorbehalten. Versuchen Sie unter keinen Umständen, Service- oder Reparaturarbeiten am Gerät selbst durchzuführen. Geschieht dies doch, kann Ihre Garantie auf das Astral Beatmungsgerät verfallen oder das Astral Beatmungsgerät beschädigt werden. Es sind auch Verletzungen, eventuell mit Todesfolge, möglich.

Hinweis: Bewahren Sie die Originalverpackung des Astral Beatmungsgeräts für den Transport zu bzw. von einem autorisierten ResMed Servicezentrum auf.

Instandhaltungsplan

Das Astral Beatmungsgerät sollte gemäß dem nachstehenden Plan von einem autorisierten ResMed-Servicezentrum gewartet werden. Das Astral Beatmungsgerät ist auf einen sicheren und zuverlässigen Betrieb ausgelegt. Dies setzt jedoch voraus, dass es im Einklang mit den Anweisungen von ResMed betrieben und gewartet wird. Wie bei jedem anderen elektrischen Gerät sollten Sie Vorsicht walten lassen, falls Ihnen etwas Außergewöhnliches auffällt, und das Gerät von einem autorisierten ResMed-Servicezentrum überprüfen lassen.

Regelmäßigen Service vorausgesetzt wird von einer Nutzungsdauer des Astral Beatmungsgeräts von 8 Jahren ausgegangen.

Serviceplan ab dem Tag des ersten Gebrauchs:

Empfohlenes Serviceintervall	Durchführende Person	Anweisungen
Alle 6 Monate	Personal, das im Umgang mit dem Astral geschult ist	Austausch des Lufteinlassfilters (bei Verschmutzung früher austauschen). Austausch des Adapters des Doppelschlauchsystems, sofern verwendet.
2 Jahre	Qualifizierte Techniker	Vorbeugende 2-Jahres-Wartung. Austausch des internen Akkus und des FiO ₂ -Sensors, sofern angeschlossen.
Alle 35.000 Stunden	Qualifizierte Techniker	Vorbeugende Wartung des Pneumatikblocks.

Tipp!

Wenn die zweijährige vorbeugende Wartung demnächst fällig ist, wird auf dem Beatmungsgerät ein Hinweis angezeigt, sofern Serviceerinnerungen aktiviert sind.

Interner Akku

Die erwartete Lebensdauer des internen Akkus beträgt zwei Jahre. Der interne Akku muss nach zwei Jahren ausgetauscht werden, bzw. früher, wenn eine merklich geringere Laufzeit nach der vollständigen Aufladung festgestellt wird. Während der Lagerung muss sichergestellt werden, dass der interne Akku alle 6 Monate aufgeladen wird.

Tipp!

Wenn die Akkulaufzeit messbar zurückgegangen ist, wird auf dem Beatmungsgerät ein Hinweis angezeigt, sofern Serviceerinnerungen aktiviert sind.

Informationen zum Gerät

Informationen zum Gerät einschließlich des Datums „Nächster Service fällig“, das angibt, wann die

nächste vorbeugende Wartung ansteht, können Sie abrufen, indem Sie **i** drücken und „Gerät“ auswählen.



Software-Upgrades

Software-Upgrades müssen von einer autorisierten Fachkraft durchgeführt werden. Beim Astral können Upgrades über einen USB-Stick mit der entsprechenden Software ausgeführt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer autorisierten Vertretung.

Sicherheitstechnische Kontrolle – STK (nur Deutschland)

Das Astral Beatmungsgerät muss alle zwei Jahre von einem autorisierten ResMed-Servicezentrum überprüft werden. Die sicherheitstechnische Kontrolle umfasst:

- Sichtprüfung und Funktionsprüfung des Astral Beatmungsgeräts und des Zubehörs. Routinemäßige Inspektion, einschließlich Kalibrierung der Sensoren.
- Sicherheitstechnische Kontrolle, einschließlich Überprüfung der Alarmer. Lesen Sie den Abschnitt Fehlerbehebung.

Reinigungs- und Austauschvorgänge für Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen

Komponente	Reinigungsverfahren / Austausch
Gerät	Reinigungs- und Wartungsvorschriften des Krankenhauses bzw. der medizinischen Einrichtung befolgen.
Adapter des Doppelschlauchsystems	Für die allgemeine Hygiene muss der Adapter des Doppelschlauchsystems vor dem Gebrauch bei einem neuen Patienten ausgetauscht oder mit einem Bakterien-/Virenfilter geschützt werden.
Lufteinlassfilter	Bei sichtbaren Verschmutzungen, bei Patientenwechsel und spätestens alle sechs Monate.
Maske	Masken sollten vor jedem neuen Patienten aufbereitet oder ausgetauscht werden. Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsanleitungen stehen auf der ResMed Website unter www.resmed.com/downloads/masks zur Verfügung. Wenn Sie keinen Internetanschluss haben, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Service-Techniker.
Schlauchsysteme	Reinigungsvorschriften des Krankenhauses bzw. der medizinischen Einrichtung und Empfehlungen des Herstellers befolgen.
Atemgasbefeuchter	Reinigungsvorschriften des Krankenhauses bzw. der medizinischen Einrichtung und Empfehlungen des Herstellers befolgen.
Bakterien-/Virenfilter	Nach Herstellerangaben sowie vor dem Gebrauch bei einem neuen Patienten austauschen.

Technische Daten

Betriebsdruckbereich	<p>Einschlauchsystem mit Expirationsventil oder Doppelschlauchsystem mit Expirationsventil: 3 bis 50 hPa</p> <p>Leckageschlauchsystem: 2 bis 50 hPa</p> <p>CPAP: 3 bis 20 hPa</p> <p>Maximaler Arbeitsdruck-Grenzwert: 10 bis 80* hPa</p> <p>*Gilt nicht für alle Gerätevarianten.</p> <p>Bei Überschreitung des Druckalarm-Grenzwerts wird der expiratorische Trigger erzwungen.</p>
Betriebsbereich für das Tidalvolumen (volumenkontrollierte Modi):	<p>Patiententyp „Erwachsene“: 100 bis 2500 ml</p> <p>Patiententyp „Kinder“: 50 bis 300 ml¹</p>
Bereich für Widerstand und Compliance des Schlauchsystems für angegebene Überwachungs- und Steuerungsgenauigkeit ²	<p>Patienteneinstellung „Kinder“:</p> <p>Widerstandsbereich des Schlauchsystems (Leckageschlauchsystem): 0 bis 8 hPa bei 60 l/min</p> <p>Widerstandsbereich des Schlauchsystems (Schlauchsystem mit Expirationsventil): 0 bis 20 hPa bei 60 l/min</p> <p>Widerstandsbereich des Schlauchsystems (Mundstück-Schlauchsystem): 0 bis 5 hPa bei 60 l/min</p> <p>Compliance-Bereich des Schlauchsystems: 0 bis 4 ml / hPa</p> <hr/> <p>Patienteneinstellung „Erwachsene“:</p> <p>Widerstandsbereich des Schlauchsystems (Leckageschlauchsystem): 0 bis 20 hPa bei 120 l/min</p> <p>Widerstandsbereich des Schlauchsystems (Schlauchsystem mit Expirationsventil): 0 bis 35 hPa bei 120 l/min</p> <p>Widerstandsbereich des Schlauchsystems (Mundstück-Schlauchsystem): 0 bis 15 hPa bei 120 l/min</p> <p>Compliance-Bereich des Schlauchsystems: 0 bis 4 ml / hPa</p>

Atemwiderstand bei einer einzelnen Fehlfunktion ³	Schlauchsystem für Kinder Einatmung: 2,2 hPa (bei 15 l/min), 5,3 hPa (bei 30 l/min) Ausatmung: 2,4 hPa (bei 15 l/min), 5,0 hPa (bei 30 l/min) Schlauchsystem für Erwachsene Einatmung: 5,7 hPa (bei 30 l/min), 8,3 hPa (bei 60 l/min) Ausatmung: 4,2 hPa (bei 30 l/min), 6,2 hPa (bei 60 l/min)
Maximaler Flow	220 l/min
(Nenn-)Charakteristika des inspiratorischen Triggers	Der inspiratorische Trigger erfolgt, wenn der Patientenflow die Triggereinstellung überschreitet. Doppelschlauchsystem mit Expirationsventil (Flowtrigger): 0,5 bis 15,0 l/min Einschlauchsystem mit Expirationsventil oder Doppelschlauchsystem mit Expirationsventil: 1,6 bis 10,0 l/min (in fünf Stufen) ⁴ Leckageschlauchsystem: 2,5 bis 15,0 l/min (in fünf Stufen) Mundstück-Schlauchsystem (nur Schlauch): 2,0 bis 4,0 l/min (in vier Stufen)
(Nominale) Eigenschaften des expiratorischen Triggers	Der expiratorische Trigger wird ausgelöst, wenn der inspiratorische Flow auf den eingestellten Prozentwert des maximalen Inspirationsflows absinkt. 5 bis 90 %
Schalldruckpegel	35 ± 3 dBA bei Messung gemäß ISO 80601-2-72
Schallleistungspegel	43 ± 3 dBA bei Messung gemäß ISO 80601-2-72
Alarmlautstärkebereich	56–85 dBA (in fünf Schritten) bei Messung gemäß IEC60601-1-8:2012
Datenspeicherung	7 Tage hochauflösende Daten für Atemwegsdruck, Atemfluss und abgegebenes Volumen (Abtastrate mit 25 Hz). 7 Tage auf den Atemzug bezogene Therapiedaten (Abtastrate mit 1 Hz). 365 Tage statistische Daten pro Beatmungsprogramm.
Abmessungen (L x B x H)	285 mm x 215 mm x 93 mm Größe des Anzeigebildschirms: 150 mm x 90 mm
Gewicht	3,2 kg
Inspirationsanschluss / Adapter für Doppelschlauchsystem	22 mm, konisch, kompatibel mit ISO 5356-1 Anästhesie- und Beatmungsapparate – Konische Verbinder
Druckmessung	Intern montierte Druckwandler
Flowmessung	Intern montierte Flowwandler
Netzteil	100 – 240 V~, 50 – 60 Hz, 90 W / 3,75 A kontinuierlich, 120 W / 5 A Spitzenwert
Externes Gleichstrom-Netzteil	12 – 24 V=, 90 W, 7,5 A / 3,75 A

Technische Daten

Interner Akku	<p>Lithium-Ionen-Akku, 14,4 V, 6,6 Ah, 95 Wh</p> <p>Betriebsstunden (Standardfall): 8 Stunden mit einem neuen Akku unter Normalbedingungen</p> <p>Testbedingungen: Erwachsene, V(A)C-Modus, $V_t = 800$ ml, PEEP = 5 cmH₂O, Frequenz = 20 AZ/min, $T_i = 1,0$ Sek. Alle anderen Parameter verbleiben in den Werkseinstellungen.</p> <p>Konfiguration der Testlunge: R = 5 hPa (L/s)-1, C = 50 ml (hPa)-1</p> <p>Betriebsstunden (im ungünstigsten Fall) > 4 Stunden Laufzeit unter folgenden Bedingungen:</p> <p>Testbedingungen: Erwachsene, ohne Luftauslassöffnung, (A)PCV-Modus, Doppelschlauchsystem, Druckunterstützung = 30 cmH₂O, PEEP = 20 cmH₂O Frequenz: 20 AZ/min, T_i: 1,0 Sek., Anstiegszeit = Min, Sicherheits-V_t = Aus, Trig = Aus. Alle anderen Parameter verbleiben in den Werkseinstellungen.</p> <p>Gesamtlebensdauer: bis zu 3000 Stunden Normalbetrieb am internen Akku</p> <p>Hinweis: Die Dauer kann je nach den Einstellungen und Umgebungsbedingungen schwanken.</p>
Aufbau des Gehäuses	Flammhemmende technische Thermoplaste

Umgebungsbedingungen	<p>Temperatur im Betrieb: 0 °C bis 40 °C</p> <p>Temperatur bei der Akkuladung: 5 °C bis 35 °C</p> <p>Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 5 % bis 93 %, nicht kondensierend</p> <p>Temperatur bei Lagerung und Transport: -25 °C bis 70 °C (für eine Dauer von bis zu 24 Stunden)</p> <p>Temperatur bei Lagerung und Transport: -20 °C bis 50 °C (für eine Dauer über 24 Stunden)</p> <p>Hinweis: Die Lagerung des Astral Beatmungsgeräts über einen längeren Zeitraum bei Temperaturen über 50 °C beschleunigt die Alterung des Akkus. Dadurch wird die Sicherheit des Akkus oder des Gerätes nicht beeinträchtigt. Siehe „Verwendung des internen Akkus“ (siehe Seite 67)</p> <p>Luftfeuchtigkeit bei Lagerung und Transport: 5 % bis 93 %, nicht kondensierend</p> <p>Wenn das Beatmungsgerät aus der Lagerung bei der langfristigen Mindesttemperatur genommen wird und die Umgebungstemperatur 20 °C beträgt, dauert es 40 Minuten*, bis es zur Anwendung am Patienten bereit ist.</p> <p>*Vorausgesetzt, das Beatmungsgerät ist mit dem Stromnetz verbunden.</p> <p>Wenn das Beatmungsgerät aus der Lagerung bei der langfristigen Höchsttemperatur genommen wird und die Umgebungstemperatur 20 °C beträgt, dauert es 60 Minuten, bis es zur Anwendung am Patienten bereit ist.</p> <p>Luftdruck: 1100 hPa bis 700 hPa</p> <p>Höhe: 3000 m</p> <p>Hinweis: Unterhalb von 800 hPa bzw. oberhalb von 2000 m Höhe ist eventuell die Leistungsfähigkeit begrenzt.</p> <p>IP22 (Schutz vor Objekten von der Größe eines Fingers. Schutz vor Tropfwasser bei einer Neigung von bis zu 15 Grad von der spezifizierten Ausrichtung.) Bei horizontaler Platzierung auf einer ebenen Fläche oder bei vertikaler Platzierung mit dem Griff nach oben.</p> <p>IP21 (Schutz vor Objekten von der Größe eines Fingers und senkrecht fallendem Tropfwasser) bei Platzierung auf einer Tischhalterung oder bei Verwendung mit der ResMed Halterung für die häusliche Pflege oder bei angebrachtem RCM bzw. RCMH.</p>
Sauerstoffmessung ⁵	<p>Intern montierter Sauerstoffsensor.</p> <p>1.000.000 Prozentstunden bei 25 °C</p>
Elektromagnetische Verträglichkeit	<p>Astral erfüllt alle einschlägigen Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gemäß IEC 60601-1-2:2014 für medizinische Geräte in der häuslichen Umgebung und medizinischen Einrichtungen sowie Rettungsdiensten. Es wird empfohlen, dass mobile Kommunikationsgeräte mit einem Mindestabstand von 1 m zu dem Gerät verwendet werden.⁶</p>

Technische Daten

Potenzielle Auswirkungen elektromagnetischer Störgrößen	<p>Der Verlust oder die Verschlechterung der folgenden klinischen Funktionen aufgrund von elektromagnetischen Störgrößen kann zu einer Beeinträchtigung der Patientensicherheit führen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Genauigkeit der Beatmungskontrolle• Genauigkeit der Überwachung von Atemwegsdruck, ausgeatmetem Volumen und FiO₂• Therapiealarme. <p>Die Erkennung dieser Verschlechterung kann anhand des folgenden Geräteverhaltens beobachtet werden:</p> <ul style="list-style-type: none">• Unregelmäßige Beatmung• Schnelle Schwankungen der überwachten Parameter• Falsche Auslösung von Therapie- oder Technikalarmen (z. B. die Alarme „Systemfehler“ oder „Kommunikation zum Akku verloren“)
Verwendung in Flugzeugen	<p>Tragbare elektronische Medizinprodukte (Medical-Portable Electronic Devices, M-PED), die den Anforderungen gemäß RTCA/DO-160 der Federal Aviation Administration (FAA) entsprechen, dürfen während allen Flugphasen betrieben werden, ohne dass weitere Tests oder eine Genehmigung durch die Fluggesellschaft erforderlich sind.</p> <p>ResMed bestätigt, dass das Astral Beatmungsgerät die Anforderungen der Federal Aviation Administration (FAA) (RTCA/DO-160, Abschnitt 21, Kategorie M) für alle Flugphasen erfüllt.</p> <p>IATA-Klassifikation des internen Akkus: UN 3481 – Im Gerät umschlossene Lithium-Ionen-Akkus.</p>
Verwendung in Kraftfahrzeugen	<p>Das Produkt erfüllt die Anforderungen von ISO 16750-2 „Straßenfahrzeuge – Umgebungsbedingungen und Prüfungen von elektrischer und elektronischer Ausrüstung – Teil 2: Elektrische Beanspruchung“, Tests 4.2, 4.3.1.2, 4.3.2, 4.4, 4.6.1 und 4.6.2. Der Funktionsstatus wird als Klasse A eingestuft.</p> <p>Das Produkt erfüllt die Anforderungen von ISO 7637-2 „Straßenfahrzeuge – Elektrische, leitungsgeführte und gekoppelte Störungen – Teil 2: Elektrische, leitungsgeführte Störungen auf Versorgungsleitungen“, Abschnitt 4.4 Test der Störfestigkeit gegenüber transienten Störungen. Der Funktionsstatus wird als Klasse A bis Testpegel III und Klasse C bis Testpegel IV eingestuft.</p>
Datenverbindungen	<p>Das Astral Beatmungsgerät ist mit drei Datenverbindungsanschlüssen ausgestattet (USB-Anschluss, Mini-USB-Anschluss und Ethernet-Anschluss). Nur der USB- und der Mini-USB-Anschluss sind für die Verwendung durch den Kunden geeignet.</p> <p>Der USB-Anschluss ist mit dem ResMed USB-Stick kompatibel.</p>
Empfohlene Schlauchsystem-Komponenten und kompatibles Zubehör	<p>Siehe www.resmed.com/astral/circuits.</p>
Klassifikationen nach IEC 60601-1	<p>Klasse II (doppelt isoliert) Typ BF Kontinuierlicher Betrieb Zur Verwendung mit Sauerstoff geeignet.</p>

Anwendungsteile	Beatmungszugang (Maske, Endotrachealtubus, Trachealkanüle oder Mundstück) Oximeter.
Vorgesehener Bediener	Nur ein Kliniker oder medizinischer Betreuer kann das Gerät einstellen und konfigurieren. Vorgesehene Bediener des Geräts sind Kliniker, medizinische Betreuer, Patienten oder Pflegepersonen.
Position des Bedieners	Das Gerät ist auf die Bedienung durch eine in Armreichweite befindliche Person ausgelegt. Der Bediener sollte unter einem Winkel von höchstens 30 Grad zu einer senkrecht zum Bildschirm gedachten Ebene auf das Gerät blicken. Das Astral Beatmungsgerät erfüllt die Anforderungen zur Lesbarkeit nach IEC 60601-1.
Kompatibilität der Softwareversion	Informationen zur Softwareversion Ihres Geräts erhalten Sie vom zuständigen ResMed-Ansprechpartner.

Dieses Gerät ist nicht für die Anwendung in Gegenwart einer entflammaren Anästhetika-Mischung geeignet.

¹Die internationale Norm für Beatmungsgeräte gibt an, dass der Patiententyp „Kinder“ zur Verwendung bei Patienten vorgesehen ist, die weniger als 300 ml erhalten. Allerdings erlaubt das Astral die Anpassung des Einstellungsparameters „Vt“ bis auf 500 ml für den Fall, dass „Vt“ so eingestellt werden muss, dass Leckagen im Atemschlauchsystem kompensiert werden.

WARNUNG

ResMed spricht keine Empfehlung für einen oberen Grenzwert von 500 ml für das pädiatrische Tidalvolumen aus; der Arzt kann sich jedoch im eigenen klinischen Ermessen für diesen Grenzwert entscheiden.

² Um die angegebenen Genauigkeiten zu erzielen, muss ein erfolgreicher Schlauchtest durchgeführt werden.


³ Die Grenzwerte sind die Summe aus der Geräte- und Schlauchsystemimpedanz bei einer einzelnen Fehlfunktion, die zum Abschalten des Geräts führt.

⁴ Individuelle Konfigurationen sind eventuell empfindlicher.

⁵ Die Lebensdauer von Sauerstoffzellen wird anhand der verwendeten Stunden multipliziert mit dem Prozentsatz an verbrauchtem Sauerstoff errechnet. Zum Beispiel hält eine 1 000 000 %Stunden Sauerstoffzelle 20 000 Stunden bei 50% FiO₂ (20 000 x 50 = 1 000 000) oder 40 000 Stunden bei 25% FiO₂ (40 000 x 25 = 1 000 000). Astrals Sauerstoffzelle hält 25.000 Stunden (1041 Tage) bei 40% FiO₂

⁶ Informationen zu elektromagnetischen Emissionen und zur Störfestigkeit dieses Gerätes von ResMed finden Sie unter www.resmed.com/downloads/devices.

Blockschaltbild Pneumatik



 **WARNUNG**

Unter Normalbedingungen oder bei einem einzelnen Fehler kann der gesamte Pneumatikkreis mit Körperflüssigkeiten oder ausgeatmeter Luft kontaminiert werden, wenn keine Bakterien-/Virenfilter am Auslass des Beatmungsgeräts sowie am Expirationsanschluss des Adapters des Doppelschlauchsystems installiert sind.

Daten

In diesem Abschnitt werden die überwachten Parameter des Astral Beatmungsgeräts definiert. Die überwachten Therapieparameter werden nur während der Beatmung angezeigt. Andere Parameter (z. B. Akkuladestatus und Oximetriedaten) werden auch angezeigt, wenn keine Beatmung erfolgt.

Das Astral Beatmungsgerät überwacht die folgenden Parameter:

Zeitparameter

Parameter	Aktualisierung	Einheiten	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
Ti	Ende der Inspiration	Sek.	0 bis 10	0,01	±(20 ms + 5%)
Te	Ende der Ausatmung	Sek.	0 bis 15	0,01	±(20 ms + 5%)
I:E	Ende des Atemzugs	Nicht anwendbar	1:9,9 bis 9,9:1	0,1	±10%
Atemfrequenz	Ende des Atemzugs	1/min	0 bis 99	1	±1/min

Volumen- und Flowparameter

Parameter	Aktualisierung	Einheiten	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
Flow	Kontinuierlich	l/min	-250 bis +250	0,1	±1 l/min oder 10%* (es gilt der jeweils größere Wert)
Vti	Ende der Einatmung	ml	0 bis 3000	1	±10 ml oder 10% (es gilt der jeweils größere Wert)
Vte	Ende des Atemzugs	ml	0 bis 3000	1	Doppelschlauch-system: ±10 ml oder 10% (es gilt der jeweils größere Wert) Leckageschlauch-system: ±15 ml oder 15%* (es gilt der jeweils größere Wert)
Va	Ende des Atemzugs	l/min	0 bis 99	0,1	±(0,1+15%) l/min*
MVi	Ende des Atemzugs	l/min	0 bis 99	0,1	±15% (VTi ≥ 100 ml)
MVe	Ende des Atemzugs	l/min	0 bis 99	0,1	±15% (VTe ≥ 100 ml)
Maximaler Inspirationsflow (PIF)	Ende der Einatmung	l/min	0 bis 250	0,1	±3 l/min oder 35% (es gilt der jeweils größere Wert)

Daten

Parameter	Aktualisierung	Einheiten	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
Gemessene ungewollte Leckage (für Leckageschlauch-systeme)	Einmal pro Sekunde	l/min	0 bis 250	1	N. zutr.
Gemessene ungewollte Leckage (für Doppelschlauchsystem mit Expirationsventil)	Ende des Atemzugs	%	0 bis 100	1	N. zutr.

* Bei Atemfrequenz $\geq 8/\text{min}$ und Druck $\leq 30 \text{ hPa}$ für Leckageschlauchsysteme und mit nicht konformem Beatmungszugang.

Druckparameter

Parameter	Aktualisierung	Einheiten	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
Druck	Kontinuierlich	cmH ₂ O oder hPa oder mbar	0 bis 99	0,1	$\pm(0,5 \text{ hPa} + 4\%$ des tatsächlichen Drucks)
PIP	Ende der Inspiration	cmH ₂ O oder hPa oder mbar	0 bis 99	0,1	$\pm 15\%$
PEEP	Ende der Ausatmung	cmH ₂ O oder hPa oder mbar	0 bis 30	0,1	$\pm(0,5 \text{ hPa} + 4\%$ des tatsächlichen Drucks)
P mean	Ende des Atemzugs	cmH ₂ O oder hPa oder mbar	0 bis 99	0,1	$\pm(0,5 \text{ hPa} + 4\%$ des tatsächlichen Drucks)

Andere Parameter

Parameter	Aktualisierung	Einheiten	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
RSBI	Ende des Atemzugs	1/min-l	0 bis 999	1	N. zutr.
% spont. insp. Trig.	Beginn der Inspiration	%	0 bis 100	1	N. zutr.
% spont. exp. Trig.	Ende der Einatmung	%	0 bis 100	1	N. zutr.
Gemessene Akkudauer	Einmal pro Minute	HH:MM	N. zutr.	1 min	N. zutr.
Gemessener Akkuladezustand	Einmal pro Minute	%	0 bis 100	1	N. zutr.
FiO ₂ *	Ende der Einatmung	%	18 bis 100	1	$\pm(2,5\% + 2,5\%$ der tatsächlichen Sauerstoffkonzentration)**
SpO ₂	Einmal pro Sekunde	% SpO ₂	0 bis 100	1	Siehe technische Daten des Nonin Xpod 3012 auf www.nonin.com
Pulsfrequenz	Einmal pro Sekunde	1/min	18 bis 321	1	Siehe technische Daten des Nonin Xpod 3012 auf www.nonin.com

* Die FiO_2 -Überwachung ändert sich proportional zu Veränderungen des Sauerstoffpartialdrucks.

** Der gemessene FiO_2 -Wert mit einer Abtastrate von 25 Hz hat eine Reaktionszeit von <12 s bis 90% des Endwerts Die langfristige Ausgangsabweichung beträgt <1 Vol.-% Sauerstoff pro Monat.

Hinweise:

- Alle Flows und Volumina werden bei BTPS-Bedingungen gemessen.
- Um die angegebenen Genauigkeiten zu erzielen, muss vor den Testmessungen ein erfolgreicher Schlauchtest durchgeführt werden. Die angegebenen Genauigkeiten schließen nicht die Masken-Compliance ein.
- Die Druckanzeige kann in cmH_2O , hPa oder mbar erfolgen. Für die Druckeinheiten gilt der Umrechnungsfaktor 1. Das bedeutet, dass der angezeigte Druck unabhängig von der ausgewählten Einheit den gleichen numerischen Wert hat.

Genauigkeit der Beatmungsparameter

In der folgenden Tabelle sind die Einstellungsbereiche und Genauigkeiten der einstellbaren Parameter aufgeführt.

Parameter	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
Abgegebener Druck	2 bis 50 hPa		$\pm(0,5 \text{ hPa} + 5\% \text{ des Zielwerts})$
IPAP	4 bis 50 hPa	0,2 hPa	Siehe unter Abgegebener Druck
EPAP	2 bis 25 hPa	0,2 hPa	Siehe unter Abgegebener Druck
CPAP	3 bis 20 hPa	0,2 hPa	Siehe unter Abgegebener Druck
PEEP	Aus, 3 bis 20 hPa	0,2 hPa	Siehe unter Abgegebener Druck
PSV	2 bis 50 hPa (Schlauchsysteme mit Expirationsventil) 0 bis 50 hPa (iVAPS)	0,2 hPa	Siehe unter Abgegebener Druck
P insp.	2 bis 50 hPa	0,2 hPa	Siehe unter Abgegebener Druck
Vt (Tidalvolumen)	Erwachsene: 100 bis 2500 ml Kinder: 50 bis 300 ml*	10 ml 5 ml	Schlauchsysteme mit Expirationsventil: $\pm 12 \text{ ml}$ oder 10% (es gilt der jeweils größere Wert)
Sicherheits-Vt (Sicherheits-Tidalvolumen)	Erwachsene: 100 bis 2500 ml Kinder: 50 bis 300 ml*	10 ml 5 ml	Schlauchsysteme mit Luftauslassöffnung: $\pm 15 \text{ ml}$ oder 15% (es gilt der jeweils größere Wert) Schlauchsysteme mit Expirationsventil: $\pm 12 \text{ ml}$ oder 10% (es gilt der jeweils größere Wert)
Al. Zielvent.	1 bis 30 l/min	0,1 l/min	$\pm(0,1 + 30\% \text{ des Zielwerts}) \text{ l/min}$; Atemfrequenz < 12 Az/min $\pm(0,1 + 15\% \text{ des Zielwerts}) \text{ l/min}$; Atemfrequenz $\geq 12 \text{ Az/min}$
Atemfrequenz	Erwachsene: Aus, 2 bis 50 Az/min Kinder: Aus, 5 bis 80 Az/min	1 Az/min	$\pm 2\%$

Genauigkeit der Beatmungsparameter

Parameter	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
Zielfrequenz	Erwachsene: 8 bis 30 Az/min	1 Az/min	±2%
Ti (Inspirationszeit)	V(A)C, V-SIMV (kontrollierte Atemzüge): 0,3 bis 3,0 s (A)PCV, P-SIMV (kontrollierte Atemzüge): 0,2 bis 5,0 s (A)PC: 0,3 bis 4,0 s	Erwachsene: 0,1 Sek. Kinder: 0,05 Sek.	±(20 ms + 5% des eingestellten Wertes)
PIF (maximaler Inspirationsflow)	V(A)C, V-SIMV (kontrollierte Atemzüge): Erwachsene: 10 bis 120 l/min Kinder: 5 bis 60 l/min	1 l/min	N. zutr.
Expiratorischer Trigger	5 bis 90%, Auto	5%	N. zutr.
Inspiratorischer Trigger	V(A)C, (A)PCV: Aus, 0,5 bis 15 l/min V-SIMV, P-SIMV, PSV, CPAP: 0,5 bis 15 l/min	0,5 l/min	N. zutr.
Inspiratorischer Drucktrigger	V(A)C, (A)PCV: Aus, 5. Unempf bis 1. H-empf PSV, P-SIMV, V-SIMV, CPAP: 5. Unempf bis 1. H-empf		N. zutr.
Trigger-Empfindlichkeit – mit Luftauslass	(S)T, (A)PC: 5. Unempf bis 1. H-empf, Aus CPAP: 5. Unempf bis 1. H-empf		N. zutr.
Triggersensibilität – Mundstück	V(A)C, (A)PCV, PS Aus, Niedrig bis Hoch, Berührung		N. zutr.
Anstiegszeit	Min, 150 bis 900 ms	50 ms	N. zutr.
Flowkurve	100 (konstant), 75, 50, 25%		N. zutr.

Parameter	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
Ti Min	PSV: 0,2 bis 4,0 s (S)T, iVAPS: 0,1 bis 4,0 s	Erwachsene: 0,1 Sek. Kinder: 0,05 Sek.	N. zutr.
Ti Max	0,3 bis 4,0 s	Erwachsene: 0,1 Sek. Kinder: 0,05 Sek.	N. zutr.
Apnoe-Intervall	Erwachsene: 15 bis 60 s Kinder: 5 bis 30 s	1 s	±0,5 s
Apnoe-AF	Erwachsene: 4 bis 50 Az/min Kinder: 12 bis 80 Az/min	1 Az/min	±2%
Apnoe-Ti	Wenn die Volumen- Atemzug-Option „Ti“ eingestellt ist. Ist die Apnoe-Reaktion V(A)C + Alarm: 0,3 bis 3 s Ist die Apnoe-Reaktion (A)PCV + Alarm: 0,2 bis 5 s	Erwachsene: 0,1 Sek. Kinder: 0,05 Sek.	±(20 ms + 5% des eingestellten Wertes)
Apnoe-Vt	Ist die Apnoe-Reaktion V(A)C + Alarm: Erwachsene: 100 bis 2500 ml Kinder: 50 bis 300 ml**	Erwachsene: 10 ml Kinder: 5 ml	Schlauchsysteme mit Expirationsventil: ±12 ml oder 10% (es gilt der jeweils größere Wert)
Apnoe-Flowkurve	Konstant		N. zutr.
Apnoe-PIF	Wenn die Volumen- Atemzug-Option „PIF“ eingestellt ist. Ist die Apnoe-Reaktion V(A)C + Alarm: Erwachsene: 10 bis 120 l/min Kinder: 5 bis 60 l/min	1 l/min	N. zutr.
Apnoe-P insp.	Ist die Apnoe-Reaktion (A)PCV + Alarm: 2 bis 50 hPa	0,2 hPa	±(0,5 hPa+ 5% des Zielwerts)
Manueller Atemzug, Tiefe	100 bis 250%	10%	N. zutr.
Seufzerintervall	3 bis 60 min	1 min	N. zutr.
Seufzertiefe	120 bis 250%	10%	N. zutr.

Messsystem und -genauigkeit

* Bei einer Atemfrequenz $\geq 8/\text{min}$ und einem Druck $\leq 30 \text{ hPa}$.

**Die internationale Norm für Beatmungsgeräte gibt an, dass der Patiententyp „Kinder“ zur Verwendung bei Patienten vorgesehen ist, die weniger als 300 ml erhalten. Allerdings erlaubt das Astral die Anpassung des Einstellungsparameters „Vt“ bis auf 500 ml für den Fall, dass „Vt“ so eingestellt werden muss, dass Leckagen im Atemschlauchsystem kompensiert werden.

WARNUNG

ResMed spricht keine Empfehlung für einen oberen Grenzwert von 500 ml für das pädiatrische Tidalvolumen aus; der Arzt kann sich jedoch im eigenen klinischen Ermessen für diesen Grenzwert entscheiden.

Hinweise:

- Alle Flows und Volumina werden bei BTPS-Bedingungen gemessen.
- Um die angegebenen Genauigkeiten zu erzielen, muss vor den Testmessungen ein erfolgreicher Schlauchtest durchgeführt werden.
- Der abgegebene Druck wird am Patientenanschluss geregelt.

Messsystem und -genauigkeit

Die o. a. technischen Daten sind gemäß ISO 80601-2-72 aufgeführt.

Durch die Einführung einer neuen Norm für die häusliche Pflege müssen Hersteller Messungenauigkeiten angeben.

Gemäß ISO 80601-2-72 lauten die Messungenauigkeiten des Prüfgeräts des Herstellers wie folgt:

Für Flowmessungen	$\pm 2\%$
Für Volumenmessungen	$\pm 2 \text{ ml}$
Für Druckmessungen	$\pm 1\%$
Für Zeitmessungen	$\pm 10 \text{ ms}$

Gemäß ISO 80601-2-72 lauten die Toleranzen der Überwachungsparameter einschließlich den Messungenauigkeiten wie folgt:

Zeitparameter	$\pm (30 \text{ ms} + 5\%)$
Flowparameter	$\pm 12\%$
Volumenparameter	$\pm 12 \text{ ml}$ oder 12% (es gilt der jeweils größere Wert)
Druckparameter	$\pm (0,5 \text{ hPa} + 5\%)$

Für Leistungsvergleiche der Beatmungsgeräte sollten die Messungenauigkeiten komplett ein- oder ausgeschlossen werden.

Funktionsunterschiede

Funktionsunterschiede zwischen Astral 100 und Astral 150.

Merkmal		Astral 100	Astral 150
Schlauchsystem	Einschlauchsystem mit Expirationsventil	Ja	Ja
	Leckageschlauchsystem	Ja	Ja
	Mundstück (nur Schlauch)	Ja	Ja
	Doppelschlauchsystem	N	Ja
Therapie	Voreingestellte Beatmungsprogramme	2	4
	Therapiemodi mit Soll-Leckage	Ja	Ja
	Therapiemodi mit Expirationsventil	Ja	Ja
	Apnoebeatmung	Ja	Ja
	Taste für manuellen Atemzug	N	Ja
	Seufzer (vorprogrammiert)	N	Ja
	SpO ₂ -Überwachung	Ja	Ja
	FiO ₂ -Überwachung	Optionale Sonderausstattung	Y*
O ₂	Sauerstoffeinlass	Niedriger Flow	Niedriger Flow

*Gilt nicht für alle Gerätevarianten.

Symbole

Die folgenden Symbole können auf dem Produkt bzw. der Verpackung angebracht sein.

-  Weist auf eine Warnung oder einen Vorsichtshinweis hin
-  Gebrauchsanweisung befolgen
-  **LOT** Chargenbezeichnung
-  **REF** Bestellnummer
-  **SN** Seriennummer
-  Feuchtigkeitsbegrenzung
-  Temperaturbegrenzung
-  Aufrecht transportieren/lagern
-  Vor Nässe schützen
-  Zerbrechlich, vorsichtig handhaben
-  Recyclbar
-  Bei Beschädigung Brandgefahr
-  Hersteller
-  **EC REP** Autorisierter Vertreter in der EU
-  **CE** CE-Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinie 93/42/EWG
-  **CSA** Canadian Standards Association
-  **Rx Only** Verschreibungspflichtig (In den USA darf dieses Gerät laut Bundesgesetz nur von einem Arzt oder aufgrund einer ärztlichen Verschreibung erworben werden.)
-  **kg** Gewicht des Geräts
-  **IP22** Schutz vor Objekten von der Größe eines Fingers. Schutz gegen fallendes Tropfwasser bei bis zu 15 Grad Neigung gegenüber der angegebenen Ausrichtung.
-  **Li-Ion** Lithium-Ionen-Akku
-  **MD** Medizinprodukt.
-  Anwendungsteil vom Typ BF
-  Gerät der Schutzklasse II
-  8-jährige Umweltschutzfrist für China.
-  **RoHS** Europäische RoHS-Richtlinie
-  Ein/Aus
-  Netzstecker
-  **SpO2** Oximeteranschluss
-  ① Beatmungsanzeige
-  Wechselstrom
-  Gleichstrom
-  Akku
-  Alarm stummschalten / zurücksetzen (Tonpause)
-  **O₂** Sauerstoffversorgungsanschluss
-  Anschluss für Kontrollleitung des externen Expirationsventils
-  Anschluss für die Atemdruckmessleitung
-  Expirationsanschluss (vom Patienten)
-  Inspirationsanschluss (zum Patienten)
-  USB-Anschluss
-  Ethernet-Anschluss
-  Fernalarmanschluss
-  ① Fernalarm-Testschalter
-  **MR** MR-unsicher (nicht in der Nähe eines MRT-Geräts verwenden).
-  Importeur.

Siehe Symbolverzeichnis unter ResMed.com/symbols.

Angaben zum Umweltschutz

Das Gerät ist separat zu entsorgen, nicht über den unsortierten Hausmüll. Machen Sie bei der Entsorgung des Gerätes von den in Ihrer Gegend vorhandenen Sammelstellen und Wiederverwendungs- bzw. Recyclingsystemen Gebrauch. Die Beanspruchung dieser Sammelstellen und Wiederverwendungs- bzw. Recyclingsysteme soll natürliche Ressourcen entlasten und verhindern, dass gefährliche Stoffe Umweltschäden verursachen können.

Weitere Informationen zu den genannten Entsorgungssystemen erteilt die zuständige Abfallbehörde.

Das Symbol „durchgekennzeichnete Mülltonne“ soll Sie daran erinnern, diese Entsorgungssysteme zu nutzen. Wenn Sie Informationen zur Entsorgung Ihres ResMed-Gerätes wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre ResMed-Geschäftsstelle, Ihren Fachhändler oder besuchen Sie die ResMed- Website unter www.resmed.com.

Einhaltung von Normen

Das Astral erfüllt die folgenden Normen:

- IEC 60601-1 Medizinische elektrische Geräte - Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale
- IEC 60601-1-2 Medizinische elektrische Geräte - Teil 1-2: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale - Ergänzungsnorm: Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen und Prüfungen
- IEC 60601-1-8 Allgemeine Festlegungen, Prüfungen und Richtlinien für Alarmsysteme in medizinischen elektrischen Geräten und in medizinischen elektrischen Systemen
- IEC 60601-1-11 Medizinische elektrische Geräte - Teil 1-11: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale - Ergänzungsnorm: Anforderungen an medizinische elektrische Geräte und medizinische elektrische Systeme für die medizinische Versorgung in häuslicher Umgebung
- ISO 80601-2-72 Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-72: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von Heimbeatmungsgeräten für vom Gerät abhängige Patienten

Schulung und Support

Schulungs- und Supportmaterialien erhalten Sie vom zuständigen ResMed-Ansprechpartner.

Fehlerbehebung

Falls ein Problem auftritt, können Sie versuchen, es anhand der folgenden Vorschläge zu beheben. Falls sich das Problem nicht beseitigen lässt, wenden Sie sich an das medizinische Fachpersonal oder an Ihren von ResMed autorisierten Ansprechpartner.

Fehlerbehebung bei Alarmen

Der häufigste Grund für Alarme ist eine unsachgemäße Zusammenstellung des Systems oder eine fehlerhafte Durchführung des Schlauchtests für jedes einzelne Beatmungsprogramm.

Hinweise:

- Die unten aufgeführten Maßnahmen bei Alarmen gehen davon aus, dass geeignete Alarmeinstellungen für die Therapie des Patienten gewählt wurden. Wenn ein einstellbarer Alarm ausgelöst wird, sollten Sie die Alarmeinstellungen überprüfen.
- Das Alarmprotokoll und die Alarmeinstellungen bleiben erhalten, wenn das Gerät abgeschaltet wird bzw. der Strom ausfällt.
- Falls ein Alarm wiederholt ausgelöst wird, nehmen Sie das Gerät außer Betrieb, wechseln Sie auf ein Backup-Beatmungsgerät und wenden Sie sich an Ihren von ResMed autorisierten Ansprechpartner.

Erreicht das Alarmprotokoll seine Speicherkapazität, werden die ältesten Daten gelöscht, damit neue Einträge in das Protokoll vorgenommen werden können.

Alarmmeldung	Maßnahme
Apnoe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie den Zustand und den Atemweg des Patienten. 2. Vergewissern Sie sich, dass die Therapie- und Alarmeinstellungen angemessen sind. 3. Ziehen Sie eine Änderung der Einstellungen für den inspiratorischen Trigger in Betracht. 4. Überprüfen Sie das Schlauchsystem und die proximalen Schläuche auf Leckagen. Führen Sie einen Schlauchtest durch.
Fehler Akku 1	Überprüfen Sie die Akkuanschlüsse. Falls das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie den externen Akku 1 durch einen neuen externen Akku.
Fehler Akku 2	Überprüfen Sie die Akkuanschlüsse. Falls das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie den externen Akku 2 durch einen neuen externen Akku.
Akku nicht funktionsfähig	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wenn das Gerät extremen Temperaturen ausgesetzt war, warten Sie, bis es wieder Zimmertemperatur erreicht hat. 2. Wenn das Gerät für lange Zeiträume gelagert wurde, kann sich der Akku entladen haben. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. 3. Falls der Alarm andauert, tauschen Sie den Akku aus.
Schlauchsystemfehler	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie das Schlauchsystem auf Wasser oder Leckagen. 2. Führen Sie einen Schlauchtest durch. 3. Falls der Alarm andauert, tauschen Sie das Schlauchsystem aus.
Akku fast entladen	Verbinden Sie das Astral mit dem Stromnetz und warten Sie ab, bis der Akku sich aufgeladen hat.

Alarmmeldung	Maßnahme
Gerät wird zu heiß	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stellen Sie das Gerät an einer kühleren Stelle auf. 2. Überprüfen Sie den Lufteinlass auf Fremdkörper. 3. Überprüfen Sie den Lufteinlassfilter. Tauschen Sie den Lufteinlassfilter ggf. aus. 4. Überprüfen Sie den Lufteinlass und -auslass des Kühlgebläses auf Fremdmaterial. 5. Nehmen Sie das Astral aus der Mobility Bag. 6. Überprüfen Sie das Schlauchsystem auf Obstruktionen. 7. Weichen Sie auf ein Schlauchsystem mit niedrigerer Impedanz aus (sofern vorhanden). 8. Führen Sie einen Schlauchtest durch.
Diskonnektionsalarm	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie den Zustand und den Atemweg des Patienten. 2. Überprüfen Sie das Schlauchsystem und die proximalen Anschlüsse auf Diskonnektion oder übermäßige Leckagen 3. Vergewissern Sie sich, dass die Therapie- und Alarmeinrichtungen angemessen sind. 4. Führen Sie einen Schlauchtest durch.
Flow-Sensor-Fehler	Wechseln Sie den Expirationsflow-Sensor aus.
Flow-Sensor nicht kalibriert	Führen Sie einen Schlauchtest durch.
FiO ₂ hoch	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie den Zustand des Patienten. 2. Überprüfen und stellen Sie die Sauerstoffzufuhr ein. 3. Vergewissern Sie sich, dass die Therapie- und Alarmeinrichtungen angemessen sind. 4. Führen Sie einen Schlauchtest durch, um den Sauerstoffsensoren neu zu kalibrieren.
Hohe Leckage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie den Zustand des Patienten. 2. Überprüfen Sie das Schlauchsystem, das Expirationsventil und die proximalen Schläuche auf Leckagen. Sofern verwendet, überprüfen Sie auch die Maske auf Leckagen. 3. Überprüfen Sie bei der nicht invasiven Beatmung den eingestellten Maskentyp. 4. Vergewissern Sie sich, dass die Therapie- und Alarmeinrichtungen angemessen sind. 5. Führen Sie einen Schlauchtest durch.
MVe hoch	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie den Zustand des Patienten. 2. Überprüfen Sie den Schlauchsystemadapter für das Doppelschlauchsystem. Tauschen Sie ggf. das Expirationsventil aus. 3. Vergewissern Sie sich, dass die Therapie- und Alarmeinrichtungen angemessen sind. 4. Führen Sie einen Schlauchtest durch.
MVi hoch	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie den Zustand des Patienten. 2. Überprüfen Sie das Schlauchsystem und den Adapter für das Expirationsmodul auf Leckagen. 3. Vergewissern Sie sich, dass die Therapie- und Alarmeinrichtungen angemessen sind. 4. Führen Sie einen Schlauchtest durch.

Fehlerbehebung

Alarmmeldung	Maßnahme
PEEP hoch	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie den Zustand des Patienten. 2. Überprüfen Sie das Schlauchsystem und das Expirationsventil auf Obstruktionen. Überprüfen Sie die proximalen Schläuche (sofern verwendet) auf Obstruktionen. 3. Vergewissern Sie sich, dass die Therapie- und Alarmeinstellungen angemessen sind. 4. Führen Sie einen Schlauchtest durch.
Druck hoch insp.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie den Zustand und den Atemweg des Patienten. 2. Überprüfen Sie das Schlauchsystem auf Obstruktionen. 3. Vergewissern Sie sich, dass die Therapie- und Alarmeinstellungen angemessen sind. 4. Führen Sie einen Schlauchtest durch.
Druck hoch Schutz	Das Sicherheitslimit des Gesamtdrucks im Gerät wurde überschritten. Falls das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich an Ihren von ResMed autorisierten Ansprechpartner.
Pulsfrequenz hoch	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie den Zustand des Patienten. 2. Vergewissern Sie sich, dass die Therapie- und Alarmeinstellungen angemessen sind.
AF hoch	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie den Zustand des Patienten. 2. Vergewissern Sie sich, dass die Therapie- und Alarmeinstellungen angemessen sind. 3. Überprüfen und passen Sie die Einstellungen für den inspiratorischen Trigger an. 4. Überprüfen Sie auf Leckagen und beheben Sie diese. 5. Führen Sie einen Schlauchtest durch.
SpO ₂ hoch	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie den Zustand des Patienten. 2. Vergewissern Sie sich, dass die Therapie- und Alarmeinstellungen angemessen sind.
Vte hoch	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie den Zustand des Patienten. 2. Überprüfen Sie den Adapter für das Doppelschlauchsystem auf Verunreinigungen oder Wasser. 3. Überprüfen Sie den Adapter für das Doppelschlauchsystem. Tauschen Sie den Schlauchsystemadapter bei Bedarf aus. 4. Vergewissern Sie sich, dass die Therapie- und Alarmeinstellungen angemessen sind. 5. Führen Sie einen Schlauchtest durch.
Vti hoch	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie den Zustand des Patienten. 2. Überprüfen Sie das Schlauchsystem und den Adapter für das Expirationsmodul auf Leckagen. 3. Vergewissern Sie sich, dass die Therapie- und Alarmeinstellungen angemessen sind. 4. Führen Sie einen Schlauchtest durch.
Falscher Schlauchsystemadapter	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vergewissern Sie sich, dass der korrekte Schlauchsystemadapter für den ausgewählten Schlauchsystemtyp installiert ist. 2. Führen Sie einen Schlauchtest durch.

Alarmmeldung	Maßnahme
Falsches Schlauchsystem angeschlossen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie, ob das Schlauchsystem korrekt angeschlossen ist und mit dem eingestellten Schlauchsystemtyp übereinstimmt. 2. Überprüfen Sie das Schlauchsystem, das Expirationsventil und die proximalen Schläuche. 3. Führen Sie einen Schlauchtest durch.
Interner Akku schwach	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schließen Sie das Astral an die Netzversorgung an. 2. Schicken Sie das Gerät zum Service ein, um den internen Akku austauschen zu lassen. <p>Eventuell ist die Anzeige der Akku-Restlaufzeit nicht mehr genau. Sie darf daher nicht mehr als verlässlich gelten.</p>
Letzter Selbsttest fehlgeschlagen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Führen Sie einen Schlauchtest durch. 2. Falls das Problem andauert, wenden Sie sich an Ihren von ResMed autorisierten Ansprechpartner.
Akkustand niedrig	Verbinden Sie das Astral mit dem Stromnetz, damit der Akku sich aufladen kann.
FiO ₂ tief	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie den Zustand des Patienten. 2. Überprüfen Sie auf Leckagen. 3. Überprüfen Sie die Sauerstoffzufuhr und die Verbindungen zum Gerät. 4. Vergewissern Sie sich, dass die Therapie- und Alarmeinrichtungen angemessen sind. 5. Führen Sie einen Schlauchtest durch, um den Sauerstoffsensoren neu zu kalibrieren.
MVe tief	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie den Zustand und den Atemweg des Patienten. 2. Überprüfen Sie das Schlauchsystem und das Expirationsventil auf Obstruktionen oder Leckagen. 3. Vergewissern Sie sich, dass die Therapie- und Alarmeinrichtungen angemessen sind. 4. Führen Sie einen Schlauchtest durch.
MVi tief	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie den Zustand und den Atemweg des Patienten. 2. Überprüfen Sie das Schlauchsystem auf Obstruktionen. 3. Vergewissern Sie sich, dass die Therapie- und Alarmeinrichtungen angemessen sind. 4. Führen Sie einen Schlauchtest durch.
PEEP tief	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie den Zustand des Patienten. 2. Vergewissern Sie sich, dass die Therapie- und Alarmeinrichtungen angemessen sind. 3. Überprüfen Sie das Schlauchsystem und das Expirationsventil auf Obstruktionen oder Leckagen. Überprüfen Sie die proximalen Schläuche (sofern verwendet) auf Obstruktionen. 4. Führen Sie einen Schlauchtest durch.
Druck tief	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie alle Verbindungen des Schlauchsystems, insbesondere den Beatmungszugang und den proximalen Messschlauch. 2. Vergewissern Sie sich, dass die Therapie- und Alarmeinrichtungen angemessen sind. 3. Überprüfen Sie das Schlauchsystem und das Expirationsventil auf Schäden oder Sekret. 4. Führen Sie einen Schlauchtest durch.

Fehlerbehebung

Alarmmeldung	Maßnahme
Pulsfrequenz tief	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie den Zustand des Patienten. 2. Vergewissern Sie sich, dass die Therapie- und Alarmeinstellungen angemessen sind.
AF tief	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie den Zustand des Patienten. 2. Überprüfen Sie das Schlauchsystem und die proximalen Schläuche auf Leckagen. 3. Überprüfen und passen Sie die Einstellungen an. 4. Vergewissern Sie sich, dass die Therapie- und Alarmeinstellungen angemessen sind. 5. Führen Sie einen Schlauchtest durch.
SpO ₂ tief	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie den Zustand des Patienten. 2. Vergewissern Sie sich, dass die Therapie- und Alarmeinstellungen angemessen sind.
Vte tief	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie den Zustand und den Atemweg des Patienten. 2. Untersuchen Sie das Schlauchsystem und den Schlauchsystemadapter auf Obstruktionen, Leckagen und Wasser. 3. Vergewissern Sie sich, dass die Therapie- und Alarmeinstellungen angemessen sind. 4. Führen Sie einen Schlauchtest durch.
Vti tief	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie den Zustand und den Atemweg des Patienten. 2. Überprüfen Sie das Schlauchsystem auf Obstruktionen. 3. Vergewissern Sie sich, dass die Therapie- und Alarmeinstellungen angemessen sind. 4. Führen Sie einen Schlauchtest durch.
Keine FiO ₂ -Überwachung	Führen Sie einen Schlauchtest durch, um den Sauerstoffsensor zu kalibrieren.
Keine SpO ₂ -Überwachung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie die SpO₂-Verbindung vom Finger des Patienten zum Astral Beatmungsgerät. 2. Falls der Alarm andauert, verwenden Sie ein anderes SpO₂-Oximeter bzw. einen anderen Fingersensor.
Maske o. LA/Rückatm.	<p>Für Schlauchsysteme mit Luftauslassöffnung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie, ob die Luftauslassöffnungen der Maske offen und frei sind. 2. Überprüfen Sie den eingestellten Maskentyp. 3. Führen Sie einen Schlauchtest durch. <p>Für Schlauchsysteme für Mundstück:</p> <p>Bestätigen Sie, dass der Beatmungszugang ein Mundstück ist und dass der Patient nicht dauerhaft ins Schlauchsystem ausatmet.</p>
Obstruktion	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie den Zustand und den Atemweg des Patienten. 2. Überprüfen Sie das Schlauchsystem und das Expirationsventil auf Obstruktionen. Überprüfen Sie die proximalen Schläuche (sofern verwendet) auf Knicke. 3. Überprüfen Sie das Schlauchsystem auf Wasser. 4. Führen Sie einen Schlauchtest durch.
PEEP-Turbinen-Fehler	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie den Zustand des Patienten. 2. Weichen Sie auf ein Ersatz-Beatmungsgerät aus und wenden Sie sich an Ihren von ResMed autorisierten Ansprechpartner.

Alarmmeldung	Maßnahme
Stromausfall / Akku lädt nicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie sämtliche Verbindungen zwischen Beatmungsgerät und externem Akku. 2. Überprüfen Sie die Verbindungen zum Stromnetz (soweit zutreffend). Dies kann auf eine außerhalb des zulässigen Bereichs liegende Temperatur des Akkus zurückgehen. <p>Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich bitte mit dem ResMed Servicezentrum in Verbindung.</p>
Pressure Line disconnected (Druckmessleitung getrennt)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie die Verbindung des proximalen Druckmessschlauchs. 2. Überprüfen Sie das Schlauchsystem auf Wasser. 3. Führen Sie einen Schlauchtest durch.
Zurücksetzen aus Sicherheitsgründen fertig	<p>Das Gerät hat einen Fehler festgestellt und wurde zurückgesetzt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie den Zustand des Patienten. 2. Falls der Alarm andauert, weichen Sie auf ein Ersatz-Beatmungsgerät aus und senden Sie das Gerät zu Wartungszwecken ein.
Sicherheitssystemfehler	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie den Zustand des Patienten. 2. Versorgen Sie den Patienten mit einer anderen Beatmungsmethode. 3. Wenden Sie sich an Ihren von ResMed autorisierten Ansprechpartner.
Systemfehler	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie den Zustand des Patienten. 2. Führen Sie einen Schlauchtest durch. 3. Falls das Problem weiterhin besteht oder ein Selbsttest des Geräts fehlschlägt, wenden Sie sich an Ihren von ResMed autorisierten Ansprechpartner.
Vollständiger Stromausfall	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie den Zustand und den Atemweg des Patienten. 2. Schließen Sie das Gerät an die Netzversorgung an. 3. Den Akkuladestatus des internen und externen (sofern zutreffend) Akkus überprüfen. <p>Der Alarm zum vollständigen Stromausfall kann nur ausgeschaltet werden, wenn das Geräts an die Netzversorgung angeschlossen wird.</p>
Interner Akku wird benutzt	<p>Bestätigen Sie, dass der Betrieb über den internen Akku gewollt ist oder stellen Sie die externe Stromversorgung wieder her.</p> <p>Falls Sie eine externe Stromversorgung verwenden möchten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie die Verbindung des Netzkabels zwischen Stromnetz bzw. Akku, Netzteil und Gerät. 2. Falls Sie einen externen Akku verwenden, überprüfen Sie den Ladezustand und wechseln Sie ihn aus oder laden Sie ihn auf, falls der Akku leer ist. 3. Falls Sie Netzstrom verwenden, überprüfen Sie die Ausgangsseite des Netzteils. 4. Falls das Problem weiterhin besteht, verwenden Sie versuchsweise eine andere externe Stromversorgung (z. B. Netzstrom, Gleichstrom oder externen Akku).
Beatmung angehalten	<p>Bestätigen Sie, dass es angebracht ist, die Beatmung zu stoppen.</p>

Fehlerbehebung anhand des Schlauchtests

Fehlercode	Maßnahme
001	Hardwarefehler festgestellt. Setzen Sie sich bitte mit einem autorisierten Servicezentrum in Verbindung.
104, 105	Vergewissern Sie sich im ersten Schritt des Schlauchtests, dass Inspirationsanschluss und Lufteinlassfilter des Astral Beatmungsgeräts frei von Obstruktionen sind und dass das Schlauchsystem nicht mit dem Inspirationsanschluss verbunden ist. Wiederholen Sie den Schlauchtest. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich bitte mit Ihrem von ResMed autorisierten Service-Center in Verbindung.
106	Hardwarefehler festgestellt. Setzen Sie sich bitte mit einem autorisierten Servicezentrum in Verbindung.
113	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vergewissern Sie sich, dass beim Schlauchtest keine zusätzliche Sauerstoffgabe erfolgt. 2. Vergewissern Sie sich im ersten Schritt des Schlauchtests, dass Inspirationsanschluss und Lufteinlassfilter des Astral Beatmungsgeräts frei von Obstruktionen sind und dass das Schlauchsystem nicht mit dem Inspirationsanschluss verbunden ist. <p>Wiederholen Sie den Schlauchtest. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich bitte mit Ihrem von ResMed autorisierten Service-Center in Verbindung.</p>
121	<p>Gerätetest kann den korrekten Schlauchsystemadapter nicht feststellen.</p> <p>Einschlauchsystem mit Expirationsventil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vergewissern Sie sich, dass Ventil-Steuerleitung und proximaler Druckmessschlauch korrekt mit dem Adapter für das Einschlauchsystem verbunden sind. Weitere Informationen finden Sie unter Anschließen eines Einschlauchsystems mit Expirationsventil (siehe Seite 43). 2. Vergewissern Sie sich, dass der Adapter für das Einschlauchsystem fest eingesetzt und die Adapterabdeckung korrekt aufgesetzt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Anschließen des Schlauchsystemadapters (siehe Seite 40). <p>Doppelschlauchsystem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vergewissern Sie sich, dass der Adapter für das Doppelschlauchsystem fest eingesetzt und die Adapterabdeckung korrekt aufgesetzt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Anschließen des Schlauchsystemadapters (siehe Seite 40). <p>Leckageschlauchsystem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vergewissern Sie sich, dass der Adapter für das Leckageschlauchsystem fest eingesetzt und die Adapterabdeckung korrekt aufgesetzt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Anschließen des Schlauchsystemadapters (siehe Seite 40). <p>Wiederholen Sie den Schlauchtest. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich bitte mit Ihrem von ResMed autorisierten Service-Center in Verbindung.</p>
122	Hardwarefehler festgestellt. Setzen Sie sich bitte mit einem autorisierten Servicezentrum in Verbindung.

Fehlercode	Maßnahme
123	<p>Lufteinlassfilter nicht festgestellt.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass der Lufteinlassfilter sauber, trocken und korrekt installiert ist. Tauschen Sie ihn bei Bedarf aus. Siehe Den Lufteinlassfilter austauschen (siehe Seite 145).</p> <p>Wiederholen Sie den Schlauchtest. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich bitte mit Ihrem von ResMed autorisierten Service-Center in Verbindung.</p>
124	<p>Vergewissern Sie sich, dass alle Filter und Schlauchsysteme vom Inspirationsanschluss getrennt wurden. Wiederholen Sie den Schlauchtest. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich bitte mit einem autorisierten Servicezentrum in Verbindung.</p>
125	<p>Hardwarefehler festgestellt. Setzen Sie sich bitte mit einem autorisierten Servicezentrum in Verbindung.</p>
204	<p>Schlauchtest unmöglich.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Achten Sie darauf, dass das Schlauchsystem bis zum Abschluss des Tests nicht bewegt wird. 2. Untersuchen Sie das Schlauchsystem und die angebrachten Zubehörteile auf Blockaden. 3. Achten Sie darauf, dass das Schlauchsystem keine scharfen Biegungen oder Knicke aufweist und das patientenseitige Ende nicht blockiert ist. 4. Falls eine Luftbefeuchtung verwendet wird, achten Sie darauf, dass die Wasserkammer des Befeuchters nicht zu voll ist. 5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm sorgfältig: <ul style="list-style-type: none"> • das Schlauchsystem darf im 2. Schritt nicht blockiert werden • das Schlauchsystem muss im 3. Schritt vollständig blockiert werden. <p>Falls das Problem weiterhin besteht, ist dieses Schlauchsystem eventuell nicht mit dem Astral Beatmungsgerät kompatibel. Ziehen Sie eine andere Schlauchsystemkonfiguration in Betracht.</p>
205	<p>Der gemessene Widerstand des Schlauchsystems überschreitet die Grenzwerte für den sicheren Betrieb dieses Geräts.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untersuchen Sie das Schlauchsystem und die angebrachten Zubehörteile auf Blockaden. 2. Achten Sie darauf, dass das Schlauchsystem keine scharfen Biegungen oder Knicke aufweist und das patientenseitige Ende nicht blockiert ist. 3. Falls eine Luftbefeuchtung verwendet wird, achten Sie darauf, dass die Wasserkammer des Befeuchters nicht zu voll ist. 4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm sorgfältig: <ul style="list-style-type: none"> • das Schlauchsystem darf im 2. Schritt nicht blockiert werden • das Schlauchsystem muss im 3. Schritt vollständig blockiert werden. <p>Falls das Problem weiterhin besteht, ist dieses Schlauchsystem eventuell nicht mit dem Astral Beatmungsgerät kompatibel. Ziehen Sie eine andere Schlauchsystemkonfiguration in Betracht.</p>
206	<p>Hardwarefehler festgestellt. Setzen Sie sich bitte mit einem autorisierten Servicezentrum in Verbindung.</p>

Fehlercode	Maßnahme
303	<p>Kalibrierung des Sauerstoffsensors unmöglich.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vergewissern Sie sich, dass beim Schlauchtest keine zusätzliche Sauerstoffgabe erfolgt. 2. Wiederholen Sie den Schlauchtest. Falls das Problem weiterhin besteht, tauschen Sie den Sauerstoffsensor wie unter Den Sauerstoffsensor austauschen beschrieben aus.
404, 405, 406	<p>Hardwarefehler festgestellt. Setzen Sie sich bitte mit einem autorisierten Servicezentrum in Verbindung.</p>
409	<p>Der Schlauchtest konnte wegen übermäßiger Leckage aus dem Schlauchsystem nicht abgeschlossen werden.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vergewissern Sie sich, dass das Schlauchsystem im dritten Schritt des Schlauchtests vollständig blockiert wird. 2. Vergewissern Sie sich, dass das Schlauchsystem korrekt zusammengesetzt wurde und keine Leckagen aufweist. 3. Vergewissern Sie sich, dass der Schlauchsystemadapter fest eingesetzt wurde. 4. Eventuell ist dieses Schlauchsystem nicht mit dem Astral Beatmungsgerät kompatibel. Probieren Sie ein anderes Schlauchsystem aus. <p>Wiederholen Sie den Schlauchtest. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich bitte mit Ihrem von ResMed autorisierten Service-Center in Verbindung.</p>
415	<p>Hardwarefehler festgestellt. Setzen Sie sich bitte mit einem autorisierten Servicezentrum in Verbindung.</p>
420	<p>Die gemessene Compliance des Schlauchsystems überschreitet die Grenzwerte für den sicheren Betrieb dieses Geräts.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass das Schlauchsystem korrekt zusammengesetzt wurde und im dritten Schritt des Schlauchtests vollständig blockiert wird.</p> <p>Falls das Problem weiterhin besteht, ist dieses Schlauchsystem eventuell nicht mit dem Astral Beatmungsgerät kompatibel. Ziehen Sie eine andere Schlauchsystemkonfiguration in Betracht.</p>
426	<p>Hardwarefehler festgestellt. Setzen Sie sich bitte mit einem autorisierten Servicezentrum in Verbindung.</p>
504	<p>Schlauchtest unmöglich.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Achten Sie darauf, dass das Schlauchsystem bis zum Abschluss des Tests nicht bewegt wird. 2. Untersuchen Sie das Schlauchsystem und die angebrachten Zubehörteile auf Blockaden. 3. Achten Sie darauf, dass das Schlauchsystem keine scharfen Biegungen oder Knicke aufweist und das patientenseitige Ende nicht blockiert ist. 4. Falls eine Luftbefeuchtung verwendet wird, achten Sie darauf, dass die Wasserkammer des Befeuchters nicht zu voll ist. 5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm sorgfältig: <ul style="list-style-type: none"> • das Schlauchsystem darf im 2. Schritt nicht blockiert werden • das Schlauchsystem muss im 3. Schritt vollständig blockiert werden. <p>Falls das Problem weiterhin besteht, ist dieses Schlauchsystem eventuell nicht mit dem Astral Beatmungsgerät kompatibel. Ziehen Sie eine andere Schlauchsystemkonfiguration in Betracht.</p>

Fehlercode	Maßnahme
505	<p>Der gemessene Widerstand des Schlauchsystems überschreitet die Grenzwerte für den sicheren Betrieb dieses Geräts.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untersuchen Sie das Schlauchsystem und die angebrachten Zubehörteile auf Blockaden. 2. Achten Sie darauf, dass das Schlauchsystem keine scharfen Biegungen oder Knicke aufweist und das patientenseitige Ende nicht blockiert ist. 3. Falls eine Luftbefeuchtung verwendet wird, achten Sie darauf, dass die Wasserkammer des Befeuchters nicht zu voll ist. 4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm sorgfältig: <ul style="list-style-type: none"> • das Schlauchsystem darf im 2. Schritt nicht blockiert werden • das Schlauchsystem muss im 3. Schritt vollständig blockiert werden. <p>Falls das Problem weiterhin besteht, ist dieses Schlauchsystem eventuell nicht mit dem Astral Beatmungsgerät kompatibel. Ziehen Sie eine andere Schlauchsystemkonfiguration in Betracht.</p>
506, 512	<p>Hardwarefehler festgestellt. Setzen Sie sich bitte mit einem autorisierten Servicezentrum in Verbindung.</p>
600	<p>Kalibrierung des Expirationsflow-Sensors unmöglich.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vergewissern Sie sich, dass der Schlauchsystemadapter sauber, trocken und fest eingeschoben ist. <ul style="list-style-type: none"> – Falls der Adapter nass ist, kann es nützlich sein, ihn abzunehmen und das Wasser durch festes Schütteln zu beseitigen. Setzen Sie den Adapter wieder fest ein und wiederholen Sie den Schlauchtest. – Falls der Adapter verschmutzt ist, muss er ausgetauscht werden. 2. Falls ein pädiatrisches Schlauchsystem mit kleinem Durchmesser verwendet wird, sollten Sie einen Bakterien-/Virenfilter oder einen 22-mm-Adapter auf dem Expirationsadapteranschluss in Betracht ziehen. 3. Wiederholen Sie den Schlauchtest und achten Sie dabei darauf, dass das Schlauchsystem bis zum Abschluss des Tests nicht bewegt wird. <p>Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich bitte mit einem autorisierten Servicezentrum in Verbindung.</p>

Allgemeine Fehlerbehebung

Problem	Maßnahme
Bildung von Kondenswasser im Schlauchsystem	Kondenswasser kann sich infolge der Einstellungen eines hohen Feuchtigkeitsgrads und niedriger Umgebungstemperaturen bilden. Passen Sie die Einstellungen des Atemgasbefeuchters gemäß den Anweisungen des Herstellers an.
Touchscreen beschädigt oder reagiert nicht	Ist es nicht möglich, das Astral Beatmungsgerät auf die übliche Art und Weise auszuschalten, wenden Sie die folgende Methode zur Zwangsausschaltung an: <ol style="list-style-type: none"> 1. Trennen Sie das Gerät von der externen Stromversorgung (z. B. Stromnetz oder externer Akku). 2. Drücken und halten Sie mindestens 10 Sekunden lang die grüne Ein/Aus-Taste und die Alarmstumm-/Zurücksetzen-Taste. Nach 10 Sekunden blinkt die Alarmleiste gelb auf. 3. Lassen Sie beide Tasten los. Das Astral Beatmungsgerät schaltet sich aus. 4. Durch Drücken der Ein/Aus-Taste lässt sich das Astral Beatmungsgerät wieder einschalten und wie vorgesehen verwenden.
Datenspeicherung von Astral auf USB-Stick nicht möglich oder USB-Stick nicht von Gerät erkannt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ziehen Sie den USB-Stick ab und stecken Sie ihn wieder ein. 2. Verwenden Sie einen neuen USB-Stick. 3. Nehmen Sie das Wechselstrom- bzw. das externe Gleichstrom-Netzteil ab und starten Sie Astral durch Aus- und Einschalten neu. 4. Formatieren Sie den USB-Stick. Beachten Sie, dass alle aktuell auf dem Stick gespeicherte Daten gelöscht werden.
Schlauchtest fehlgeschlagen	Schlägt der Schlauchtest fehl und eine Warnmeldung erscheint oben auf der Ergebnisseite des Schlauchtests, versuchen Sie Folgendes: <ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie das Schlauchsystem auf Leckagen. 2. Überprüfen Sie, ob das Modul, die blaue Membran und der Sensor vollständig eingedrückt sind und eben in dem Gehäuse liegen. 3. Wählen Sie den Patiententyp „Kinder“ aus. So können höhere Widerstände im Schlauchsystem überwunden werden. (Bei 10 mm- und 15 mm-Faltenschlauchsystemen schlägt der Schlauchtest fehl, wenn als Patiententyp „Erwachsene“ ausgewählt wird). 4. Halten Sie das Schlauchsystem zur Reduzierung des Widerstands gerade. 5. Stellen Sie sicher, dass Beatmung und Alarmer funktionieren, bevor Sie fortfahren. <p>Hinweis: Es ist in Ordnung, ein Schlauchsystem zu verwenden, das eine Vorsicht-Meldung herausgibt, da das Astral Gerät einen Schlauchsystemwiderstand ausgleicht und für Compliance sorgt.</p>
Flow-Sensor ausgefallen (nur Astral 150)	Tritt ein Fehler im Flow-Sensor auf und erscheint unten auf der Ergebnisseite des Schlauchtests eine Meldung, versuchen Sie Folgendes: <ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie das Schlauchsystem auf Leckagen. 2. Überprüfen Sie, ob das Expirationsventil, die blaue Membran und der Sensor vollständig eingedrückt sind und eben in dem Gehäuse liegen. 3. Tauschen Sie, falls erforderlich, den Flow-Sensor aus und befolgen Sie dabei die Anweisungen unter „Austausch von Komponenten“ im Abschnitt „Reinigung und Instandhaltung“.

Empfehlungen für die Absaugung

Bei der Absaugung wird über einen Katheter Unterdruck (Vakuum) in den Atemwegen erzeugt, um Sekret abzusaugen, das die Atemwege blockiert.

Astral Beatmungsgeräte unterstützen zwei Absaugmethoden entsprechend dem ausgewählten Katheter – offen oder geschlossen.

Das Beatmungsgerät kann anhand der folgenden Zustände feststellen, wann eine Absaugung erforderlich ist:

- Erhöhter inspiratorischer Spitzendruck während der volumenkontrollierten Beatmung. Zur Erkennung sollten Sie den Alarm „Druck hoch insp.“ geeignet konfigurieren.
- Geringeres Tidalvolumen während der druckkontrollierten Beatmung. Zur Erkennung sollten Sie den Alarm „Vti tief“ geeignet konfigurieren.
- Rückgang der Sauerstoffsättigung. Zur Erkennung sollten Sie ein Pulsoximeter verwenden und den Alarm „SpO₂ tief“ geeignet konfigurieren.

Falls der Patient vor oder nach der Absaugung oxygeniert werden muss, stehen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung, die einzeln oder in Kombination verwendet werden können:

- Anpassung der Niederflow-Sauerstoffabgabe, um das FiO₂ anzuheben
- Hyperventilation des Patienten mithilfe der Funktion „Manueller Atemzug“ des Astral Beatmungsgeräts (dabei muss auf genügend lange Expirationsphasen geachtet werden, damit es nicht zur Ansammlung [„Stacking“] von Atemzügen kommt).

Zur Beurteilung des Patientenzustandes kann während der Prä- und Postoxygenierung sowie während und nach der Absaugung eine SpO₂-Überwachung stattfinden.

Bei der **offenen Absaugung** kann das Schlauchsystem vorübergehend vom Beatmungsgerät getrennt werden, um die Absaugung zu ermöglichen. Durch diese Diskonnektion werden eventuell die Alarme für PEEP, niedrigen Inspirationsdruck und/oder Atemminutenvolumen ausgelöst. Drücken

Sie auf , um die Alarme vorab für die Dauer von zwei Minuten stummzuschalten.

Zur leichteren Absaugung werden die überwachten Werte für SpO₂ und Pulsfrequenz weiterhin angezeigt, wenn die Beatmung vorübergehend gestoppt wird.

Bei der **geschlossenen Absaugung** werden u. U. aufgrund eines während der Beatmung angewandten Unterdrucks ggf. die Alarme für Tidalvolumen, Atemminutenvolumen und/oder PEEP

ausgelöst. Drücken Sie auf , um die Alarme vorab für die Dauer von zwei Minuten stummzuschalten.

VORSICHT

Stellen Sie nach der offenen bzw. geschlossenen Absaugung die Patientenschlauchsystemverbindung wieder her und vergewissern Sie sich, dass die Beatmung korrekt fortgeführt wird.

Um den Patientenzustand und die Wirksamkeit der Absaugung von Sekreten zu beurteilen, können der maximale Inspirationsflow (während der druckkontrollierten Beatmung), der inspiratorische Spitzendruck (bei volumenkontrollierter Beatmung) bzw. das Tidalvolumen bei druckkontrollierter Beatmung sowie der SpO₂-Wert überwacht werden.

Astral legt keine Einschränkungen hinsichtlich des während der Absaugung verwendeten Beatmungsmodus fest. Astral reagiert ggf. unterschiedlich je nach Modus und Therapieeinstellungen. Es wird empfohlen, dass die „erwartete Reaktion“ des Astral Beatmungsgeräts in der Patientenversorgungsakte genau vermerkt wird.

Eingeschränkte Gewährleistung

ResMed Pty Ltd (im Weiteren „ResMed“) sichert zu, dass das ResMed Produkt ab dem Datum des Erwerbs für die Dauer des weiter unten genannten Zeitraums frei von Material- und Herstellungsmängeln ist.

Produkt	Gewährleistungszeitraum
<ul style="list-style-type: none">• Maskensysteme (einschließlich Maskenrahmen, Polster, Kopfriemen und Schläuchen) – ausgenommen Einwegartikel• Zubehörteile – ausgenommen Einwegartikel• Finger-Pulssensoren in Flex-Ausführung• Wasserkammern für Atemluftbefeuchter	90 Tage
<ul style="list-style-type: none">• Akkus zur Verwendung in internen und externen Akkusystemen von ResMed	6 Monate
<ul style="list-style-type: none">• Finger-Pulssensoren in Clip-Ausführung• Datenmodule für CPAP- und Bi-Level-Geräte• Oximeter und Oximeteradapter für CPAP- und Bi-Level-Geräte• Atemluftbefeuchter und reinigungsfähige Wasserkammern für Atemluftbefeuchter• Geräte zur Titrationsüberprüfung	1 Jahr
<ul style="list-style-type: none">• CPAP-, Bi-Level- und Beatmungsgeräte (einschließlich externer Netzteile)• Akkuzubehör• Tragbare Diagnose-/Screeninggeräte	2 Jahre

Diese Gewährleistung gilt nur für den ursprünglichen Verbraucher. Sie ist nicht übertragbar.

Im Fall eines Produktversagens unter normalen Nutzungsbedingungen repariert oder ersetzt ResMed während der Gewährleistungszeit nach eigener Wahl das defekte Produkt bzw. seine Komponenten.

Diese eingeschränkte Gewährleistung gilt nicht für a) jegliche Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, Modifikationen oder Änderungen am Produkt; b) durch Servicestellen, die nicht ausdrücklich von ResMed zur Durchführung von Reparaturen autorisiert sind, durchgeführte Reparaturen; c) jegliche Schäden oder Kontaminationen durch Zigaretten-, Pfeifen-, Zigarren- oder anderen Rauch; d) jegliche Schäden durch Einwirkung von Ozon, aktiviertem Sauerstoff oder anderen Gasen sowie e) jegliche Schäden durch auf oder in elektronische Geräte verschüttetes Wasser.

Die Gewährleistung gilt nicht für Produkte, die außerhalb der Region des ursprünglichen Erwerbs verkauft bzw. weiterverkauft wurden. Für Produkte, die in einem Land der Europäischen Union („EU“) oder der Europäischen Freihandelsassoziation („EFTA“) erworben wurden, steht „Region“ für die EU und die EFTA.

Gewährleistungsansprüche zu defekten Produkten müssen vom ursprünglichen Verbraucher am Ort des Erwerbs geltend gemacht werden.

Diese Gewährleistung tritt an die Stelle aller anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen, einschließlich jeglicher stillschweigender Gewährleistung der Handelseignung oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Bestimmte Regionen oder Staaten lassen Beschränkungen für die Dauer einer stillschweigenden Gewährleistung nicht zu. Eventuell gilt die obige Einschränkung daher nicht für Sie.

ResMed übernimmt keine Verantwortung für jegliche Begleit- oder Folgeschäden, die als Folge des Verkaufs, der Installation oder des Gebrauchs eines beliebigen ResMed Produktes geltend gemacht werden. Bestimmte Regionen oder Staaten lassen einen Ausschluss oder eine Einschränkung von Begleit- oder Folgeschäden nicht zu. Eventuell gilt die obige Einschränkung daher nicht für Sie.

Diese Gewährleistung verleiht Ihnen bestimmte Rechte. Je nach Region stehen Ihnen darüber hinaus eventuell weitere Rechte zu. Weitere Informationen zu Ihren Rechten im Rahmen der Gewährleistung erteilt der zuständige ResMed Händler bzw. die ResMed Vertretung.

Für die neuesten Informationen zur eingeschränkten Gewährleistung von ResMed, besuchen Sie ResMed.com.

Anhang A: Definitionen

Definitionen der Beatmungseinstellungen

Welche Einstellungen zur Verfügung stehen, hängt vom ausgewählten Beatmungsmodus ab. Für jeden Modus sind die verfügbaren Einstellungen im Einzelnen angegeben.

Einstellung	Definition
Apnoe-Detektion	Die Apnoe-Definition legt fest, welcher Atemzug verzögert erfolgen muss, damit eine Apnoe festgestellt wird.
Apnoe-Intervall (T _{Apnoe})	Das Apnoe-Intervall (T _{Apnoe}) legt fest, wie viel Zeit ohne einen Atemzug bzw. spontanen Atemzug verstreichen muss, damit eine Apnoe festgestellt wird.
Apnoe-Reaktion	Die Apnoe-Reaktion legt fest, wie das Beatmungsgerät auf eine festgestellte Apnoe reagiert.
Schlauchsystemtyp	Der Schlauchsystemtyp legt fest, ob ein Doppelschlauchsystem, Einschlauchsystem mit Expirationsventil oder Leckageschlauchsystem verwendet wird.
CPAP	Der kontinuierliche positive Atemwegsdruck (Continuous Positive Airway Pressure, CPAP) legt den Druck fest, der während eines spontanen Atemzugs beibehalten wird.
Expiratorischer Trigger	Der expiratorische Trigger legt den Schwellenwert fest, bei dem innerhalb eines Atemzugs der Beginn der Expiration ausgelöst wird.
EPAP	Der expiratorische positive Atemwegsdruck (Expiratory Positive Airway Pressure, EPAP) legt den Druck fest, der während der Expiration an den Patienten abgegeben wird.
Flowkurve	Im volumenkontrollierten Modus bestimmt die Anstiegszeit der Flowkurve den Flowverlauf während der gesamten Inspiration.
Option für die Dauer der Inspirationsphase	Die Option für die Dauer der Inspirationsphase legt fest, ob die Inspirationszeit (T _i) oder der maximale Inspirationsflow (PIF) für die Abgabe von volumenkontrollierten Atemzügen herangezogen wird.
Beatmungszugangstyp	Invasiv, Maske oder Mundstück
Intervall	Das Seufzerintervall legt den Zeitraum zwischen zwei Seufzeratemzügen fest.
IPAP	Der inspiratorische positive Atemwegsdruck (Inspiratory Positive Airway Pressure, IPAP) legt den Druck fest, der während der Inspiration an den Patienten abgegeben wird.
Größe	Hier wird die relative Größe eines manuellen Atemzugs bzw. Seufzeratemzugs zur Größe des Atemzugs bei der normalen Beatmung festgelegt. Für die Konfiguration von manuellen Atemzügen und Seufzeratemzügen stehen separate Größeneinstellungen zur Verfügung.
Manueller Atemzug	Manueller Atemzug legt fest, ob ein manueller Atemzug abgegeben werden kann.
Maskentyp	Der Maskentyp legt fest, welcher Maskentyp bzw. welches Leckageschlauchsystem verwendet wird, wenn der Schlauchsystemtyp auf Leckageschlauchsystem eingestellt ist.
Max EPAP	Der maximale expiratorische positive Atemwegsdruck (Max EPAP) legt den maximalen Druck fest, der während der Expiration an den Patienten abgegeben wird, um die oberen Atemwege offen zu halten.
Max PS	Die maximal zulässige Druckunterstützung (PS max) legt die maximal zulässige Druckunterstützung oberhalb von PEEP fest, mit der das Ziel-Sicherheits-Tidalvolumen erreicht wird.

Anhang A: Definitionen

Einstellung	Definition
Min EPAP	Minimaler expiratorischer positiver Druck (Min EPAP) als eingestellter Mindestdruck sorgt während der Expiration für Erhaltung der Durchlässigkeit der oberen Atemwege. Der Min EPAP ist einzustellen, wenn eine Erkrankung der unteren Atemwege behandelt wird.
Min PS	Die minimale Druckunterstützung (Min PS) legt die minimal zulässige Druckunterstützung oberhalb von EPAP fest, mit der die alveoläre Zielventilation (iVAPS) erreicht wird.
P insp.	Legt den inspiratorischen Druck oberhalb von PEEP fest, der bei der druckkontrollierten Beatmung an den Patienten abgegeben wird.
P insp. max	Legt den maximalen inspiratorischen Druck oberhalb von PEEP fest, der bei der druckkontrollierten Beatmung an den Patienten abgegeben wird, um das Ziel-Sicherheitsvolumen zu erreichen.
Patiententyp	Die Auswahloptionen sind Erwachsene und Kinder. Mit dieser Einstellung werden die Standardwerte und -bereiche konfiguriert, die für die Beatmungseinstellungen zur Verfügung stehen. Sie legt außerdem fest, welche Akzeptanzkriterien für den Widerstand des Schlauchsystems beim Schlauchtest angewendet werden.
PEEP	Der positive endexpiratorische Druck (Positive End Expiratory Pressure, PEEP) legt den Druck fest, der während der Expiration beibehalten wird.
PIF	Der maximale Inspirationsflow (PIF) legt den maximal abgegebenen Flow für volumenkontrollierte Atemzüge fest.
PSV	Die Druckunterstützung legt den Druck oberhalb von PEEP fest, der bei Atemzügen mit Druckunterstützung (spontanen Atemzügen) während der Inspiration bereitgestellt wird.
PS max	Die maximal zulässige Druckunterstützung (Max PS) legt die maximal zulässige Druckunterstützung oberhalb von PEEP fest, mit der das Ziel-Sicherheits-Tidalvolumen erreicht wird.
Körpergröße	Patientenkörpergröße (Körpergröße) dient der Einschätzung des anatomischen Totraums des Patienten und des idealen Körpergewichts (Ideal Body Weight, IBW).
Atemfrequenz	Die Atemfrequenz (AF) legt fest, wie viele Atemzüge pro Minute (AZ/min) das Beatmungsgerät an den Patienten abgibt. Die gemessene Atemfrequenz kann aufgrund von vom Patienten ausgelösten Atemzügen höher liegen.
Anstiegszeit	Die Anstiegszeit legt fest, wie lange das Beatmungsgerät bei druckkontrollierten oder druckunterstützten Atemzügen braucht, um den Inspirationsdruck zu erreichen.
Sicherheits-Vt	Das Sicherheits-Tidalvolumen legt das minimale Ziel-Tidalvolumen (Vt) für jeden vom Beatmungsgerät abgegebenen Atemzug fest.
Seufzer-Anzeige	Die Seufzer-Anzeige legt fest, ob das Beatmungsgerät vor der Abgabe eines Seufzeratemzugs einen Signalton von sich gibt.
Seufzeratemzug	Der Seufzeratemzug legt fest, ob nach dem Seufzerintervall ein vergrößerter Atemzug (ein Seufzeratemzug) abgegeben wird.
Zielb.Freq.	Die Zielbeatmungsfrequenz (Zielb.Freq.) legt die Obergrenze für die „intelligente“ Backup-Frequenz (iBR) von iVAPS fest.
Alv. Zielvent.	Mit dem alveolären Zielatemminutenvolumen (Alv. Zielvent.) wird das Servobeatmungsziel für iVAPS eingestellt.
Ti	Die Inspirationszeit (Ti) legt die Dauer der Inspirationsphase eines Atemzugs fest.

Einstellung	Definition
Ti Max	Die maximale Inspirationszeit (Ti Max) legt die Höchstdauer der Inspirationsphase eines Atemzugs fest.
Ti Min	Die minimale Inspirationszeit (Ti Min) legt die Mindestdauer der Inspirationsphase eines Atemzugs fest.
Trigger	Der inspiratorische Trigger legt den Schwellenwert fest, bei dem das Beatmungsgerät einen neuen Atemzug auslöst. Der inspiratorische Trigger ist während der ersten 300 ms nach dem Beginn der Expiration blockiert.
Triggertyp	Der Triggertyp legt fest, ob ein druckbasierter Trigger-Schwellenwert oder ein flowbasierter Trigger-Schwellenwert verwendet wird, wenn ein Doppelschlauchsystem ausgewählt ist.
Vt	Das Tidalvolumen (Vt) legt fest, welches Volumen (in ml) bei einem volumenkontrollierten Atemzug an den Patienten abgegeben wird.

Definitionen der gemessenen und berechneten Parameter

Die folgenden gemessenen und berechneten Parameter werden während der Konfiguration oder während der Beatmung angezeigt. Für jeden Beatmungsmodus werden die angezeigten Parameter im Einzelnen angegeben.

Parameter	Definition
FiO ₂	Prozentualer Durchschnitt des an das Schlauchsystem abgegebenen Sauerstoffs.
I:E	Als I:E wird das Verhältnis der Inspirationsdauer zur Expirationsdauer bezeichnet. Das gemessene I:E-Verhältnis wird während der Beatmung als überwachter Parameter angezeigt. Das erwartete I:E-Verhältnis wird berechnet und auf den Einstellungsbildschirmen angezeigt, sofern die Atemfrequenz nicht auf „Aus“ eingestellt ist.
Leckage	Die Leckage ist die durchschnittliche ungewollte Leckage. Sie wird bei einem Doppelschlauchsystem als Prozentsatz und bei einem Leckageschlauchsystem als Flow angegeben. Die gemessene Leckage wird während der Beatmung als überwachter Parameter angezeigt.
MV	Das Atemminutenvolumen (MV) ist ein Produkt der Zielbeatmungsfrequenz (Zielb.Freq.) und des ausgeatmeten Tidalvolumens, gemittelt während der letzten acht Atemzüge. Das MV wird während der iVAPS-Konfiguration als berechneter Parameter angezeigt.
MVe	Das expiratorische Atemminutenvolumen (MVe) ist das Produkt aus der Atemfrequenz und dem ausgeatmeten Tidalvolumen (gemittelt über die vorangegangenen acht Atemzüge). Das gemessene MVe wird während der Beatmung als überwachter Parameter angezeigt.

Anhang A: Definitionen

Parameter	Definition
MVi	<p>Das inspiratorische Atemminutenvolumen (MVi) ist das Produkt aus der Atemfrequenz und dem eingeatmeten Tidalvolumen (gemittelt über die vorangegangenen acht Atemzüge).</p> <p>Das gemessene MVi wird während der Beatmung als überwachter Parameter angezeigt.</p>
Druck	<p>Der Druck ist der aktuelle Atemwegsdruck des Patienten (gemessen am Patientenanschluss).</p> <p>Der gemessene Druck wird während der Beatmung als überwachter Parameter angezeigt.</p>
PEEP	<p>Der endexpiratorische Druck (PEEP) ist der 50 ms vor dem Ende der vorangegangenen Expiration gemessene Atemwegsdruck.</p> <p>Der gemessene PEEP wird während der Beatmung als überwachter Parameter angezeigt.</p>
Pmean	<p>Mittlerer Atemwegsdruck des Patienten während des letzten Atemzugs.</p>
% Spont. ExspTr.	<p>Der Wert „% Spont. ExspTr.“ ist der Prozentsatz der vorangegangenen 20 Atemzüge, die spontan ausgelöst wurden.</p>
% Spont. InspTr.	<p>Der Wert „% Spont. InspTr.“ ist der Prozentsatz der vorangegangenen 20 Atemzüge, die spontan ausgelöst wurden.</p> <p>Der gemessene Wert „% Spont. InspTr.“ wird während der Beatmung als überwachter Parameter angezeigt.</p>
PIF	<p>Der maximale Inspirationsflow (Peak Inspiratory Flow, PIF) ist der höchste Flowwert, der während der vorangegangenen Inspiration erreicht wurde.</p> <p>Der gemessene PIF wird während der Beatmung als überwachter Parameter angezeigt.</p> <p>Der erwartete PIF wird bei volumenkontrollierten Atemzügen berechnet und auf den Einstellungsbildschirmen angezeigt, wenn die Option für die Dauer der Inspirationsphase auf „Ti“ eingestellt ist.</p>
PIP	<p>Der inspiratorische Spitzendruck (Peak Inspiratory Pressure, PIP) ist der höchste Atemwegsdruck, der während der vorangegangenen Inspiration erreicht wurde.</p> <p>Der gemessene PIP wird während der Beatmung als überwachter Parameter angezeigt.</p>
Pulsfrequenz	<p>Die gemessene Pulsfrequenz (Puls) wird als überwachter Parameter angezeigt, wenn ein Pulsoximeter eingesetzt wird.</p>
Atemfrequenz	<p>Die Atemfrequenz (AF) ist die Anzahl der Atemzüge pro Minute (gemittelt über die vorangegangenen acht Atemzüge).</p> <p>Die gemessene AF wird während der Beatmung als überwachter Parameter angezeigt.</p>
RSBI	<p>Der Index für schnelle, flache Atmung (Rapid Shallow Breathing Index, RSBI) wird berechnet, indem die Atemfrequenz durch das Tidalvolumen dividiert wird.</p> <p>Der gemessene RSBI wird während der Beatmung als überwachter Parameter angezeigt.</p>
SpO ₂	<p>Die gemessene funktionelle Sauerstoffsättigung (SpO₂) wird als überwachter Parameter angezeigt, wenn ein Pulsoximeter eingesetzt wird.</p>

Parameter	Definition
Te	Die Expirationszeit Te ist die Dauer der vorangegangenen Expirationsphase in Sekunden.
Ti	Die Inspirationszeit Ti ist die Dauer der vorangegangenen Inspirationsphase in Sekunden. Die gemessene Ti wird während der Beatmung als überwachter Parameter angezeigt. Die erwartete Ti wird bei volumenkontrollierten Atemzügen berechnet und auf den Einstellungsbildschirmen angezeigt, wenn die Option für die Dauer der Inspirationsphase auf „PIF“ eingestellt ist.
Al. Vent	Das alveoläre Atemminutenvolumen (Alv. Vent.) wird berechnet durch (Tidalvolumen - Totraum) x Atemfrequenz. Die gemessene Alv. Vent. wird während der Beatmung als überwachter Parameter angezeigt.
Vte	Das expiratorische Tidalvolumen (Vte) ist das während des vorangegangenen Atemzugs ausgeatmete Volumen. Das gemessene Vte wird während der Beatmung als überwachter Parameter angezeigt.
Vti	Das inspiratorische Tidalvolumen (VTi) ist das während des vorangegangenen Atemzugs eingeatmete Volumen. Das gemessene VTi wird während der Beatmung als überwachter Parameter angezeigt.
Durchschnittliches Vt	Das durchschnittliche Tidalvolumen (Durchschnittliches Vt) ist das während der letzten fünf Minuten der Beatmung expirierte Durchschnittsvolumen. Das durchschnittliche Vt wird während der iVAPS-Konfiguration als Berechnungsparameter angezeigt.
Durchschnittliches Vt/kg	Das durchschnittliche Tidalvolumen pro kg (Durchschnittliches Vt/kg) ist das durchschnittliche Vt geteilt durch das ideale Körpergewicht (IBW). Das durchschnittliche Vt wird während der iVAPS-Konfiguration als Berechnungsparameter angezeigt.

Anhang B: Beatmungsparameter

Die nachstehende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der Parameterbereiche und [Standardeinstellungen] für das Astral Beatmungsgerät.

Tabellarische Zusammenfassung der Beatmungsparameter

Parameter	Beatmung mit Expirationsventil und Schlauchsystem für Mundstück						Beatmung mit Leckage				Einstellung
	V(A)C	(A)PCV	PSV	P-SIMV	V-SIMV	CPAP	(S)T	(A)PCV	CPAP	iVAPS	
Atemfrequenz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			V(A)C, (A)PCV, (A)PC <ul style="list-style-type: none"> Erwachsene: Aus, 2 bis 50 [15] Kinder: Aus, 5 bis 80 [15] Kontrollierte Atemzüge: V-SIMV, P-SIMV <ul style="list-style-type: none"> Erwachsene: 2 bis 50 [15], Kinder: 5 bis 80 [15] PSV, (S)T <ul style="list-style-type: none"> Erwachsene: Aus, 2 bis 50 [15] Kinder: Aus, 5 bis 80 [15]
EPAP (cmH ₂ O)							✓	✓		✓	2 bis 25 [5]
Min EPAP (cmH ₂ O)										✓	2 bis 25 [5] Nur wenn Auto EPAP eingeschaltet ist.
Max EPAP (cmH ₂ O)										✓	2 bis 25 [15] Nur wenn Auto EPAP eingeschaltet ist.
PEEP (cmH ₂ O)	✓	✓	✓	✓	✓						Aus, 3,0 bis 20,0 [5,0]
CPAP (cmH ₂ O)						✓				✓	3,0 bis 20,0 [5,0]

Parameter	Beatmung mit Expirationsventil und Schlauchsystem für Mundstück						Beatmung mit Leckage				Einstellung
	V(A)C	(A)PCV	PSV	P-SIMV	V-SIMV	CPAP	(S)T	(A)PCV	CPAP	iVAPS	
P insp. (cmH ₂ O)		✓		✓							Erwachsene: 2 bis 50 [7] Kinder: 2 bis 50 [7]
PSV (cmH ₂ O)			✓	✓	✓						PSV <ul style="list-style-type: none"> • Erwachsene: 2 bis 50 [7] • Kinder: 2 bis 50 [7] Spontane Atemzüge: V-SIMV, P-SIMV <ul style="list-style-type: none"> • Erwachsene: 2 bis 50 [7] • Kinder: 2 bis 50 [7]
Min PSV (cmH ₂ O)									✓		0 bis 50 [2]
Max PSV (cmH ₂ O)									✓		Auto EPAP Aus: 0 bis 50 [20] Auto EPAP Ein: 8 bis 50 [20]
IPAP (cmH ₂ O)							✓	✓			Erwachsene: 4 bis 50 [12] Kinder: 4 bis 50 [12]
Vt (ml)	✓				✓						V-SIMV (kontrollierte Atemzüge), V(A)C <ul style="list-style-type: none"> • Erwachsene: 100 bis 2500 [500] • Kinder: 50 bis 300 [100]*
PIF (l/min)	✓				✓						Wenn die Volumenkontrollierte-Atemzugs-Option „PIF“ eingestellt ist: V(A)C, V-SIMV (kontrollierte Atemzüge): <ul style="list-style-type: none"> • Erwachsene: 10 bis 120 [50] • Kinder: 5 bis 60 [10]

Anhang B: Beatmungsparameter

Parameter	Beatmung mit Expirationsventil und Schlauchsystem für Mundstück						Beatmung mit Leckage				Einstellung
	V(A)C	(A)PCV	PSV	P-SIMV	V-SIMV	CPAP	(S)T	(A)PCV	CPAP	iVAPS	
Ti (Sek.)	✓	✓		✓	✓			✓			<p>Wenn die Volumenkontrollierte-Atemzugs-Option „Ti“ eingestellt ist:</p> <p>V(A)C, V-SIMV (kontrollierte Atemzüge):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erwachsene: 0,3 bis 3,0 [1,0] • Kinder: 0,3 bis 3,0 [0,6] <p>(A)PCV, P-SIMV (kontrollierte Atemzüge):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erwachsene: 0,2 bis 5,0 [1,0] • Kinder: 0,2 bis 5,0 [0,6] <p>(A)PCV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erwachsene: 0,3 bis 4,0 [1,0] • Kinder: 0,3 bis 4,0 [0,6]
Exsp. Trigger (%)			✓	✓	✓		✓			✓	<p>P-SIMV, V-SIMV (spontane Atemzüge), PSV</p> <p>5 bis 90 [25%] (Leckage)</p> <p>5 bis 90 [Auto] (Expirationsventil)</p> <p>Expiratorischer Trigger ist fest eingestellt auf 15% für Expirationsventil, 10% für Leckage.</p>
Triggertyp	✓	✓	✓	✓	✓	✓					<p>Flow/Druck (nur für Doppelschlauchsystem)</p>

Parameter	Beatmung mit Expirationsventil und Schlauchsystem für Mundstück						Beatmung mit Leckage				Einstellung
	V(A)C	(A)PCV	PSV	P-SIMV	V-SIMV	CPAP	(S)T	(A)PCV	CPAP	iVAPS	
Trigger (Empfindlichkeit) [Triggertyp = Flow] (l/min)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					<p>Wenn der Triggertyp auf „Flow“-Trigger eingestellt ist (nur für Doppelschlauchsystem)</p> <p>V(A)C, (A)PCV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erwachsene: Aus, 0,5 bis 15 [1,0] • Kinder: Aus, 0,5 bis 15 [0,5] <p>V-SIMV, PSIMV, PSV, CPAP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erwachsene: 0,5 bis 15 [1,0] • Kinder: 0,5 bis 15 [0,5]
Trigger (Empfindlichkeit) [Triggertyp = Druck]	✓	✓	✓	✓	✓	✓					<p>Wenn der Triggertyp auf „Druck“-Trigger eingestellt ist (für Doppel- und Einschlauchsystem)</p> <p>V(A)C, (A)PCV</p> <p>Aus, 5. Unempf bis 1. H-empf [Mittel]</p> <p>PSV, P-SIMV, V-SIMV, CPAP</p> <p>5. Unempf bis 1. H-empf [Mittel]</p>
Trigger (Empfindlichkeit) [Mit Luftauslass]							✓	✓	✓	✓	<p>(S)T, (A)PCV</p> <p>Aus, 5. Unempf bis 1. H-empf [Mittel]</p> <p>CPAP, iVAPS</p> <p>5. Unempf bis 1. H-empf [Mittel]</p>
Anstiegszeit (ms)		✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	Min, 150 bis 900 [200]
Flowkurve (%)	✓				✓						100 (Konstantflow), 75, 50, 25 [100]

Anhang B: Beatmungsparameter

Parameter	Beatmung mit Expirationsventil und Schlauchsystem für Mundstück						Beatmung mit Leckage				Einstellung
	V(A)C	(A)PCV	PSV	P-SIMV	V-SIMV	CPAP	(S)T	(A)PCV	CPAP	iVAPS	
Ti Min (Sek.)			✓				✓			✓	PSV 0,2 bis 4,0 [0,2] (S)T, iVAPS 0,1 bis 4,0 [0,2] Ti Min ist fest eingestellt auf: <ul style="list-style-type: none"> • 0,2 für P-SIMV, V-SIMV und CPAP (mit Expirationsventil) • 0,1 für CPAP (Leckage)
Ti Max (maximale Inspirationszeit) (Sek.)			✓				✓			✓	Erwachsene: 0,3 bis 4,0 [1,5] Kinder: 0,3 bis 4,0 [0,8] Ti Max ist fest eingestellt auf: <ul style="list-style-type: none"> • Den kleineren Wert aus $(2/3) \times (60/f)$ oder 4 für P-SIMV und V-SIMV • 4 für CPAP (Leckage) • 3 für CPAP (mit Expirationsventil) für Erwachsene • 1,5 für CPAP (mit Expirationsventil) für Kinder
Körpergröße (cm)							✓	✓	✓	✓	Erwachsene: 110 bis 250 [175]
Zielbeatmungsfrequenz										✓	8 bis 30 [15]
Alv. Zielvent. (l/min)										✓	1 bis 30 [5,2]

*Die internationale Norm für Beatmungsgeräte gibt an, dass der Patiententyp „Kinder“ zur Verwendung bei Patienten vorgesehen ist, die weniger als 300 ml erhalten. Allerdings erlaubt das Astral die Anpassung des Einstellungsparameters „Vt“ bis auf 500 ml für den Fall, dass „Vt“ so eingestellt werden muss, dass Leckagen im Atemschlauchsystem kompensiert werden.

 **WARNUNG**

ResMed spricht keine Empfehlung für einen oberen Grenzwert von 500 ml für das pädiatrische Tidalvolumen aus; der Arzt kann sich jedoch im eigenen klinischen Ermessen für diesen Grenzwert entscheiden.

Während der Beatmung angezeigte Parameter

Die folgenden Therapieparameter werden auf dem Beatmungsgerät angezeigt, lassen sich aber nicht direkt ändern. Sie werden durch die einstellbaren Parameter und interne Algorithmen bestimmt.

Parameter	Beatmung mit Expirationsventil und Schlauchsystem für Mundstück						Beatmung mit Leckage				Einstellung
	VAC	(A)PCV	PSV	P-SIMV	V-SIMV	CPAP	(S)T	(A)PCV	CPAP	iVAPS	
I:E-Verhältnis	✓	✓						✓			Wird angezeigt, wenn die Atemfrequenz nicht auf „Aus“ eingestellt ist
PIF (l/min)	✓				✓						Wenn die Volumenkontrollierte-Atemzugs-Option „Ti“ eingestellt ist, wird der PIF lediglich angezeigt.
Ti (Sek.)	✓				✓						Wenn die Volumenkontrollierte-Atemzugs-Option „PIF“ eingestellt ist, wird die Ti lediglich angezeigt.
MV (l/min)									✓		Wird auf der Seite mit iVAPS-Einstellungen angezeigt
Durchschn. Vt (ml)									✓		Wird auf der Seite mit iVAPS-Einstellungen angezeigt
Durchschn. Vt/kg (ml/kg (IBW))									✓		Wird auf der Seite mit iVAPS-Einstellungen angezeigt

Zusätzliche Funktionen

Die nachstehende Tabelle gibt die für jeden Beatmungsmodus geltenden zusätzlichen Funktionen an. Angezeigt werden die einstellbaren Parameter, der verfügbare Einstellbereich und der Standardwert.

Funktionen	Beatmung mit Expirationsventil und Schlauchsystem für Mundstück						Beatmung mit Leckage				Einstellung
	V(A)C	(A)PCV	PSV	P-SIMV	V-SIMV	CPAP	(S)T	(A)PCV	CPAP	iVAPS	
Manueller Atemzug	✓	✓	✓	✓	✓						Aus / Ein [Aus]
Manueller Atemzug, Tiefe (%)	✓	✓	✓	✓	✓						100 bis 250 [150]
Seufzeraatemzug	✓	✓									Aus / Ein [Aus]
Seufzer-Anzeige	✓	✓									Aus / Ein [Aus]
Seufzerintervall (min)	✓	✓									3 bis 60 [10]
Seufzertiefe (%)	✓	✓									120 bis 250 [150]
Apnoea Response (%)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Valve Ventilation: Alarm Only, (A)CV+Alarm, P(A)CV+Alarm, Off Leak Ventilation: Alarm Only, Off
Apnoeintervall (T _{Apnoe}) (Min: Sek)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Erwachsene: 15 s bis 60 s [20 s]* Kinder: 5 s bis 30 s [10 s]
Apnoe-AF (1/min)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					Erwachsene: 4 bis 50 [15] Kinder: 12 bis 80 [15]
Apnoe-Detektion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kein AZ / Kein spont. AZ [Kein AZ]

Funktionen	Beatmung mit Expirationsventil und Schlauchsystem für Mundstück						Beatmung mit Leckage				Einstellung
	V(A)C	(A)PCV	PSV	P-SIMV	V-SIMV	CPAP	(S)T	(A)PCV	CPAP	iVAPS	
Apnoe-Ti (Sek.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					<p>Wenn die Volumen-Atemzug-Option „Ti“ eingestellt ist:</p> <p>Falls die Apnoe-Reaktion „V(A)C + Alarm“ ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erwachsene: 0,3 bis 3 [1,0] • Kinder: 0,3 bis 3 [0,6] <p>Falls die Apnoe-Reaktion „(A)PCV + Alarm“ ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erwachsene: 0,2 bis 5,0 [1,0] • Kinder: 0,2 bis 5,0 [0,6]
Apnoe-Vt (ml)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					<p>Falls die Apnoe-Reaktion „V(A)C + Alarm“ ist:</p> <p>Erwachsene: 100 bis 2500 [500]</p> <p>Kinder: 50 bis 500 [100]</p>
Apnoe-Flowkurve (%)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					Konstant
Apnoe-PIF (l/min)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					<p>Wenn die Volumen-Atemzug-Option „PIF“ eingestellt ist</p> <p>Falls die Apnoe-Reaktion „V(A)C + Alarm“ ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erwachsene: 10 bis 120 [50] • Kinder: 5 bis 60 [10]
Apnoe-P insp. (cm H ₂ O)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					<p>Falls die Apnoe-Reaktion „(A)PCV + Alarm“ ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erwachsene: 2 bis 50 [7] • Kinder: 2 bis 50 [7]
Sicherheits-Vt (ml)		✓	✓				✓	✓			<p>Erwachsene: Aus, 100 bis 2500 [Aus]</p> <p>Kinder: Aus, 50 bis 500 [Aus]</p>

Anhang B: Beatmungsparameter

Funktionen	Beatmung mit Expirationsventil und Schlauchsystem für Mundstück						Beatmung mit Leckage				Einstellung
	V(A)C	(A)PCV	PSV	P-SIMV	V-SIMV	CPAP	(S)T	(A)PCV	CPAP	iVAPS	
Max PSV			✓								PSV-Einstellung bis 50 [PSV +5]
P insp. max (cm H ₂ O)		✓									P insp. bis 50 [P insp. +5]
IPAP Max							✓	✓			IPAP bis 50 [IPAP +5]

*TApnoe für Erwachsene kann auf 15 min verlängert werden, wenn der Mundstück-Beatmungszugang ausgewählt wird.

Angezeigte Parameter für zusätzliche Funktionen

Die folgenden Therapieparameter werden auf dem Beatmungsgerät angezeigt, lassen sich aber nicht direkt ändern. Sie werden durch die einstellbaren Parameter und interne Algorithmen bestimmt.

Parameter	Beatmung mit Expirationsventil und Schlauchsystem für Mundstück						Beatmung mit Leckage			
	VAC	(A)PCV	PSV	P-SIMV	V-SIMV	CPAP	(S)T	(A)PCV	CPAP	iVAPS
Manueller Atemzug Ti (Sek.)	✓	✓	✓	✓	✓					
Manueller Atemzug PIF (l/min)	✓				✓					
Manueller Atemzug Vt (ml)	✓				✓					
Manueller Atemzug P insp. (cmH ₂ O)		✓		✓						
Manueller Atemzug PSV (cmH ₂ O)			✓							

Parameter	Beatmung mit Expirationsventil und Schlauchsystem für Mundstück						Beatmung mit Leckage			
	VAC	(A)PCV	PSV	P-SIMV	V-SIMV	CPAP	(S)T	(A)PCV	CPAP	iVAPS
Seufzer-Ti (Sek.)	✓	✓								
Seufzer-PIF (l/min)	✓	✓								
Seufzer-Vt (ml)	✓									
Seufzer-P insp.		✓								
Apnoe-I:E	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Apnoe-Flowkurve (%) Flowkurve = Konstant	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Apnoe-PIF-Anzeige (l/min)	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Apnoe-Ti-Anzeige (Inspirationszeit)	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Apnoe-Anstiegszeit (ms)	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

Anhang C: Alarmparameter

Die nachstehende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der Alarmeinstellungen und Standardeinstellungen für das Astral Beatmungsgerät.

Alarm	Beatmung mit Expirationsventil und Schlauchsystem für Mundstück						Beatmung mit Leckage				Einstellung
	V(A)C	(A)PCV	PSV	P-SIMV	V-SIMV	CPAP	(S)T	(A)PCV	CPAP	iVAPS	
Vti - tief (Tidalvolumen) (ml)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					Erwachsene: Aus, 50 bis 2990 [100] Kinder: Aus, 10 bis 995 [25]
Vti - hoch (Tidalvolumen) (ml)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					Erwachsene: Aus, 60 bis 3000 [2500] Kinder: Aus, 25 bis 1000 [500]
Vte - tief (Tidalvolumen) (ml)	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	Erwachsene: Aus, 50 bis 2990 [100] Kinder: Aus, 10 bis 995 [25]
Vte - hoch (Tidalvolumen) (ml)	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	Erwachsene: Aus, 60 bis 3000 [2500] Kinder: Aus, 25 bis 1000 [500]
MVi - tief (Atemminutenvolumen) (l/min)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					Erwachsene: Aus, 0,5 bis 59,9 [3,0] Kinder: Aus, 0,2 bis 59,9 [0,5]
MVi - hoch (Atemminutenvolumen) (l/min)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					Erwachsene: Aus, 0,6 bis 60 [20,0] Kinder: Aus, 0,3 bis 60 [10,0]
MVe - tief (Atemminutenvolumen) (l/min)	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	Erwachsene: Aus, 0,5 bis 59,9 [3,0] Kinder: Aus, 0,2 bis 59,9 [0,5]
MVe - hoch (Atemminutenvolumen) (l/min)	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	Erwachsene: Aus, 0,6 bis 60 [20,0] Kinder: Aus, 0,3 bis 60 [10,0]
AF tief (1/min)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Erwachsene: Aus, 2 bis 79 [4] Kinder: Aus, 5 bis 98 [12]

Alarm	Beatmung mit Expirationsventil und Schlauchsystem für Mundstück						Beatmung mit Leckage				Einstellung
	V/A/C	(A)PCV	PSV	P-SIMV	V-SIMV	CPAP	(S)T	(A)PCV	CPAP	iVAPS	
AF hoch (1/min)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Erwachsene: Aus, 3 bis 80 [80] Kinder: Aus, 6 bis 99 [99]
Druck - hoch (Hoher Atemwegsdruck) (cmH ₂ O)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10 bis 80* [40] *Gilt nicht für alle Gerätevarianten.
Druck - tief (inspiratorischer Spitzendruck) (cmH ₂ O)	✓				✓						Aus, 2 bis 79 [5]
Druck - tief (inspiratorischer Spitzendruck) (cmH ₂ O)		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	Aus / Ein [Ein]
Diskonnektion (l/min)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Aus / Ein [Ein] # Nur zulässig mit Mundstück- Beatmungszugang oder Masken-Beatmungszugang in einem Einschlauchsystem mit Luftauslassöffnung
Diskonnektionstoleranz (%)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Invasiv/Mundstück: 5 bis 95 [40] Maske: 5 bis 95 [60]
Aktivierungszeit für Diskonnektionsalarm (Sek.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Invasiv und Maske: Erwachsene: 5 bis 60 [9] Kinder: 5 bis 30 [8] Mundstück: Erwachsene: 5 bis 900 [15] Kinder: 5 bis 30 [13]
PEEP tief	✓**	✓**	✓**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Aus / Ein [Ein]
Beatm. angehalten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Aus / Ein [Aus]


Anhang C: Alarmparameter

Alarm	Beatmung mit Expirationsventil und Schlauchsystem für Mundstück						Beatmung mit Leckage				Einstellung
	V/A/C	(A)PCV	PSV	P-SIMV	V-SIMV	CPAP	(S)T	(A)PCV	CPAP	iVAPS	
Leckage (%)	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*					Aus, 20 bis 80 [Aus]
Leckage (l/min)							✓	✓	✓	✓	Aus, 5 bis 80 [40]
Maske o. LA/Rückatm.	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	Aus / Ein [Ein]
FiO ₂ - tief (%)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Aus, 18 bis 99 [Aus]
FiO ₂ - hoch (%)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Aus, 19 bis 100 [Aus]
SpO ₂ - tief(%)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Aus, 50 bis 99 [85]
SpO ₂ - hoch(%)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Aus, 51 bis 100 [Aus]
Puls - Niedrig (1/min)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Aus, 20 bis 249 [30]
Puls - Hoch (1/min)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Aus, 21 bis 250 [150]

* Nur für Doppelschlauchsysteme.

** Gilt nicht für Schlauchsysteme für Mundstück.

Hinweis: Manche Standardeinstellungen sind für Schlauchsysteme mit Mundstück anders.



ResMed Pty Ltd

MANUFACTURER 1 Elizabeth Macarthur Drive, Bella Vista NSW 2153 Australien

Andere Standorte von ResMed weltweit finden Sie unter [ResMed.com](https://www.resmed.com). Astral, AirView und ResScan sind Marken bzw. eingetragene Marken der Unternehmensgruppe ResMed. Patentinformationen und Informationen zu sonstigem geistigem Eigentum finden Sie unter [ResMed.com/ip](https://www.resmed.com/ip). Actichlor ist eine Marke von Ecolab Inc. Aerogen und Aeroneb sind eingetragene Marken von Aerogen, Inc. CaviCide ist eine Marke von Metrex. Mikrozid ist eine Marke von Schülke & Mayr. NONIN ist eine Marke von Nonin Medical, Inc. Velcro ist eine Marke von Velcro Industries B.V.

© 2021 ResMed. 278715/1 2021-03

[ResMed.com](https://www.resmed.com)

CE 0123



278715