



## KUBIVENT Conform KUBIVENT ConformLight

Kaltschaum-Matratze

Prophylaxe +  
Therapie

Braden  
allgemein – hoch

5-Zonen-  
Prinzip

Made  
in  
Germany

### Wirkung

- Druckentlastend mit optimaler Druckverteilung durch ausgezeichnete Elastizität des in 5-Zonen eingeteilten Kaltschaums
- Heilungsförderndes Mikroklima (Belüftung und Feuchtigkeitsabtransport) durch die anatomisch zugeschnittenen 5 Zonen, in denen sich unterschiedlich große Würfel gruppieren
- Bei entsprechenden pflegerischen Maßnahmen unterstützt die Conform die Therapie bis zum Decubitus-Stadium III und die ConformLight die Therapie bis zum Decubitus-Stadium II

### Besonders geeignet für Patienten

- bei denen Druckstellen vorgebeugt werden soll
- bei denen ein abgeheilter Decubitus nachbehandelt werden soll
- bei denen sich eine Decubitus-Prophylaxe durch eine spezielle Weichlagerung empfiehlt
- die speziell gelagert werden müssen (Kopfhoch-/Fußtief Lagerung)
- bei denen eine Scherkraftminimierung erforderlich ist

### Komponenten

- 12 cm hohe Kaltschaumschicht mit tief eingeschnittenem 'Kanalsystem'