



## KUBIVENT Decu-P

Soft-/Visco-/Kaltschaum-Matratze

Prophylaxe +  
Therapie

Braden  
allgemein – hoch

Mit viscoelastischer  
Mittelschicht

Made  
in  
Germany

### Wirkung

- Die besondere Anpassungsfähigkeit der viscoelastischen Mittelschicht wirkt in Kombination mit den besonderen Eigenschaften der speziellen Soft-Schaumstoff-Auflage
- Dadurch besonders geeignet zur Schmerzprophylaxe in Kombination mit Decubitus-Prophylaxe und -Therapie
- Linderung von etwaigen Schmerzspitzen
- Reduzierung des Auflagedrucks
- Bei entsprechenden pflegerischen Maßnahmen unterstützt die Matratze die Therapie bis zum Decubitus-Stadium III

### Besonders geeignet für Patienten

- mit hohem Körpergewicht (Decu-P15) bis 200 kg
- bei denen sich aufgrund der Vorerkrankungen eine Decubitus-Prophylaxe bzw. -Therapie durch eine spezielle Weichlagerung empfiehlt
- als Nachbehandlung zu einem bereits abgeheilten Decubitus
- bei denen eine besonders gute Anpassung an die Körperform und gute Druckverteilung erforderlich ist

### Komponenten

- 3 cm hohe HR-Spezialweichschaumaufgabe als Liegefläche
- 4 bzw. 3 cm hohe Mittelschicht aus Viscoschaum
- 8 bzw. 6 cm hohe Trägerschicht aus Kaltschaum
- Option: Ausführung mit verstärkter Randzone