



KUBIVENT DuoSan

Visco-/Kaltschaum-Matratze

Prophylaxe +
Therapie

Braden
allgemein

Verstärkte Randzone
Oberschicht

Made
in
Germany

Wirkung

- Die Anpassungsfähigkeit der viscoelastischen Schicht eignet sich besonders wenn eine spezielle Lagerung erforderlich ist
- Hervorstehende Partien wie Schultern, Hüften oder Fersen können tiefer einsinken, dadurch gleichmäßige Druckverteilung
- Kaltschaum reagiert schnell und gibt dort nach, wo höheres Gewicht und höherer Druck einwirkt
- Bei entsprechenden pflegerischen Maßnahmen unterstützt die DuoSan die Therapie bis zum Decubitus-Stadium III

Besonders geeignet für Patienten

- bei denen sich aufgrund der Vorerkrankungen eine Decubitus-Prohylaxe bzw. -Therapie durch eine spezielle Weichlagerung empfiehlt
- als Nachbehandlung zu einem bereits abgeheilten Decubitus
- bei denen eine besonders gute Anpassung an die Körperform und eine gute Druckverteilung erforderlich ist

Komponenten

- 3 cm hohe Viscoschaum-Auflage als Liegefläche
- 12 cm hohe Trägerschicht aus Kaltschaum
- Verstärkte Randzone