



## KUBIVENT KiddyTouch

## Würfel-Matratze mit Softschaum-Auflage

Therapie +  
Prophylaxe

Braden  
allgemein – hoch

Dual-  
System

Modul-  
aufbau

Made  
in Handarbeit  
Germany

### Wirkung

- Gegen das Schmerzempfinden durch den sich dem Körper anpassenden Spezial-Softschaum
- Entlastend – auch auf spezielle Körperbereiche durch zusätzliche gezielte Würfelentnahme
- Schlaffördernd bei Schlafstörungen und Schmerzsituationen
- Bei entsprechenden pflegerischen Maßnahmen unterstützt die Matratze die Therapie bis zum Decubitus-Stadium III

### Besonders geeignet für Kinder und Jugendliche

- mit Schmerzproblematik
- die mehrfach gehandicapt sind durch motorische und kognitive Einschränkungen
- bei denen eine maximale Druckentlastung im Vordergrund steht
- mit progressivem Krankheitsverlauf

### Komponenten

- 6 cm hohe Spezial-Weichschaumschicht als Liegefläche
- 6 cm hohe Würfelschicht