



KUBIVENT SoftPlus 22 und 18

Würfel-Matratzen mit Softschaum-Auflage



Besonders für adipöse Patienten geeignet:


- mit einem Körpergewicht von bis zu 350 kg
- mit besonderer Schmerzproblematik (z.B. Karzinompatienten)

Weitere Informationen zu Wirkung, Indikationen, Größen, Preisen usw. siehe Seiten 6+7



SoftPlus 22

Matratzen-Aufbau		Einsatzbereich		Testergebnisse			
Höhe 22 cm	5 Schichten	0 - 350 kg	Empfohlen 160 - 350 kg	Bei 80 kg = 58%	Bei 250 kg = 31%	Bei 300 kg = 21%	rF = 79%



SoftPlus 18

Matratzen-Aufbau		Einsatzbereich		Testergebnisse			
Höhe 18 cm	5 Schichten	0 - 200 kg	Empfohlen 90 - 180 kg	Bei 80 kg = 58%	Bei 160 kg = 30%	Bei 200 kg = 27%	rF = 49%