



## KUBIVENT SoftPlus

## Würfel-Matratze mit Softschaum-Auflage

Therapie +  
Prophylaxe

Braden  
sehr hoch

Dual-  
System

Modul-  
aufbau

Verstärkte  
Randzone

Made  
in Handarbeit  
Germany

### Wirkung

- Schmerz- und druckentlastend
- Wirkt gegen das Schmerzempfinden durch die Spezial-Softschaum-Liegefläche
- Wirkt entlastend – auch auf spezielle Körperbereiche (z.B. bei MS/ALS und Querschnittslähmung) – durch zusätzliche gezielte Würfelenahme
- Bei entsprechenden pflegerischen Maßnahmen unterstützt die Matratze die Therapie bis zum Decubitus-Stadium IV

### Besonders geeignet für Patienten

- bei denen eine maximale Druckentlastung im Vordergrund steht
- mit besonderer Schmerzproblematik
- mit progressivem Krankheitsverlauf
- die durch Vorerkrankungen (z.B. Osteoporose oder Skoliose) besonders gelagert werden müssen ohne gleichzeitig ihr Körpergefühl zu verlieren
- deren Restmobilität erhalten werden soll
- mit Übergewicht bis zu 350 kg (**SoftPlus 22**)

### Komponenten

- Doppelte Kaltschaumschicht (8 bzw. 6 cm) als Liegefläche
- Ein- bzw. zweilagige Würfelschicht (10 bzw. 6 cm) aus bis zu 800 bzw. 1.600 Schaumstoffwürfeln als Mittelschicht
- 4 bzw. 2 cm hohe Trägerschicht aus PU-Schaumstoff
- Verstärkte Randzone