



## KUBIVENT Soft

## Würfel-Matratze mit Softschaum-Auflage

Therapie +  
Prophylaxe

Schmerz-  
therapie

Braden  
allgemein – sehr hoch

Dual-  
System

Modul-  
aufbau

Made  
in Handarbeit  
Germany

### Wirkung

- Schmerz- und druckentlastend
- Wirkt gegen das Schmerzempfinden durch die Spezial-Softschaum-Liegefläche
- Wirkt entlastend – auch auf spezielle Körperbereiche z.B. bei kachektischen Patienten – durch zusätzliche gezielte Würfelenahme
- Bei entsprechenden pflegerischen Maßnahmen unterstützt die Matratze die Therapie bis zum Decubitus-Stadium IV

### Besonders geeignet für Patienten

- bei denen eine maximale Druckentlastung im Vordergrund steht
- mit besonderer Schmerzproblematik (z.B. Karzinompatienten)
- mit einem BMI <19 (kachektisch)
- mit progressivem Krankheitsverlauf
- die speziell gelagert werden müssen (Kopfhoch-/Fußtiefelagerung)  
(Aufgrund ihres Aufbaus ist die Matratze hochflexibel und kann sich jeder Lagerungsposition anpassen)

**Bitte beachten:** Bei Patienten mit noch eingeschränkt vorhandener Eigenmobilität und bei Patienten, die mobilisiert werden können, ist der Einsatz von **SoftPlus-** und **TheraCubus-**Matratzen vorzuziehen (siehe Seiten 6 und 10)

### Komponenten

- 6 cm hohe Spezial-Kaltschaumschicht als Liegefläche
- Darunter ein- bzw. zweilagige Würfelschicht (10 bzw. 6 cm)  
unterschiedliche Härtegrade aus bis zu 800 bzw. 1.000 einzelnen Schaumstoffwürfeln