



KUBIVENT PurplePos

Für häusliche Pflege und Einrichtungen

Prophylaxe
+ Therapie

Braden
allgemein

Zwei
Systeme

Made
in
Germany

Einsatz

- Für alle üblichen Positionierungsarten im Pflegebereich einsetzbar
- 30°-Seitenpositionierung • Mikropositionierung • 135°-Seitenpositionierung
- Bobath-Positionierung • Positionierung von Kopf und Extremitäten • Langsitz
- Nestchen-Positionierung • Sonstige pflegerisch indizierte Positionierungsunterstützungen

Besonders geeignet für Patienten mit

- Lähmungen • Kontrakturen • Spastiken • Decubiti
- Verschiedene Positionierungsarten (30°, 45°, 90°, 120°, 135°)
- Atemunterstützende Positionierungen • Mikropositionierung
- Unterstützung in sitzender Position

Komponenten

- Mikroperlen- und Sandwich-System
- Mikroperlen-System: Mit kleinsten EPS-Perlen gefüllte Kissen – individuell modulierbar, formstabil und trotzdem weich
- Sandwich-System: Als Sandwich aufgebaute Rollen, Keile und Kissen aus PU-Schaum-Kern und Kaltschaum-Ummantelung